



Monitorwagen

FUNKTIONELLE ERGONOMIE

Monitorwagen sind speziell für die Aufnahme medizinischer Monitore konzipiert, die häufig bewegt werden müssen. Integrierte mechanische bzw. elektrische Höhenverstellungen sorgen für zusätzlichen Komfort bei der Wahl der geeigneten Arbeitshöhe. Ergonomische Schiebegriffe erleichtern das Manövrieren und das Positionieren. Vier feststellbare Doppellenkrollen sorgen für hohen Bewegungskomfort während der Fahrt und eine sichere Fixierung am Einsatzort.



uni-cart



vexio-cart



pro-cart



MONITORWAGEN uni-cart



uni-cart Monitorwagen mit mechanischer Höhenverstellung

Gerätewagen, 47 E (Gesamthöhe: 1685 mm), ausgestattet mit:

- 1 Basisgestell mit 4 feststellbaren Doppellenkrollen Ø 100 mm
- 1 Mechanische Höhenverstellung
- 1 Monitorhalterung, neigbar mit VESA 100 / 200 / 300 Adaption bis zu 14 kg
- 1 Gegengewichte-Set
- 2 Kabelaufwickelhilfen, rückseitig
- 1 Schiebegriff, rückseitig

Einbauhöhe: 47 E (1504 mm)
Tragfähigkeit: 65 kg
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Tragsäule: eloxiert
Dekorelemente: Schiebegriff: siehe ^{1) 2)}
Lieferumfang: komplett montiert

uni-cart Monitorwagen mit elektrischer Höhenverstellung

Gerätewagen, 35 E (Gesamthöhe: 1305 mm), ausgestattet mit:

- 1 Basisgestell mit 4 feststellbaren Doppellenkrollen Ø 100 mm und Gegengewichte-Set
- 1 Elektrische Höhenverstellung, Zuladung bis 20 kg mit Netzteil und Fernbedienung
- 1 Monitorhalterung, universal mit VESA 75 / 100 Adaption bis zu 14 kg
- 1 Tastaturauszug mit Mousepad (links / rechts)
- 1 Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 3-fach mit Ein-/ Ausschalter
- 2 Kabelaufwickelhilfen, rückseitig
- 1 Schiebegriff, rückseitig
- 1 Rechnerhalterung (klein), rückseitig
- 1 Anschlussleitung, Schuko, Länge 5 m
- 1 integrierte Kabelzugentlastung

Einbauhöhe: 35 E (1120 mm)
Tragfähigkeit: 65 kg
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Tragsäule: eloxiert
Dekorelemente: Schiebegriff siehe ¹⁾
Lieferumfang: komplett montiert

Monitorwagen

Zuladung der Höhenverstellung	Artikelnummer
3-10 kg	RS.4914.XXX ^{1) 2)}
10-16 kg	RS.4915.XXX ^{1) 2)}

Eingangsspannung	Artikelnummer
230 V und 50 / 60 Hz	RS.4145.XXX ¹⁾
110 V und 50 / 60 Hz	RS.4146.XXX ¹⁾

¹⁾ Dekorelemente: ersetzen Sie .XXX durch .901 = RAL 5021 Wasserblau, .902 = RAL 5013 Kobaltblau, .903 = RAL 7035 Lichtgrau

²⁾ Dekorelemente: ersetzen Sie .XXX durch .800 = RAL 7016 Anthrazitgrau

MONITORWAGEN vexio-cart

NEU!



vexio-cart Monitorwagen mit mechanischer Höhenverstellung

Gerätewagen, 35 E (Gesamthöhe: 1320 mm), ausgestattet mit:

- 1 Basisgestell mit 4 feststellbaren Doppellenkrollen Ø 100 mm
- 1 Mechanische Höhenverstellung mit Handverriegelung
- 1 Tastaturauszug mit Mousepad (links / rechts)
- 1 Monitorhalterung, universal mit VESA 75 / 100 Adaption bis zu 14 kg und Netzteilhalterung, klein
- 1 Schiebegriff, rückseitig
- 2 Kabelaufwickelhilfen, rückseitig
- 1 Schuko-Dosenleiste 3-fach mit Ein-/ Ausschalter
- 2 Kabelkanäle „Economy“, seitlich
- 2 Hygieneleisten, rückseitig

Einbauhöhe: 35 E (1120 mm)
Tragfähigkeit: 65 kg
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Tragsäule: eloxiert
Dekorelemente: Schiebegriff: siehe ¹⁾
Lieferumfang: komplett montiert

vexio-cart Monitorwagen mit mechanischer Höhenverstellung

Gerätewagen, 23 E (Gesamthöhe: 933 mm), ausgestattet mit:

- 1 Basisgestell mit 4 feststellbaren Doppellenkrollen Ø 100 mm
- 6 Hygiene-Leisten
- 1 Mechanische Höhenverstellung mit Auslösepedal
- 1 Monitorhalterung, neigbar mit VESA 100 / 200 / 300 Adaption bis zu 14 kg mit Positionierhilfen
- 1 Gegengewichte-Set
- 2 Kabelaufwickelhilfen, rückseitig
- 1 Schiebegriff, rückseitig

Einbauhöhe: 23 E (736 mm)
Tragfähigkeit: 65 kg
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Tragsäule: eloxiert
Dekorelemente: Schiebegriff/Positionierhilfe: siehe ^{1) 2)}
Lieferumfang: komplett montiert

Zuladung der Höhenverstellung	Artikelnummer
3-10 kg	NT.5021.XXX ¹⁾
10-16 kg	NT.5022.XXX ¹⁾

Zuladung der Höhenverstellung	Artikelnummer
3-10 kg	NT.5014.XXX ^{1) 2)}
8-14 kg	NT.5015.XXX ^{1) 2)}

Monitorwagen

MONITORWAGEN pro-cart



pro-cart Monitorwagen mit elektrischer Höhenverstellung

Gerätewagen, 35 E (Gesamthöhe: 1332 mm), ausgestattet mit:

- 1 Basisgestell mit 4 feststellbaren Doppellenkrollen Ø 100 mm
- 1 Elektrische Höhenverstellung, Zuladung bis 20 kg mit Netzteil und Fernbedienung
- 1 Ablageboden mit Griff, vorne
- 1 Monitorhalterung, universal, mit VESA 75 / 100 Adaption bis zu 14 kg
- 1 Tastaturauszug mit Mousepad (rechts / links)
- 1 Schiebegriff, rückseitig
- 2 Kabelaufwickelhilfen, rückseitig
- 1 Anschlussleitung, Schuko, Länge 5 m

Einbauhöhe: 35 E (1120 mm)
Tragfähigkeit: 80 kg
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Dekorelemente: Griff und Schiebegriff: siehe ¹⁾
Lieferumfang: komplett montiert

pro-cart Monitorwagen mit mechanischer Höhenverstellung

Gerätewagen, 48 E (Gesamthöhe: 1798 mm), ausgestattet mit:

- 1 Basisgestell mit 4 feststellbaren leitfähigen Doppellenkrollen Ø 125 mm
- 1 Mechanische Höhenverstellung
- 1 Monitorhalterung, neigbar mit VESA 100 / 200 / 300 Adaption bis zu 16 kg
- 1 Gegengewichte-Set
- 1 Schiebegriff, rückseitig
- 2 Kabelaufwickelhilfen, rückseitig

Einbauhöhe: 48 E (1536 mm)
Tragfähigkeit: 80 kg
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Dekorelemente: Schiebegriff: siehe ^{1) 2)}
Lieferumfang: komplett montiert

Eingangsspannung	Artikelnummer
230 V und 50 / 60 Hz	PT.5012.XXX ¹⁾
110 V und 50 / 60 Hz	PT.5017.XXX ¹⁾

Zuladung der Höhenverstellung	Artikelnummer
3-10 kg	PT.5016.XXX ^{1) 2)}
10-16 kg	PT.5015.XXX ^{1) 2)}

¹⁾ Dekorelemente: ersetzen Sie .XXX durch .903 = RAL 7035 Lichtgrau, .908 = RAL 5015 Himmelblau, .909 = RAL 1003 Signalgelb

²⁾ Dekorelemente: ersetzen Sie .XXX durch .800 = RAL 7016 Anthrazitgrau

MONITORWAGEN FÜR PHILIPS IntelliVue



uni-cart Rollstand für Philips IntelliVue MP5-70 / MX400-800

Gerätewagen, 32 E (Gesamthöhe: 1265 mm),
ausgestattet mit:

- 1 Basisgestell mit 5 feststellbaren Doppellenkrollen
Ø 100 mm
- 1 Gegengewichte-Set
- 1 Dreh- und neigbare Einheit mit Table Top
Mount-Adaption für Philips IntelliVue MP5-70 /
MX400-800 bis zu 14 kg
- 1 Vertikalhalterung für „external rack“
- 1 Ablagekorb
- 1 Schiebegriff, rückseitig
- 1 integrierte Kabelzugentlastung

Einbauhöhe: 32 E (1024 mm)
Tragfähigkeit: 50 kg
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Dekorelemente: **Schiebegriff** und **Vertikalhalterung:**
 Medium Aqua Accent pulverbeschichtet
Lieferumfang: komplett montiert, Philips Table Top Mount
nicht im Lieferumfang enthalten

Artikelnummer

RS.4903.801

vexio-cart Rollstand für Philips IntelliVue MP5-70 / MX400-800

Gerätewagen, 25 E (Gesamthöhe: 1042 mm),
ausgestattet mit:

- 1 Basisgestell mit 4 feststellbaren Doppellenkrollen
Ø 100 mm
- 1 Gegengewichte-Set
- 1 Dreh- und neigbare Einheit mit Table Top
Mount-Adaption für Philips IntelliVue MP5-70 /
MX400-800 bis zu 14 kg
- 1 Ablagekorb
- 1 Schiebegriff, rückseitig
- 6 Hygiene-Leisten

Einbauhöhe: 25 E (800 mm)
Tragfähigkeit: 65 kg
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Dekorelemente: **Schiebegriff:** RAL 7035 Lichtgrau
 pulverbeschichtet
Lieferumfang: komplett montiert, Philips Table Top
 Mount nicht im Lieferumfang enthalten

Artikelnummer

NT.5016.903

MONITORWAGEN FÜR PHILIPS Efficia



vexio-cart Rollstand für Philips Efficia CM 100 / 120 / 150

Gerätewagen, 25 E (Gesamthöhe: 1042 mm),
ausgestattet mit:

- 1 Basisgestell mit 4 feststellbaren Doppellenkrollen
Ø 100 mm
- 1 Gegengewichte-Set
- 1 Dreh- und neigbare Einheit mit Universaladapter
für PhilipsEfficia CM100/120/150 bis 14 kg
- 1 Ablagekorb
- 1 Schiebegriff, rückseitig
- 6 Hygiene-Leisten

Einbauhöhe: 25 E (800 mm)
Tragfähigkeit: 65 kg
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Dekorelemente: **Schiebegriff:** RAL 7035 Lichtgrau
pulverbeschichtet
Lieferumfang: komplett montiert

Artikelnummer

NT.5017.903

