

carry 'n' hold
STATIONÄRE TRÄGERSYSTEME



DIE ITD GMBH – WEGWEISEND UND ZUKUNFTSORIENTIERT

Willkommen



Seit 1995 steht ITD für Innovation, Technik und Design auf dem Gebiet von stationären und mobilen Trägersystemen für die Medizintechnik. Wir sorgen dafür, dass hochwertige, elektromedizinische Geräte optimal im Geräteträger aufgehoben sind und sich Investitionen in hochkarätige Technik über Jahre hinweg bezahlt machen. Dank der Kompetenz unserer Mitarbeiter und deren Kenntnis über die Einsatzbereiche unserer Produkte, einer anwendungsorientierten Entwicklung und Konstruktion und der hochqualifizierten Fachkräfte in der Fertigung entsteht bei ITD dabei Qualität von Anfang an. Das macht uns zum Marktführer in Europa.

Wir arbeiten stetig daran, neueste Markt- und Umfeldanforderungen frühzeitig zu erkennen und das Produktportfolio nach diesen Entwicklungen auszurichten. Die Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden sind für uns die Grundlage bei der Entwicklung innovativer Produkte auf hohem Qualitätsniveau. Wie z. B. mit unserer aktuellen, zukunftsorientierten Lösung **rm-port**, dem Schwenkarmsystem der neuen Generation für vielseitige und flexible Anwendungsmöglichkeiten und mit herausragenden technischen Eigenschaften.

Durch unsere Innovationskraft, unsere technische Kompetenz und unsere jahrelange Erfahrung in der Medizintechnik eröffnen wir somit unseren Kunden stetig neue Erfolgchancen. Der modulare Aufbau und die Kompatibilität aller Komponenten und Systeme sorgen zudem für höchst flexiblen Einsatz unserer Produkte. Dies ermöglicht eine stetige Anpassung an zukünftige Anforderungen und Entwicklungen.

INHALTSVERZEICHNIS

Produktmerkmale und -Anwendungen	4
Planung – Praktische Online-Tools für Ihre Planung	8

rm-port Schwenkarme, 1-fach / 2-fach 10



rm-port – Ihr Nutzen / Das System	12-15
Mit VESA 75 / 100 Adaption	16-17
Mit VESA 75 / 100 Adaption universal und Tastaturhalterung	18-19
Mit Universaladapter	20-21
Mit Anbindung für Philips MP5-70, MX400-800	22-23
Mit Anbindung für Philips MP5-70, MX400-800 und Tastaturhalterung	24-25

mf-port Schwenk- und Tragarme, 1-fach / 2-fach 26



mf-port – Ihr Nutzen / Das System	28-31
Tragarme, starr, mit VESA 75 / 100 Adaption	32-34
Tragarme, starr, mit Anbindung für Philips MP2 / X2	35
Tragarme, starr, mit Anbindung für Philips MP5-70, MX400-800	36
Tragarme, starr, mit Universaladapter	37
Schwenkarme mit VESA 75 / 100 Adaption	38-41
Schwenkarme mit VESA 75 / 100 Adaption universal und Tastaturhalterung	42
Schwenkarme mit Anbindung für Philips MP5-70, MX400-800	43
Schwenkarme mit Universaladapter	44



flexion-port Höhenvariable Tragarme 46




flexion-port – Ihr Nutzen / Das System	48-51
Mit VESA 75 / 100 Adaption	52-53
Mit VESA 75 / 100 Adaption universal und Tastaturhalterung	54-55
Mit Universaladapter	56-57
Mit Anbindung für Philips MP5-70	58-59
Mit Anbindung für Philips MX400-500	60-61
Mit Anbindung für Philips MX550	62-63
Mit Anbindung für Philips MX600-800	64-65

modul-port Systemkomponenten und Zubehör 66



ITD Profile	68
Das ITD-Trägerprofil / Das System	68-69
ITD Profil „Economy“ und „Profi“	70
ITD Profil, flach	71
Befestigungsset	72




Tischträger	73
Tischadapter mit VESA 75 / 100, Universaladapter, Philips-Quickmount.....	74-75
<u>Monitorhalterungen</u>	76
Mit VESA 75 / 100 Adaption	76
Mit VESA 75 / 100 und VESA 100 / 200 / 300 Adaption	77
Mit VESA 75 / 100 bzw. Universaladapter mit Halteklau	78
Adapterplatten für Monitorhalterungen	79
Betthalterung / Netzteilhalterung für Philips MP2 / X2	80-81
Tastaturhalterung	82-85
Ablageboden	86
Schubfach	88
Laptohalterung	90
Rechnerhalterung	91
Netzteilhalterung	92
Pumpenträger (1-fach / 2-fach)	93
Halteklau	94
Pfosten („Down-Post“)	95
Ablagekorb	96
Normschiene	97
Befestigungsset für Tragarme am Gerätewagen	97
Adapter für vertikale Normschiene	98
Griff für Dreh- / Schwenkeinheit mit VESA 75 / 100	99
Kabelhaken	100
Schutzhülle mit Verschluss-System für Kabel	100
Steckdosenleisten	101
Potentialausgleichsstecker	102
Potentialausgleichsleitung	102
<u>Trägersysteme</u>	103
Für Philips XDS	103
Mit mechanischer Höhenverstellung	104
Mit elektrischer Höhenverstellung	105
Technische Daten	106-119
Artikelnummernverzeichnis	120-121
Stichwortverzeichnis	122-123

UNSERE ERFAHRUNG – IHR ERFOLG

Zielsetzung der ITD ist es, zeitnah auf neueste Markt- und Umfeldanforderungen zu reagieren und somit unseren Kunden neue Erfolgchancen zu eröffnen. Daher setzen wir nicht nur unsere Erfahrung sondern auch unser „Handwerkszeug“ – Innovationskraft, technische Kompetenz und designerisches Verständnis – kontinuierlich in unseren Produkten um und kreieren damit neue Maßstäbe. Geprägt durch Merkmale wie Modularität, Ergonomie, Design, Qualität und ergänzt um Service und Customizing, entstehen somit Produktlösungen, die alle Anforderungen unserer anspruchsvollen Kunden erfüllen.


Modularität – clever und individuell

- Das Standard-Baukastensystem ermöglicht individuelle und preislich attraktive Konfigurationen.
- Die modular aufgebauten Geräteträger lassen sich jederzeit nachrüsten. Damit sind zeitnahe Reaktionen auf neue Marktanforderungen sowie Zukunftssicherheit garantiert.
- Die Variabilität der Geräteträger sowie ein umfangreiches, produktlinienübergreifendes Zubehörprogramm erfüllen alle Wünsche und Ansprüche.
- Eine einfache Planung kann mittels des Online-Produktkonfigurators erfolgen.




Ergonomie – anpassungsfähig und natürlich


- Angepasste Arbeitsflächen, weitreichende Aktionsradien und große Höhenanpassungen garantieren perfekte ergonomische Arbeitsbedingungen und eine natürliche Körperhaltung.
- Abgerundete Ecken und Sicherheitseinrichtungen (wie z. B. Feststellhebel) verhindern ein mögliches Verletzungsrisiko.
- Einfache Handhabung durch ergonomische Bedienhebel.



Hygiene und Design – prägnant und modern

- Aufgenommene Geräte werden durch die Verbindung von Design und Funktionalität in den Vordergrund gestellt.
- Die Wertigkeit der Geräte wird durch die moderne Formgebung und das ansprechende, klare Design unterstrichen.
- Den unverzichtbar hohen Anforderungen an Hygiene im Klinik- und Praxisalltag wird durch die praxisorientierte Formgebung ausgiebig Rechnung getragen.





Qualität – langlebig und sicher

- Mit Hilfe modernster Entwicklungs- und Konstruktionsmethoden entstehen bei ITD praxismgerechte und sichere Produktlösungen.
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit der Produktlösungen gewährleistet die Verwendung hochwertiger Materialien, wie verzinkte und pulverbeschichtete Stahlbleche oder Aluminium.
- Alle Geräteträger entsprechen der Richtlinie 93/42 EWG sowie der Norm gemäß DIN ISO 60601 (3rd Edition).
- Die Qualitätssicherung erfolgt streng nach DIN ISO 13485. Auch die elektrische Sicherheit wird genauestens geprüft und dokumentiert.



Service – persönlich und leistungsstark

- Qualifiziertes Fachpersonal steht für eine freundliche und fachkundige Beratung – auch persönlich vor Ort oder in den Ausstellungsräumen in Unterhaching, Johanniskirchen und Naugatuck CT, USA.
- Die Betreuung erfolgt über die gesamte Projektlaufzeit durch ein und denselben, persönlichen Ansprechpartner.
- Kompetente Auslandsvertretungen sind die Basis für die internationale Präsenz der ITD.
- Angebote werden detailliert und zeitnah erstellt.
- Nationale und internationale Logistik wird – durch z. B. Depotwaren und Endkunden-Belieferung – umfassend unterstützt.



Customizing – spezifisch und kennzeichnend

- Maßgeschneiderte Lösungen auf Basis eines umfangreichen Standardprogramms ermöglichen eine zeitnahe Reaktion auf Anforderungen zu wirtschaftlichen Preisen.
- Designschnittstellen können auf Kundenwunsch farblich der Geräte oder Firmen-CI angepasst werden.
- Verpackungen können auf Wunsch mit kundenspezifischer Firmen- und Produktkennzeichnung versehen werden, z. B. mit Firmenlogo oder Strichcode.
- Die Gestaltung des Geräteträgers erfolgt in Zusammenarbeit mit dem ITD-Ansprechpartner.

STARK VOR ORT, FLEXIBEL IM EINSATZ

Der Produktbereich der stationären Lösungen zeichnet sich bei ITD durch vielfältige Anbringungs- und Einsatzmöglichkeiten aus. Eingesetzt u. a.

- im Patienten-Monitoring
- auf Intensivstationen oder in OP-Bereichen
- in Überwachungszentren, Notfallräumen oder
- in der Informationszentrale

bieten die Produkte von ITD aufgrund ihres flexiblen Systemaufbaus, der Größenvielfalt und der Variabilität für jede Anforderung eine maßgeschneiderte Lösung. In der breiten Produktpalette findet man starre, schwenkbare und höhenverstellbare Tragarme, sowie auch die zahlreichen Möglichkeiten für eine optimale Adaption an die vorhandene Infrastruktur. Außerdem können die Lösungen bei Bedarf einfach und schnell auf die neuen Bedürfnisse nachgerüstet werden und bleiben somit zukunftssicher.



Mehrfach-Monitoranbindung (Wandmontage) für Patienten-Monitoring



Befestigung an Wandversorgungskanal und Normschiene auf der Intensivstation



Doppelmonitoring-Anwendung (Wandlösung) in der Röntgendiagnostik



Anwendung (Deckenmontage) auf der Inneren Medizin (Nephrologie)



Informationsterminal (Wandlösung)



Anwendung (Deckenmontage) auf einer Wickelstation für Neugeborene

PRAKTISCHE ONLINE-TOOLS FÜR IHRE PLANUNG

Der Online-Produktkonfigurator

In nur 4 Schritten zur individuellen Produkt-Lösung: Mit dem anwenderorientierten Produktkonfigurator bietet die ITD GmbH jederzeit online die Möglichkeit, sich spielerisch mittels Drag- & Drop-Funktion mit ihrem umfangreichen Standard-Produktangebot auseinanderzusetzen und verschiedenen Varianten auszuprobieren – um so zur optimalen, persönlich Wunschlösung zu gelangen. Dabei können die einzelnen Geräteträger „in Echtzeit“ auf individuelle Art und Weise aus verschiedenen Einzelteilen (Einzelbildern) nicht nur zusammengesetzt werden, auch das Abspeichern, spätere „Nach“-Konfigurieren oder das Stellen einer unverbindlichen Anfrage ist auf Knopfdruck möglich.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Beliebige Konfigurationen eines Simultanmodells können aus allen verfügbaren Standardkomponenten erstellt werden – inklusive deren Beschreibung.
- Die Komponenten werden klar und eindeutig per Drag & Drop anhand von Skalen positioniert.
- Der Wechsel zwischen den verschiedenen ISO-Ansichten bzw. zwischen der 3D- und 2D-Ansicht (mit optionaler Bemaßungsanzeige) erfolgt per Klick.
- Plausibilitätsprüfungen, Hinweise, Hilfestellungen sowie eine ansprechende grafische Gestaltung machen den Produktkonfigurator benutzerfreundlich und nahezu selbsterklärend.
- Der Konfigurator ist jederzeit online verfügbar und stets aktuell gehalten.
- Abgespeicherte Konfigurationen können mittels automatisch erstelltem Zugriffscode im Nachhinein erneut bearbeitet und als pdf abgelegt werden. Auf Knopfdruck ist auch eine Anfrage möglich.
- Der Wechsel zwischen der Konfigurations-Ansicht und der Stückliste erfolgt mit bloßem Mausklick.




Die herstellerspezifische Auswahlhilfe

Um Kunden und Interessenten den Umgang mit dem umfangreichen Standard-Produktprogramm weiter zu vereinfachen, stellt die ITD GmbH unter www.itd-cart.com ein neues Tool zur Verfügung. So können sich Besucher im Produktbereich der ITD Website unter „Herstellerbezogene Auswahl“ in wenigen Schritten bei der Bestimmung ihrer Lösung unterstützen lassen – völlig unverbindlich und ohne das Herunterladen von zusätzlicher Software.

Ausgehend von der Wahl des Herstellers und über dessen verfügbare Monitore führen fest vorgegebene Tragarm- und Infrastrukturvorgaben bis hin zur gewünschten Trägerlösung. Diese kann je nach Modell um optionales Zubehör ergänzt werden. Nach Angabe der gewünschten Anzahl sowie der Adressdaten kann abschließend die Trägerlösung unverbindlich angefragt werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Schnelleres Auffinden der passenden Lösung für das vorhandene medizinische Gerät.
- Schritt für Schritt abgefragte Details machen die Auswahl deutlicher und verhindern somit Fehlkonfigurationen.
- Visuelle Unterstützung der Auswahl durch passende Infrastruktur- und Anwendungsbilder.



rm-port

SCHWENKARME



Schwenkarme der neuen Generation **rm-port** zeichnen sich durch eine außergewöhnlich zügige und benutzerfreundliche Installation und erhöhten Bedienkomfort für die Anwender aus.


rm-port ist mit einer innovativen integrierten Technologie versehen, die bis ins Detail durchdacht ist. So z.B. ermöglichen speziell entwickelte Schnellverschlüsse für Normschiene und Rundrohr eine unkomplizierte werkzeuglose „Ein-Mann-Montage“, großvolumige innenliegende Kabelkanäle sorgen für eine reibungslose Kabeldurchführung, und neue Abdeckungen mit click&slice-Funktion dienen einer schnellen und sicheren Verriegelung von Kabeln im Kabelkanal.

Für einen überdurchschnittlichen Bedienkomfort dieser Tragarme sorgen die bereits optimal eingestellten Drehmomente in den Gelenken, welche ein stufenloses horizontales Gleiten während der Positionierung der Arme gewährleisten. Auch die Bedienung der angebrachten Geräte ist durch die federunterstützten Monitorhalterungen selbsterklärend und aufwandfrei.

Der multivariable Tragarm **rm-port** wird in zwei Standardlängen (250 mm und 325 mm) oder als Doppelarm (250+250 mm, 325+325 mm) mit ausgewählten Adaptern (wand- und monitorseitig) fertigmontiert geliefert und ist in wenigen Minuten einsatzbereit.

Das schlichte Design und die neueste integrierte Technologie sowie ausgezeichnete Qualität gewährleisten einen dauerhaft sicheren, wartungsfreien und komfortablen Einsatz.





rm-port – SCHWENKARME


IHR NUTZEN

Tragarm

- Hohe Festigkeit trotz leichter und kompakter Bauweise
- Robuste Oberflächen für den täglichen Einsatz
- Einfache Montage von Down-Post und Kabelhaken durch vorbereitete Befestigungspunkte
- Integrierter Kabelkanal an der Unterseite inklusive Abdeckung
- Verfügbar in zwei Längen: 250 mm und 325 mm, sowie als 2-facher Schwenkarm in: 250 mm + 250mm und 325 mm + 325 mm

Universelle Geräteaufnahme

- Verfügbar in verschiedenen Varianten und Tragfähigkeiten mit:
 - » VESA 75/100 (bis 18kg)
 - » VESA 75/100 mit Universaladapter und Tastaturhalterung (bis 18kg)
 - » Universaladapter (bis 14kg)
 - » Philips Table Top Mount Adapter (bis 14kg)
 - » Philips Table Top Mount Adapter und Tastaturhalterung (bis 14kg)
- Keine Einstellung der Monitorgewichte nötig



Kabelmanagement

- Großvolumige innenliegende Kabelkanäle an der Unterseite der Tragarme ermöglichen die Aufnahme von Daten- / Netzleitungen und führen diese bis zum jeweiligen Gerät
- Schneller Zugriff für eine einfache, sichere und geschützte Verlegung der Kabel bei Erst- und Folgeinstallationen vor Ort
- Integrierte Zugentlastungen schützen die Kabel vor dem Herausziehen

Voreingestellte Drehgelenke


- Einstellen der Drehgelenke vor Ort nicht nötig
- Komfortable und schnelle Bedienung der Schwenkarme nach Montage an Trägersystem

Hygiene

- Glatte Oberflächen garantieren eine einfache und schnelle Wischreinigung
- Kleine Spaltmaße verhindern die Keimbildung
- Zertifiziert durch Fachkommission „Hygienische Sicherheit Medizin-Technischer Produkte und Verfahren“ der DGKH
- Entspricht den gesetzlichen Anforderungen an Hygiene in deutschen Krankenhäusern

Hochwertige Materialien / Qualität

- Die Verwendung hochwertiger Materialien, wie Aluminium oder Stahl, erlaubt eine hohe Zuladung
- Zuverlässigkeit über einen langen Zeitraum
- Die Pulverbeschichtung garantiert Robustheit und Reinigungsmittel-Resistenz



Modulare Anbindung an vorhandene Infrastruktur

- Einfache Anpassung an zukünftige Entwicklungen und Anforderungen vor Ort
- Modulare Anbindungen an stationäre Trägersysteme über:
 - » Schnellmontage an die Normschiene horizontal – einfache und zeitsparende Anbringung an Trägersystem dank „Ein-Mann-Montage“
 - » Standardmontage an die Normschiene horizontal
 - » Rundrohr 35-38mm; Adapter für andere Durchmesser auf Anfrage
 - » ITD-Profil
 - » herstellerspezifische Standards (z. B. GCX)

Komfort / Ergonomie

- Zwei Standardtypen (1-fach, 2-fach schwenkbar)
- Schwenkausleger sorgen für einen großen Aktionsradius und hohen Bewegungsfreiraum

rm-port – MONITORHALTERUNGEN UND ANBINDUNGSMÖGLICHKEITEN

Wir bieten unseren Kunden eine hohe Flexibilität in der Produktauswahl. Sie wählen die gewünschte Auslegerlänge, die passende Adaption gerätseitig und wandseitig aus, wir liefern Ihnen das komplette zusammenmontierte System.

VESA 75 / 100 Adaption mit Rotation

- Aufnahme von Monitoren mit VESA 75 / 100 Adaption
- Müheloses Anheben auch von schweren Monitoren durch Federkraftunterstützung
- Um $\pm 20^\circ$ neigbar, $\pm 90^\circ$ schwenkbar und $\pm 5^\circ$ rotierbar
- Belastbar bis maximal 18 kg

VESA 75 / 100 Adaption

- Aufnahme von Monitoren mit VESA 75 / 100 Adaption
- Müheloses Anheben auch von schweren Monitoren durch Federkraftunterstützung
- Um $\pm 20^\circ$ neigbar und $\pm 90^\circ$ schwenkbar
- Belastbar bis maximal 18 kg

VESA 75 / 100 Adaption, universal mit Tastaturhalterung

- Aufnahme von Monitoren mit VESA 75 / 100 Adaption
- Aufnahme von diversen Tastaturen
- Um $\pm 20^\circ$ neigbar und $\pm 90^\circ$ schwenkbar
- Belastbar bis maximal 18 kg

Table Top Mount-Adapter

- Aufnahme der Monitore Philips IntelliVue MP5-70 / MX400-800
- Um $\pm 20^\circ$ neigbar und $\pm 90^\circ$ schwenkbar
- Belastbar bis maximal 14 kg

Table Top Mount-Adapter mit Tastaturhalterung

- Aufnahme von Philips Monitoren
- Aufnahme von diversen Tastaturen
- Um $\pm 20^\circ$ neigbar und $\pm 90^\circ$ schwenkbar
- Belastbar bis maximal 14 kg

Mit Universaladapter

- Aufnahme monitorspezifischer Adapterplatten
- Um $\pm 20^\circ$ neigbar und $\pm 90^\circ$ schwenkbar
- Belastbar bis maximal 14 kg



Das System


rm-port –
Schwenkarme



Schwenkarm **rm-port**, 1-fach
verfügbare Auslegerlängen:
250 mm und 325 mm



Schwenkarm **rm-port**, 2-fach
verfügbare Auslegerlängen:
250 mm + 250 mm und 325 mm + 325mm



rm-port SCHWENKARME MIT VESA 75 / 100 ADAPTION

Schwenkarm, 1-fach / 2-fach, mit VESA 75 / 100 Adaption

Merkmale Schwenkarm:

- Komfortable Bedienung durch voreingestellte Drehmomente
- Große Aktionsradien decken einen weitreichenden Arbeitsbereich ab
- Großvolumige Kabelkanäle mit Zugentlastung nehmen diverse Kabel auf

Merkmale Monitorhalterung:

- Aufnahme von Monitoren mit VESA 75 / 100 Adaption
- Neigung des Monitors (nach oben oder unten) mit gleichem, geringen Kraftaufwand durch Federkraftunterstützung
- Um $\pm 20^\circ$ neigbar, $\pm 90^\circ$ schwenkbar

Zuladung:	Schwenkarm, 1-fach: bis max. 23 kg Schwenkarm, 2-fach: bis max. 18 kg
Technische Daten:	Ab Seite 106
Einbauhöhe:	3 E (96 mm)
Oberfläche:	RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Lieferumfang:	1 Schwenkarm, 1-fach oder 2-fach, inklusive Montagematerial

- VESA Adaption mit Rotation $\pm 5^\circ$ auf Anfrage

Schwenkarm rm-port, 1-fach



Schwenkarm rm-port, 2-fach




Anbindung




ITD Profil




Normrschiene
Standardmontage



Normrschiene
Schnellmontage




Rundrohr



Profil GCX

Anwendungsbeispiele



Schwenkarm, 1-fach			
Anbindung	Monitorgewicht	Artikelnummer L = 250 mm	Artikelnummer L = 325 mm
ITD Profil	0-14 kg	TH.2100.991	TH.2101.991
	14-18 kg	TH.2102.991	TH.2103.991
Normschiene, horizontal 1	0-14 kg	TH.2156.991	TH.2157.991
	14-18 kg	TH.2158.991	TH.2159.991
Normschiene, horizontal 2	0-14 kg	TH.2104.991	TH.2105.991
	14-18 kg	TH.2106.991	TH.2107.991
Rundrohr Ø 35-38 mm	0-14 kg	TH.2108.991	TH.2109.991
	14-18 kg	TH.2110.991	TH.2111.991
Profilschiene GCX	0-14 kg	TH.2112.991	TH.2113.991
	14-18 kg	TH.2114.991	TH.2115.991

Schwenkarm, 2-fach			
Anbindung	Monitorgewicht	Artikelnummer L = 250 mm + 250 mm	Artikelnummer L = 325 mm + 325 mm
ITD Profil	0-14 kg	TH.2200.991	TH.2201.991
	14-18 kg	TH.2202.991	TH.2203.991
Normschiene, horizontal 1	0-14 kg	TH.2248.991	TH.2249.991
	14-18 kg	TH.2250.991	TH.2251.991
Normschiene, horizontal 2	0-14 kg	TH.2204.991	TH.2205.991
	14-18 kg	TH.2206.991	TH.2207.991
Rundrohr Ø 35-38 mm	0-14 kg	TH.2208.991	TH.2209.991
	14-18 kg	TH.2210.991	TH.2211.991
Profilschiene GCX	0-14 kg	TH.2212.991	TH.2213.991
	14-18 kg	TH.2214.991	TH.2215.991

- Adapter für die Befestigung an der vertikalen Normschiene finden Sie auf Seite 98
- Das Befestigungsset für die Anbindung am Gerätewagen finden Sie auf Seite 97
- Rundrohradapter für andere Durchmesser auf Anfrage

rm-port SCHWENKARME MIT VESA 75 / 100 ADAPTION

Schwenkarm, 1-fach / 2-fach, mit VESA 75 / 100 Adaption universal und Tastaturhalterung

Merkmale Schwenkarm:

- Komfortable Bedienung durch voreingestellte Drehmomente
- Große Aktionsradien decken einen weitreichenden Arbeitsbereich ab
- Großvolumige Kabelkanäle mit Zugentlastung nehmen diverse Kabel auf

Merkmale Monitorhalterung:

- Aufnahme von Monitoren mit VESA 75 / 100 Adaption
- Um $\pm 20^\circ$ neigbar und $\pm 90^\circ$ schwenkbar

Merkmale Tastaturhalterung (mit ausziehbarem Mousepad links / rechts):

- Aufnahme von Tastaturen mit einer maximalen Breite von 450 mm

Zuladung:	Schwenkarm, 1-fach: bis max. 23 kg / Tastaturhalterung: bis zu max. 5 kg (Flächenlast) Schwenkarm, 2-fach: bis max. 18 kg / Tastaturhalterung: bis zu max. 5 kg (Flächenlast)
Technische Daten:	Ab Seite 106
Einbauhöhe:	3 E (96 mm)
Oberfläche:	RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Lieferumfang:	1 Schwenkarm, 1-fach oder 2-fach, Tastaturhalterung, inklusive Montagematerial

Schwenkarm, 1-fach

Anbindung	Monitorgewicht	Artikelnummer L = 250 mm	Artikelnummer L = 325 mm
ITD Profil	0-14 kg	TH.2132.991	TH.2133.991
Normschiene, horizontal 1	0-14 kg	TH.2164.991	TH.2165.991
Normschiene, horizontal 2	0-14 kg	TH.2136.991	TH.2137.991
Rundrohr Ø 35-38 mm	0-14 kg	TH.2140.991	TH.2141.991
Profilschiene GCX	0-14 kg	TH.2144.991	TH.2145.991

Schwenkarm, 2-fach

Anbindung	Monitorgewicht	Artikelnummer L = 250 mm + 250 mm	Artikelnummer L = 325 mm + 325 mm
ITD Profil	0-14 kg	TH.2232.991	TH.2233.991
Normschiene, horizontal 1	0-14 kg	TH.2256.991	TH.2257.991
Normschiene, horizontal 2	0-14 kg	TH.2234.991	TH.2235.991
Rundrohr Ø 35-38 mm	0-14 kg	TH.2236.991	TH.2237.991
Profilschiene GCX	0-14 kg	TH.2238.991	TH.2239.991

- Adapter für die Befestigung an der vertikalen Normschiene finden Sie auf Seite 98
- Das Befestigungsset für die Anbindung am Gerätewagen finden Sie auf Seite 97
- Rundrohradapter für andere Durchmesser auf Anfrage

Schwenkarm **rm-port**, 1-fach



Schwenkarm **rm-port**, 2-fach



Anbindung




ITD Profil



1
Normschiene
Standardmontage



2
Normschiene
Schnellmontage



Rundrohr



Profil GCX

Anwendungsbeispiele



rm-port SCHWENKARME MIT UNIVERSALHALTERUNG

Schwenkarm, 1-fach / 2-fach, mit Universalhalterung

Merkmale Schwenkarm:

- Komfortable Bedienung durch voreingestellte Drehmomente
- Große Aktionsradien decken einen weitreichenden Arbeitsbereich ab
- Großvolumige Kabelkanäle mit Zugentlastung nehmen diverse Kabel auf

Merkmale Monitorhalterung:

- Universalhalterung zur Aufnahme monitorspezifischer Adapterplatten (Beispiele siehe Seite 79)
- Um $\pm 20^\circ$ neigbar und $\pm 90^\circ$ schwenkbar

Zuladung:	Schwenkarm, 1-fach: bis max. 23 kg Schwenkarm, 2-fach: bis max. 18 kg
Technische Daten:	Ab Seite 106
Einbauhöhe:	3 E (96 mm)
Oberfläche:	RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Lieferumfang:	1 Schwenkarm, 1-fach oder 2-fach, inklusive Montagematerial

Schwenkarm, 1-fach			
Anbindung	Monitorgewicht	Artikelnummer L = 250 mm	Artikelnummer L = 325 mm
ITD Profil	0-14 kg	TH.2124.991	TH.2125.991
Normschiene, horizontal 1	0-14 kg	TH.2162.991	TH.2163.991
Normschiene, horizontal 2	0-14 kg	TH.2126.991	TH.2127.991
Rundrohr $\varnothing$ 35-38 mm	0-14 kg	TH.2128.991	TH.2129.991
Profilschiene GCX	0-14 kg	TH.2130.991	TH.2131.991

Schwenkarm, 2-fach			
Anbindung	Monitorgewicht	Artikelnummer L = 250 mm + 250 mm	Artikelnummer L = 325 mm + 325 mm
ITD Profil	0-14 kg	TH.2224.991	TH.2225.991
Normschiene, horizontal 1	0-14 kg	TH.2254.991	TH.2255.991
Normschiene, horizontal 2	0-14 kg	TH.2226.991	TH.2227.991
Rundrohr $\varnothing$ 35-38 mm	0-14 kg	TH.2228.991	TH.2229.991
Profilschiene GCX	0-14 kg	TH.2230.991	TH.2231.991

- Adapter für die Befestigung an der vertikalen Normschiene finden Sie auf Seite 98
- Das Befestigungsset für die Anbindung am Gerätewagen finden Sie auf Seite 97
- Rundrohradapter für andere Durchmesser auf Anfrage

Schwenkarm **rm-port**, 1-fach



Schwenkarm **rm-port**, 2-fach



Anbindung




ITD Profil



Normschiene
Standardmontage



Normschiene
Schnellmontage



Rundrohr



Profil GCX

Anwendungsbeispiele



rm-port SCHWENKARME FÜR PHILIPS MP5-70 / MX400-800

Schwenkarm mit Table Top Mount-Adapter für Philips IntelliVue MP5-70 / MX400-800

Merkmale Schwenkarm:

- Komfortable Bedienung durch voreingestellte Drehmomente
- Große Aktionsradien decken einen weitreichenden Arbeitsbereich ab
- Großvolumige Kabelkanäle mit Zugentlastung nehmen diverse Kabel auf

Merkmale Monitorhalterung:

- Aufnahme der Monitore Philips IntelliVue MP5-70 / MX400-800
- Um $\pm 20^\circ$ neigbar und $\pm 90^\circ$ schwenkbar

Zuladung:	Schwenkarm, 1-fach: bis max. 23 kg Schwenkarm, 2-fach: bis max. 18 kg
Technische Daten:	Ab Seite 106
Einbauhöhe:	3 E (96 mm)
Oberfläche:	RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Lieferumfang:	1 Schwenkarm, 1-fach oder 2-fach, inklusive Montagematerial (ohne Philips Table Top Mount)

Schwenkarm, 1-fach			
Anbindung	Monitorgewicht	Artikelnummer L = 250 mm	Artikelnummer L = 325 mm
ITD Profil	0-14 kg	TH.2116.991	TH.2117.991
Normschiene, horizontal 1	0-14 kg	TH.2160.991	TH.2161.991
Normschiene, horizontal 2	0-14 kg	TH.2118.991	TH.2119.991
Rundrohr Ø 35-38 mm	0-14 kg	TH.2120.991	TH.2121.991
Profilschiene GCX	0-14 kg	TH.2122.991	TH.2123.991

Schwenkarm, 2-fach			
Anbindung	Monitorgewicht	Artikelnummer L = 250 mm + 250 mm	Artikelnummer L = 325 mm + 325 mm
ITD Profil	0-14 kg	TH.2216.991	TH.2217.991
Normschiene, horizontal 1	0-14 kg	TH.2252.991	TH.2253.991
Normschiene, horizontal 2	0-14 kg	TH.2218.991	TH.2219.991
Rundrohr Ø 35-38 mm	0-14 kg	TH.2220.991	TH.2221.991
Profilschiene GCX	0-14 kg	TH.2222.991	TH.2223.991

- Adapter für die Befestigung an der vertikalen Normschiene finden Sie auf Seite 98
- Das Befestigungsset für die Anbindung am Gerätewagen finden Sie auf Seite 97
- Rundrohradapter für andere Durchmesser auf Anfrage

Schwenkarm **rm-port**, 1-fach



Schwenkarm **rm-port**, 2-fach




Anbindung



ITD Profil



1
Normschiene
Standardmontage



2
Normschiene
Schnellmontage



Rundrohr



Profil GCX

Anwendungsbeispiele



rm-port SCHWENKARME FÜR PHILIPS MP5-70 / MX400-800

Schwenkarm mit Table Top Mount-Adapter für Philips IntelliVue MP5-70 / MX400-800 und Tastaturhalterung

Merkmale Schwenkarm:

- Komfortable Bedienung durch voreingestellte Drehmomente
- Große Aktionsradien decken einen weitreichenden Arbeitsbereich ab
- Großvolumige Kabelkanäle mit Zugentlastung nehmen diverse Kabel auf

Merkmale Monitorhalterung:

- Aufnahme der Monitore Philips IntelliVue MP5-70 / MX400-800
- Um $\pm 20^\circ$ neigbar und $\pm 90^\circ$ schwenkbar

Merkmale Tastaturhalterung (mit ausziehbarem Mousepad links / rechts):

- Aufnahme von Tastaturen mit einer maximalen Breite von 450 mm

Zuladung:	Schwenkarm, 1-fach: bis max. 23 kg / Tastaturhalterung: bis zu max. 5 kg (Flächenlast) Schwenkarm, 2-fach: bis max. 18 kg / Tastaturhalterung: bis zu max. 5 kg (Flächenlast)
Technische Daten:	Ab Seite 106
Einbauhöhe:	3 E (96 mm)
Oberfläche:	RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Lieferumfang:	1 Schwenkarm, 1-fach oder 2-fach, Tastaturhalterung, inklusive Montagematerial (ohne Philips Table Top Mount)

Schwenkarm, 1-fach

Anbindung	Monitorgewicht	Artikelnummer L = 250 mm	Artikelnummer L = 325 mm
ITD Profil	0-14 kg	TH.2148.991	TH.2149.991
Normschiene, horizontal 1	0-14 kg	TH.2168.991	TH.2169.991
Normschiene, horizontal 2	0-14 kg	TH.2150.991	TH.2151.991
Rundrohr Ø 35-38 mm	0-14 kg	TH.2152.991	TH.2153.991
Profilschiene GCX	0-14 kg	TH.2154.991	TH.2155.991

Schwenkarm, 2-fach

Anbindung	Monitorgewicht	Artikelnummer L = 250 mm + 250 mm	Artikelnummer L = 325 mm + 325 mm
ITD Profil	0-14 kg	TH.2240.991	TH.2241.991
Normschiene, horizontal 1	0-14 kg	TH.2258.991	TH.2259.991
Normschiene, horizontal 2	0-14 kg	TH.2242.991	TH.2243.991
Rundrohr Ø 35-38 mm	0-14 kg	TH.2244.991	TH.2245.991
Profilschiene GCX	0-14 kg	TH.2246.991	TH.2247.991

- Adapter für die Befestigung an der vertikalen Normschiene finden Sie auf Seite 98
- Das Befestigungsset für die Anbindung am Gerätewagen finden Sie auf Seite 97
- Rundrohradapter für andere Durchmesser auf Anfrage

Schwenkarm **rm-port**, 1-fach

Schwenkarm **rm-port**, 2-fach



Anbindung



ITD Profil



1
Normschiene

Standardmontage



2
Normschiene

Schnellmontage



Rundrohr



Profil GCX

Anwendungsbeispiele




mf-port

SCHWENK- UND TRAGARME

Mit **mf-port** Schwenk-und Tragarmen kann jede Vorstellung an effektiven Systemen für den Arbeitsalltag erfüllt werden. Durch die solide Konstruktion und eine sichere Kabelführung bleiben diese Arme dauerhaft im Einsatz. Außerdem können diese bei Bedarf schnell auf die neue Adaptionen bzw. Monitorhalterungen umgerüstet werden und bleiben somit immer up-to-date und zukunftssicher.

Die **mf-port** Tragarme können eine Traglast bis zu 23 kg aushalten und sind in verschiedenen Längen als Einzelarm oder Doppelarm verfügbar. Außerdem sorgt das zahlreiche Zubehörprogramm vom Kabelhaken bis zu schwenkbaren Ablageböden für die multifunktionalen Ausbaumöglichkeiten dieser Geräteträger. Ein Schwenkbereich von +/- 80° bietet eine große Reichweite und hilft dem Anwender seinen Arbeitsplatz funktional zu gestalten. Diese Arme werden nach den strengsten Anforderungen an Qualität und Hygiene für den Medizinmarkt entwickelt und gefertigt und erfüllen somit die Bedürfnisse der Anwender in Kliniken und Praxen.




mf-port – SCHWENK- UND TRAGARME IHR NUTZEN

Trägerprofil

- Hohe Festigkeit trotz leichter und kompakter Bauweise (Alu-Stangpressprofil)
- Robuste Oberflächen für den täglichen Einsatz
- Einfache Montage von Zubehör und Systemkomponenten durch T-Nuten
- Längenvariabel durch die zugrunde gelegte Profilbauweise

Universelle Geräteaufnahme

- Verfügbar in verschiedenen Varianten und Tragfähigkeiten mit:
 - » VESA 75 / 100 (bis 18 kg)
 - » VESA 75 / 100 (universal, bis 14 kg)
 - » Universaladapter (bis 14 kg)
 - » Philips-Anbindung (Table Top Mount Adapter (bis 14 kg))
- Individuelle Komferteinstellung (je nach Monitorgewicht)



Kabelmanagement

- Großvolumige Kabelkanäle an der Unterseite der Tragarme ermöglichen die Aufnahme von Daten- / Netzleitungen und führen diese bis zum jeweiligen Gerät
- Schneller Zugriff für eine einfache, sichere und geschützte Verlegung der Kabel bei Erst- und Folgeinstallationen vor Ort
- Integrierte Zugentlastungen schützen die Kabel vor dem Herausziehen

Einstellbare Drehgelenke

- Benutzerfreundliche, werkzeuglose Einstellung der Schwergängigkeit über ergonomische Bedienelemente
- Stufenlose Gelenkeinstellung
- Fixierbare Transportstellung bei mobilen Anwendungen

Hygiene

- Glatte Oberflächen garantieren eine einfache und schnelle Wischreinigung
- Kleine Spaltmaße verhindern die Keimbildung
- Zertifiziert durch Fachkommission „Hygienische Sicherheit Medizin-Technischer Produkte und Verfahren“ der DGKH
- Entspricht den gesetzlichen Anforderungen an Hygiene in deutschen Krankenhäusern

Hochwertige Materialien / Qualität


- Die Verwendung hochwertiger Materialien, wie Aluminium oder Stahl, erlaubt eine hohe Zuladung
- Zuverlässigkeit über einen langen Zeitraum
- Die Pulverbeschichtung garantiert Robustheit und Reinigungsmittel-Resistenz

Modulare Anbindung an vorhandene Infrastruktur

- Einfache Anpassung an zukünftige Entwicklungen und Anforderungen vor Ort
- Modulare Anbindung an stationäre Trägersysteme über Normschiene (horizontal, vertikal), Rundrohre mit Ø 25-42 mm, ITD-Trägerprofil sowie herstellerspezifische Standards (z. B. GCX)

Komfort / Ergonomie

- Drei Standardtypen (starr, 1-fach und 2-fach schwenkbar) im gleichen Design
- Schwenkausleger sorgen für einen großen Aktionsradius und hohen Bewegungsfreiraum



mf-port – MONITORHALTERUNGEN UND ANBINDUNGSMÖGLICHKEITEN

Wir bieten unseren Kunden eine hohe Flexibilität in der Produktauswahl. Sie wählen die gewünschte Auslegerlänge, die passende Adaption gerätseitig und wandseitig aus, wir liefern Ihnen das komplette zusammenmontierte System.

Dreh- und Schwenkeinheit mit Federunterstützung

- Um $\pm 20^\circ$ neigbar, $\pm 80^\circ$ schwenkbar und um $\pm 5^\circ$ rotierbar (flexible Positionierung des Monitors)
- Müheloses Anheben auch von schweren Monitoren durch Federkraftunterstützung
- Problemlose Aufnahme von tiefen und schweren Monitoren mit dem Befestigungsstandard VESA 75 / 100 bis max. 18 kg
- Einfaches Ausgleichen von Display-Schiefstellungen durch die Rotierbarkeit der Halterung
- Neigung des Monitors (nach oben oder unten) mit gleichem, geringen Kraftaufwand
- Einfache, sichere und korrekte Positionierung des Monitors ohne zusätzlichen Arretierungsaufwand
- Keine Einstellung des Monitorgewichts nötig




VESA 75 / 100 Adaption, universal

- Aufnahme der Monitore mit VESA 75 / 100
- Um $\pm 15^\circ$ neigbar und $\pm 80^\circ$ schwenkbar
- Belastbar bis maximal 14 kg




Table Top Mount-Adapter

- Aufnahme der Monitore Philips IntelliVue MP5-70 / MX400-800
- Um $\pm 15^\circ$ neigbar und $\pm 80^\circ$ schwenkbar
- Belastbar bis maximal 14 kg



Universaladapter

- Aufnahme monitorspezifischer Adapterplatten
- Um $\pm 15^\circ$ neigbar und $\pm 80^\circ$ schwenkbar
- Belastbar bis maximal 14 kg




Die Dreh- und Schwenkeinheit

- Sie ist um $\pm 15^\circ$ neigbar und um $\pm 80^\circ$ schwenkbar.
- Die Reibungskraft von Neigung / Schwenkung ist je nach Monitorgewicht stufenlos regulierbar.
- Die Tragfähigkeit beträgt – je nach Ausführung – bis zu 14 kg.
- Zukunftssicherheit durch einen einfachen Austausch des Monitorwinkels – auch nachträglich



Das System

mf-port –
Schwenk- und Tragarme



mf-port TRAGARME MIT VESA 75 / 100 ADAPTION

Tragarm, starr, mit VESA 75 / 100 Adaption

Merkmale Tragarm:

- Großvolumige Kabelkanäle mit Zugentlastungen nehmen diverse Kabel auf

Merkmale Monitorhalterung mit VESA 75 / 100 Adaption:

- Aufnahme von Monitoren mit VESA 75 / 100 Adaption
- Neigung des Monitors, nach oben oder unten, mit gleichem, geringen Kraftaufwand durch Federkraftunterstützung
- Um $\pm 20^\circ$ neigbar, $\pm 80^\circ$ schwenkbar und $\pm 5^\circ$ rotierbar
- Einfacher Ausgleich von Display-Schiefstellungen durch Rotierbarkeit

Zuladung:	Tragarm, starr: bis max. 23 kg
Technische Daten:	Ab Seite 108
Einbauhöhe:	4 E (128 mm)
Oberfläche:	RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Lieferumfang:	1 Tragarm, starr, inklusive Montagematerial

Tragarm, starr



Anwendungsbeispiel



Anbindung



ITD Profil

Normschiene

Rundrohr

Tragarm, starr, mit VESA 75 / 100 Adaption

Anbindung	Monitorgewicht	Artikelnummer
ITD Profil	0-14 kg	TS.6369.991
	14-18 kg	TS.6370.991
Normschiene, horizontal	0-14 kg	TS.6371.991
	14-18 kg	TS.6372.991
Rundrohr Ø 25-42 mm	0-14 kg	TS.6373.991
	14-18 kg	TS.6374.991

- Adapter für die Befestigung an der vertikalen Normschiene finden Sie auf Seite 98
- Das Befestigungsset für die Anbindung am Gerätewagen finden Sie auf Seite 97

mf-port TRAGARME MIT VESA 75 / 100 ADAPTION

Tragarm, starr, mit VESA 75 / 100 Adaption, universal

Merkmale Tragarm:

- Großvolumige Kabelkanäle mit Zugentlastungen nehmen diverse Kabel auf

Merkmale Monitorhalterung mit VESA 75 / 100 Adaption, universal:

- Aufnahme von Monitoren mit VESA 75 / 100 Adaption
- Um $\pm 15^\circ$ neigbar (individuell abstimmbar auf das Monitorgewicht) und $\pm 80^\circ$ schwenkbar

Zuladung:	Tragarm, starr: bis max. 23 kg
Technische Daten:	Ab Seite 108
Einbauhöhe:	4 E (128 mm)
Oberfläche:	RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Lieferumfang:	1 Tragarm, starr, inklusive Montagematerial

Tragarm, starr



Anwendungsbeispiel



mf-port –
Schwenk- und Tragarme


Anbindung



ITD Profil



Normschiene



Rundrohr

Tragarm, starr, mit VESA 75 / 100 Adaption, universal

Anbindung	Monitorgewicht	Artikelnummer
ITD Profil	0-14 kg	TS.6347.991
Normschiene, horizontal	0-14 kg	TS.6346.991
Rundrohr Ø 25-42 mm	0-14 kg	TS.6348.991

- Adapter für die Befestigung an der vertikalen Normschiene finden Sie auf Seite 98
- Das Befestigungsset für die Anbindung am Gerätewagen finden Sie auf Seite 97

mf-port TRAGARME MIT VESA 75 / 100 ADAPTION

Doppelmonitor-Halterung mit VESA 75 / 100 Adaption, universal

Merkmale Tragarm:


- Kabelkanäle mit Zugentlastungen nehmen diverse Kabel auf

Merkmale Monitorhalterung mit VESA 75 / 100 Adaption, universal:

- Aufnahme von Monitoren mit VESA 75 / 100 Adaption
- Um $\pm 15^\circ$ neigbar (individuell abstimmbare auf das Monitorgewicht) und $\pm 80^\circ$ schwenkbar

Zuladung:	Tragarm, starr: bis max. 23 kg
Technische Daten:	Ab Seite 108
Einbauhöhe:	4 E (128 mm)
Oberfläche:	RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Lieferumfang:	1 Doppelmonitor-Halterung, inklusive Montagematerial

Doppelmonitor-Halterung



Anwendungsbeispiel



Anbindung



Doppelmonitor-Halterung mit VESA 75 / 100 Adaption, universal

ITD Profil	0-14 kg (je Halterung)	TS.6325.991
------------	------------------------	-------------

- Adapter für die Befestigung an der vertikalen Normschiene finden Sie auf Seite 98
- Das Befestigungsset für die Anbindung am Gerätewagen finden Sie auf Seite 97

mf-port TRAGARME FÜR PHILIPS INTELLIVUE MP2 / X2

Tragarm, starr, für Philips IntelliVue MP2 / X2

Merkmale Tragarm:

- Mit Netzteilhalterung für Philips IntelliVue MP2 / X2 und seitlichem Kabelhaken

Merkmale Monitorhalterung:

- Aufnahme von Philips IntelliVue MP2 / X2
- Die Position der Monitorhalterung ist starr

Zuladung: Tragarm, starr: bis max. 23 kg
Netzteil: bis max. 5 kg

Technische Daten: Ab Seite 108

Einbauhöhe: 4 E (128 mm)

Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet

Lieferumfang: 1 Tragarm, starr, inklusive Montagematerial


Tragarm, starr

Anwendungsbeispiel



mf-port –
Schwenk- und Tragarme

Anbindung



Tragarm, starr, für Philips IntelliVue MP2 / X2

Anbindung	Monitorgewicht	Artikelnummer
ITD Profil	0-5 kg	TS.6283.991
Normschiene, horizontal	0-5 kg	TS.6284.991
Rundrohr Ø 25-42 mm	0-5 kg	TS.6285.991
Profilschiene GCX	0-5 kg	TS.6288.991

- Adapter für die Befestigung an der vertikalen Normschiene finden Sie auf Seite 98
- Das Befestigungsset für die Anbindung am Gerätewagen finden Sie auf Seite 97

mf-port TRAGARME FÜR PHILIPS INTELLIVUE MP5-70 / MX400-800

Tragarm, starr, mit Table Top Mount-Adapter für MP5-70 / MX400-800

Merkmale Tragarm:

- Kabelhalterung zur Aufnahme von diversen Kabeln

Merkmale Monitorhalterung:

- Aufnahme von Philips IntelliVue MP5-70 und MX400-800
- Um $\pm 15^\circ$ neigbar (individuell abstimmbar auf das Monitorgewicht) und $\pm 80^\circ$ schwenkbar

Zuladung: Tragarm, starr: bis max. 23 kg

Technische Daten: Ab Seite 108

Einbauhöhe: 4 E (128 mm)

Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet

Lieferumfang: 1 Tragarm, starr, inklusive Montagematerial (ohne Table Top Mount-Adapter)


Tragarm, starr



Anwendungsbeispiel



Anbindung



Tragarm, starr, für Philips IntelliVue MP5-70 / MX400-800

Anbindung	Monitorgewicht	Artikelnummer
ITD Profil	0-14 kg	TS.6250.991
Normschiene, horizontal	0-14 kg	TS.6254.991
Rundrohr Ø 25-42 mm	0-14 kg	TS.6248.991
Profilschiene GCX	0-14 kg	TS.6252.991

- Adapter für die Befestigung an der vertikalen Normschiene finden Sie auf Seite 98
- Das Befestigungsset für die Anbindung am Gerätewagen finden Sie auf Seite 97

mf-port TRAGARM MIT UNIVERSALADAPTER

Tragarm, starr, mit Universaladapter

Merkmale Tragarm:

- Kabelkanäle mit Zugentlastungen nehmen diverse Kabel auf

Merkmale Monitorhalterung:

- Universaladapter zur Aufnahme monitorspezifischer Adapterplatten (Beispiele siehe Seite 79)
- Um $\pm 15^\circ$ neigbar (individuell abstimmbar auf das Monitorgewicht) und $\pm 80^\circ$ schwenkbar

Zuladung:	Tragarm, starr: bis max. 23 kg
Technische Daten:	Ab Seite 108
Einbauhöhe:	4 E (128 mm)
Oberfläche:	RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Lieferumfang:	1 Tragarm, starr, inklusive Montagematerial

Tragarm, starr




Anwendungsbeispiel



mf-port –
Schwenk- und Tragarme

Anbindung



Tragarm, starr, mit Universaladapter

Anbindung	Monitorgewicht	Artikelnummer
ITD Profil	0-14 kg	TS.6210.991
Normschiene, horizontal	0-14 kg	TS.6213.991
Rundrohr Ø 25-42 mm	0-14 kg	TS.6338.991

- Adapter für die Befestigung an der vertikalen Normschiene finden Sie auf Seite 98
- Das Befestigungsset für die Anbindung am Gerätewagen finden Sie auf Seite 97

mf-port SCHWENKARME MIT VESA 75 / 100 ADAPTION

Schwenkarm, 1-fach / 2-fach, mit VESA 75 / 100 Adaption

Merkmale Schwenkarm:

- Stufenlose Gelenkeinstellung mittels ergonomischer Bedienhebel
- Große Aktionsradien decken einen weitreichenden Arbeitsbereich ab
- Großvolumige Kabelkanäle mit Zugentlastungen nehmen diverse Kabel auf

Merkmale Monitorhalterung:

- Aufnahme von Monitoren mit VESA 75 / 100 Adaption
- Neigung des Monitors (nach oben oder unten) mit gleichem, geringen Kraftaufwand durch Federkraftunterstützung
- Um $\pm 20^\circ$ neigbar, $\pm 80^\circ$ schwenkbar und $\pm 5^\circ$ rotierbar
- Einfacher Ausgleich von Display-Schiefstellungen durch Rotierbarkeit

Zuladung:	Schwenkarm, 1-fach: bis max. 23 kg Schwenkarm, 2-fach: bis max. 15 kg
Technische Daten:	Ab Seite 108
Einbauhöhe:	4 E (128 mm)
Oberfläche:	RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Lieferumfang:	1 Schwenkarm, 1-fach oder 2-fach, inklusive Montagematerial

Schwenkarm, 1-fach

Anbindung	Monitorgewicht	Artikelnummer
ITD Profil	0-14 kg	TS.6375.991
	14-18 kg	TS.6376.991
Normschiene, horizontal	0-14 kg	TS.6377.991
	14-18 kg	TS.6378.991
Rundrohr Ø 25-42 mm	0-14 kg	TS.6379.991
	14-18 kg	TS.6380.991

Schwenkarm, 2-fach

Anbindung	Monitorgewicht	Artikelnummer
ITD Profil	0-14 kg	TS.6381.991
Normschiene, horizontal	0-14 kg	TS.6382.991
Rundrohr Ø 25-42 mm	0-14 kg	TS.6383.991

- Adapter für die Befestigung an der vertikalen Normschiene finden Sie auf Seite 98
- Das Befestigungsset für die Anbindung am Gerätewagen finden Sie auf Seite 97


Schwenkarm **mf-port**, 1-fach




Schwenkarm **mf-port**, 2-fach



Anbindung



Anwendungsbeispiele



mf-port SCHWENKARME MIT VESA 75 / 100 ADAPTION

Schwenkarm, 1-fach / 2-fach, mit VESA 75 / 100 Adaption, universal

Merkmale Schwenkarm:

- Stufenlose Gelenkeinstellung mittels ergonomischer Bedienhebel
- Große Aktionsradien decken einen weitreichenden Arbeitsbereich ab
- Großvolumige Kabelkanäle mit Zugentlastungen nehmen diverse Kabel auf

Merkmale Monitorhalterung:

- Aufnahme von Monitoren mit VESA 75 / 100 Adaption
- Um $\pm 15^\circ$ neigbar und $\pm 80^\circ$ schwenkbar

Zuladung:	Schwenkarm, 1-fach: bis max. 23 kg Schwenkarm, 2-fach: bis max. 15 kg
Technische Daten:	Ab Seite 108
Einbauhöhe:	4 E (128 mm)
Oberfläche:	RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Lieferumfang:	1 Schwenkarm, 1-fach oder 2-fach, inklusive Montagematerial

Schwenkarm, 1-fach

Anbindung	Monitorgewicht	Artikelnummer
ITD Profil	0-14 kg	TS.6350.991
Normschiene, horizontal	0-14 kg	TS.6349.991
Rundrohr Ø 25-42 mm	0-14 kg	TS.6351.991

Schwenkarm, 2-fach

Anbindung	Monitorgewicht	Artikelnummer
ITD Profil	0-14 kg	TS.6353.991
Normschiene, horizontal	0-14 kg	TS.6352.991
Rundrohr Ø 25-42 mm	0-14 kg	TS.6354.991

- Adapter für die Befestigung an der vertikalen Normschiene finden Sie auf Seite 98
- Das Befestigungsset für die Anbindung am Gerätewagen finden Sie auf Seite 97


Schwenkarm **mf-port**, 1-fach



Schwenkarm **mf-port**, 2-fach



Anbindung



Anwendungsbeispiele



mf-port SCHWENKARME MIT VESA 75 / 100 ADAPTION

Schwenkarm, 1-fach, mit VESA 75 / 100 Adaption universal und Tastaturhalterung

Merkmale Schwenkarm:

- Stufenlose Gelenkeinstellung mittels ergonomischer Bedienhebel
- Große Aktionsradien decken einen weitreichenden Arbeitsbereich ab
- Großvolumige Kabelkanäle mit Zugentlastungen nehmen diverse Kabel auf

Merkmale Monitorhalterung:

- Aufnahme von Monitoren mit VESA 75 / 100 Adaption
- Um $\pm 15^\circ$ neigbar und $\pm 80^\circ$ schwenkbar

Merkmale Tastaturhalterung (mit ausziehbarem Mousepad links / rechts):

- Aufnahme von Tastaturen mit einer maximalen Breite von 450 mm

Zuladung:	Schwenkarm: bis max. 23 kg Tastaturhalterung: bis zu max. 5 kg (Flächenlast)
Technische Daten:	Ab Seite 108
Einbauhöhe:	4 E (128 mm)
Oberfläche:	RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Lieferumfang:	1 Schwenkarm, 1-fach, Tastaturhalterung, inklusive Montagematerial

Schwenkarm mf-port, 1-fach



Anwendungsbeispiel



Anbindung



ITD Profil

Schwenkarm, 1-fach

Anbindung	Monitorgewicht	Artikelnummer
ITD Profil	0-14 kg	TS.6344.991

- Adapter für die Befestigung an der vertikalen Normschiene finden Sie auf Seite 98
- Das Befestigungsset für die Anbindung am Gerätewagen finden Sie auf Seite 97

mf-port SCHWENKARME FÜR PHILIPS MP5-70 / MX400-800

Schwenkarm mit Table Top Mount-Adapter für Philips IntelliVue MP5-70 / MX400-800

Merkmale Schwenkarm:

- Stufenlose Gelenkeinstellung mittels Hutmutter
- Große Aktionsradien decken einen weitreichenden Arbeitsbereich ab
- Kabelhaken zur äußeren Führung von diversen Kabeln

Merkmale Monitorhalterung:

- Aufnahme der Monitore Philips IntelliVue MP5-70 / MX400-800
- Um $\pm 15^\circ$ neigbar und $\pm 80^\circ$ schwenkbar

Zuladung: Schwenkarm: bis max. 23 kg
Technische Daten: Ab Seite 108
Einbauhöhe: 4 E (128 mm)
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Lieferumfang: 1 Schwenkarm, 1-fach, inklusive Montagematerial

Schwenkarm mf-port, 1-fach




Anwendungsbeispiel



mf-port –
Schwenk- und Tragarme

Anbindung



Schwenkarm, 1-fach

Anbindung	Monitorgewicht	Artikelnummer
ITD Profil	0-14 kg	TS.6251.991
Normschiene, horizontal	0-14 kg	TS.6255.991
Rundrohr Ø 25-42 mm	0-14 kg	TS.6249.991
Profilschiene GCX	0-14 kg	TS.6253.991

- Adapter für die Befestigung an der vertikalen Normschiene finden Sie auf Seite 98
- Das Befestigungsset für die Anbindung am Gerätewagen finden Sie auf Seite 97

mf-port SCHWENKARME MIT UNIVERSALADAPTER

Schwenkarm, 1-fach / 2-fach, mit Universaladapter

Merkmale Schwenkarm:

- Stufenlose Gelenkeinstellung mittels ergonomischer Bedienhebel
- Große Aktionsradien decken einen weitreichenden Arbeitsbereich ab
- Kabelkanäle mit Zugentlastungen nehmen diverse Kabel auf

Merkmale Monitorhalterung:

- Universalhalterung zur Aufnahme monitorspezifischer Adapterplatten (Beispiele siehe Seite 79)
- Um $\pm 15^\circ$ neigbar und $\pm 80^\circ$ schwenkbar

Zuladung:	Schwenkarm, 1-fach: bis max. 23 kg Schwenkarm, 2-fach: bis max. 15 kg
Technische Daten:	Ab Seite 108
Einbauhöhe:	4 E (128 mm)
Oberfläche:	RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Lieferumfang:	1 Schwenkarm, 1-fach oder 2-fach, inklusive Montagematerial

Schwenkarm, 1-fach

Anbindung	Monitorgewicht	Artikelnummer
ITD Profil	0-14 kg	TS.6211.991
Normschiene, horizontal	0-14 kg	TS.6214.991
Rundrohr Ø 25-42 mm	0-14 kg	TS.6339.991

Schwenkarm, 2-fach

Anbindung	Monitorgewicht	Artikelnummer
ITD Profil	0-14 kg	TS.6212.991
Normschiene, horizontal	0-14 kg	TS.6340.991
Rundrohr Ø 25-42 mm	0-14 kg	TS.6341.991

- Adapter für die Befestigung an der vertikalen Normschiene finden Sie auf Seite 98
- Das Befestigungsset für die Anbindung am Gerätewagen finden Sie auf Seite 97


Schwenkarm **mf-port**, 1-fach



Schwenkarm **mf-port**, 2-fach



Anbindung



Anwendungsbeispiele



flexion-port




HÖHENVARIABLE TRAGARME

flexion-port – der höhenvariable Tragarm **flexion-port** findet durch seine facettenreiche Kombinierbarkeit mit einer Vielzahl an Monitorhalterungen und Anbindungsmöglichkeiten sowie für die mobile als auch für die stationären Anwendungen seinen breiten Einsatz. Die in der Technik verankerten Gasdruckfedern sorgen für einen hohen Bedienkomfort und Zuverlässigkeit. Ein zusätzliches Highlight dieses Produktes bietet die einzigartige Positionierungstechnologie. So müssen die Anwender die gewünschte Position des Tragarms nicht mehr mit den Klemmen fixieren. Ausgerichtet nach dem Gewicht des angebrachten Gerätes bleibt der Arm in jeder gewünschten Position stehen und ermöglicht somit eine flexible Gestaltung des Arbeitsplatzes.

flexion-port ist in drei Standardlängen (300, 400 und 600 mm) verfügbar. Benötigt man eine zusätzliche Reichweite, so kann der höhenverstellbare Tragarm auf einen zusätzlichen Schwenkarm angebracht werden.

Außerdem kann der **flexion-port** dank einer großen Auswahl an Dekorfarben und Zubehör an jede Anwendung passend designtechnisch und auch funktionell ergänzt werden.





flexion-port – DAS HÖHENVARIABLE TRAGARMSYSTEM IM ÜBERBLICK

Monitorhalterung mit Federunterstützung

- Um $\pm 20^\circ$ neigbar, $\pm 80^\circ$ schwenkbar und um $\pm 5^\circ$ rotierbar (flexible Positionierung des Monitors)
- Müheloses Anheben auch von schweren Monitoren durch Federkraftunterstützung
- Problemlose Aufnahme von tiefen und schweren Monitoren mit dem Befestigungsstandard VESA 75 / 100 bis max. 14 kg
- Einfaches Ausgleichen von Display-Schiefstellungen durch die Rotierbarkeit der Halterung
- Neigung des Monitors (nach oben oder unten) mit gleichem, geringen Kraftaufwand
- Einfache, sichere und korrekte Positionierung des Monitors ohne zusätzlichen Arretierungsaufwand
- Keine Einstellung des Monitorgewichts nötig

Designschnittstelle

- Verbindung aus Funktion und Design ermöglicht die optimale farbliche Anpassung an das Gesamtsystem
- Wie aus einem Guss erscheinen die Komplettlösungen bei stationären und mobilen Anwendungen
- Farbliche Anpassung an das Geräte- und / oder Firmen-CI auf Wunsch möglich
- Erhältlich in 5 Standardfarben

Kabelmanagement

- Großvolumige Kabelkanäle ermöglichen die Aufnahme von bis zu sieben Daten- / Netzleitungen
- Große Ein- und Ausführungsradien schützen empfindliche Datenkabel dauerhaft im Betrieb
- Ein klickbarer, innenliegender Kabelkanal ermöglicht den schnellen Zugriff für eine einfache, sichere und geschützte Verlegung der Kabel bei Erst- und Folgeinstallationen vor Ort
- Zusätzlichen Schutz für alle Leitungen und beste Reinigung bietet eine optionale Schutzhülle

Hygiene

- Glatte Oberflächen garantieren eine einfache und schnelle Wischreinigung
- Kleine Spaltmaße verhindern die Keimbildung schon im Entstehen
- Zertifiziert durch Fachkommission „Hygienische Sicherheit Medizin-Technischer Produkte und Verfahren“ der DGKH.
- Entspricht den gesetzlichen Anforderungen an Hygiene in deutschen Krankenhäusern

Einstellbare Drehgelenke

- Benutzerfreundliche, werkzeuglose Einstellung über ergonomische Bedienelemente
- Stufenlose Gelenkeinstellung
- Fixierbare Transportstellung bei mobilen Anwendungen



Bremsfunktion

- Fixierung der gewünschten Position in jeder Stellung möglich
- Höchste Sicherheit sowie hoher Komfort bei Installation und Gerätetausch
- Einfache Handhabung durch ergonomischen Bedienhebel

Längen- / Höhenvariabilität

- Drei Standardlängen (300 mm / 400 mm / 600 mm) im gleichen Design
- Zusätzlicher Schwenkausleger für einen großen Aktionsradius und hohen Bewegungsfreiraum
- Größter höhenverstellbarer Anwendungsbereich seiner Klasse (bis 919 mm)

Einstellbarer Lastbereich

- Höchster Nutzungskomfort durch individuelle Gewichtseinstellung
- Einfache und komfortable Anpassung an wechselnde Anforderungen (z. B. Hardware-Wechsel)
- Gleichbleibende Bedingungen, auch wenn es einmal hektisch wird
- Dauerhafter Schwebezustand für einfache Handhabung

Modulare Anbindung an vorhandene Infrastruktur

- Einfache Anpassung an zukünftige Entwicklungen und Anforderungen vor Ort
- Modulare Anbindung an stationäre Trägersysteme über Normschiene (horizontal, vertikal), Rundrohre mit Ø 25-42 mm, ITD-Trägerprofil sowie herstellerspezifische Standards (z. B. GCX)
- Modulare Anbindung an mobile Geräteträger über Monitorböden, Quertraverse, ITD-Vertikalprofil oder Tragsäule

flexion-port – MONITORHALTERUNGEN UND ANBINDUNGSMÖGLICHKEITEN

Wir bieten unseren Kunden eine hohe Flexibilität in der Produktauswahl. Sie wählen die gewünschte Auslegerlänge, die passende Adaption gerätseitig und wandseitig aus, wir liefern Ihnen das komplette zusammenmontierte System.

Dreh- und Schwenkeinheit mit Federunterstützung

- Um $\pm 20^\circ$ neigbar, $\pm 90^\circ$ schwenkbar und um $\pm 5^\circ$ rotierbar
- Müheloses Anheben auch von schweren Monitoren durch Federkraftunterstützung
- Problemlose Aufnahme von tiefen und schweren Monitoren mit dem Befestigungsstandard VESA 75 / 100 bis max. 14 kg
- Einfaches Ausgleichen von Display-Schiefstellungen durch die Rotierbarkeit der Halterung
- Neigung des Monitors (nach oben oder unten) mit gleichem, geringen Kraftaufwand
- Einfache, sichere und korrekte Positionierung des Monitors ohne zusätzlichen Arretierungsaufwand
- Keine Einstellung des Monitorgewichts nötig




VESA 75 / 100 Adaption, universal

- Aufnahme der Monitore mit VESA 75 / 100
- Um $\pm 15^\circ$ neigbar und $\pm 90^\circ$ schwenkbar
- Belastbar bis maximal 14 kg




Table Top Mount-Adapter

- Aufnahme der Monitore Philips IntelliVue MP5-70 / MX400-800
- Um $\pm 15^\circ$ neigbar und $\pm 50^\circ$ schwenkbar
- Belastbar bis maximal 14 kg



Universaladapter


- Aufnahme monitorspezifischer Adapterplatten
- Um $\pm 15^\circ$ neigbar und $\pm 90^\circ$ schwenkbar
- Belastbar bis maximal 14 kg



Die Dreh- und Schwenkeinheit

- Um $\pm 15^\circ$ neigbar und um $\pm 90^\circ$ schwenkbar.
- Die Reibungskraft von Neigung / Schwenkung ist je nach Monitorgewicht stufenlos regulierbar.
- Die Tragfähigkeit beträgt – je nach Ausführung – bis zu 14 kg.
- Zukunftssicherheit durch einen einfachen Austausch des Monitorwinkels – auch nachträglich.

Das System



flexion-port –
höhenvariable Tragarme

flexion-port HÖHENVARIABLE TRAGARME MIT VESA 75 / 100

Höhenvariable Tragarme flexion-port mit VESA 75 / 100 Adaption

Merkmale höhenvariabler Tragarm:

- Aufnahme von Kabeln im großvolumigen Kabelkanal
- Einstellbare Drehgelenke und Fixierungsmöglichkeit der gewünschten Tragarm-Position in jeder Stellung
- Individuelle Feineinstellung des Monitorgewichts innerhalb des Gewichtsbereiches garantiert eine Balance des Monitors in jeder Position

Merkmale Monitorhalterung:

- Aufnahme von Monitoren mit VESA 75 / 100 Adaption
- Neigung des Monitors, nach oben oder unten, mit gleichem, geringen Kraftaufwand durch Federkraftunterstützung
- Um $\pm 20^\circ$ neigbar, $\pm 90^\circ$ schwenkbar und $\pm 5^\circ$ rotierbar
- Einfacher Ausgleich von Display-Schiefstellungen durch Rotierbarkeit

Technische Daten: Ab Seite 112

Einbauhöhe: 5 E (160 mm)

Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet

Dekorelemente: Tragarm: siehe ¹⁾; Abbildung ähnlich RAL 5013 Kobaltblau

Lieferumfang: 1 Tragarm, höhenvariabel, inklusive Montagematerial

Höhenvariable Tragarme flexion-port

Anbindung	Zuladung	Artikelnummer L = 300 mm	Artikelnummer L = 400 mm	Artikelnummer L = 600 mm
ITD Profil	3-10 kg	HA.2200.XXX ¹⁾	HA.2201.XXX ¹⁾	HA.2202.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2207.XXX ¹⁾	HA.2208.XXX ¹⁾	HA.2209.XXX ¹⁾
Normschiene, horizontal	3-10 kg	HA.2203.XXX ¹⁾	HA.2204.XXX ¹⁾	HA.2205.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2210.XXX ¹⁾	HA.2211.XXX ¹⁾	HA.2212.XXX ¹⁾
Rundrohr Ø 25-42 mm	3-10 kg	HA.2206.XXX ¹⁾	HA.2213.XXX ¹⁾	HA.2214.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2215.XXX ¹⁾	HA.2216.XXX ¹⁾	HA.2217.XXX ¹⁾
Profilschiene GCX	3-10 kg	HA.2274.XXX ¹⁾	HA.2275.XXX ¹⁾	HA.2276.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2277.XXX ¹⁾	HA.2278.XXX ¹⁾	HA.2279.XXX ¹⁾

Höhenvariable Tragarme flexion-port auf Schwenkarm

Anbindung	Zuladung	Artikelnummer L = 300 mm + 350 mm	Artikelnummer L = 400 mm + 350 mm
ITD Profil	3-10 kg	HA.2218.XXX ¹⁾	HA.2219.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2224.XXX ¹⁾	HA.2225.XXX ¹⁾
Normschiene, horizontal	3-10 kg	HA.2220.XXX ¹⁾	HA.2221.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2226.XXX ¹⁾	HA.2227.XXX ¹⁾
Rundrohr Ø 25-42 mm	3-10 kg	HA.2222.XXX ¹⁾	HA.2223.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2228.XXX ¹⁾	HA.2229.XXX ¹⁾
Profilschiene GCX	3-10 kg	HA.2280.XXX ¹⁾	HA.2281.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2282.XXX ¹⁾	HA.2283.XXX ¹⁾

- Adapter für die Befestigung an der vertikalen Normschiene finden Sie auf Seite 98
- Das Befestigungsset für die Anbindung am Gerätewagen finden Sie auf Seite 97

Höhenvariabler Tragarm **flexion-port**



Höhenvariabler Tragarm **flexion-port** auf Schwenkarm



Anbindung



ITD Profil



Normschiene



Rundrohr



Profil GCX

Anwendungsbeispiele



flexion-port HÖHENVARIABLE TRAGARME MIT VESA 75 / 100

Höhenvariable Tragarme flexion-port mit VESA 75 / 100 Adaption universal und Tastaturhalterung

Merkmale höhenvariabler Tragarm:

- Aufnahme von Kabeln im großvolumigen Kabelkanal
- Einstellbare Drehgelenke und Fixierungsmöglichkeit der gewünschten Tragarm-Position in jeder Stellung
- Individuelle Feineinstellung des Monitorgewichts innerhalb des Gewichtsbereiches garantiert eine Balance des Monitors in jeder Position

Merkmale Monitorhalterung:

- Aufnahme von Monitoren mit VESA 75 / 100 Adaption
- Um $\pm 15^\circ$ neigbar und $\pm 90^\circ$ schwenkbar

Merkmale Tastaturhalterung (mit ausziehbarem Mousepad links / rechts):

- Aufnahme von Tastaturen mit einer maximalen Breite von 450 mm

Zuladung:	Tastaturhalterung: bis zu max. 5 kg (Flächenlast)
Technische Daten:	Ab Seite 112
Einbauhöhe:	5 E (160 mm)
Oberfläche:	RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Dekorelemente:	Tragarm: siehe ¹⁾ ; Abbildung ähnlich RAL 5013 Kobaltblau
Lieferumfang:	1 Tragarm, höhenvariabel, inklusive Montagematerial

Höhenvariable Tragarme flexion-port

Anbindung	Zuladung	Artikelnummer L = 300 mm	Artikelnummer L = 400 mm
ITD Profil	3-10 kg	HA.2032.XXX ¹⁾	HA.2182.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2033.XXX ¹⁾	HA.2183.XXX ¹⁾
Normschiene, horizontal	3-10 kg	HA.2174.XXX ¹⁾	HA.2184.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2175.XXX ¹⁾	HA.2185.XXX ¹⁾
Rundrohr Ø 25-42 mm	3-10 kg	HA.2176.XXX ¹⁾	HA.2186.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2177.XXX ¹⁾	HA.2187.XXX ¹⁾
Profilschiene GCX	3-10 kg	HA.2168.XXX ¹⁾	HA.2188.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2169.XXX ¹⁾	HA.2189.XXX ¹⁾

Höhenvariable Tragarme flexion-port auf Schwenkarm

Anbindung	Zuladung	Artikelnummer L = 300 mm + 350 mm	Artikelnummer L = 400 mm + 350 mm
ITD Profil	3-10 kg	HA.2034.XXX ¹⁾	HA.2190.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2035.XXX ¹⁾	HA.2191.XXX ¹⁾
Normschiene, horizontal	3-10 kg	HA.2178.XXX ¹⁾	HA.2192.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2179.XXX ¹⁾	HA.2193.XXX ¹⁾
Rundrohr Ø 25-42 mm	3-10 kg	HA.2180.XXX ¹⁾	HA.2194.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2181.XXX ¹⁾	HA.2195.XXX ¹⁾
Profilschiene GCX	3-10 kg	HA.2170.XXX ¹⁾	HA.2196.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2103.XXX ¹⁾	HA.2197.XXX ¹⁾

- Adapter für die Befestigung an der vertikalen Normschiene finden Sie auf Seite 98
- Das Befestigungsset für die Anbindung am Gerätewagen finden Sie auf Seite 97

Höhenvariabler Tragarm **flexion-port**



Höhenvariabler Tragarm **flexion-port** auf Schwenkarm




Anbindung



ITD Profil



Normschiene



Rundrohr



Profil GCX

Anwendungsbeispiele



flexion-port HÖHENVARIABLE TRAGARME MIT UNIVERSALADAPTER

Höhenvariable Tragarme flexion-port mit Universaladapter

Merkmale höhenvariabler Tragarm:

- Aufnahme von Kabeln im großvolumigen Kabelkanal
- Einstellbare Drehgelenke und Fixierungsmöglichkeit der gewünschten Tragarm-Position in jeder Stellung
- Individuelle Feineinstellung des Monitorgewichts innerhalb des Gewichtsbereiches garantiert eine Balance des Monitors in jeder Position

Merkmale Monitorhalterung:

- Universaladapter zur Aufnahme monitorspezifischer Adapterplatten (Beispiele siehe Seite 79)
- Um $\pm 15^\circ$ neigbar und $\pm 90^\circ$ schwenkbar

Technische Daten: Ab Seite 112

Einbauhöhe: 5 E (160 mm)

Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet

Dekorelemente: Tragarm: siehe ¹⁾; Abbildung ähnlich RAL 5013 Kobaltblau

Lieferumfang: 1 Tragarm, höhenvariabel, inklusive Montagematerial

Höhenvariable Tragarme flexion-port

Anbindung	Zuladung	Artikelnummer L = 300 mm	Artikelnummer L = 400 mm
ITD Profil	3-10 kg	HA.2018.XXX ¹⁾	HA.2019.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2024.XXX ¹⁾	HA.2025.XXX ¹⁾
Normschiene, horizontal	3-10 kg	HA.2020.XXX ¹⁾	HA.2021.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2026.XXX ¹⁾	HA.2027.XXX ¹⁾
Rundrohr Ø 25-42 mm	3-10 kg	HA.2022.XXX ¹⁾	HA.2023.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2028.XXX ¹⁾	HA.2029.XXX ¹⁾
Profilschiene GCX	3-10 kg	HA.2148.XXX ¹⁾	HA.2149.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2150.XXX ¹⁾	HA.2151.XXX ¹⁾

Höhenvariable Tragarme flexion-port auf Schwenkarm

Anbindung	Zuladung	Artikelnummer L = 300 mm + 350 mm	Artikelnummer L = 400 mm + 350 mm
ITD Profil	3-10 kg	HA.2073.XXX ¹⁾	HA.2030.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2078.XXX ¹⁾	HA.2031.XXX ¹⁾
Normschiene, horizontal	3-10 kg	HA.2074.XXX ¹⁾	HA.2075.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2079.XXX ¹⁾	HA.2080.XXX ¹⁾
Rundrohr Ø 25-42 mm	3-10 kg	HA.2076.XXX ¹⁾	HA.2077.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2081.XXX ¹⁾	HA.2082.XXX ¹⁾
Profilschiene GCX	3-10 kg	HA.2159.XXX ¹⁾	HA.2160.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2161.XXX ¹⁾	HA.2162.XXX ¹⁾

- Adapter für die Befestigung an der vertikalen Normschiene finden Sie auf Seite 98
- Das Befestigungsset für die Anbindung am Gerätewagen finden Sie auf Seite 97

Höhenvariabler Tragarm **flexion-port**



Höhenvariabler Tragarm **flexion-port** auf Schwenkarm




Anbindung



ITD Profil



Normschiene



Rundrohr



Profil GCX

Anwendungsbeispiele



flexion-port HÖHENVARIABLE TRAGARME FÜR PHILIPS MP5-70

Höhenvariable Tragarme **flexion-port** mit Table Top Mount-Adapter für Philips IntelliVue MP5-70

Merkmale höhenvariabler Tragarm:

- Aufnahme von Kabeln im großvolumigen Kabelkanal
- Einstellbare Drehgelenke und Fixierungsmöglichkeit der gewünschten Tragarm-Position in jeder Stellung
- Individuelle Feineinstellung des Monitorgewichts innerhalb des Gewichtsbereiches garantiert eine Balance des Monitors in jeder Position

Merkmale Monitorhalterung:

- Aufnahme der Monitore Philips IntelliVue MP5-70
- Um $\pm 15^\circ$ neigbar und $\pm 50^\circ$ schwenkbar

Technische Daten: Ab Seite 112

Einbauhöhe: 5 E (160 mm)

Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet

Dekorelemente: Tragarm: siehe ¹⁾; Abbildung ähnlich RAL 7035 Lichtgrau

Lieferumfang: 1 Tragarm, höhenvariabel, inklusive Montagematerial (ohne Philips Table Top Mount)

Höhenvariable Tragarme **flexion-port**

Anbindung	Zuladung	Artikelnummer L = 300 mm	Artikelnummer L = 400 mm
ITD Profil	3-10 kg	HA.2036.XXX ¹⁾	HA.2037.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2042.XXX ¹⁾	HA.2043.XXX ¹⁾
Normschiene, horizontal	3-10 kg	HA.2038.XXX ¹⁾	HA.2039.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2044.XXX ¹⁾	HA.2045.XXX ¹⁾
Rundrohr Ø 25-42 mm	3-10 kg	HA.2040.XXX ¹⁾	HA.2041.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2046.XXX ¹⁾	HA.2047.XXX ¹⁾
Profilschiene GCX	3-10 kg	HA.2152.XXX ¹⁾	HA.2153.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2102.XXX ¹⁾	HA.2154.XXX ¹⁾

Höhenvariable Tragarme **flexion-port** auf Schwenkarm

Anbindung	Zuladung	Artikelnummer L = 300 mm + 350 mm	Artikelnummer L = 400 mm + 350 mm
ITD Profil	3-10 kg	HA.2083.XXX ¹⁾	HA.2048.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2088.XXX ¹⁾	HA.2049.XXX ¹⁾
Normschiene, horizontal	3-10 kg	HA.2084.XXX ¹⁾	HA.2085.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2089.XXX ¹⁾	HA.2090.XXX ¹⁾
Rundrohr Ø 25-42 mm	3-10 kg	HA.2086.XXX ¹⁾	HA.2087.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2091.XXX ¹⁾	HA.2092.XXX ¹⁾
Profilschiene GCX	3-10 kg	HA.2163.XXX ¹⁾	HA.2164.XXX ¹⁾
	8-14 kg	HA.2165.XXX ¹⁾	HA.2166.XXX ¹⁾

- Adapter für die Befestigung an der vertikalen Normschiene finden Sie auf Seite 98
- Das Befestigungsset für die Anbindung am Gerätewagen finden Sie auf Seite 97

Höhenvariabler Tragarm **flexion-port**



Höhenvariabler Tragarm **flexion-port** auf Schwenkarm




Anbindung



ITD Profil



Normschiene



Rundrohr



Profil GCX

Anwendungsbeispiele



flexion-port HÖHENVARIABLE TRAGARME FÜR PHILIPS MX400-500

Höhenvariable Tragarme **flexion-port** mit Table Top Mount-Adapter für Philips IntelliVue MX400-500

Merkmale höhenvariabler Tragarm:

- Aufnahme von Kabeln im großvolumigen Kabelkanal
- Einstellbare Drehgelenke und Fixierungsmöglichkeit der gewünschten Tragarm-Position in jeder Stellung
- Individuelle Feineinstellung des Monitorgewichts innerhalb des Gewichtsbereiches garantiert eine Balance des Monitors in jeder Position

Merkmale Monitorhalterung:

- Aufnahme der Monitore Philips IntelliVue MX400-500 mit integrierter Modul-Box
- Um $\pm 15^\circ$ neigbar und $\pm 50^\circ$ schwenkbar

Technische Daten: Ab Seite 112

Einbauhöhe: 5 E (160 mm)

Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet

Dekorelemente: Tragarm: siehe ¹⁾; Abbildung ähnlich RAL 7035 Lichtgrau

Lieferumfang: 1 Tragarm, höhenvariabel, inklusive Montagematerial (ohne Philips Table Top Mount)

Höhenvariable Tragarme **flexion-port**

Anbindung	Zuladung	Artikelnummer L = 300 mm	Artikelnummer L = 400 mm
ITD Profil	3-10 kg	HA.2242.XXX ¹⁾	HA.2243.XXX ¹⁾
Normschiene, horizontal	3-10 kg	HA.2244.XXX ¹⁾	HA.2245.XXX ¹⁾
Rundrohr Ø 25-42 mm	3-10 kg	HA.2246.XXX ¹⁾	HA.2247.XXX ¹⁾
Profilschiene GCX	3-10 kg	HA.2248.XXX ¹⁾	HA.2249.XXX ¹⁾

Höhenvariable Tragarme **flexion-port** auf Schwenkarm

Anbindung	Zuladung	Artikelnummer L = 300 mm + 350 mm	Artikelnummer L = 400 mm + 350 mm
ITD Profil	3-10 kg	HA.2258.XXX ¹⁾	HA.2259.XXX ¹⁾
Normschiene, horizontal	3-10 kg	HA.2260.XXX ¹⁾	HA.2261.XXX ¹⁾
Rundrohr Ø 25-42 mm	3-10 kg	HA.2262.XXX ¹⁾	HA.2263.XXX ¹⁾
Profilschiene GCX	3-10 kg	HA.2264.XXX ¹⁾	HA.2265.XXX ¹⁾

- Adapter für die Befestigung an der vertikalen Normschiene finden Sie auf Seite 98
- Das Befestigungsset für die Anbindung am Gerätewagen finden Sie auf Seite 97

Höhenvariabler Tragarm **flexion-port**



Höhenvariabler Tragarm **flexion-port** auf Schwenkarm




Anbindung



ITD Profil



Normschiene



Rundrohr



Profil GCX

Anwendungsbeispiele



flexion-port HÖHENVARIABLE TRAGARME FÜR PHILIPS MX550

Höhenvariable Tragarme **flexion-port** mit Table Top Mount-Adapter für Philips IntelliVue MX550

Merkmale höhenvariabler Tragarm:

- Aufnahme von Kabeln im großvolumigen Kabelkanal
- Einstellbare Drehgelenke und Fixierungsmöglichkeit der gewünschten Tragarm-Position in jeder Stellung
- Individuelle Feineinstellung des Monitorgewichts innerhalb des Gewichtsbereiches garantiert eine Balance des Monitors in jeder Position

Merkmale Monitorhalterung:

- Aufnahme der Monitore Philips IntelliVue MX550 mit integrierter Modul-Box
- Um $\pm 15^\circ$ neigbar und $\pm 50^\circ$ schwenkbar

Technische Daten: Ab Seite 112

Einbauhöhe: 5 E (160 mm)

Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet

Dekorelemente: Tragarm: siehe ¹⁾; Abbildung ähnlich RAL 7035 Lichtgrau

Lieferumfang: 1 Tragarm, höhenvariabel, inklusive Montagematerial (ohne Philips Table Top Mount)

Höhenvariable Tragarme **flexion-port**

Anbindung	Zuladung	Artikelnummer L = 300 mm	Artikelnummer L = 400 mm
ITD Profil	8-14 kg	HA.2250.XXX ¹⁾	HA.2251.XXX ¹⁾
Normschiene, horizontal	8-14 kg	HA.2252.XXX ¹⁾	HA.2253.XXX ¹⁾
Rundrohr Ø 25-42 mm	8-14 kg	HA.2254.XXX ¹⁾	HA.2255.XXX ¹⁾
Profilschiene GCX	8-14 kg	HA.2256.XXX ¹⁾	HA.2257.XXX ¹⁾

Höhenvariable Tragarme **flexion-port** auf Schwenkarm

Anbindung	Zuladung	Artikelnummer L = 300 mm + 350 mm	Artikelnummer L = 400 mm + 350 mm
ITD Profil	8-14 kg	HA.2266.XXX ¹⁾	HA.2267.XXX ¹⁾
Normschiene, horizontal	8-14 kg	HA.2268.XXX ¹⁾	HA.2269.XXX ¹⁾
Rundrohr Ø 25-42 mm	8-14 kg	HA.2270.XXX ¹⁾	HA.2271.XXX ¹⁾
Profilschiene GCX	8-14 kg	HA.2272.XXX ¹⁾	HA.2273.XXX ¹⁾

- Adapter für die Befestigung an der vertikalen Normschiene finden Sie auf Seite 98
- Das Befestigungsset für die Anbindung am Gerätewagen finden Sie auf Seite 97


Höhenvariabler Tragarm **flexion-port**



Höhenvariabler Tragarm **flexion-port** auf Schwenkarm



Anbindung



Anwendungsbeispiele



flexion-port HÖHENVARIABLE TRAGARME FÜR PHILIPS MX600-800

Höhenvariable Tragarme **flexion-port** mit Table Top Mount-Adapter für Philips IntelliVue MX600-800

Merkmale höhenvariabler Tragarm:

- Aufnahme von Kabeln im großvolumigen Kabelkanal
- Einstellbare Drehgelenke und Fixierungsmöglichkeit der gewünschten Tragarm-Position in jeder Stellung
- Individuelle Feineinstellung des Monitorgewichts innerhalb des Gewichtsbereiches garantiert eine Balance des Monitors in jeder Position

Merkmale Monitorhalterung:

- Aufnahme der Monitore Philips IntelliVue MX600-800
- Um $\pm 15^\circ$ neigbar und $\pm 50^\circ$ schwenkbar

Technische Daten:	Ab Seite 112
Einbauhöhe:	5 E (160 mm)
Oberfläche:	RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Dekorelemente:	Tragarm: siehe ¹⁾ ; Abbildung ähnlich RAL 7035 Lichtgrau
Lieferumfang:	1 Tragarm, höhenvariabel, inklusive Montagematerial (ohne Philips Table Top Mount)

Höhenvariable Tragarme flexion-port		
Anbindung	Zuladung	Artikelnummer (L = 400 mm)
ITD Profil	11-20 kg	HA.2096.XXX ¹⁾
Normschiene, horizontal	11-20 kg	HA.2171.XXX ¹⁾
Rundrohr Ø 25-42 mm	11-20 kg	HA.2172.XXX ¹⁾
Profilschiene GCX	11-20 kg	HA.2173.XXX ¹⁾

- Adapter für die Befestigung an der vertikalen Normschiene finden Sie auf Seite 98
- Das Befestigungsset für die Anbindung am Gerätewagen finden Sie auf Seite 97

Höhenvariabler Tragarm **flexion-port**




Anbindung



ITD Profil



Normschiene



Rundrohr



Profil GCX


Anwendungsbeispiele



modul-port

SYSTEMKOMPONENTEN
UND ZUBEHÖR





DAS ITD TRÄGERPROFIL – DIE IDEALE BASIS FÜR WEITREICHENDE ANFORDERUNGEN

Materialien / Qualität

- Der Einsatz hochwertiger Materialien (Aluminium / Aluminiumguss / Stahl) in Verbindung mit präziser Fertigung garantiert eine zuverlässige Anwendung über einen längeren Zeitraum
- Strenge Sicherheits- und Qualitätsprüfungen sorgen für maximale Betriebssicherheit

Abdeckleisten

- Verfügbar in verschiedenen Größen zum Verschluss unbenutzter Profilbereiche
- Sie fördern nicht nur eine nahezu unsichtbare Verkabelung, sondern gewährleisten auch eine optimale Hygiene durch einfache Wischreinigung


Elektrifizierung

- Die variable Integration aller gängigen nationalen und internationalen Steckdosenleisten im Mittelschacht der Tragsäule ermöglicht den Stromanschluss dort, wo er benötigt wird
- Die Anschluss-Dose zur Verbindung elektrischer Stromkreise findet praktisch und Platz sparend im Mittelschacht des Trägerprofils statt

Trägerprofil

- Das Trägerprofil ist sowohl in der „Economy“ oder „Profi“-Version (zur Aufnahme von Elektro-Komponenten, wie z. B. Steckdosenleisten, siehe rechts) als auch als „flache“ Variante verfügbar (siehe Seite 101)
- Durch den flexiblen Systemaufbau und die Größenvielfalt kann nahezu jede Anforderung maßgeschneidert geliefert werden (siehe Seiten 70 / 71)
- Universeller Einsatz ist durch verschiedene Einsatzmöglichkeiten, z. B. an der Wand oder an Normschienen, gewährleistet
- Durch stets mögliche Anpassungen bzw. Ergänzungen mit neuen Komponenten ist eine hohe Zukunftssicherheit gegeben
- Zwei T-Nuten mit Gewindeleisten (Raster 32 mm) auf der Vorderseite des Profils bieten die Möglichkeit, Systemkomponenten und Zubehörteile, wie Ablageböden, Schubfächer, Tastaturhalterungen oder Normschienen, aufzunehmen






Hygiene

- Eine pflegefreundliche Formgebung mit glatten Oberflächen garantiert eine einfache und schnelle Wischreinigung
- Kleine Spaltmaße verhindern die Keimbildung

Im Querschnitt: das ITD Profil



Kabelmanagement

- Die Tragsäule bietet eine saubere und verdeckte Kabelführung für abgehende Kabel und Restkabelmengen
- Seitlich angebrachte Kabelkanäle bieten eine zusätzliche Möglichkeit zur Unterbringung und damit zur getrennten Führung von Daten- und Netzleitungen
- Aus dem Trägerprofil heraus setzt sich die Verkabelung entlang der Unterseite jedes beliebigen Tragarms fort. Dabei wird die Verkabelung durch einen eigenen Kabelkanal bis hin zum entsprechenden Gerät gelenkt
- Integrierte Zugentlastungen schützen die Kabel vor dem Herausziehen

ITD PROFILE

ITD Profile „Economy“ und „Profi“

Merkmale:

- Das ITD Profil ist in den Ausführungen „Economy“ und „Profi“ erhältlich
- Aufnahme der Tragarme und diversen Zubehörkomponenten, Steckdosenleisten und (Daten-)Leitungen

Montage:

An der Wand oder horizontalen Normschiene (mit Befestigungsset, siehe Seite 72)

Oberfläche:

ITD Trägerprofil: Aluminium natureloxiert, Kabelkanal: RAL 7035 Lichtgrau, Abdeckkappen: RAL 7016 Anthrazit

Lieferumfang:

- 1 ITD Trägerprofil „Economy“ mit 2 Gewindeleisten, Montageraster 32 mm in beiden vorderen T-Nuten, 2 Abdeckkappen, längenabhängigen Abdeckleisten und Montagematerial
- 2 ITD Trägerprofil „Profi“ mit 2 Gewindeleisten, Montageraster 32 mm in beiden vorderen T-Nuten, 1 Abdeckkappen, 1 Abdeckplatte mit Zugentlastung anstelle von Abdeckkappen unten, 1 durchgehenden Kabelkanal auf einer Seite mit einer Zugentlastung, mehrere Kabelkanäle und Zugentlastungen (längenabhängig) auf der anderen Seite, längenabhängigen Abdeckleisten und Montagematerial

ITD Profil „Economy“



ITD Profil „Profi“



ITD Profile „Economy“ und „Profi“

Einbauhöhe H (in Einheiten E)	Einbauhöhe H (in mm)	Tragfähigkeit	Artikelnummer 1 „Economy“	Artikelnummer 2 „Profi“
10 E ¹⁾	320 mm	35 kg	TS.6040.991	TS.6006.991
15 E ¹⁾	480 mm	50 kg	TS.6046.991	TS.6008.991
20 E ¹⁾	640 mm	50 kg	TS.6041.991	TS.6001.991
30 E ¹⁾	960 mm	100 kg	TS.6042.991	TS.6002.991
40 E ¹⁾	1280 mm	125 kg	TS.6043.991	TS.6003.991
50 E ¹⁾	1600 mm	150 kg	TS.6044.991	TS.6004.991
60 E ¹⁾	1920 mm	150 kg	TS.6045.991	TS.6005.991

ITD PROFILE

ITD Profil, flach

Merkmale:



- Aufnahme der Tragarme und diversen Zubehörkomponenten nah an der Wand
- Ein innenliegender Kabelkanal ermöglicht die Aufnahme diverser (Daten-)Leitungen
- Montage direkt an die Wand

Montage: Direkt an der Wand

Oberfläche: ITD Profil: Aluminium natureloxiert, Abdeckkappen (oben / unten): RAL 7016 Anthrazit, Abdeckleisten: RAL 7035 Lichtgrau

Lieferumfang: ITD Profil, flach, mit 2 Gewindeleisten (Montageraster 32 mm), 2 Abdeckkappen, längen-abhängigen Abdeckleisten und Montagematerial

ITD Profil, flach



ITD Profil, flach			
Einbauhöhe H (in Einheiten E)	Einbauhöhe H (in mm)	Tragfähigkeit	Artikelnummer
10 E ¹⁾	320 mm	25 kg	TS.6440.991
15 E ¹⁾	480 mm	50 kg	TS.6446.991
20 E ¹⁾	640 mm	50 kg	TS.6441.991
30 E ¹⁾	960 mm	75 kg	TS.6442.991
40 E ¹⁾	1280 mm	75 kg	TS.6443.991
50 E ¹⁾	1600 mm	100 kg	TS.6444.991
60 E ¹⁾	1920 mm	100 kg	TS.6445.991

BEFESTIGUNGSSET

Befestigungsset für ITD Profile „Economy“ und „Profi“

Merkmale Befestigungsset:


- Zur Anbringung des Trägerprofils an bestehenden Normschienen
- Geeignet nur für ITD Profile „Economy“ und „Profi“

Montage:

- 1 an zwei übereinanderliegenden Normschienen mit gleichem Wandabstand
- 2 an eine Normschiene und Versorgungschanal (mit unterschiedlichem Wandabstand)
- 3 an zwei übereinanderliegenden Normschienen mit der Möglichkeit der Überbrückung des Versorgungschanals

Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet

Lieferumfang: 2 Adapter (je nach Ausführung) mit Montagematerial



Befestigungsset

Varianten

Artikelnummer

1	Befestigungsset	TS.6011.991
2	Befestigungsset mit einem Ausgleichsteil	TS.6012.991
3	Befestigungsset mit zwei Ausgleichsteilen	TS.6013.991

TISCHTRÄGER


Tischträger

Merkmale Tischträger:

- Zur Aufnahme von verschiedenen Monitorhalterungen oder Tragarmen

Montage:	Mittels mitgelieferter Schrauben und einer Gegenplatte an der gebohrten Arbeitsplatte
Zuladung:	Bis max. 30 kg
Einbauhöhe:	10 E (320 mm)
Oberfläche:	RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Lieferumfang:	1 Träger mit Gewindeleiste, 1 Kappe und Abdeckleiste inklusive Montagematerial

Tischträger



Anwendungsbeispiel



Tischträger

Artikelnummer

Tischträger, 10 E (320 mm)

TS.6020.991

TISCHADAPTER

Tischadapter mit VESA 75 / 100 Adaption, Universaladapter oder Philips Table Top Mount-Adapter

Merkmale Tischadapter:

- Zur Aufnahme von Bildschirmen mit VESA 75 / 100 Adaption, Universaladapter oder der Philips IntelliVue Monitore MP5-70 sowie MX400-800.
- Die Monitorhalterung ist um $\pm 15^\circ$ neigbar (individuell abstimmbar auf das Monitorgewicht) und $\pm 160^\circ$ drehbar

Montage: Mittels mitgelieferter Schrauben und einer Gegenplatte an der gebohrten Arbeitsplatte oder am Ablageboden.

Zuladung: Bis max. 14 kg, **5** bis max. 20 kg (davon der Table Mount-Adapter bis max. 14 kg)

- Varianten:**
- 1** Tischadapter mit VESA 75 / 100 Adaption, universal
 - 2** Tischadapter mit VESA 75 / 100 Adaption, verstellbar
 - 3** Tischadapter mit Universaladapter (monitorspezifische Adapterplatten siehe Seite 79)
 - 4** Tischadapter mit Philips Table Top Mount-Adapter
 - 5** Tischadapter mit Philips Table Top Mount-Adapter und Vertikalhalterung auf Säule

Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet **5** Tragpfosten: Aluminium natureloxiert

Lieferumfang: 1 Tischadapter mit Dreh- und Schwenkeinheit und entsprechender Monitorhalterung
4 **5** ohne Philips Table Top Mount
 Bei **2** zzgl. Säule / Vertikalhalterung mit einer Höhe von 128 mm
 1 Gegenplatte inklusive Montagematerial

Tischadapter

Varianten	Artikelnummer
1 Tischadapter mit VESA 75 / 100 Adaption, universal	TS.6337.991
2 Tischadapter mit VESA 75 / 100 Adaption, verstellbar	TS.6158.991
3 Tischadapter mit Universaladapter	TS.6360.991
4 Tischadapter mit Table Top Mount-Adapter für Philips IntelliVue MP5-70 / MX400-800	TS.6025.991
5 Tischadapter mit Table Top Mount-Adapter für Philips IntelliVue MP5-70 / MX400-800 auf Säule mit Vertikalhalterung	TS.6157.991

Tischadapter mit VESA 75 / 100 Adaption



Anwendungsbeispiel



Tischadapter mit Universaladapter



Anwendungsbeispiel



Tischadapter mit Philips Table Top Mount-Adapter



Anwendungsbeispiel



MONITORHALTERUNGEN MIT VESA 75 / 100 ADAPTION

Monitorhalterungen mit VESA 75 / 100 Adaption

Merkmale Monitorhalterung:

- Aufnahme von Monitoren mit VESA 75 / 100 Adaption
- Neigung des Monitors (nach oben oder unten) mit gleichem, geringen Kraftaufwand durch Federkraftunterstützung
- Um $\pm 20^\circ$ neigbar, $\pm 20^\circ$ schwenkbar


Technische Daten: Ab Seite 118
Einbauhöhe: 3 E (96 mm)
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Lieferumfang: 1 Monitorhalterung inklusive Montagematerial

- VESA Adaption mit Rotation $\pm 5^\circ$ auf Anfrage

Monitorhalterung




Anwendungsbeispiel




Anbindung



ITD Profil



1
Normschiene
Standardmontage



2
Normschiene
Schnellmontage



Rundrohr



Wand

Monitorhalterung		
Anbindung	Artikelnummer Monitorgewicht 0-14 kg	Artikelnummer Monitorgewicht 14-18 kg
ITD Profil	TH.2002.991	TH.2003.991
Normschiene, horizontal 1	TH.2019.991	TH.2020.991
Normschiene, horizontal 2	TH.2017.991	TH.2018.991
Rundrohr Ø 35-38 mm	TH.2004.991	TH.2005.991
Wand	TH.2000.991	TH.2001.991

- Adapter für die Befestigung an der vertikalen Normschiene finden Sie auf Seite 98

MONITORHALTERUNGEN MIT VESA ADAPTION

Monitorhalterungen mit VESA Adaption

Merkmale Monitorhalterung:

■ Aufnahme von Monitoren mit:

- 1 VESA 75 / 100 Adaption, um $\pm 15^\circ$ neigbar und $\pm 25^\circ$ schwenkbar
- 2 VESA 75 / 100 Adaption, starr
- 3 VESA 100 / 200 / 300 Adaption, um $\pm 20^\circ$ neigbar und $\pm 80^\circ$ schwenkbar
- 4 VESA 75 / 100 Adaption, um $\pm 20^\circ$ neigbar, $\pm 5^\circ$ rotierbar
- 5 VESA 75 / 100 Adaption, um $\pm 20^\circ$ neigbar, $\pm 5^\circ$ rotierbar
- 6 VESA 75 / 100 Adaption, um $\pm 20^\circ$ neigbar
- 7 VESA 75 / 100 Adaption, um $\pm 20^\circ$ neigbar

Technische Daten: Ab Seite 118

Einbauhöhe: 4 E (128 mm)

Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet

Lieferumfang: 1 Monitorhalterung inklusive Montagematerial

Monitorhalterung



Anwendungsbeispiel



Monitorhalterung

Varianten / Anbindung	Monitorgewicht	Artikelnummer
1 ITD Profil	0-14 kg	TS.6359.991
2 ITD Profil	0-18 kg	TS.6428.991
3 ITD Profil	14-18 kg	TS.6299.991
4 ITD Profil	0-14 kg	TS.6296.991
5 ITD Profil	14-18 kg	TS.6297.991
6 ITD Profil	0-14 kg	TS.6391.991
7 ITD Profil	14-18 kg	TS.6392.991

■ Adapter für die Befestigung an der vertikalen Normschiene finden Sie auf Seite 98

MONITORHALTERUNGEN AN HALTEKLAUE

Monitorhalterung mit VESA Adaption bzw. Universaladapter an Normschiene oder Rundrohr

Merkmale Halteklau:

- Um 90° drehbar
- Zur Befestigung der Monitorhalterung an Normschiene (horizontal / vertikal) oder Rundrohr (Ø 25-42 mm)

Merkmale Monitorhalterung:

- Verbunden über einen kurzen Ausleger (Länge 48 mm) mit der Halteklau
- Um $\pm 15^\circ$ neigbar (abstimmbar auf das Monitorgewicht) und $\pm 80^\circ$ drehbar
- Je nach Modell mit VESA 75 / 100 Adaption oder Universaladapter

Oberfläche: Monitorhalterung: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet; Halteklau: eloxiert
Zuladung: Monitorhalterung: 5 kg
Lieferumfang: 1 Monitorhalterung mit VESA 75 / 100 Adaption oder Universaladapter an Halteklau inklusive Montagematerial

Monitorhalterung mit VESA 75 / 100 Adaption



Anwendungsbeispiel



Monitorhalterung mit Universaladapter



Anwendungsbeispiel



Monitorhalterung

Varianten

Artikelnummer

Monitorhalterung mit VESA 75 / 100 an Halteklau (drehbar)

TS.6294.991

Monitorhalterung mit Universaladapter an Halteklau (drehbar)

TS.6293.991

ADAPTERPLATTEN


Adapterplatten für Monitorhalterungen

Merkmale Adapterplatten:


- Die monitorspezifischen Adapterplatten werden mit dem jeweiligen Monitor verschraubt
- Die Sicherung erfolgt mittels Rastbolzen auf der am Tragarm angebrachten Halterung

Material: Aluminium
Zuladung: Bis max. 14 kg
Oberfläche: Eloxiert
Lieferumfang: 1 Adapterplatte inklusive Montagematerial

Adapterplatten für Universaladapter



Adapterplatte für VESA 75 / 100



Adapterplatten für Universaladapter

Monitorhersteller	Monitortyp	Abmessungen (B x T)	Artikelnummer
1 GE	Critikon Pro 100 / Dash / Datex Ohmeda	140 mm x 122 mm	TS.0305.999
2 Mindray	BeneView T5 / T8 / PM-9000	215 mm x 122 mm	TS.0657.999
3 Nihon Kohden	Life Scope L / TR / PVM	214 mm x 122 mm	TS.0576.999
4 Nihon Kohden	Life Scope VS / BSM	205 mm x 122 mm	TS.0670.999
5 Nihon Kohden	SVM 7501 / 7503 / 7521 / 7523	200 mm x 122 mm	TS.0892.999
6 Schiller	Argus LCM / LCX	122 mm x 122 mm	TS.0360.999
7 Philips	Efficia CM 100/120/150, SureSigns VM1-VM8	126 mm x 122 mm	TS.0469.999
8 Philips	Slide In für IntelliVue MX 400-800	127 mm x 122 mm	TS.0822.999
9 Fukuda Denshi	DS-7000 / 7100 / 7200 / 8100 / 8200	220 mm x 122 mm	TS.0865.999

Adapterplatten für VESA 75 / 100

10 Spacelabs	SL 2600	127 mm x 127 mm	TS.0824.999
--------------	---------	-----------------	-------------

- Weitere Adapterplatten auf Anfrage!

BETTHALTERUNGEN


Betthalterung mit Universaladapter bzw. für Table Top Mount-Adapter für Philips Monitore

Merkmale Betthalterungen:

- Zur Befestigung von herstellerspezifischen Monitoren mittels Adapterplatte über Universaladapter: siehe Seite 79
- Zur Befestigung von Philips MP5-30, MX400-550 und MP2 / X2 (ggf. mit Battery Extension)
- Zur Anbringung am Bettgestell oder der horizontalen Normschiene

Zuladung: Bis max. 15 kg
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Lieferumfang: 1 Betthalterung

Betthalterungen mit Universaladapter



Anwendungsbeispiel



Betthalterung mit Table Top Mount-Adapter



Anwendungsbeispiel



Betthalterungen

Varianten	Artikelnummer
1 Betthalterung mit Universaladapter, Rastbolzen seitlich zur Befestigung der Adapterplatte	TS.6385.991
2 Betthalterung mit Universaladapter, Rastbolzen mittig zur Befestigung der Adapterplatte	TS.6386.991
3 Betthalterung für Table Top Mount-Adapter für Philips Monitore	TS.6384.991

BETTHALTERUNG / NETZTEILHALTERUNG FÜR PHILIPS MP2 / X2

Betthalterung für Philips IntelliVue MP2 / X2

Merkmale Betthalterungen:

- Zur Befestigung von Philips IntelliVue MP2 / X2
- Zur Anbringung am Bettgestell oder der horizontalen Normschiene

Zuladung: Bis max. 10 kg
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Lieferumfang: 1 Betthalterung inklusive Montagematerial

Betthalterung für Philips IntelliVue MP2 / X2



Anwendungsbeispiel



Betthalterung

Artikelnummer

Betthalterung für Philips IntelliVue MP2 / X2 Monitore

TS.6281.991

Netzteilhalterung für Betthalterung für Philips IntelliVue MP2 / X2

Merkmale Netzteilhalterung:

- Zur Befestigung von einem Netzteil an der Betthalterung für Philips IntelliVue MP2 / X2

Zuladung: Bis max. 3 kg
Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Lieferumfang: 1 Netzteilhalterung inklusive Montagematerial

Netzteilhalterung für Betthalterung



Netzteilhalterung

Artikelnummer

Netzteilhalterung für Betthalterung (Philips IntelliVue MP2 / X2 Monitore)

TS.0659.991

TASTATURHALTERUNGEN

Tastaturhalterungen

Merkmale Tastaturhalterungen:

- Ergonomisches und anwenderfreundliches Arbeiten durch Aufnahmemöglichkeit von Tastaturen unterschiedlicher Größe
- Beidseitig ausziehbares Mousepad (links / rechts)
- Die pulverbeschichtete Oberfläche ist leicht zu reinigen und unempfindlich für Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Varianten:

- 1 Tastaturhalterung mit **mf-port** Tragarm, starr, am ITD Profil
- 2 Tastaturhalterung mit **mf-port** Schwenkarm, 1-fach, am ITD Profil
- 3 Tastaturhalterung mit **mf-port** Schwenkarm, 2-fach, am ITD Profil

Zuladung:

Tastaturhalterung: bis max. 5 kg (Flächenlast)

Einbauhöhe:

4 E (128 mm)

Oberfläche:

RAL7035 Lichtgrau pulverbeschichtet

Lieferumfang:

1 Tastaturhalterung auf Tragarm inklusive Montagematerial

Tastaturhalterungen

Varianten

Artikelnummer


1	Tastaturhalterung mit mf-port Tragarm, starr, am ITD Profil	RS.4385.991
2	Tastaturhalterung mit mf-port Schwenkarm, 1-fach, am ITD Profil	TS.6342.991
3	Tastaturhalterung mit mf-port Schwenkarm, 2-fach, am ITD Profil	TS.6343.991

- Das Befestigungsset für die Anbindung am Gerätewagen finden Sie auf Seite 97

Tastaturhalterung mit **mf-port** Tragarm, starr

Anwendungsbeispiel


1



Tastaturhalterung mit **mf-port** Schwenkarm, 1-fach

Anwendungsbeispiel


2



Tastaturhalterung mit **mf-port** Schwenkarm, 2-fach

Anwendungsbeispiel

3



TASTATURHALTERUNGEN

Tastaturhalterungen

Merkmale Tastaturhalterungen:

- Ergonomisches und anwenderfreundliches Arbeiten durch Aufnahmemöglichkeit von Tastaturen unterschiedlicher Größe
- Beidseitig ausziehbares Mousepad (links / rechts)
- Die pulverbeschichtete Oberfläche ist leicht zu reinigen und unempfindlich für Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Varianten:

- 1 Tastaturhalterung, klappbar, am ITD Profil
- 2 Tastaturhalterung, ausziehbar, am ITD Profil
- 3 Tastaturhalterung für höhenvariable Tragarme **flexion-port** mit Table Top Mount-Adapter für Philips IntelliVue MX600-800

Abmessungen:

- 2 Tiefe im eingeschobenen Zustand: 383 mm / Tiefe im ausgefahrenen Zustand: 540 mm

Zuladung:

Tastaturhalterung: bis max. 5 kg (Flächenlast)

Einbauhöhe:

4 E (128 mm)

Oberfläche:

RAL7035 Lichtgrau pulverbeschichtet

Lieferumfang:

1 Tastaturhalterung inklusive Montagematerial

Tastaturhalterungen

Varianten

Artikelnummer

1	Tastaturhalterung, klappbar	TS.6084.991
2	Tastaturhalterung, ausziehbar	TS.6247.991
3	Tastaturhalterung für höhenvariable Tragarme flexion-port (Philips IntelliVue MX600-800)	HA.1024.991

- Das Befestigungsset für die Anbindung am Gerätewagen finden Sie auf Seite 97

Mausgarage

Merkmale Mausgarage:

- Bequeme Unterbringung der Maus
- Spart Platz während die Maus sicher verstaut ist
- Wird mit rückseitigem Klebeband montiert

Material:

Kunststoff

Oberfläche:

RAL7035 Lichtgrau

Lieferumfang:

1 Mausgarage inklusive Klebeband

Mausgarage


Artikelnummer

Mausgarage	ZV.9295.999
------------	-------------

Tastaturhalterung, klappbar

1


Anwendungsbeispiel



Tastaturhalterung, ausziehbar

2


Anwendungsbeispiel



Tastaturhalterung für flexion-port

3

Anwendungsbeispiel



Mausgarage

Anwendungsbeispiele



ABLAGEBÖDEN

Ablageböden

Merkmale Ablageböden:

- Der umlaufend hochgezogene Rand gibt den wertvollen medizinischen Geräten sicheren Stand
- Abgerundete Ecken schützen vor Verletzungen
- Ecken und Griffe stellen durch die Farbwahlmöglichkeit wichtige Designelemente ¹⁾ dar, wenn es um die Realisierung der Kunden-CI geht
- Die pulverbeschichtete Oberfläche ist einfach zu reinigen und unempfindlich für Reinigungs- / Desinfektionsmittel

Varianten:

- 1 Ablageboden an horizontaler Normschiene
- 2 Ablageboden an ITD Profil
- 3 Ablageboden, drehbar, mit **mf-port** Tragarm am ITD Profil
- 4 Ablageboden, drehbar, mit **mf-port** Schwenkarm, 1-fach, an ITD Profil
- 5 Ablageboden, drehbar, mit **mf-port** Schwenkarm, 2-fach, an ITD Profil

Zuladung:

Ablageböden: 1 2 bis max. 10 kg (Flächenlast) / 3 4 5 bis max. 15 kg (Flächenlast)
 Tragarme, starr: bis max. 23 kg
 Schwenkarm, 1-fach: bis max. 23 kg
 Schwenkarm, 2-fach: bis max. 15 kg

Oberfläche:

RAL7035 Lichtgrau pulverbeschichtet

Einbauhöhe:

- 2 3 E (96 mm)
- 3 4 5 4 E (128 mm)

Dekorelemente:

Siehe ¹⁾

Lieferumfang:

1 Ablageboden inklusive Montagematerial


Ablageböden

Varianten	Abmessungen (B x T)	Artikelnummer
1 Ablageboden an horizontaler Normschiene	400 mm x 360 mm	MZ.0004.XXX ¹⁾
2 Ablageboden an ITD Profil (ohne Abbildung)	400 mm x 360 mm	RS.4360.XXX ¹⁾
	400 mm x 491 mm	TS.6276.XXX ¹⁾
3 Ablageboden, drehbar, mit mf-port Tragarm, starr, an ITD Profil	400 mm x 360 mm	TS.6050.XXX ¹⁾
4 Ablageboden, drehbar, mit mf-port Schwenkarm, 1-fach, an ITD Profil	400 mm x 360 mm	TS.6052.XXX ¹⁾
5 Ablageboden, drehbar, mit mf-port Schwenkarm, 2-fach, an ITD Profil	400 mm x 360 mm	TS.6055.XXX ¹⁾

- Weitere Anbindungsmöglichkeiten, wie z. B. an die Normschiene, sind auf Anfrage verfügbar

Ablageboden

1




Anwendungsbeispiel



Ablageboden, drehbar


3




Anwendungsbeispiel



4



5



SCHUBFÄCHER

Schubfächer

Merkmale Schubfächer:

- Rollengeführte 3/4-Auszüge für ein leichtes Gleiten der Schubfächer
- Erleichterte Reinigung durch den herausnehmbaren Korpus
- Unempfindlich für Reinigungs- / Desinfektionsmittel
- Den oberen Abschluss der Schubfächer bildet immer ein Ablageboden. Somit kann auch hier der Nutzen des umlaufend hochgezogenen Randes zum Tragen kommen
- Abgerundeten Ecken als ein wichtiges Designelement zur Realisierung der CI des Kunden

Varianten:

- 1 Schubfach an ITD Profil
- 2 Schubfach, hoch, 2-fach
- 3 Schubfach an horizontaler Normschiene

Einbauhöhe:

- 1 6 E (192 mm)
- 2 9 E (288 mm)

Zuladung:

Ablageboden: **1** **3** bis max. 10 kg (Flächenlast), **2** bis max. 5 kg (Flächenlast)
 Schubfach: bis max. 3 kg

Oberfläche:

RAL7035 Lichtgrau pulverbeschichtet

Dekorelemente:

Siehe ¹⁾

Lieferumfang:

1 Schubfach inklusive Montagematerial


Schubfächer

Varianten	Abmessungen (B x T)	Artikelnummer
1 Schubfach	400 mm x 360 mm	RS.4363.XXX ¹⁾
	450 mm x 491 mm	TS.6279.XXX ¹⁾
2 Schubfach, hoch, 2-fach	400 mm x 360 mm	RS.4389.XXX ¹⁾
3 Schubfach an horizontaler Normschiene	400 mm x 366 mm	MZ.6001.XXX ¹⁾

- Weitere Anbindungsmöglichkeiten, wie z. B. an die Normschiene, sind auf Anfrage verfügbar

Schubfach

1




Anwendungsbeispiel



Schubfach, hoch, 2-fach

2




Anwendungsbeispiel



Schubfach an horizontaler Normschiene

3



Anwendungsbeispiel



LAPTOPHALTERUNG


Laptophalterung mit Mousepad

Merkmale Laptophalterung:

- Geeignet für die Aufnahme aller gängigen Modelle
- Arretierung erfolgt über ein Klettband (L = 935 mm) und zwei höhenverstellbare Halterungen
- Das Mousepad kann je nach Wunsch rechts- und linksseitig um max. 230 mm ausgezogen werden

Montage:	Direkt am ITD Profil
Material:	Laptophalterung: Aluminium / Stahl, Klettband: Kunststoff
Einbauhöhe:	4 E (128 mm)
Zuladung:	10 kg (Flächenlast)
Oberfläche:	RAL7035 lichtgrau pulverbeschichtet
Lieferumfang:	1 Laptophalterung mit ausziehbarem Mousepad und Montagematerial

Laptophalterung



Anwendungsbeispiel



Laptophalterung

Artikelnummer

Laptophalterung mit Mousepad an ITD Profil

TS.6301.991

- Eine absperrbare Variante der Laptophalterung finden Sie im Gesamtkatalog für mobile Geräteträger

RECHNERHALTERUNG


Rechnerhalterung

Merkmale Rechnerhalterung:

- Die Halterungen sind für Rechner unterschiedlicher Größe ausgelegt
- Zwei Gurtbänder gewährleisten eine individuelle Anpassbarkeit sowie Standsicherheit

Montage:	Direkt am ITD Profil
Material:	Rechnerhalterung: Stahlblech, Haltegurt: Silikon
Einbauhöhe:	Je nach Rechnergröße
Zuladung:	Rechnerhalterung, klein: 5 kg; Rechnerhalterung, groß: 20 kg
Oberfläche:	RAL7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Lieferumfang:	1 Rechnerhalterung mit zwei Silikonbändern (L = 1000 mm) und Montagematerial

Rechnerhalterung, klein / groß



Anwendungsbeispiel



Rechnerhalterung

Varianten

Artikelnummer

Rechnerhalterung, klein

TS.6144.991

Rechnerhalterung, groß

TS.6146.991

NETZTEILHALTERUNGEN

Netzteilhalterungen

Merkmale Netzteilhalterung:

- Zur Aufnahme von Netzteilen mit einem maximalen Umfang von 250 mm
- Zur Aufnahme von Netzteilen mit einem maximalen Umfang von 420 mm

Montage:

Die Anbringung kann vertikal oder horizontal am ITD-Trägerprofil als auch rückseitig am Universalwinkel mit VESA 75 / 100 Adaption erfolgen

Material:

Stahlblech

Einbauhöhe:

Netzteilhalterung, klein: 5 E (160 mm)
Netzteilhalterung, groß: 7 E (224 mm)

Zuladung:

Netzteilhalterung, klein: 3 kg, Netzteilhalterung, groß: 5 kg


Oberfläche:

RAL7035 Lichtgrau pulverbeschichtet


Lieferumfang:

1 Netzteilhalterung (klein) mit zwei Kabelbindern (L = 340 mm) inklusive Montagematerial
1 Netzteilhalterung (groß) mit zwei Kabelbindern (L = 580 mm) inklusive Montagematerial


Netzteilhalterung, klein




Anwendungsbeispiel



Netzteilhalterung, groß



Anwendungsbeispiel



Netzteilhalterung

Varianten

Artikelnummer

Netzteilhalterung, klein

TS.0524.991

Netzteilhalterung, groß

TS.0574.991

PUMPENTRÄGER

Pumpenträger

Merkmale Pumpenträger, 1-fach:

- Zur Anbringung von Infusions- und Spritzpumpen über ein Rundrohr Ø 28 mm
- Anpassung der jeweiligen Position an den Pumpentyp mittels Federmuttern an der T-Nut


Merkmale Pumpenträger, 2-fach:

- Aufnahme kompletter Infusionssysteme über zwei Rundrohre Ø 28 mm


Montage: Direkt am ITD Profil
Zuladung: 35 kg
Oberfläche: RAL7035 Lichtgrau pulverbeschichtet,
 Tragpfosten: Aluminium natureloxiert
Lieferumfang: 1 Pumpenträger inklusive Montagematerial



Pumpenträger, 2-fach



Pumpenträger, 1-fach



Anwendungsbeispiel



Pumpenträger

Varianten

Pumpenträger, 1-fach

Pumpenträger, 2-fach

Artikelnummer

TS.6120.991

TS.6128.991

HALTEKLAUE

Halteklaue

Merkmale Halteklaue:

- Zur Aufnahme von medizinischen Geräten an Normschiene oder Rundrohr

Varianten:

- Halteklaue, starr, zur Anbringung an die Normschiene
- Halteklaue, drehbar (um 90°), für Philips IntelliVue MP2 / X2 an Normschiene / Rundrohr

Material:

Halteklaue: Aluminium

Monitorhalterung: Stahlblech

Zuladung:

5 kg

Oberfläche:

Halteklaue: eloxiert, Monitorhalterung: RAL7035 Lichtgrau pulverbeschichtet


Lieferumfang:

1 Halteklaue inklusive Montagematerial

Halteklaue, starr



Anwendungsbeispiel



Halteklaue, drehbar



Anwendungsbeispiel



Halteklaue

Varianten

Artikelnummer

Halteklaue, starr

ZV.9820.799

Halteklaue, drehbar (um 90°)

TS.6282.991

PFOSTEN („DOWN-POST“)

Pfosten („Down-Post“), fix / drehbar

Merkmale Pfosten

- Verfügbar in einer fixen und drehbaren Version sowie in unterschiedlichen Längen
- Zur Befestigung von Geräten mit Klemmen (Ø 28 mm), wie z. B. Infusions-, Spritzpumpen oder “external Racks”
- Zur Montage am Tragarm, Schwenkarm, höhenvariablen Tragarmsystem **flexion-port** oder T-Träger

Varianten:

- 1 Adapter, fix, für starre Tragarme, Schwenkarme (1-fach / 2-fach) **mf-port** und für höhenvariable Tragarme **flexion-port**
- 2 Adapter, drehbar, für starre Tragarme, Schwenkarme (1-fach / 2-fach) **mf-port** und für höhenvariable Tragarme **flexion-port**
- 3 Adapter, drehbar, für Schwenkarme (1-fach / 2-fach) **rm-port**

Zuladung:

10 kg

Oberfläche:

Adapter: RAL7035 Lichtgrau pulverbeschichtet; Tragpfosten: Aluminium eloxiert

Lieferumfang:

1 Pfosten inklusive Montagematerial


Pfosten („Down-Post“)

Anwendungsbeispiel

1 2



3



Pfosten („Down-Post“)		
Varianten	Länge	Artikelnummer
1 Pfosten („Down-Post“), fix	128 mm	HA.1077.991
	288 mm	HA.1078.991
2 Pfosten („Down-Post“), drehbar	128 mm	HA.1005.991
	288 mm	HA.1034.991
3 Pfosten („Down-Post“), drehbar für rm-port	128 mm	TH.2006.991
	288 mm	TH.2007.991

ABLAGEKÖRBE

Ablagekörbe

Merkmale Ablagekörbe:

- Zur Aufnahme von medizinischem Zubehör

Montage:

- 1 An der vertikalen Normschiene
- 2 Direkt an ITD Profil

Material:

Stahldraht

Maschenweite:

Innenmaß 19 mm bzw. 25 mm

Zuladung:

3 kg (Flächenlast)

Einbauhöhe:

2 5 E (160 mm)

Oberfläche:


RAL9016 Weiß wirbelgesintert

Lieferumfang:

1 Ablagekorb inklusive Montagematerial

Ablagekorb an Normschiene

1




Anwendungsbeispiel



Ablagekorb an ITD Profil

2



Anwendungsbeispiel



Ablagekorb

Varianten

Artikelnummer

1 Ablagekorb an Normschiene

ZV.9599.800

2 Ablagekorb an ITD Profil

ZV.9967.800

NORMSCHIENE / BEFESTIGUNGSSET


Normschiene (10 mm x 25 mm)

Merkmale Normschiene:

- Zum Anbringen von Zubehör

Montage:	Direkt am ITD Profil
Material:	Vollmaterial Edelstahl
Abmessungen:	10 mm x 25 mm x 390 mm
Einbauhöhe:	1 E (32 mm)
Zuladung:	10 kg
Lieferumfang:	1 Normschiene mit Adapter und Montagematerial

Normschiene



Anwendungsbeispiel



Normschiene

Artikelnummer

Normschiene


RS.0076.991

Befestigungsset für Tragarme und Schwenkarme am mobilen Geräteträger

Merkmale Befestigungsset:

- Zur Montage von diversen Tragarmen mit ITD Trägerplatte an den ITD Gerätewagen
classic-cart, **compact-cart** und **endo-cart**

Oberfläche:	Verzinkt
Lieferumfang:	2 Gewindeleisten inklusive Montagematerial



Befestigungsset

Artikelnummer

Befestigungsset für Tragarme und Schwenkarme am ITD Gerätewagen

ZV.9731.999

ADAPTER FÜR VERTIKALE NORMSCHIENE

Adapterplatte für vertikale Normschiene

Merkmale Adapter:

- Zur Anbringung von Tragarmen mit ITD Trägerplatte an vertikaler Normschiene

Varianten:

- 1 Adapter für die Anbringung des höhenvariablen Tragarms **flexion-port**
- 2 Adapter für die Anbringung der Schwenkarme **rm-port**
- 3 Adapter für die Anbringung von Tragarmen und der Schwenkarme **mf-port**

Zuladung:

20 kg

Einbauhöhe:

- 1 5 E (160 mm)
- 2 3 E (96 mm)
- 3 4 E (128 mm)

Oberfläche:


Aluminium eloxiert

Lieferumfang:

1 Adapter inklusive Montagematerial

Adapter

- 1
- 2
- 3



Anwendungsbeispiel



Adapter für vertikale Normschiene

Varianten

Artikelnummer

- 1 Adapter für vertikale Normschiene (**flexion-port**)

HA.1035.999

- 2 Adapter für vertikale Normschiene (**rm-port**)

TH.2010.999

- 3 Adapter für vertikale Normschiene (**mf-port**)

TS.0213.999

GRIFF


Griff für Dreh- / Schwenkeinheit mit VESA 75 / 100 Adaption

Merkmale Griff:

- Ausgelegt speziell für die Dreh- und Schwenkeinheit mit VESA 75 / 100 Adaption (mit Federkraftunterstützung)
- Nachträgliche Anbringung jederzeit möglich
- Durch die Höhenverstellbarkeit für Monitore unterschiedlicher Größe optimal einsetzbar

Material: Stahlblech
Oberfläche: RAL7035 Lichtgrau pulverbeschichtet
Lieferumfang: 1 Griff inklusive Montagematerial

Griff für VESA 75 / 100



Anwendungsbeispiel



Griff

Artikelnummer

Griff für Dreh- / Schwenkeinheit mit VESA 75 / 100 Adaption

TS.0808.991

KABELHAKEN / SCHUTZHÜLLE

Kabelhaken

Merkmale Kabelhaken:

- Kabelhaken zur äußeren Führung von diversen Kabel
- Kabelhaken kann nachträglich angebracht werden

Material:

- 1 2 3 Kunststoff
4 Stahlblech


Oberfläche:

RAL7035 Lichtgrau

Lieferumfang:

1 Kabelhaken inklusive Montagematerial

Kabelhaken



Anwendungsbeispiel



Kabelhaken

Varianten

Artikelnummer

1	Kabelhaken, einfach (mf-port)	TS.0197.991
2	Kabelhaken, doppelt (rm-port)	TH.2008.991
3	Kabelhaken, doppelt (flexion-port)	HA.1105.991
4	Kabelhaken für Pfosten „Down-Post“ (rm-port, mf-port, flexion-port)	TS.0872.991

Schutzhülle mit Verschluss-System für Kabel (**flexion-port**)

Merkmale Schutzhülle:

- Zum Schutz und zur Hygiene der abgehenden Kabel (Kabelvolumen: Ø 25 mm)
- Schnelle Reinigung bzw. die Neuaufnahme der Kabel durch ein sicheres Verschluss-System

Material:

Hochwertiges PVC

Abmessungen:

2 Meter für **flexion-port** mit 300, 400 und 600 mm Länge
3 Meter für **flexion-port** mit 300 und 400 mm auf Schwenkarm

Lieferumfang:

1 Schutzhülle mit Verschluss-System



Schutzhülle

Varianten

Artikelnummer

Schutzhülle mit Verschluss-System für Kabel (2 m)	ZV.9557.999
Schutzhülle mit Verschluss-System für Kabel (3 m)	ZV.9558.999

STECKDOSENLEISTEN

Steckdosenleisten

Merkmale Steckdosenleisten:

- Schuko- und Kaltgerätesteckdosenleisten je nach Ausführung mit beleuchtetem Schalter
- Die Steckdosenleisten entsprechen allen relevanten DIN, EN und IEC Normen
- Eine robuste Metallkonstruktion erfüllt höchste mechanische Anforderungen
- Steckdosen sind bei Schukosteckdosen um 45° gedreht, wodurch Winkelstecker einfach gesteckt werden können
- Die Kunststoffabdeckungen sind feuerbeständig und selbstverlöschend entsprechend UL Norm
- Die Anschlusskabel der Steckdosenleisten enden in einer Anschlussdose


Varianten:

- 1 Kaltgeräte-Steckdosenleiste, 3-fach, mit Schalter
- 2 Schuko Steckdosenleiste, 4-fach, ohne Schalter
- 3 Schuko Steckdosenleiste, 3-fach, mit Schalter und externer 3 Erdanschlussleitung


Steckdosenleisten

Anwendungsbeispiel


1



2



3



Steckdosenleisten

Varianten

Nennwert

Norm

Artikelnummer

1 Kaltgerätesteckdosenleiste, 3-fach, mit Schalter

10 A / 250 VAC

IEC 320

ZV.9639.991

2 Schuko Steckdosenleiste, 4-fach, ohne Schalter

16 A / 250 VAC

CEE7/III

ZV.9669.991

3 Schuko Steckdosenleiste, 3-fach, mit Schalter

16 A / 250 VAC

CEE7/III

ZV.9640.991

POTENTIALAUSGLEICH

Potentialausgleichsstecker POAG

Merkmale Potentialausgleichsstecker:

- Zur Vermeidung von Potentialdifferenzen

Material: Messing vernickelt / Stahlblech
Einbauhöhe: 2 E (64 mm)
Lieferumfang: 4 Stecker POAG mit Farbmarkierungsscheibe (gelb / grün) und Befestigungswinkel



Potentialausgleichsstecker POAG

	Artikelnummer
Potentialausgleichsstecker POAG	RS.0125.991

Potentialausgleichsleitung POAG

Merkmale Potentialausgleichsleitung POAG:

- Zur Verbindung von installierten Geräten mit dem Potentialausgleichsstecker
- Hochflexibler Leiter 6 mm² mit grün-gelber PVC-Isolation; beidseitig mit Winkelbuchse POAG KBT6 DIN

Material: POAG-Buchse: Messing vernickelt, Kabel: Kupfer
Lieferumfang: 1 Kabel mit Winkelbuchse beidseitig



Potentialausgleichsleitung POAG

Varianten	Länge	Artikelnummer
Potentialausgleichsleitung POAG	0,3 m	ZV.9941.999
Potentialausgleichsleitung POAG	0,5 m	ZV.9942.999
Potentialausgleichsleitung POAG	1,0 m	ZV.9943.999
Potentialausgleichsleitung POAG	1,5 m	ZV.9488.999
Potentialausgleichsleitung POAG	5,0 m	ZV.9944.999

TRÄGERSYSTEME

Trägersystem für Philips XDS

Merkmale Trägersystem:

- Zur Aufnahme der Rechnerhalterung (XDS) von Philips, von Monitoren mit VESA 75 / 100 Adaption ($\pm 25^\circ$ drehbar und $\pm 15^\circ$ neigbar) sowie eines Philips-Monitors MP2 / X2 über einen zusätzlichen Tragarm
- Optional besteht noch die Möglichkeit, eine Tastaturhalterung anzubringen
- Eine Steckdosenleiste Schuko erlaubt den Anschluss von 3 Geräten

Material: Aluminium / Stahlblech / Kunststoff

Zuladung:

- Universal-Monitorhalterung mit VESA 75 / 100 Adaption: bis max. 14 kg
- Rechnerhalterung (XDS): bis max. 5 kg
- Monitorhalterung MP2 / X2: bis max. 5 kg
- Netzteilhalterung MP2 / X2: bis max. 5 kg

Oberfläche: RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet

Lieferumfang:

- 1 Trägerprofil 40 E (1280 mm) mit seitlichen Kabelkanälen und Zugentlastungen
- 1 Monitorhalterung, universal, mit VESA 75 / 100 Adaption
- 1 Rechnerhalterung (XDS)
- 1 Steckdosenleiste Schuko, 3-fach, mit Schalter
- 1 Tragarm mit Halterung für Philips-Monitor MP2 / X2
- Montagematerial

Lieferzustand: Vormontiert



Trägersystem

Artikelnummer

Trägersystem für Philips XDS

TS.9046.991

TRÄGERSYSTEME

Trägersysteme mit mechanischer Höhenverstellung

Merkmale:

- Eine jederzeit ergonomisch richtige Arbeitsposition mittels mechanischer Höhenverstellung
- Die Bedienung der Höhenverstellung erfolgt in einem Verstellbereich von 300 mm
- Die anklappbare Tastatur und der Bildschirm werden als Einheit verschoben. Die endgültige Fixierung der Einheit erfolgt durch einen angebrachten Klemmhebel
- Die Monitorhalterung ist um $\pm 15^\circ$ neigbar und $\pm 25^\circ$ schwenkbar

Material:

Aluminium / Stahlblech / Kunststoff

Zuladung:

- Universal-Monitorhalterung mit VESA 75 / 100: bis max. 14 kg
- Rechnerhalterung: bis max. 5 kg
- Tastaturhalterung: bis max. 5 kg (Flächenlast)


Oberfläche:

- Trägerprofil: eloxiert
- RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet

Lieferumfang:

- 1 Trägerprofil 60 E (1920 mm) mit seitlichen Kabelkanälen
- 1 mechanische Höhenverstellung
- 1 Rechnerhalterung
- 1 Tastaturhalterung, anklappbar, mit ausziehbarem Mauspad
- 1 Maushalterung
- 1 dreh- und neigbarer Monitorwinkel mit VESA 75 / 100 (je nach Tragfähigkeit der Höhenverstellung)
- 1 Kaltgerätedosenleiste, 3-fach, mit Schalter
- Montagematerial

Lieferzustand: Vormontiert



Trägersysteme

Varianten	Tragfähigkeit (Höhenverstellung)	Artikelnummer
Trägersystem mit mechanischer Höhenverstellung	3-10 kg	TS.9040.991
Trägersystem mit mechanischer Höhenverstellung	8-16 kg	TS.9041.991

TRÄGERSYSTEME

Trägersysteme mit elektrischer Höhenverstellung

Merkmale:

- Eine jederzeit ergonomisch richtige Arbeitsposition mittels elektrischer Höhenverstellung
- Die Bedienung der Höhenverstellung erfolgt in einem Verstellbereich von 300 mm über eine Fernbedienung, die platzsparend an der Tastaturhalterung (mit ausziehbarem Mousepad) und „Mousegarage“ angebracht ist
- Die anklappbare Tastatur und der Bildschirm werden als Einheit verschoben
- Die Monitorhalterung ist um $\pm 15^\circ$ neigbar und $\pm 25^\circ$ schwenkbar

Material:

Aluminium / Stahlblech / Kunststoff

Zuladung:

- Universal-Monitorhalterung mit VESA 75 / 100: bis max. 14 kg
- Rechnerhalterung: bis max. 5 kg
- Tastaturhalterung: bis max. 5 kg (Flächenlast)

Oberfläche:


- Trägerprofil: eloxiert
- RAL 7035 Lichtgrau pulverbeschichtet

Lieferumfang:

- 1 Trägerprofil 60 E (1920 mm) mit seitlichen Kabelkanälen
- 1 elektrische Höhenverstellung
- 1 Rechnerhalterung
- 1 Tastaturhalterung, anklappbar, mit ausziehbarem Mauspad
- 1 Maushalterung
- 1 dreh- und neigbarer Monitorwinkel mit VESA 75 / 100
- 1 Kaltgerätedosenleiste, 3-fach, mit Schalter
- Montagematerial

Lieferzustand:

Vormontiert



Trägersysteme



	Tragfähigkeit (Höhenverstellung)	Artikelnummer
Trägersystem mit elektrischer Höhenverstellung	20 kg	TS.9028.991

TECHNISCHE DATEN **rm-port**

Infrastruktur

Längenangaben und Bemaßungen **rm-port**

Schwenkarm **rm-port**, 1-fach, L = 250mm





ITD Profil




VESA 75 / 100 –
bis max. 18 kg

Schwenkarm **rm-port**, 1-fach, L = 325mm





Normschiene
Standardmontage



Universaladapter –
bis 14 kg

Schwenkarm **rm-port**, 2-fach, L = 250mm + 250mm



Normschiene
Schnellmontage







Table Top Mount-Adapter
– bis 14 kg
für Philips Monitore




Rundrohr Ø 35-38 mm

Schwenkarm **rm-port**, 2-fach, L = 325mm + 325mm




Profil GCX




VESA 75 / 100, universal –
bis 14 kg

TECHNISCHE DATEN **rm-port**

Drehbereich – Schwenkarm **rm-port**, 1-fach



Drehbereich – Schwenkarm **rm-port**, 2-fach



rm-port –
Schwenkarme



ITD Profil



Normschiene
Standardmontage



Normschiene
Schnellmontage



Rundrohr Ø 35-38 mm




Profil GCX

TECHNISCHE DATEN mf-port


Infrastruktur

Längenangaben und Bemaßungen


Tragarm, starr





ITD Profil




Normschiene




Rundrohr Ø 25-42 mm



Universaladapter



VESA 75 / 100




VESA 75 / 100,
universal


Infrastruktur

Längenangaben und Bemaßungen – Philips


Tragarm, starr – für Philips-Monitore




ITD Profil



Normschiene



Rundrohr Ø 25-42 mm




Profil GCX


TECHNISCHE DATEN mf-port

Längenangaben und Bemaßungen – Philips mf-port


Schwenkarm, 1-fach




ITD Profil





Normschiene




Rundrohr Ø 25-42 mm




Schwenkarm, 2-fach



Universaladapter




VESA 75 / 100




VESA 75 / 100,
universal

Längenangaben und Bemaßungen – Philips mf-port


Schwenkarm, 1-fach – für Philips Monitore




ITD Profil



Normschiene




Rundrohr Ø 25-42 mm




Profil GCX

TECHNISCHE DATEN **mf-port**

Drehbereich – Schwenkarm **mf-port**, 1-fach, mit VESA Adaption ¹⁾ bzw. Table Mount-Adapter (Philips)




Drehbereich – Schwenkarm **mf-port**, 2-fach, mit VESA Adaption ¹⁾




TECHNISCHE DATEN mf-port

Drehbereich – Schwenkarm mf-port, 1-fach, mit Universaladapter



mf-port –
Schwenk- und Tragarme

Drehbereich – Schwenkarm mf-port, 2-fach, mit Universaladapter





TECHNISCHE DATEN flexion-port


Infrastruktur

Längenangaben und Bemaßungen – flexion-port


L 300 mm



ITD Profil



Normschiene




Rundrohr Ø 25-42 mm




Profil GCX

L 400 mm




L 600 mm



TECHNISCHE DATEN flexion-port



Längenangaben und Bemaßungen – flexion-port auf Schwenkarm

L 300 mm + 350 mm



VESA 75 / 100
– bis 14 kg

L 400 mm + 350 mm



Universaladapter
– bis 14 kg




Table Top Mount
MP5-70 / MX600-800





Table Top Mount
MX400-550

flexion-port –
höhenvariable Tragarme


TECHNISCHE DATEN flexion-port

Verstellbereiche – flexion-port


L 300 mm



L 400 mm




L 600 mm




TECHNISCHE DATEN flexion-port

Verstellbereiche – flexion-port auf Schwenkarm

L 300 mm + 350 mm




L 400 mm + 350 mm




TECHNISCHE DATEN **flexion-port**

Verstellbereiche – **flexion-port** mit VESA Adaption bzw. Universaladapter




Verstellbereiche – **flexion-port** auf Schwenkarm mit VESA Adaption bzw. Universaladapter



TECHNISCHE DATEN flexion-port

Verstellbereiche – flexion-port mit Table Mount-Adapter (für Philips)



ITD Profil



Normschiene




Rundrohr Ø 25-42 mm



Profil GCX


Verstellbereiche – flexion-port auf Schwenkarm mit Table Mount-Adapter (für Philips)




flexion-port –
höhenvariable Tragarme

TECHNISCHE DATEN modul-port


Monitorhalterung mit VESA 75 / 100




ITD Profil




Wand




Rundrohr Ø 35-38 mm



ITD Profil, starr




ITD Profil, starr, neigbar



ITD Profil, schwenkbar, neigbar

Monitorhalterung mit VESA 100 / 200 / 300



ITD Profil, schwenkbar, neigbar

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bitte lesen Sie vor der Montage und Inbetriebnahme die Gebrauchsanweisung sowie die Montagehinweise sorgfältig
- Verwenden Sie für die Befestigung an der Wand das für die jeweilige Wandkonstruktion passende und zugelassene Befestigungsmaterial
- Stellen Sie sicher, daß sich an der Bohrstelle keine stromführenden Leitungen oder Wasserrohre in der Wand befinden
- Bei der Anbringung an Gerätewagen muss die Standsicherheit gemäß EN 60601 gegeben sein
- Bitte beachten Sie grundsätzlich beim Einsatz des Rundrohradapters die Stabilität des jeweiligen Tragrohres

ARTIKELNUMMERNVERZEICHNIS

Artikelnummer Seite

HA.1005.991	95	HA.2096.XXX	64	HA.2210.XXX	52	HA.2280.XXX	52
HA.1024.991	84	HA.2102.XXX	58	HA.2211.XXX	52	HA.2281.XXX	52
HA.1034.991	95	HA.2103.XXX	54	HA.2212.XXX	52	HA.2282.XXX	52
HA.1035.999	98	HA.2148.XXX	56	HA.2213.XXX	52	HA.2283.XXX	52
HA.1077.991	95	HA.2149.XXX	56	HA.2214.XXX	52	MZ.0004.XXX	86
HA.1078.991	95	HA.2150.XXX	56	HA.2215.XXX	52	MZ.6001.XXX	88
HA.2018.XXX	56	HA.2151.XXX	56	HA.2216.XXX	52		
HA.2019.XXX	56	HA.2152.XXX	58	HA.2217.XXX	52	RS.0076.991	97
HA.2020.XXX	56	HA.2153.XXX	58	HA.2218.XXX	52	RS.0125.991	102
HA.2021.XXX	56	HA.2154.XXX	58	HA.2219.XXX	52	RS.4360.XXX	86
HA.2022.XXX	56	HA.2159.XXX	56	HA.2220.XXX	52	RS.4363.XXX	88
HA.2023.XXX	56	HA.2160.XXX	56	HA.2221.XXX	52	RS.4385.991	82
HA.2024.XXX	56	HA.2161.XXX	56	HA.2222.XXX	52	RS.4389.XXX	88
HA.2025.XXX	56	HA.2162.XXX	56	HA.2223.XXX	52		
HA.2026.XXX	56	HA.2163.XXX	58	HA.2224.XXX	52	TH.2000.991	76
HA.2027.XXX	56	HA.2164.XXX	58	HA.2225.XXX	52	TH.2001.991	76
HA.2028.XXX	56	HA.2165.XXX	58	HA.2226.XXX	52	TH.2002.991	76
HA.2029.XXX	56	HA.2166.XXX	58	HA.2227.XXX	52	TH.2003.991	76
HA.2030.XXX	56	HA.2168.XXX	54	HA.2228.XXX	52	TH.2004.991	76
HA.2031.XXX	56	HA.2169.XXX	54	HA.2229.XXX	52	TH.2005.991	76
HA.2032.XXX	54	HA.2170.XXX	54	HA.2242.XXX	60	TH.2006.991	95
HA.2033.XXX	54	HA.2171.XXX	64	HA.2243.XXX	60	TH.2007.991	95
HA.2034.XXX	54	HA.2172.XXX	64	HA.2244.XXX	60	TH.2008.991	100
HA.2035.XXX	54	HA.2173.XXX	64	HA.2245.XXX	60	TH.2010.999	98
HA.2036.XXX	58	HA.2174.XXX	54	HA.2246.XXX	60	TH.2017.991	76
HA.2037.XXX	58	HA.2175.XXX	54	HA.2247.XXX	60	TH.2018.991	76
HA.2038.XXX	58	HA.2176.XXX	54	HA.2248.XXX	60	TH.2019.991	76
HA.2039.XXX	58	HA.2177.XXX	54	HA.2249.XXX	60	TH.2020.991	76
HA.2040.XXX	58	HA.2178.XXX	54	HA.2250.XXX	62	TH.2100.991	17
HA.2041.XXX	58	HA.2179.XXX	54	HA.2251.XXX	62	TH.2101.991	17
HA.2042.XXX	58	HA.2180.XXX	54	HA.2252.XXX	62	TH.2102.991	17
HA.2043.XXX	58	HA.2181.XXX	54	HA.2253.XXX	62	TH.2103.991	17
HA.2044.XXX	58	HA.2182.XXX	54	HA.2254.XXX	62	TH.2104.991	17
HA.2045.XXX	58	HA.2183.XXX	54	HA.2255.XXX	62	TH.2105.991	17
HA.2046.XXX	58	HA.2184.XXX	54	HA.2256.XXX	62	TH.2106.991	17
HA.2047.XXX	58	HA.2185.XXX	54	HA.2257.XXX	62	TH.2107.991	17
HA.2048.XXX	58	HA.2186.XXX	54	HA.2258.XXX	60	TH.2108.991	17
HA.2049.XXX	58	HA.2187.XXX	54	HA.2259.XXX	60	TH.2109.991	17
HA.2073.XXX	56	HA.2188.XXX	54	HA.2260.XXX	60	TH.2110.991	17
HA.2074.XXX	56	HA.2189.XXX	54	HA.2261.XXX	60	TH.2111.991	17
HA.2075.XXX	56	HA.2190.XXX	54	HA.2262.XXX	60	TH.2112.991	17
HA.2076.XXX	56	HA.2191.XXX	54	HA.2263.XXX	60	TH.2113.991	17
HA.2077.XXX	56	HA.2192.XXX	54	HA.2264.XXX	60	TH.2114.991	17
HA.2078.XXX	56	HA.2193.XXX	54	HA.2265.XXX	60	TH.2115.991	17
HA.2079.XXX	56	HA.2194.XXX	54	HA.2266.XXX	62	TH.2116.991	22
HA.2080.XXX	56	HA.2195.XXX	54	HA.2267.XXX	62	TH.2117.991	22
HA.2081.XXX	56	HA.2196.XXX	54	HA.2268.XXX	62	TH.2118.991	22
HA.2082.XXX	56	HA.2197.XXX	54	HA.2269.XXX	62	TH.2119.991	22
HA.2083.XXX	58	HA.2200.XXX	52	HA.2270.XXX	62	TH.2120.991	22
HA.2084.XXX	58	HA.2201.XXX	52	HA.2271.XXX	62	TH.2121.991	22
HA.2085.XXX	58	HA.2202.XXX	52	HA.2272.XXX	62	TH.2122.991	22
HA.2086.XXX	58	HA.2203.XXX	52	HA.2273.XXX	62	TH.2123.991	22
HA.2087.XXX	58	HA.2204.XXX	52	HA.2274.XXX	52	TH.2124.991	20
HA.2088.XXX	58	HA.2205.XXX	52	HA.2275.XXX	52	TH.2125.991	20
HA.2089.XXX	58	HA.2206.XXX	52	HA.2276.XXX	52	TH.2126.991	20
HA.2090.XXX	58	HA.2207.XXX	52	HA.2277.XXX	52	TH.2127.991	20
HA.2091.XXX	58	HA.2208.XXX	52	HA.2278.XXX	52	TH.2128.991	20
HA.2092.XXX	58	HA.2209.XXX	52	HA.2279.XXX	52	TH.2129.991	20

BESTELLNUMMERNVERZEICHNIS

TH.2130.991	20	TH.2229.991	20	TS.6020.991	73	TS.6347.991	33
TH.2131.991	20	TH.2230.991	20	TS.6025.991	74	TS.6348.991	33
TH.2132.991	18	TH.2231.991	20	TS.6040.991	70	TS.6349.991	40
TH.2133.991	18	TH.2232.991	18	TS.6041.991	70	TS.6350.991	40
TH.2136.991	18	TH.2233.991	18	TS.6042.991	70	TS.6351.991	40
TH.2137.991	18	TH.2234.991	18	TS.6043.991	70	TS.6352.991	40
TH.2140.991	18	TH.2235.991	18	TS.6044.991	70	TS.6353.991	40
TH.2141.991	18	TH.2236.991	18	TS.6045.991	70	TS.6354.991	40
TH.2144.991	18	TH.2237.991	18	TS.6046.991	70	TS.6359.991	77
TH.2145.991	18	TH.2238.991	18	TS.6050.XXX	86	TS.6360.991	74
TH.2148.991	24	TH.2239.991	18	TS.6052.XXX	86	TS.6369.991	32
TH.2149.991	24	TH.2240.991	24	TS.6055.XXX	86	TS.6370.991	32
TH.2150.991	24	TH.2241.991	24	TS.6084.991	84	TS.6371.991	32
TH.2151.991	24	TH.2242.991	24	TS.6120.991	93	TS.6372.991	32
TH.2152.991	24	TH.2243.991	24	TS.6128.991	93	TS.6373.991	32
TH.2153.991	24	TH.2244.991	24	TS.6144.991	91	TS.6374.991	32
TH.2154.991	24	TH.2245.991	24	TS.6146.991	91	TS.6375.991	38
TH.2155.991	24	TH.2246.991	24	TS.6157.991	74	TS.6376.991	38
TH.2156.991	17	TH.2247.991	24	TS.6158.991	74	TS.6377.991	38
TH.2157.991	17	TH.2248.991	17	TS.6210.991	37	TS.6378.991	38
TH.2158.991	17	TH.2249.991	17	TS.6211.991	44	TS.6379.991	38
TH.2159.991	17	TH.2250.991	17	TS.6212.991	44	TS.6380.991	38
TH.2160.991	22	TH.2251.991	17	TS.6213.991	37	TS.6381.991	38
TH.2161.991	22	TH.2252.991	22	TS.6214.991	44	TS.6382.991	38
TH.2162.991	20	TH.2253.991	22	TS.6247.991	84	TS.6383.991	38
TH.2163.991	20	TH.2254.991	20	TS.6248.991	36	TS.6391.991	77
TH.2164.991	18	TH.2255.991	20	TS.6249.991	43	TS.6392.991	77
TH.2165.991	18	TH.2256.991	18	TS.6250.991	36	TS.6428.991	77
TH.2168.991	24	TH.2257.991	18	TS.6251.991	43	TS.6440.991	71
TH.2169.991	24	TH.2258.991	24	TS.6252.991	36	TS.6441.991	71
TH.2200.991	17	TH.2259.991	24	TS.6253.991	43	TS.6442.991	71
TH.2201.991	17			TS.6254.991	36	TS.6443.991	71
TH.2202.991	17	TS.0213.999	98	TS.6255.991	43	TS.6444.991	71
TH.2203.991	17	TS.0305.999	79	TS.6276.XXX	86	TS.6445.991	71
TH.2204.991	17	TS.0360.999	79	TS.6279.XXX	88	TS.6446.991	71
TH.2205.991	17	TS.0469.999	79	TS.6281.991	80	TS.9028.991	105
TH.2206.991	17	TS.0524.991	92	TS.6282.991	94	TS.9040.991	104
TH.2207.991	17	TS.0574.991	92	TS.6283.991	35	TS.9041.991	104
TH.2208.991	17	TS.0530.800	80	TS.6284.991	35	TS.9046.991	103
TH.2209.991	17	TS.0531.800	80	TS.6285.991	35		
TH.2210.991	17	TS.0576.999	79	TS.6288.991	35	ZV.9295.999	84
TH.2211.991	17	TS.0657.991	79	TS.6293.991	78	ZV.9488.999	102
TH.2212.991	17	TS.0659.991	80	TS.6294.991	78	ZV.9557.999	100
TH.2213.991	17	TS.0670.999	79	TS.6296.991	77	ZV.9558.999	100
TH.2214.991	17	TS.0808.991	99	TS.6297.991	77	ZV.9599.800	96
TH.2215.991	17	TS.0824.999	79	TS.6299.991	77	ZV.9639.991	101
TH.2216.991	22	TS.0865.999	79	TS.6301.991	90	ZV.9640.991	101
TH.2217.991	22	TS.0872.991	100	TS.6325.991	34	ZV.9669.991	101
TH.2219.991	22	TS.6001.991	70	TS.6332.991	77	ZV.9731.999	97
TH.2220.991	22	TS.6002.991	70	TS.6337.991	74	ZV.9820.799	94
TH.2221.991	22	TS.6003.991	70	TS.6338.991	37	ZV.9941.999	102
TH.2222.991	22	TS.6004.991	70	TS.6339.991	44	ZV.9942.999	102
TH.2223.991	22	TS.6005.991	70	TS.6340.991	44	ZV.9943.999	102
TH.2224.991	20	TS.6006.991	70	TS.6341.991	44	ZV.9944.999	102
TH.2225.991	20	TS.6008.991	70	TS.6342.991	82	ZV.9967.800	96
TH.2226.991	20	TS.6011.991	72	TS.6343.991	82		
TH.2227.991	20	TS.6012.991	72	TS.6344.991	42		
TH.2228.991	20	TS.6013.991	72	TS.6346.991	33		

STICHWORTVERZEICHNIS

A	Seite	H	Seite
Ablageboden		Halteklau	
an Normschiene, horizontal	86	starr.....	94
an ITD Profil	86	drehbar	94
an Tragarm, mf-port starr	86	Halterung	
an Schwenkarm mf-port , 1-fach / 2-fach	86	für Betten	80 - 81
Ablagekorb	96	für Monitore	76 - 78
Adapter		für Laptops	90
für Normschiene, vertikale	98	für Netzteile	92
Adapterplatten		für Rechner	91
für GE Critikon Pro	79	für Tastatur	84 / 85
für GE Dash	79	Höhenvariabler Tragarm flexion-port	
für GE Datex Ohmeda	79	für Philips MP5-70	58
für Mindray BeneView T5 / T8 / PM-9000	79	für Philips MX400-500	60
für Nihon Kohden VS / BSM	79	für Philips MX550	62
für Nihon Kohden L, TR / PVM	79	für Philips MX600-800	64
für Schiller Argus LCM	79	mit VESA 75 / 100 Adaption	52
für Spacelabs SL 2600	79	mit VESA 75 / 100 und Tastaturhalterung	54
für Philips Efficia CM100/120/150	79	mit Universaladapter	56
für Philips SureSign VM1-VM8	79	Höhenverstellung	
for Fukuda Denshi DS-7000 - DS-8200.....	79	elektrisch	105
		mechanisch	104
B	Seite	I	Seite
Befestigungsset		ITD Profil „Economy“ und „Profi“	70
für ITD Profil an Normschiene	98	ITD Profil flach	71
für Tragarme an ITD Gerätewagen	97		
Bethalterung		K	Seite
für Philips MP2 / X2	81	Kabelhaken	100
mit Universaladapter	80	Kabelhülle	100
		Korb	96
D	Seite	L	Seite
Drehbarer Pfosten	95	Laptophalterung	90
Doppel-Monitorhalterung	34		
Down-Post	95	M	Seite
		Mausgarage	84
E	Seite	Mechanische Höhenverstellung	104
Elektrische Höhenverstellung	105	mf-port Schwenkarm	
		mit Monitorhalterung	28 - 44
F	Seite	mit Tastaturhalterung	42 / 82
flexion-port höhenvariable Tragarme		mit VESA 75 / 100 Adaption	32 - 42
für Philips MP5-70	58	mit Universaladapter	44
für Philips MX400-500	60	mit Table Mount-Adapter (Philips)	43
für Philips MX550	62	Monitorhalterung	
für Philips MX600-800	64	an höhenvariablen Tragarm flexion-port	52 - 64
mit VESA 75 / 100 Adaption	52	an Schwenkarm mf-port	28 - 45
mit VESA 75 / 100 und Tastaturhalterung	54	an Schwenkarm rm-port	12 - 25
mit Universaladapter	56	an Tragarm, starr	32 - 37
		für Philips MP2 / X2	35
G	Seite	für Philips MP5-70	22 / 24 / 36 / 43 / 58
Griff für Dreh- / Schwenkeinheit mit VESA 75 / 100		für Philips MX400-550	22 / 24 / 36 / 43 / 60 / 62
(und Federkraftunterstützung)	99	für Philips MX600-800	22 / 24 / 36 / 43 / 64

STICHWORTVERZEICHNIS

mit Universaladapter	20 / 37 / 44 / 56
mit VESA 75 / 100	16 / 32 / 52 / 76 / 77
mit VESA 75 / 100 (universal).....	18 / 33 / 34 / 54 / 77
mit VESA 200 / 300	77
N	Seite
Netzteilhalterung	92
P	Seite
Pfosten	
drehbar	95
fix	95
Philips XDS Rechnerhalterung	103
Potentialausgleichs-Leitung	102
Potentialausgleichs-Stecker	102
Profil, flach	71
Pumpenträger	93
R	Seite
Rechnerhalterung	
klein / groß	91
XDS	103
rm-port Schwenkarm	
mit Monitorhalterung	12 - 25
mit Tastaturhalterung	18 / 19
mit VESA 75 / 100 Adaption	16 / 19
mit Universaladapter	20
mit Table Mount-Adapter (Philips)	22 - 25
S	Seite
Schubfachblock	
an Normschiene, horizontal	88
an ITD Profil	88
Schutzhülle (Kabel)	100
Schwenkarm mf-port	
mit Monitorhalterung	28 - 44
mit Tastaturhalterung	42 / 82
mit VESA 75 / 100 Adaption	32 - 42
mit Universaladapter	44
mit Table Mount-Adapter (Philips)	43
Schwenkarm rm-port	
mit Monitorhalterung	12 - 25
mit Tastaturhalterung	18 / 19
mit VESA 75 / 100 Adaption	16 - 19
mit Universaladapter	20
mit Table Mount-Adapter (Philips)	22 - 25
Steckdosenleisten	101
T	Seite
Table Mount-Adapter (Philips)	
an höhenvariablen Tragarm flexion-port	60 - 65
an Schwenkarm mf-port	43
an Schwenkarm rm-port	22 - 25
an Tischadapter	74
an Tragarm, starr	36
für Philips MP5-70	22 / 24 / 36 / 43 / 58
für Philips MX400-550	22 / 24 / 36 / 43 / 58
für Philips MX600-800	22 / 24 / 36 / 43 / 64
Tastaturhalterung	
an Schwenkarm mf-port	42 / 82
an Schwenkarm mit VESA 75 / 100 Adaption	42
an Tragarm, starr	82
an höhenverstellbarem Tragarm flexion-port ..	60 / 65
ausziehbar	84
für flexion-port	84
für MX600-800	84
klappbar	84
Technischen Daten	
Schwenkarm mf-port	108 - 111
Schwenkarm rm-port	106 - 107
Höhenvariablen Tragarm flexion-port	112 - 117
Monitorhalterungen	118
Tischadapter	
für Philips	74
mit Table Mount-Adapter	74
mit Universaladapter	74
mit VESA 75 / 100	74
Tischträger	73
Tragarm	
höhenverstellbar flexion-port	52 - 64
höhenverstellbar mit Schwenkarm	52 - 65
höhenverstellbar mit Tastaturhalterung	54
höhenverstellbar und VESA 75 / 100	52 - 55
höhenverstellbar mit Universaladapter	56
starr, mit VESA 75 / 100	32 / 33
mit Tastaturhalterung	82
Trägerprofil	68 / 71
Trägersystem	
mit elektrischer Höhenverstellung	105
mit mechanischer Höhenverstellung	104
mit XDS Rechnerhalterung	103
U	Seite
Universaladapter	
an Betthalterung	80
an höhenvariablen Tragarm flexion-port	56
an Schwenkarm mf-port	37
an Schwenkarm rm-port	44
an Tischadapter	74
an Tragarm, starr	37
V	Seite
VESA Adaption	
an höhenvariablen Tragarm flexion-port	52 -55

STICHWORTVERZEICHNIS

an Schwenkarm mf-port	32 - 34 / 38 - 42
an Schwenkarm rm-port	16 - 19
an Tragarm, starr	32 / 33
auf Tischadapter	74
direkt an ITD Profil	76 / 77
direkt an Wand	76 / 77
VESA 200 / 300	77
VESA 200 / 300	77
VESA 75 / 100 Griff	99

W	Seite
---	-------

Wandprofil	70 - 71
------------------	---------

X	Seite
---	-------

XDS Rechnerhalterung	103
----------------------------	-----

ITD IST WELTWEIT FÜR SIE DA

Gerne auch persönlich ...

Sie sind herzlich eingeladen, unsere Geräteträger in unseren Ausstellungsräumen in Johanniskirchen bei Pfarrkirchen und Unterhaching bei München live zu erleben. Oder möchten Sie lieber „vor Ort“ beraten werden? Dann kommen unsere Medizinprodukteberater gerne zu Ihnen.

In beiden Fällen bitten wir Sie um eine kurze telefonische Terminabsprache.

... oder durch unsere nationalen und internationalen Repräsentanten ...

Unseren Kunden im In- und Ausland stehen unsere Händler und Auslandsvertretungen jederzeit mit Beratung und Service zur Verfügung. Die Adressen finden Sie auf unserer Website.

www.itd-cart.com



... oder konfigurieren Sie sich Ihren individuellen Geräteträger einfach selbst ...

Hierfür steht Ihnen auf unserer Internetseite sowohl für den in diesem Katalog befindliche mobilen Geräteträger als auch für die stationären Lösungen ein eigener Produktkonfigurator zur Verfügung. Zugang hierzu erhalten Sie direkt über die Startseite oder aus dem entsprechenden Produktbereich heraus.

Zudem erwarten Sie auf unserer Website immer die neuesten Informationen rund um die ITD GmbH und ihre Produkte. Dazu Downloadmöglichkeiten von Katalogen und Planungshilfen.

www.itd-cart.com

Alle wichtigen Kontaktdaten finden Sie umseitig.

work 'n' roll
mobile geräteträger itd



work 'n' roll MOBILE GERÄTETRÄGER

Informationen zu unseren mobilen Geräteträgern finden Sie im entsprechenden Katalog **work 'n' roll**, den Sie im Internet unter www.itd-cart.com downloaden oder unter nebenstehender Adresse anfordern können.



ITD GmbH
Geschäftsstelle Unterhaching
Grünwalder Weg 13 a
82008 Unterhaching
GERMANY
Fon: +49 89 61 44 25-0
Fax: +49 89 61 44 25-20
sales@itd-cart.com
www.itd-cart.com