





lf-port

DER NEUE TRAGARM

kompakt und höhenvariabel



If-port Höhenvariable Tragarme mit VESA 75/100



Modernes Design – kompakt und funktionell:

- elegantes Erscheinungsbild mit abgerundeten Formen und glatten Flächen
- intuitiv bedienbar und stufenlos verstellbar für ein einfaches Positionieren der Geräte
- Oberflächen in Lichtgrau RAL7035 für harmonisches Aussehen der kompletten Gerätesysteme
- ideal für Bewegung der Monitore und diversen medizinischen Geräte bis 8 kg

Anschluss und Kabelführung:

- Aufnahme der Medizingeräte über VESA 75 / 100
- geräumiger Kabelkanal zur Aufnahme von Daten- und Netzkabeln mit Platz für spätere Erweiterungen
- große Auswahl an wandseitigen Adaptern passend für marktübliche Infrastruktur oder Montage am Gerätewagen
- schnelle und sichere Ein-Mann-Montage an Normschiene und Rundrohr dank innovativer Verriegelungsmechanik
- werkseitig komplett montiertes Produkt – bereit zum sofortigen Einsatz

Up, down, left & right – die Bewegungsradien:

- Tragarm: horizontal verstellbar um $\pm 90^\circ$ und höhenverstellbar $\pm 50^\circ$
- VESA 75/100 Halterung: neigbar $+35^\circ / -20^\circ$ und schwenkbar $\pm 90^\circ$
- Optional verfügbar in Kombination mit Schwenkarm in 250 mm oder 325 mm Länge für unterschiedlichen Reichweiten
- ausbalanciert in jeder Position ohne Betätigung der Fixierhebel oder Bremsen



DIN EN ISO 13485
Zertifikat



Sicherheit von
medizinischen
elektrischen Geräten




CE-Kennzeichnung
Medizinprodukte
Klasse I



Hygiene
Zertifikat

If-port Bestelldaten



ITD Profil



horizontale
Normschiene
Schnellmontage



horizontale
Normschiene
Standardmontage



Rundrohr
Ø 35-38 mm



Profilschiene GCX

If-port Merkmale Tragarme


Gewichtsbereich:	bis maximal 8kg
Länge Tragarm:	225 mm
Länge Tragarm auf Schwenkarm:	225 mm + 250 mm 225 mm + 325 mm
Neigebereich:	± 50°
Schwenkbereich:	± 90°

If-port Merkmale Monitorhalterung


Aufnahme:	VESA 75 / 100
Neigebereich:	+ 35° / - 20°
Schwenkbereich:	± 90°

If-port Anbindung	Tragarm	Tragarm auf Schwenkarm	
	Artikelnummer L = 225 mm	Artikelnummer L = 225 mm + 250 mm	Artikelnummer L = 225 mm + 325 mm
ITD Profil	HA.3000.991	HA.3005.991	HA.3012.991
Normschiene horizontal Schnellmontage	HA.3001.991	HA.3006.991	HA.3013.991
Normschiene horizontal Standardmontage	HA.3004.991	HA.3009.991	HA.3016.991
Rundrohr Ø 35-38 mm	HA.3002.991	HA.3007.991	HA.3014.991
Profilschiene GCX	HA.3003.991	HA.3008.991	HA.3015.991


If-port Technische Details




If-port Länge 225 mm



If-port Verstellbereich



If-port Länge 225 mm + 250 mm



If-port Länge 225 mm + 325 mm

