Ihr Partner in Sachen

- Liegen
- Anfertigungen nach Wunsch
- Medizintechnisches Zubehör





...zur Untersuchung, Behandlung, EKG

Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen 41 aktuellen Polsterfarben





Modell 20-00, Untergestell weiß Modell 20-04, Untergestell silber

Untergestell aus 4-kant-Rohr, 30x30x2 mm Standardmäßig mit Querstreben und Nivellierfüßen. Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit als Sonderzubehör wählbar, dann Längsverstrebung empfohlen Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder positiv bis +75° verstellbar (Sitzposition)
- Kopfteil 750 mm lang
- Fußteil fest, 1.200 mm lang Standard-Polsterteilstärke: 6 cm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht) Abm.: L: 1.950 mm, B: 650 mm, H: 680 mm





Abb. mit Zubehör: Papierrollenhalter (Mod. 1210)

Modell 21-00, Untergestell weiß Modell 21-04, Untergestell silber

Untergestell aus 4-kant-Rohr, 30x30x2 mm Standardmäßig mit Querstreben und Nivellierfüßen. Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit als Sonderzubehör wählbar, dann Längsverstrebung empfohlen Liegefläche 2-teilig: - Kopfteil 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar

- Kopfteil 550 mm lang
- Fußteil fest, 1.400 mm lang

Standard-Polsterteilstärke: 6 cm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht) Abm.: L: 1.950 mm, B: 650 mm, H: 680 mm

Modell 32-00, Untergestell weiß Modell 32-04, Untergestell silber

Wie Modell 21, jedoch Liegenbreite 800 mm




Abb. mit Zubehör: Papierrollenhalter (Mod. 1210)

Modell 25-00: Polsterrahmen weiß, Füße verchromt Modell 25-04: Polsterrahmen silber, Füße verchromt

Untergestell aus 4-kant-Rohr, 30x30x2 mm Standardmäßig mit Querstreben und Nivellierfüßen. Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit als

Sonderzubehör wählbar, dann Längsverstrebung empfohlen Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteil 550 mm lang
- Fußteil fest, 1.400 mm lang

Standard-Polsterteilstärke: 6 cm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Abm.: L: 1.950 mm, B: 650 mm, H: 680 mm

Modell 38-00: Polsterrahmen weiß, Füße verchromt Modell 38-04: Polsterrahmen silber, Füße verchromt

Wie Modell 25, jedoch Liegenbreite 800 mm



Abb. mit Zubehör: Papierrollenhalter (Mod. 1210)

Modell 22-01, Untergestell verchromt

Untergestell aus 4-kant-Rohr, 30x30x2 mm Standardmäßig mit Querstreben und Nivellierfüßen. Feststehend. Als Sonderausstattung mögliche Fahrbarkeit: Einzeln feststellbare Rollen. Eine Längsverstrebung wird empfohlen.

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteil 550 mm lang
- Fußteil fest, 1.400 mm lang

Standard-Polsterteilstärke: 6 cm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht) Abm.: L: 1.950 mm, B: 650 mm, H: 680 mm

Modell 36-01, Untergestell verchromt

Wie Modell 22-01, jedoch Liegenbreite 800 mm

...zur Untersuchung, Behandlung, Massage

Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen 41 aktuellen Polsterfarben





Modell 108-01, Gestell verchromt Modell 108-00, Gestell weiß beschichtet Modell 108-04, Gestell silber beschichtet

Untergestell aus 4-kant-Rohr, 30x30x2 mm Standardmäßig mit Querstreben und Nivellierfüßen.

Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit als Sonderzubehör wählbar, dann Längsverstrebung empfohlen Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteil 550 mm lang
- Fußteil fest, 1.400 mm lang Standard-Polsterteilstärke: 8 cm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Abm.: L: 1.950 mm, B: 650 mm, H: 650 mm

Modell 109-01, Gestell verchromt Modell 109-00, Gestell weiß beschichtet Modell 109-04, Gestell silber beschichtet Wie Modell 108, jedoch Liegenbreite 800 mm



Modell 27-00, Gestell weiß beschichtet Modell 27-04, Gestell silber beschichtet

Untergestell aus 4-kant-Rohr, 30x30x2 mm Standardmäßig mit Längs- und Querstreben und Nivellierfüßen.

Feststehend, mit Längsverstrebung. (Möglichkeiten der Fahrbarkeit unter Sonderzubehör wählbar) Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil (550 mm lang) stufenlos durch Gasdruckfeder positiv (+30°) und negativ (-25°) verstellbar
- Fußteil fest, 1.400 mm lang

Standard-Polsterteilstärke: 6 cm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Abm.: L: 1.950 mm, B: 650 mm, H: 650 mm

Modell 37-00, Gestell weiß beschichtet Modell 37-04, Gestell silber beschichtet Wie Modell 27, jedoch Liegenbreite 800 mm



Modell 106-01, Gestell verchromt Modell 106-00, Gestell weiß beschichtet Modell 106-04, Gestell silber beschichtet

Untergestell aus Rund-Rohr, 32x2 mm

Standardmäßig mit Querstreben und Nivellierfüßen.

Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit als Sonderzubehör wählbar, dann Längsverstrebung empfohlen Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteil 550 mm lang
- Fußteil fest, 1.400 mm lang

Standard-Polsterteilstärke: 8 cm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Abm.: L: 1.950 mm, B: 650 mm, H: 650 mm

Modell 107-01, Gestell verchromt Modell 107-00, Gestell weiß beschichtet Modell 107-04, Gestell silber beschichtet Wie Modell 106, jedoch Liegenbreite 800 mm



Modell 111-01, Gestell verchromt

Untergestell aus Rund-Rohr, 32x2 mm

Standardmäßig mit Längs- und Querstreben und Nivellierfüßen.

Feststehend, mit Längsverstrebung.

(Möglichkeiten der Fahrbarkeit unter Sonderzubehör wählbar) Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder positiv (+30°) und negativ (-25°) verstellbar
- Kopfteil 550 mm lang, mit Nasenschlitz, ohne Füllpolster
- Fußteil fest, 1.400 mm lang

Standard-Polsterteilstärke: 8 cm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Abm.: L: 1.950 mm, B: 650 mm, H: 650 mm

...zur Untersuchung, Behandlung

Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen 41 aktuellen Polsterfarben





Modell 120-01, Gestell verchromt Modell 120-00, Gestell weiß beschichtet Modell 120-04, Gestell silber beschichtet

Untergestell aus Rund-Rohr, 32x2 mm.

Standardmäßig mit Längs- und Querstreben und Nivellierfüßen. Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit als Sonderzubehör wählbar.

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteil 550 mm lang
- Mittelteil (L: 450 mm) fest
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder positiv (+28°) verstellbar
- Länge Fußteil: 950 mm

Standard-Polsterteilstärke: 8 cm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht) Abm.: L: 1.950 mm, B: 650 mm, H: 650 mm



Abb. mit Zubehör: Papierrollenhalter (Mod. 1210)

Modell 119-01, Gestell verchromt Modell 119-00, Gestell weiß beschichtet Modell 119-04, Gestell silber beschichtet

Untergestell aus Rund-Rohr, 32x2 mm.

Standardmäßig mit Längs- und Querstreben und Nivellierfüßen. Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit als Sonderzubehör wählbar.

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder positiv (+45°) und negativ (-25°) verstellbar
- Kopfteil 550 mm lang
- Mittelteil (L: 450 mm) fest
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder positiv (+28°) verstellbar
- Länge Fußteil: 950 mm

Standard-Polsterteilstärke: 8 cm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht) Abm.: L: 1.950 mm, B: 650 mm, H: 650 mm



Modell 138-01

Polsterrahmen aus 4-kant-Rohr 30x30x2 mm

Polsterrahmen verchromt, auf 2 Unterbauschränken aufliegend. Liegenpolster 2-teilig:

- Kopfteil 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteil 550 mm lang
- Fußteil fest, 1.400 mm lang

Standard: Rechter Unterschrank mit Flügeltür Linker Unterschrank mit 4 Schubladen

Farbe Unterschränke: Standardmäßig weiß

(Andere Farben oder Schrankanordnungen auf Anfrage möglich)

Abm.: L: 1.950 mm, B: 650 mm, H: 700 mm

Modell 139-01

Wie Modell 138, jedoch Liegenbreite 800 mm



Modell 160-00

Untergestell Holz massiv (Ahorn)

Wahlweise andere Holzfarbtöne möglich

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder positiv bis +50° verstellbar
- Kopfteil 550 mm lang
- Fußteil fest, 1.400 mm lang

Standard-Polsterteilstärke: 7 cm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Liegenpolster standardmäßig in dauerelastischen Soft-Bultex

Abm. gesamt: L: 1.980 mm, B: 690 mm, H: 650 mm

...zur Untersuchung, Behandlung

Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen 41 aktuellen Polsterfarben





Modell 16-01, Gestell verchromt Modell 16-00, Gestell weiß beschichtet Modell 16-04, Gestell silber beschichtet

Untergestell aus 4-kant-Rohr, 30x30x2 mm

Standardmäßig mit Querstreben und Nivellierfüßen, feststehend. Verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit als Sonderzubehör wählbar, dann Längsverstrebung empfohlen.

Liegefläche 1-teilig:

Abm.: L: 1.450 mm, B: 650 mm, H: 650 mm

Standard-Polsterteilstärke: 6 cm.

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modell 17-01, Gestell verchromt Modell 17-00, Gestell weiß beschichtet Modell 17-04, Gestell silber beschichtet Wie Modell 16, jedoch Liegenbreite 800 mm

(Andere Abmessungen auf Anfrage)



Abb. mit Zubehör: Papierrollenhalter (Mod. 1210)



Modell 113-01, Gestell verchromt Modell 113-00, Gestell weiß beschichtet Modell 113-04, Gestell silber beschichtet

Untergestell aus 4-kant-Rohr, 30x30x2 mm Standardmäßig mit Querstreben



- Kopfteil 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteil 550 mm lang
- Mittelteil fest, 920 mm lang
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von negativ (-90°) bis positiv (+10°) verstellbar. Länge Fußteil: 480 mm

Abm.: Länge min.: 1.600 mm / max. 1.950 mm, B: 650 mm, H: 800 mm Standard-Polsterteilstärke: 8 cm, Belastbarkeit bei senkrecht abgeklapptem Fußteil: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modell 114-01, Untergestell verchromt Modell 114-00, Gestell weiß beschichtet Modell 114-04, Gestell silber beschichtet Wie Modell 113, jedoch Liegenbreite 800 mm

Modell 121-01, Gestell, verchromt Modell 121-00, Gestell, weiß beschichtet Modell 121-04, Gestell, silber beschichtet

Untergestell aus Rund-Rohr, 32x2 mm.

Standardmäßig mit Längs- und Querstreben und Nivellierfüßen Feststehend, Verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit als Sonderzübehör wählbar

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil 30° positiv über 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteil 550 mm lang
- Mittelteil fest, 900 mm lang
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von negativ (-90°) bis positiv (+25°) verstellbar, Länge Fußteil: 500 mm

Abm.: Länge min.: 1.550 mm / max. 1.970 mm, B: 650 mm, H: 800 mm Standard-Polsterteilstärke: 8 cm, Belastbarkeit bei senkrecht abgeklapptem Fußteil: 250 kg (max. Patientengewicht)



Modell 122-01, Gestell, verchromt Modell 122-00, Gestell, weiß beschichtet Modell 122-04, Gestell, silber beschichtet

Untergestell aus Rund-Rohr, 30x2 mm. Standardmäßig mit Längs- und Querstreben und Nivellierfüßen.

Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit als Sonderzubehör wählbar

Liegefläche 3-teilig:

- Kopf- und Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von negativ (-90°) bis positiv (+25°) verstellbar
- Länge Kopf-/Fußteil: 450 mm lang
- Mittelteil fest, 1.120 mm lang

Abm.: Länge min.: 1.300 mm / max. 2.020 mm, B: 650 mm, H: 800 mm Standard-Polsterteilstärke: 8 cm

Belastbarkeit, Kopf- und Fußteil senkrecht abgeklappt: 250 kg (max. Patientengewicht)






...zur Untersuchung und Behandlung platzsparende Wandklappliegen



Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen 41 aktuellen Polsterfarben



Wichtige Abmessungen für Liegenaufbau:

Länge incl. Wandhalter: 2.040 mm

Bild 2



Hochgeklappt: 150 mm Abstand von der Wand

Rild 3



Nach unten geklappt: 200 mm Abstand von der Wand

Modell 125-01/L = Kopfteil links, (Abb.) Modell 125-01/R = Kopfteil rechts

Untergestell aus 4-kant-Rohr, verchromt. Die Liege steht im funktionsbereitem Zustand auf ihren Füßen. Dadurch hohe Stabilität. (Keine Belastung der Wand).

Erst im hoch-/abgeklapptem Zustand übernehmen die Wandhalter die Tragefunktion. Die Montage der Wandklappliege ist standardmäßig für eine stabile Steinwand ausgelegt.

Für andere Wandkonstruktionen sind Sonderhalter notwendig (Mod. 125-1380), die sich auf dem Boden abstützen. (Voraussetzung: Es darf keine Sockelleiste im Aufstellbereich vorhanden sein. Bitte sprechen Sie uns an)

Basisausstattung:

- Liegefläche 2-teilig: Kopfteil 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteil 550 mm lang
- Fußteil fest, 1.400 mm lang
- Die komplette Liege lässt sich längsseitig nach oben (Bild. 2) oder nach unten (Bild. 3) an die Wand klappen.
- Das Herausklappen der Füße bzw. die Fußsicherung im aufgebauten Zustand ist gasfederunterstützt.
 - 2 Wandhalter zur Liegenbefestigung
 - 1 Sicherungshalter mit Gurt (für Fixierung der Liege nach oben geklappt)
 - 1 Abstandhalter als Anschlag, wenn Liege senkrecht nach unten geklappt

Standard-Polsterteilstärke: 8 cm

Belastbarkeit für max. Patientengewicht: 200 kg bei stabiler Steinwand, andere Wandkonstruktionen ggf.

Abm.: L: 1.950 mm, B: 650 mm, H: 700 mm

Gewicht: 35 kg



Wandklappliege Modell 126-01

Untergestell aus 4-kant-Rohr, verchromt. Im funktionsbereitem Zustand steht die Liege auf ihren Füßen. Dadurch hohe Stabilität der Liege. (Keine Belastung der Wand). Im hochgeklapptem Zustand steht die komplette Liege auf dem hinteren Fußgestell. Dieses ist sowohl wand- wie auch fußbodenseitig fixiert und übernimmt die Tragefunktion Die Montage der Wandklappliege ist standardmäßig für eine stabile Steinwand ausgelegt.

- Fußteil fest, 1.400 mm lang
- Die komplette Liege lässt sich über das Kopfteilende der Liege nach oben an die Wand klappen. (Das Herausklappen des Fußteil-Fußpaares sowie das Herunterklappen der kompletten Liege erfolgt manuell. Fixierung des beweglichen vorderen Fußpaares über eine Rändelschraube)
- 2 Wandhalter mit je 1 Sicherungsgurt zur Fixierung der nach oben geklappten Liege

Standard-Polsterteilstärke: 8 cm Belastbarkeit: 200 kg (max. Patientengewicht) Abm.: L: 1.950 mm, B: 650 mm, H: 650 mm Gewicht: 33 kg

Wichtige Abmessungen:

- Notwendige Raumhöhe: 2.420 mm
- Gesamtlänge Liege funktionsbereit incl. Wandgestell: 2.050 mm
- Abstand Kopfpolster Wand: 90 mm
- Seitlicher Überstand der Wandhalterung zur Liegenbrei-
- Lage der Sicherungslaschen: Höhe: 1.430 mm

Alle Dewert-Liegen werden in Bielefeld, Deutschland, hergestellt. Individuelle Sonderwünsche, wie maßliche oder funktionelle Besonderheiten sind häufig auch im Einzelfall möglich. Bitte sprechen sie uns an.

...zur Untersuchung adipöser Patienten Liegen mit Belastbarkeit 400 kg



Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen 41 aktuellen Polsterfarben



Liegehöhe fest:

Schwerlastliege Modell 208-00, Gestell weiß Schwerlastliege Modell 208-04, Gestell silber

Untergestell aus starkem Vierkantrohr 35x35x3 mm

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos 40° positiv durch Gasfeder verstellbar
- Kopfteil 550 mm lang
- Fußteil fest, 1.400 mm lang
- Mit Längsverstrebung und Mittelabstützung (Dadurch optimale Verteilung der dynamischen Lasteinwirkung)
- Feststehend.

(Möglichkeit der Fahrbarkeit: Schwerlastrollen Mod. 1189)

Polsterteilstärke: 8 cm

Abm.: L: 1.950 mm, B: 650 mm, Höhe: 650 mm Belastbarkeit: (400 kg max. Patientengewicht)



Abb. mit Zubehör: Schwerlastrollen 125 mm diam., zentral feststellbar (Mod. 1189)

Liegehöhe fest:

Schwerlastliege Modell 209-00, Gestell weiß Schwerlastliege Modell 209-04, Gestell silber

Untergestell aus Vierkantrohr 35x35x3 mm

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos 40° positiv durch Gasfeder verstellbar
- Kopfteil 550 mm lang
- Fußteil fest, 1.400 mm lang
- Mit 2 Längsverstrebungen und 1 Mittelabstützung
- Feststehend.

(Möglichkeit der Fahrbarkeit: Schwerlastrollen Mod. 1189)

Polsterteilstärke: 8 cm

Abm.: L: 1.950 mm, B: 800 mm, Höhe: 650 mm Belastbarkeit: (400 kg max. Patientengewicht)



Abb. mit Zubehör: Schwerlastrollen 125 mm diam., zentral feststellbar (Mod. 1189)

Liegehöhe variabel:

Schwerlastliege Modell 7209-00, Gestell weiß Schwerlastliege Modell 7209-04, Gestell silber

Elektromotorisch höhenverstellbar von 540 mm bis 890 mm Höhenverstelldauer von min. nach max.: 36 sec. Hubgeschwindigkeit konstant auch bei Belastung bis 400 kg

Hubgeschwindigkeit konstant auch bei Belastung bis 400 k Motorbedienung standardmäßig über einen Fußschalter (optional Handschalter möglich)

Basisausstattung:

- Spezial-Elektromotor (AC-Motor mit extremer Hub- und Tragkraft)
- großvolumiges Vierkantrohr, 3 mm Wandstärke
- bewährte Scherenkonstruktion mit idealer Kraftverteilung Liegefläche 2-teilig:
- Kopfteil stufenlos 40° positiv durch Gasfeder verstellbar
- Länge Kopfteil: 500 mm
- Fußteil fest, 1.450 mm lang
- Feststehend

(Möglichkeit der Fahrbarkeit: Schwerlastrollen Mod. 1189)

Polsterteilstärke: 8 cm

Abm.: L: 1.950 mm, B: 800 mm

Belastbarkeit: (400 kg max. Patientengewicht)

Mögliche Sonderausstattungen:

Fahrbarkeit:

Unsere Schwerlastliegen sind auch in fahrbarer Ausstattung lieferbar. Das bedeutet jedoch, dass die zum Einsatz kommenden Rollen eine entsprechende individuelle Tragfähigkeit aufweisen müssen. Geeignet sind:

- Schwerlast-Rollen 125 mm diam., zentral feststellbar (Mod. 1189) Weitere Ausstattungsmöglichkeiten sind:
- Papierrollenhalter, Seitengitter, Ablagekorb, etc.

- Mod. 1993: Sperrbox, am Untergestell befestigt, incl. 1 Magnetschlüssel (Abb. S. 32)
- Mod. 1995: Not-Halt-Taster: Am Oberrahmen befestigt incl. 2 Standardschlüsseln (Abb. S. 32)

...zur Untersuchung, Behandlung, Massage - hydraulisch höhenverstellbar





Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen 41 aktuellen Polsterfarben

Die Modelle 2000/2001 und 4000/4001 sind qualitativ sehr hochwertige Universal-Liegen. Bei der Entscheidung zwischen motorischer oder hydraulischer Höhenverstellung berücksichtigen Sie bitte:

- Liegen mit hydraulischer Höhenverstellbarkeit sind bei überwiegender Mobilität empfehlenswert.
- Die Höhenverstellbarkeit ist unabhängig vom Strom.
- Hydraulische Liegen werden manuell über die Betätigung (mehrfaches Treten) des Fußpedals in der Höhe verstellt.
- Fußtritthebel sind bedienerfreundlich immer auf beiden Längsseiten der Liegen angebracht.



Abb. mit Zubehör: Rollen 100 mm diam., zentral feststellbar (Mod. 1180), Papierrollenhalter (Mod. 1270K)

Modell 2000-00/H, Untergestell weiß Modell 2000-04/H, Untergestell silber Manuell höhenverstellbar von 520 mm bis

Manuell höhenverstellbar von 520 mm bis 850 mm durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche.

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+45°) und negativ (-35°) durch Gasdruckfeder verstellbar
- Länge Kopfteil: 550 mm
- Fußteil fest, Länge Fußteil 1.400 mm
- Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar

Polsterteilstärke standard: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholzplatte Abm. Liegefläche: L: 1.950 mm, B: 700 mm Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modell 2001-00/H, Gestell weiß Modell 2001-04/H, Gestell silber

Wie unter Modell 2000.../H beschrieben, jedoch Liegenbreite: 800 mm



Abb. mit Zubehör: Comfort-Rollen 125 mm diam., zentral feststellbar (Mod. 1185)

Modell 4000-00/H, Untergestell weiß Modell 4000-04/H, Untergestell silber

Manuell höhenverstellbar von 440 mm bis 900 mm durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche.

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+45°) und negativ (-35°) durch Gasdruckfeder verstellbar
- Länge Kopfteil: 500 mm
- Fußteil fest, Länge 1.500 mm
- Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar

Polsterteilstärke standard: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholzplatte Abm. Liegefläche: L: 2.000 mm, B: 700 mm Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modell 4001-00/H, Gestell weiß Modell 4001-04/H, Gestell silber

Wie unter Modell 4000-.../H beschrieben, jedoch Liegenbreite: 800 mm

Polsterschutz für Modelle 2000, 2001 und 4000, 4001:



Abb. mit Zubehör: Rollen 100 mm diam., zentral feststellbar (Mod. 1180), Wandabweisräder (Mod. 1175-00) Stoß-/ Polsterschutz (Mod. 1178-00)

Mod. 1175-00-Liegen-Mod.: Wandabweisräder Halterung weiß Mod. 1175-04-Liegen-Mod.: Wandabweisräder Halterung silber Geeignet für Modelle 2000 und 4000 (Liegenbreite 700 mm)

4 Wandabweisräder zur nachträglichen Montage an Kopf- und Fußteilecken

Mod. 1176-00-Liegen-Mod.: Wandabweisräder Halterung weiß Mod. 1176-04-Liegen-Mod.: Wandabweisräder Halterung silber Geeignet für Modelle 2001 und 4001 (Liegenbreite 800 mm) 4 Wandabweisräder zur nachträglichen Montage an Kopf- und Fußteilecken

Mod. 1178-00-Liegen-Mod.: Stoß-/ Polsterschutz Halterung weiß Mod. 1178-04-Liegen-Mod.:Stoß-/ Polsterschutz Halterung silber Geeignet für Modelle 2000 und 4000 (Liegenbreite 700 mm)
2 längsseitige Schutzleisten zur Befestigung links und rechts des Fußteils

Mod. 1179-00-Liegen-Mod.: Stoß-/ Polsterschutz Halterung weiß Mod. 1179-04-Liegen-Mod.:Stoß-/ Polsterschutz Halterung silber Geeignet für Modelle 2001 und 4001 (Liegenbreite 800 mm)

2 längsseitige Schutzleisten zur Befestigung links und rechts des Fußteils

...zur Untersuchung, Behandlung, Massage - motorisch höhenverstellbar





Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen 41 aktuellen Polsterfarben

Die Modelle 2000/2001 und 4000/4001 sind qualitativ sehr hochwertige Universal-Liegen. Bei der Entscheidung zwischen motorischer oder hydraulischer Höhenverstellung berücksichtigen Sie bitte:

- Motorische Liegen benötigen zur Höhenverstellfunktion einen 230 V Stromanschluß
- Bei unseren motorischen Liegen ist keine STK-Prüfung notwendig
- Die Erstprüfung der Liege nach Lieferung ist bei äußerlicher Unversehrtheit des Motors erst nach 4 Jahren durchzuführen; nach BGV A3 / EC 62353 (VDE 0751-1) / DIN EN 60601-1. Sehen Sie hierzu die Prüfplakette auf dem Motor.



Abb. mit Zubehör: Rollen einzeln feststellbar 100 mm diam., (4x Mod. 1120) Papierrollenhalter (Mod. 1270F)



Beide Abb. mit Zubehör: Rollen einzeln feststellbar 100 mm diam., (4x Mod. 1120)



Modell 2000-00, Gestell weiß Modell 2000-04, Gestell silber

Motorisch höhenverstellbar von 510 mm bis 850 mm Höhenverstelldauer von min. nach max.: 18 sec. Motorbedienung standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter möglich)

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+45°) und negativ (-35°) durch Gasdruckfeder verstellbar
- Länge Kopfteil: 550 mm
- Fußteil fest, Länge 1.400 mm
- Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar

Polsterteilstärke standard: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholzplatte

Abm. Liegefläche: L: 1.950 mm, B: 700 mm Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modell 2001-00, Gestell weiß Modell 2001-04, Gestell silber

Wie unter Modell 2000 beschrieben, jedoch Liegenbreite: 800 mm

Modell 4000-00, Gestell weiß Modell 4000-04, Gestell silber

Motorisch höhenverstellbar von 420 mm bis 970 mm Höhenverstelldauer von min. nach max.: 28 sec. Motorbedienung standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter möglich)

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+40°) und negativ (-35°) durch Gasdruckfeder verstellbar
- Länge Kopfteil: 500 mm
- Fußteil fest, Länge 1.500 mm
- Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar

Polsterteilstärke standard: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholzplatte Abm. Liegefläche: L: 2.000 mm, B: 700 mm

Abm. Liegeflache: L: 2.000 mm, B: 700 mm Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modell 4001-00, Gestell weiß Modell 4001-04, Gestell silber

Wie unter Modell 4000 beschrieben, jedoch Liegenbreite: 800 mm

Optionale Ausstattungsmöglichkeit für Modelle 2000/ 2001 und 4000 / 4001:

Kopfteilverstellung elektromotorisch positiv / negativ, Handschalterbedienung (Mod.-Nr. Zubehör: 1665)

Weitere Ausstattungsmöglichkeiten für hydraulische wie auch motorische Varianten Serie 2000 oder 4000:

 Seitengitter, Normschienen, Armauflage, Polster in elastischer Soft-Bultex-Ausführung, ... etc. sind möglich. Sehen Sie hierzu unser Sonderzubehör

- Mod. 1993: Sperrbox, am Untergestell befestigt, incl. 1 Magnetschlüssel (Abb. S. 32)
- Mod. 1995: Not-Halt-Taster: Am Oberrahmen befestigt incl. 2 Standardschlüsseln (Abb. S. 32)

...zur Untersuchung, Behandlung, - höhenverstellbar





Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen 41 aktuellen Polsterfarben

Exclusive Comfort-Liege Modell 5000 mit

- ergonomisch geformter Polsterauflage
- spezieller Soft-Polsterung zur entspannten und bequemen Lagerung der Patienten
- harmonischem Design durch Verwendung von hochdimensioniertem Ovalrohr





Modell 5000-04

Modell 5000-00, Gestell weiß Modell 5000-04, Gestell silber

Nur mit motorischer Höhenverstellbarkeit.

Die Motorbedienung ist standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter) möglich

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von negativ (-35°) bis positiv (+40°) verstellbar
- Länge Kopfteil: 500 mm
- Fußteil fest, Länge: 1.500 mm
- Liegenpolster in komfortabler Soft-BULTEX Ausführung Polsterteilstärke: 8 cm
- Liegenpolster ergonomisch geformt
- Feststehend: Verschiedene Fahrbarkeitsoptionen sind als Sonderzubehör wählbar

Abmessungen:

Länge: 2.000 mm, Höhe: 450 bis 1.020 mm verstellbar Breite: trapezförmig verlaufend von 600 mm (Kopfteil) bis 790 mm (Mitte Fußteil) bis 650 mm (Ende Fußteil) (= im Armbereich ist die Liegefläche verbreitert)

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht) Höhenverstelldauer von min. nach max.: 28 sec.



Beide Abb. mit Zubehör: Rollen einzeln feststellbar (Mod. 1120)

Modelle 2006-... und 2007-...

Länge min.: 1.550 mm, Länge max. 1.950 mm

Variante 1: Manuell höhenverstellbar durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche. Alternativ:

Variante 2: Elektromotorisch höhenverstellbar, die Motorbedienung ist standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter) möglich Bei Motor: Höhenverstelldauer von min. nach max.: 18 sec.

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von negativ (-90°) bis positiv (+28°) verstellbar. Länge Kopfteil: 450 mm
- Fußteil fest, Länge: 1.500 mm
- Feststehend: Verschiedene Fahrbarkeitsoptionen sind als Sonderzubehör wählbar

Polsterteilstärke standard: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholzplatte

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)



Modell 2006-00

| Modell | Breite | Höhenverstellung | Gestellfarbe: |
|-----------|--------|---------------------------|---------------------|
| 2006-00/H | 700 mm | Hydraulisch: 550 - 880 mm | Untergestell weiß |
| 2006-04/H | 700 mm | Hydraulisch: 550 - 880 mm | Untergestell silber |
| 2007-00/H | 800 mm | Hydraulisch: 550 - 880 mm | Untergestell weiß |
| 2007-04/H | 800 mm | Hydraulisch: 550 - 880 mm | Untergestell silber |
| 2006-00 | 700 mm | Motorisch: 540 - 880 mm | Untergestell weiß |
| 2006-04 | 700 mm | Motorisch: 540 - 880 mm | Untergestell silber |
| 2007-00 | 800 mm | Motorisch: 540 - 880 mm | Untergestell weiß |
| 2007-04 | 800 mm | Motorisch: 540 - 880 mm | Untergestell silber |

- Mod. 1993: Sperrbox, am Untergestell befestigt, incl. 1 Magnetschlüssel (Abb. S. 32)
- Mod. 1995: Not-Halt-Taster: Am Oberrahmen befestigt incl. 2 Standardschlüsseln (Abb. S. 32)

...zur Untersuchung - höhenverstellbar, mit variabler Liegengröße





Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen 41 aktuellen Polsterfarben



Beide Abb. mit Zubehör: Rollen einzeln feststellbar, 100 mm diam. (4x Mod. 1120)

Modelle 2010... und 2011...:

Länge min.: 1.550 mm, Länge max. 1.950 mm

Variante 1: Manuell höhenverstellbar durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche. Alternativ:

Variante 2: Elektromotorisch höhenverstellbar, die Motorbedienung ist standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter) möglich Bei Motor: Höhenverstelldauer von min. nach max.: 18 sec.

Basisausstattung:

- Liegefläche 3-teilig
- Kopfteil stufenlos positiv (+45°) durch Gasdruckfeder verstellbar
- Mittelteil fest, Länge: 1.050 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von negativ (-90°) bis positiv (+10°) verstellbar
- Länge Kopf- und Fußteil je 450 mm
- Feststehend: Fahrbarkeitsoptionen siehe Sonderzubehör S. 32 Polsterteilstärke standard: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholzplatte Max. Patientengewicht bei senkrecht abgeklapptem Fußteil: 250 kg

| Modell | Breite | Höhenverstellung | Gestellfarbe: |
|-----------|--------|---------------------------|---------------------|
| 2010-00/H | 700 mm | Hydraulisch: 570 - 900 mm | Untergestell weiß |
| 2010-04/H | 700 mm | Hydraulisch: 570 - 900 mm | Untergestell silber |
| 2011-00/H | 800 mm | Hydraulisch: 570 - 900 mm | Untergestell weiß |
| 2011-04/H | 800 mm | Hydraulisch: 570 - 900 mm | Untergestell silber |
| 2010-00 | 700 mm | Motorisch: 560 - 900 mm | Untergestell weiß |
| 2010-04 | 700 mm | Motorisch: 560 - 900 mm | Untergestell silber |
| 2011-00 | 800 mm | Motorisch: 560 - 900 mm | Untergestell weiß |
| 2011-04 | 800 mm | Motorisch: 560 - 900 mm | Untergestell silber |



Modell 2010-00/H mit Zubehör



Modelle 2008-... und 2009-...

Länge min.: 1.790 mm, Länge max. 2.190 mm

Variante 1: Manuell höhenverstellbar durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche. Alternativ:

Variante 2: Elektromotorisch höhenverstellbar, die Motorbedienung ist standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter) möglich Bei Motor: Höhenverstelldauer von min. nach max.: 18 sec.

Basisausstattung:

- Liegefläche 3-teilig
- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von negativ (-45°) bis positiv (+50°) verstellbar
- Mittelteil fest, Länge: 1.290 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von negativ (-90°) bis positiv (+28°) verstellbar.
- Länge Kopf- und Fußteil je 450 mm
- Feststehend: Fahrbarkeitsoptionen siehe Sonderzubehör S. 32 Polsterteilstärke standard: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholzplatte Max. Patientengewicht bei senkrecht abgeklapptem Fußteil: 250 kg

| Modell | Breite | Höhenverstellung | Gestellfarbe: |
|-----------|--------|---------------------------|---------------------|
| 2008-00/H | 700 mm | Hydraulisch: 550 - 880 mm | Untergestell weiß |
| 2008-04/H | 700 mm | Hydraulisch: 550 - 880 mm | Untergestell silber |
| 2009-00/H | 800 mm | Hydraulisch: 550 - 880 mm | Untergestell weiß |
| 2009-04/H | 800 mm | Hydraulisch: 550 - 880 mm | Untergestell silber |
| 2008-00 | 700 mm | Motorisch: 540 - 880 mm | Untergestell weiß |
| 2008-04 | 700 mm | Motorisch: 540 - 880 mm | Untergestell silber |
| 2009-00 | 800 mm | Motorisch: 540 - 880 mm | Untergestell weiß |
| 2009-04 | 800 mm | Motorisch: 540 - 880 mm | Untergestell silber |



Modell 2008-00

- Mod. 1993: Sperrbox, am Untergestell befestigt, incl. 1 Magnetschlüssel (Abb. S. 32)
- Mod. 1995: Not-Halt-Taster: Am Oberrahmen befestigt incl. 2 Standardschlüsseln (Abb. S. 32)

...zur Untersuchung, Behandlung, - höhenverstellbar





Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen 41 aktuellen Polsterfarben



Abb. mit Zubehör: 1 Stück Normschiene 1.300 mm lang (Mod. 1420)

Modelle 2600-... und 2605-...

Variante 1: Manuell höhenverstellbar durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche.

Alternativ:

Variante 2: Elektromotorisch höhenverstellbar, die Motorbedienung ist standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter) möglich

Bei Motor: Höhenverstelldauer von min. nach max.: 18 sec.

Basisausstattung:

- Liegefläche 2-teilig:
- Kopfteil bis 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteil 550 mm langFußteil fest, Länge 1.400 mm
- Standard-Polsterteilstärke: 8 cm
- Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen 100 mm diam. (andere Varianten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar) Abm.: L: 1.950 mm, Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

| Modell | Breite | Höhenverstellung | Gestellfarbe: |
|-----------|--------|---------------------------|-----------------------------------|
| 2600-01/H | 650 mm | Hydraulisch: 560 - 890 mm | Polsterrahmen chrom, Gestell weiß |
| 2600-00/H | 650 mm | Hydraulisch: 540 - 870 mm | Untergestell komplett weiß |
| 2600-04/H | 650 mm | Hydraulisch: 540 - 870 mm | Untergestell komplett silber |
| 2605-01/H | 800 mm | Hydraulisch: 560 - 890 mm | Polsterrahmen chrom, Gestell weiß |
| 2605-00/H | 800 mm | Hydraulisch: 540 - 870 mm | Untergestell komplett weiß |
| 2605-04/H | 800 mm | Hydraulisch: 540 - 870 mm | Untergestell komplett silber |
| 2600-01 | 650 mm | Motorisch: 550 - 890 mm | Polsterrahmen chrom, Gestell weiß |
| 2600-00 | 650 mm | Motorisch: 530 - 870 mm | Untergestell komplett weiß |
| 2600-04 | 650 mm | Motorisch: 530 - 870 mm | Untergestell komplett silber |
| 2605-01 | 800 mm | Motorisch: 550 - 890 mm | Polsterrahmen chrom, Gestell weiß |
| 2605-00 | 800 mm | Motorisch: 530 - 870 mm | Untergestell komplett weiß |
| 2605-04 | 800 mm | Motorisch: 530 - 870 mm | Untergestell komplett silber |



Modelle 2150-... und 2155-...

Variante 1: Manuell höhenverstellbar durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche. Alternativ:

Variante 2: Elektromotorisch höhenverstellbar, die Bedienung ist standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter) möglich. Höhenverstelldauer von min. nach max.: 18 sec.

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv +75° verstellbar durch Gasdruckfeder (Sitzposition), Kopfteil 750 mm lang
- Fußteil fest, Länge 1.200 mm
- Standard-Polsterteilstärke: 8 cm
- Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen 100 mm diam. (andere Varianten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar) Abm.: L: 1.950 mm, Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

| Modell 2150-00/H | |
|---|--|
| Beide Abb. mit Zubehör: Rollen zentral feststellbar (Mod. 1181) | |

| Modell | Breite | Höhenverstellung | Gestellfarbe: |
|-----------|--------|---------------------------|------------------------------|
| 2150-00/H | 650 mm | Hydraulisch: 540 - 870 mm | Untergestell komplett weiß |
| 2150-04/H | 650 mm | Hydraulisch: 540 - 870 mm | Untergestell komplett silber |
| 2155-00/H | 800 mm | Hydraulisch: 540 - 870 mm | Untergestell komplett weiß |
| 2155-04/H | 800 mm | Hydraulisch: 540 - 870 mm | Untergestell komplett silber |
| 2150-00 | 650 mm | Motorisch: 530 - 870 mm | Untergestell komplett weiß |
| 2150-04 | 650 mm | Motorisch: 530 - 870 mm | Untergestell komplett silber |
| 2155-00 | 800 mm | Motorisch: 530 - 870 mm | Untergestell komplett weiß |
| 2155-04 | 800 mm | Motorisch: 530 - 870 mm | Untergestell komplett silber |

- Mod. 1993: Sperrbox, am Untergestell befestigt, incl. 1 Magnetschlüssel (Abb. S. 32)
- Mod. 1995: Not-Halt-Taster: Am Oberrahmen befestigt incl. 2 Standardschlüsseln (Abb. S. 32)

...zur Untersuchung, Behandlung, - höhenverstellbar





Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen 41 aktuellen Polsterfarben



Abb. mit Zubehör: Rollen zentral feststellbar (Mod. 1181)

Modelle 2610-... und 2615-...

Variante 1: Manuell höhenverstellbar durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche.

Variante 2: Elektromotorisch höhenverstellbar, die Motorbedienung ist standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter) möglich Bei Motor: Höhenverstelldauer von min. nach max.: 18 sec.

Basisausstattung:

- Liegefläche 2-teilig:
- Kopfteil stufenlos positiv (+40°) und negativ (-20°) durch Gasdruckfeder verstellbar. Länge Kopfteil: 550 mm
- Fußteil fest, Länge 1.400 mm
- Standard-Polsterteilstärke: 8 cm
- Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen 100 mm diam. (andere Varianten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar) Abm.: L: 1.950 mm, Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

| Modell | Breite | Höhenverstellung | Gestellfarbe: |
|-----------|--------|---------------------------|-----------------------------------|
| 2610-01/H | 650 mm | Hydraulisch: 560 - 890 mm | Polsterrahmen chrom, Gestell weiß |
| 2610-00/H | 650 mm | Hydraulisch: 540 - 870 mm | Untergestell komplett silber |
| 2610-04/H | 650 mm | Hydraulisch: 540 - 870 mm | Untergestell komplett weiß |
| 2615-01/H | 800 mm | Hydraulisch: 560 - 890 mm | Polsterrahmen chrom, Gestell weiß |
| 2615-00/H | 800 mm | Hydraulisch: 540 - 870 mm | Untergestell komplett weiß |
| 2615-04/H | 800 mm | Hydraulisch: 540 - 870 mm | Untergestell komplett silber |
| 2610-01 | 650 mm | Motorisch: 550 - 890 mm | Polsterrahmen chrom, Gestell weiß |
| 2610-00 | 650 mm | Motorisch: 530 - 870 mm | Untergestell komplett weiß |
| 2610-04 | 650 mm | Motorisch: 530 - 870 mm | Untergestell komplett silber |
| 2615-01 | 800 mm | Motorisch: 550 - 890 mm | Polsterrahmen chrom, Gestell weiß |
| 2615-00 | 800 mm | Motorisch: 530 - 870 mm | Untergestell komplett weiß |
| 2615-04 | 800 mm | Motorisch: 530 - 870 mm | Untergestell komplett silber |



Abb. mit Zubehör: Rollen zentral feststellbar (Mod. 1181), Papierrollenhalter (Mod. 1265/K)

Modelle 2650-... und 2651-...

Variante 1: Manuell höhenverstellbar durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung beidseitig der Liegefläche.

Alternativ:

Variante 2: Elektromotorisch höhenverstellbar, Bedienung standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter) möglich.

Höhenverstelldauer von min. nach max.: 18 sec.

Basisausstattung:

- Liegefläche 3-teilig:
- Kopfteil, 550 mm lang, positiv (30°) durch 2 Sicherheits-Zahnraster verstellbar
- Mittelteil fest. Länge: 450 mm
- Fußteil stufenlos bis positiv (+25) durch Gasfeder verstellbar. Länge 950 mm
- Standard-Polsterteilstärke: 8 cm
- Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen 100 mm diam. (andere Varianten der Fahrbarkeit als Sonderzubehör wählbar) Abm.: L: 1.950 mm, Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modelle 2655-... und 2656-... (ohne Abb.)

wie Mod. 2650 – 2651, jedoch:

Kopfteil stufenlos positiv (+40°) und negativ (-20°) durch Gasdruckfeder verstellbar. Länge Kopfteil: 550 mm

| Modelle mit Kopfteil 0° bis + 30° | Modelle mit Kopfteil -20° bis + 40 ° | Breite | Höhenverstellung | Gestellfarbe: |
|--------------------------------------|---|--------|---------------------------|------------------------------|
| 2650-00/H | 2655-00/H | 650 mm | Hydraulisch: 580 - 910 mm | Untergestell komplett weiß |
| 2650-04/H | 2655-04/H | 650 mm | Hydraulisch: 580 - 910 mm | Untergestell komplett silber |
| 2651-00/H | 2656-00/H | 800 mm | Hydraulisch: 580 - 910 mm | Untergestell komplett weiß |
| 2651-04/H | 2656-04/H | 800 mm | Hydraulisch: 580 - 910 mm | Untergestell komplett silber |
| 2650-00 | 2655-00 | 650 mm | Motorisch: 570 - 910 mm | Untergestell komplett weiß |
| 2650-04 | 2655-04 | 650 mm | Motorisch: 570 - 910 mm | Untergestell komplett silber |
| 2651-00 | 2656-00 | 800 mm | Motorisch: 570 - 910 mm | Untergestell komplett weiß |
| 2651-04 | 2656-04 | 800 mm | Motorisch: 570 - 910 mm | Untergestell komplett silber |

- Mod. 1993: Sperrbox, am Untergestell befestigt, incl. 1 Magnetschlüssel (Abb. S. 32)
- Mod. 1995: Not-Halt-Taster: Am Oberrahmen befestigt incl. 2 Standardschlüsseln (Abb. S. 32)

...zur Untersuchung, Behandlung

- höhenverstellbar durch elektromotorische Mittelsäule





Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen 41 aktuellen Polsterfarben

- Höhenverstellung elektromotorisch durch eine mittig angeordnete Hubsäule (dadurch großer Freiraum unterhalb der Liegefläche)
- Hohe Stabilität auch bei außermittiger Belastung der Liege (spezielles, integriertes Führungssystem)
- Sanfte, ruckfreie Höhenverstellbarkeit
- Verkleidung der Hubsäule durch 3 in einander gleitende Kulissen aus eloxiertem Aluminium, silberfarbig





Modell 6000-04

Modell 6000-04

Untergestell silber pulverbeschichtet, Hubsäule aus eloxiertem Aluminium, silberfarbig

Basisausstattung:

Höhenverstellbar durch eine elektromotorische Hubsäule von 560 mm bis 960 mm

Die Bedienung erfolgt standardmäßig durch einen Fußschalter, optional Handschalter möglich

Liegefläche 2-teilig

- Kopfteil stufenlos positiv (+45°) und negativ (-35°) durch Gasdruckfeder verstellbar
- Länge Kopfteil: 550 mm
- Fußteil fest, Länge Fußteil 1.400 mm
- Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar

Polsterteilstärke standard: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholzplatte

Abm.: Länge: 1.950 mm, Breite 700 mm Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht) Höhenverstelldauer von min. bis max.: 24 sec.

Modell 6001-04

Wie unter Modell 6000-04 beschrieben, jedoch Liegenbreite: 800 mm

Beide Abb. mit Zubehör: Rollen 75 mm diam., einzeln feststellbar (4x Mod. 1100) dann H: 650 mm - 1.050 mm



Modell 6050-04

Modell 6050-04

Untergestell silber pulverbeschichtet,

Hubsäule aus eloxiertem Aluminium, silberfarbig

Basisausstattung:

Höhenverstellbar durch eine elektromotorische Hubsäule von 560 mm bis 960 mm

Die Bedienung erfolgt standardmäßig durch einen Fußschalter, optional Handschalter möglich

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil 750 mm lang, stufenlos positiv +75° (Sitzposition) und negativ -25° verstellbar durch Gasdruckfeder
- Kopfteil in ergonomischer Halbrundform
- Fußteil fest, Länge ca. 1.200 mm
- Die gesamte Liegefläche ist elektromotorisch neigbar bis 20° (Trendelenburg)
- Die motorische Neigungsverstellung wird standardmäßig durch einen Handschalter gesteuert
- Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar

Polsterteilstärke standard: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholzplatte

Abm.: Länge: 1.950 mm, Breite 700 mm Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht) Höhenverstelldauer von min. bis max.: 24 sec.

Modell 6051-04

Wie unter Modell 6050-04 beschrieben, jedoch Liegenbreite: 800 mm

Alle Dewert-Liegen werden in Bielefeld, Deutschland hergestellt. Individuelle Sonderwünsche wie andere Höhenvestellbereiche, Abmessungen, Polstereinteilungen, Verstellbereiche der Polstersegmente, Gestellfarben (nicht Hubsäule) oder auch funktionelle Besonderheiten sind möglich. **Bitte sprechen Sie uns an.**

- Mod. 1993: Sperrbox, am Untergestell befestigt, incl. 1 Magnetschlüssel (Abb. S. 32)
- Mod. 1995: Not-Halt-Taster: Am Oberrahmen befestigt incl. 2 Standardschlüsseln (Abb. S. 32)

...zur Untersuchung, Behandlung, - höhenverstellbar, Liegefläche neigbar





Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen 41 aktuellen Polsterfarben

Bei der Entscheidung zwischen motorischer oder hydraulischer Höhenverstellung zu berücksichtigen:

- Motorische Liegen benötigen zur Höhenverstellfunktion einen 230 V Stromanschluß
- Bei unseren motorischen Liegen ist keine STK-Prüfung notwendig
- Erstprüfung der Liege nach Lieferung bei äußerlicher Unversehrtheit nach 4 Jahren (Bitte Prüfplakette des Motors beachten)

 Liegen mit hydraulischer Höhenverstellbarkeit sind bei überwiegender Mobilität empfehlenswert.
- Die Höhenverstellbarkeit ist unabhängig vom Strom.
- Hydraulische Liegen werden manuell durch die Betätigung (mehrfaches Treten) des Fußpedals in der Höhe verstellt.





Beide Abb. mit Zubehör:

- Rollen zentral feststellbar (Mod. 1180) (dann H: 600 - 930 mm)
- Papierrollenhalter (Mod. 1270K)
- Sonderschiebegriff (Mod. 1812)

Modell 2052-00/H, Untergestell weiß Modell 2052-04/H, Untergestell silber

Manuell höhenverstellbar von 580 mm bis 910 mm durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche.

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+40°) und negativ (-35°) durch Gasdruckfeder verstellbar (unabhängig von Höhe und Neigung der Liegefläche)
- Länge Kopfteil: 500 mm
- Fußteil fest, Länge Fußteil 1.500 mm
- Die gesamte Liegefläche ist neigbar durch Gasdruckfeder bis 14° (Trendelenburg)
- Die manuelle Neigungsverstellung kann durch einen Schiebebügel am Fußteilende erleichtert. werden (Sonderzubehör Mod. 1812)
- Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar Polsterteilstärke standard: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholz Abm.: Liegefläche: Länge: 2.000 mm, Breite: 700 mm, Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht) Länge incl. Schiebebügel: 2.150 mm

Modell 2053-00/H, Gestell weiß Modell 2053-04/H, Gestell silber

Wie unter Modell 2052.../H beschrieben, jedoch Liegenbreite: 800 mm



Beide Abb. mit Zubehör: Rad-Hebe-System (Mod. 1045) Halterung für Seitengitter einsteckbar (Mod. 1030) Nasenschlitz und Füllpolster (Mod. 1610 + 1620)



Zusätzliches Zubehör: 2 Seitengitter steckbar (2x Mod. 1010)

Modell 2052-00, Gestell weiß Modell 2052-04, Gestell silber

Elektromotorisch höhenverstellbar von 570 mm bis 910 mm Höhenverstelldauer von min. nach max.: 23 sec. Motorbedienung standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter) möglich

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+45°) und negativ (-20°) durch Gasdruckfeder verstellbar (unabhängig von Höhe und Neigung der Liegefläche)
- Länge Kopfteil: 550 mm
- Fußteil fest, Länge Fußteil 1.400 mm
- Die gesamte Liegefläche ist elektromotorisch neigbar bis 35° (Trendelenburg)
- Die motorische Neigungsverstellung wird standardmäßig durch einen Handschalter gesteuert
- Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar Polsterteilstärke standard: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholz Abm.: Liegefläche: Länge: 1.950 mm, Breite: 700 mm, Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modell 2053-00, Gestell weiß Modell 2053-04, Gestell silber

Wie unter Modell 2052 beschrieben, jedoch Liegenbreite: 800 mm

- Mod. 1993: Sperrbox, am Untergestell befestigt, incl. 1 Magnetschlüssel (Abb. S. 32)
- Mod. 1995: Not-Halt-Taster: Am Oberrahmen befestigt incl. 2 Standardschlüsseln (Abb. S. 32)

...zur Untersuchung, Behandlung - höhenverstellbare Kurzliegen





Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen 41 aktuellen Polsterfarben



Abb. mit Zubehör: Rollen einzeln feststellbar (4x Mod. 1120)

Modelle 2100..., 2105... und 2110...

Variante 1: Manuell höhenverstellbar durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung beidseitig der Liegefläche. Alternativ:

Wariante 2: Elektromotorisch höhenverstellbar, Motorbedienung standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter möglich). Bei Motor:

Basisausstattung:

- Liegefläche 1-teilig: Länge: 1.400 mm (andere Längen auf Anfrage)

- Feststehend: Verschiedene Fahrbarkeitsoptionen sind als

Sonderzubehör wählbar Polsterteilstärke standard: 6 cm Polsterbasis: Schichtholzplatte

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Höhenverstelldauer von min. nach max.: 18 sec.

| Modell | Breite | Höhenverstellung | Gestellfarbe: |
|-----------|----------|---------------------------|---------------------|
| 2100-00/H | 650 mm | Hydraulisch: 520 - 850 mm | Untergestell weiß |
| 2100-04/H | 650 mm | Hydraulisch: 520 - 850 mm | Untergestell silber |
| 2105-00/H | 800 mm | Hydraulisch: 520 - 850 mm | Untergestell weiß |
| 2105-04/H | 800 mm | Hydraulisch: 520 - 850 mm | Untergestell silber |
| 2110-00/H | 1.000 mm | Hydraulisch: 520 - 850 mm | Untergestell weiß |
| 2110-04/H | 1.000 mm | Hydraulisch: 520 - 850 mm | Untergestell silber |
| 2100-00 | 650 mm | Motorisch: 510 - 850 mm | Untergestell weiß |
| 2100-04 | 650 mm | Motorisch: 510 - 850 mm | Untergestell silber |
| 2105-00 | 800 mm | Motorisch: 510 - 850 mm | Untergestell weiß |
| 2105-04 | 800 mm | Motorisch: 510 - 850 mm | Untergestell silber |
| 2110-00 | 1.000 mm | Motorisch: 510 - 850 mm | Untergestell weiß |
| 2110-04 | 1.000 mm | Motorisch: 510 - 850 mm | Untergestell silber |

stellbereiche bitten wir um Ihre Anfrage. Individuelle Sonderwünsche sind in der Regel auch im Einzelfall möglich.

Für andere Abmessungen oder Höhenver-



Abb. mit Zubehör: Rollen einzeln feststellbar (4x Mod. 1120)

Für andere Abmessungen oder Höhenverstellbereiche bitten wir um Ihre Anfrage. Individuelle Sonderwünsche sind in der Regel auch im Einzelfall möglich.

Modelle 2114... und 2115...

Variante 1: Manuell höhenverstellbar durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung beidseitig der Liegefläche. Alternativ:

Wariante 2: Elektromotorisch höhenverstellbar,
Motorbedienung standardmäßig durch einen Fußschalter
(optional Handschalter möglich). Bei Motor:
Höhenverstelldauer von min. nach max.: 18 sec.

Basisausstattung:

- Liegefläche 1-teilig: Länge: 1.400 mm (andere Längen auf Anfrage)
- Mit 3-seitiger gepolsterter Umrandung der Liegefläche, ca. 150 mm hoch
- Feststehend: Verschiedene Fahrbarkeitsoptionen sind als Sonderzubehör wählbar

Polsterteilstärke standard: 6 cm Polsterbasis: Schichtholzplatte

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

| Modell | Breite | Höhenverstellung | Gestellfarbe: |
|-----------|--------|---------------------------|---------------------|
| 2114-00/H | 650 mm | Hydraulisch: 520 - 850 mm | Untergestell weiß |
| 2114-04/H | 650 mm | Hydraulisch: 520 - 850 mm | Untergestell silber |
| 2115-00/H | 800 mm | Hydraulisch: 520 - 850 mm | Untergestell weiß |
| 2115-04/H | 800 mm | Hydraulisch: 520 - 850 mm | Untergestell silber |
| 2114-00 | 650 mm | Motorisch: 510 - 850 mm | Untergestell weiß |
| 2114-04 | 650 mm | Motorisch: 510 - 850 mm | Untergestell silber |
| 2115-00 | 800 mm | Motorisch: 510 - 850 mm | Untergestell weiß |
| 2115-04 | 800 mm | Motorisch: 510 - 850 mm | Untergestell silber |

- Mod. 1993: Sperrbox, am Untergestell befestigt, incl. 1 Magnetschlüssel (Abb. S. 32)
- Mod. 1995: Not-Halt-Taster: Am Oberrahmen befestigt incl. 2 Standardschlüsseln (Abb. S. 32)

...zur Untersuchung, Behandlung

- höhenverstellbar durch elektromotorische Mittelsäule



Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen 41 aktuellen Polsterfarben

- Höhenverstellung elektromotorisch durch eine mittig angeordnete Hubsäule (dadurch großer Freiraum unterhalb der Liegefläche)
- Hohe Stabilität auch bei außermittiger Belastung der Liege (spezielles, integriertes Führungssystem)
- Sanfte, ruckfreie Höhenverstellbarkeit
- Verkleidung der Hubsäule durch 3 in einander gleitende Kulissen aus eloxiertem Aluminium, silberfarbig





Modell 6070-04

Modell 6070-04

Untergestell silber pulverbeschichtet, Hubsäule aus eloxiertem Aluminium, silberfarbig Höhenverstellbar durch elektromotorische Hubsäule von 560 mm bis 960 mm

Höhenverstelldauer von min. nach max.: 24 sec. Die Bedienung erfolgt standardmäßig über einen Fußschalter (optional Handschalter möglich)

Basisausstattung:

Liegefläche 5-teilig:

(Das Polster ist in einer ergonomischen Form gehalten, d.h. Verjüngungen vom Mittel-/Rückenteil zum Kopfteil bzw. zum Fußteil hin)

- Kopfteil stufenlos positiv +35° und negativ -30° durch Gasdruckfeder verstellbar. (Länge Kopfteil: 360 mm)
- Kopfteil mit Nasenschlitz und Einsatzpolster zum Verschließen
- Rückenteil stufenlos positiv +70° und negativ -15° durch Gasdruckfeder verstellbar. (Länge Rückenteil: 570 mm) Kopf- und Rückenteil sind miteinander verbunden, d.h. durch Verstellung des Rückenteils wird das Kopfteil ebenfalls verstellt
- Sitzteil (Länge: 460 mm) fest
- Fußteil 2-teilig: Jedes Beinteil individuell stufenlos verstellbar positiv +50° und negativ -55° durch Gasdruckfeder. (Abm. Je Beinteil: L: 650 mm, B: 320 mm) Die maximalen Verstellungen aller Liegeflächensegmente sind
- unabhängig von der eingestellten Liegenhöhe möglich!
- Alle Polstersegmente sind durch Stahlscharniere verbunden.
- Die Scharniere sind mit gleichfarbiger Kunstlederfolie abgedeckt - Die Liege ist standardmäßig feststehend, verschiedene
- Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar Polsterteilstärke standard: 7 cm; Polsterbasis: Schichtholzplatte Abm.: Länge: 2.040 mm, Breite 700 mm

Belastbarkeit: 220 kg (max. Patientengewicht)





Modell 6075-04

Wie unter Modell 6070-04 beschrieben, jedoch:

- Die gesamte Liegefläche ist zusätzlich elektromotorisch neigbar 12° (Trendelenburg).

(Gemessen bei waagerechter Positionierung aller Segmente) Bedienung des Motors standardmäßig durch einen Handschalter.

- Die individuellen Verstellmöglichkeiten der einzelnen Polstersegmente sind darüber hinaus weiterhin möglich. D.h. das Rückenteil incl. Kopfteil kann bei Schrägstellung der Liegefläche nochmals zusätzlich negativ verstellt werden.
- Höhenverstellung von 560 mm bis 960 mm

Beide Abb. mit Zubehör: Rad-Hebe-System (Mod. 1047), dann H: 610 - 1.010 mm



Modell 6075-04

Alle Dewert-Liegen werden in Bielefeld, Deutschland, hergestellt. Individuelle Sonderwünsche wie andere Höhenverstellbereiche, Abmessungen, Liegeflächensegment-Einteilungen, Gestellfarben (nicht Hubsäule) oder auch funktionelle Besonderheiten sind möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

- Mod. 1993: Sperrbox, am Untergestell befestigt, incl. 1 Magnetschlüssel (Abb. S. 32)
- Mod. 1995: Not-Halt-Taster: Am Oberrahmen befestigt incl. 2 Standardschlüsseln (Abb. S. 32)

...Transport- und Aufwachliegen mit fester Liegehöhe



Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen 41 aktuellen Polsterfarben

Besonderheit Liegenpolster:

Die Polster unserer Transport- und Aufwachliegen sind standardmäßig durch die Kombination einer festen Schaumstoff-Unterlage und einer sehr flexiblen, homogenen Kaltschaum-Hülle elastisch gehalten (Polsterstärke: 8,5 cm).

Für längere Liegezeiten Ihrer Patienten (mehrere Stunden) empfehlen wir optional die noch elastischere Polsterausführung in Soft-BULTEX



Abb. mit Zubehör: Ablagekorb (Mod. 1850)

| Modell | Breite der Liegefläche | Breite einschl. Seitengitter | Farbe Untergestell |
|--------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 18-01 | 650 mm | 750 mm | verchromt |
| 18-00 | 650 mm | 750 mm | weiß pulverbeschichtet |
| 18-04 | 650 mm | 750 mm | silber pulverbeschichtet |
| 19-01 | 800 mm | 900 mm | verchromt |
| 19-00 | 800 mm | 900 mm | weiß pulverbeschichtet |
| 19-04 | 800 mm | 900 mm | silber pulverbeschichtet |

Modelle 18-..., 19-....

Untergestell aus 4-kant-Rohr, 30x30x2 mm

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteil 550 mm lang
- Fußteil fest, Länge 1.400 mm
- Mit Längsverstrebung (zur zusätzlichen Stabilisierung bzw. als Aufnahmemöglichkeit für einen Ablagekorb = Zubehör Mod. 1850)
- Fahrbar auf 4 Rollen 100 mm diam., davon 2 Rollen einzeln feststellbar, diagonal angeordnet
- (andere Varianten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar.)
- 1 Schiebegriff, verchromt, standardmäßig am Fußteil (optional am Kopfteil möglich)
- 2 Seitengitter **steckbar**, verchromt (optional andere Seitengitter möglich) Länge Seitengitter 700 mm, Höhe über Polster: 200 mm Abm. der Liegefläche.:

Länge: 1.950 mm, Höhe 680 mm (andere Höhen auf Anfrage möglich) Länge einschl. 1 Schiebegriff: 2.080 mm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Auch Anpassungen der Liegen an vorgegebene Raumgrößen (z.B. Fahrstuhl) möglich



Beide Abb. mit Zubehör: Comfort-Rollen, elektrisch leitfähig (Mod. 1186)

| Modell | Breite der Liegefläche | Breite einschl. Seitengitter | Farbe Untergestell |
|--------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 80-00 | 650 mm | 800 mm | weiß pulverbeschichtet |
| 80-04 | 650 mm | 800 mm | silber pulverbeschichtet |
| 81-00 | 800 mm | 950 mm | weiß pulverbeschichtet |
| 81-04 | 800 mm | 950 mm | silber pulverbeschichtet |

Modelle 80-..., 81-....

Untergestell aus 4-kant-Rohr.

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv +75° verstellbar durch Gasdruckfeder (Sitzposition), Kopfteil 750 mm lang
- Fußteil fest, Länge 1.200 mm
- 1 Schiebegriff, verchromt, standardmäßig am Fußteil (optional am Kopfteil möglich)
- 2 Seitengitter seitlich versenkbar, verchromt (Die Seitengitter lassen sich neben dem Liegenpolster bis unterhalb des Liegeflächenniveaus absenken. Die Gitter sind sowohl in der oberen wie auch in der unteren Position fixiert) (Länge Seitengitter ca. 1.060 mm, Höhe über Polster: ca 220 mm)
- Längsverstrebung
- Fahrbar auf Comfort-Rollen 125 mm diam., zentral feststellbar 1 Rad mit Richtungsfeststeller
- 4 Wandabweisräder am Oberrahmen

Abm. Liegefläche: Länge: 1.950 mm, Höhe: 680 mm (andere Höhen auf Anfrage möglich) Länge incl. Schiebegriff: 2.080 mm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)



Modell 80-00

Die Basisausstattung unserer Modelle ist je nach Anforderungsprofil individuell mit Hilfe unseres Sonderzubehörs erweiterbar durch z. B.: Andere Seitengittervarianten, verschiedene Rollengrößen, Normschienen, spezielle Polsterung für längere Liegezeiten des Patienten (Bultex-Polster), Wandabweiser (Stoßschutz) etc. Bitte sehen Sie hierzu die ausklappbare Seite 32 des Kataloges.

...Transport- und Aufwachliegen mit fester Liegehöhe



Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen 41 aktuellen Polsterfarben

Besonderheit Liegenpolster:

Die Polster unserer Transport- und Aufwachliegen sind standardmäßig durch die Kombination einer festen Schaumstoff-Unterlage und einer sehr flexiblen, homogenen Kaltschaum-Hülle elastisch gehalten (Polsterstärke: 8,5 cm). Für längere Liegezeiten Ihrer Patienten (mehrere Stunden) empfehlen wir optional die noch elastischere Polsterausführung in Soft-BULTEX (Polsterstärke 10 cm).



Abb. mit Zubehör: 2 Seitengitter je 1 m lang, abklappbar (2x Mod. 1044), Papierrollenhalter (Mod. 1210), 4 Wandabweisräder (4x Mod. 1170), 2 Normschienen 350 mm lang (2x Mod. 1410), 2 Schiebegriffe höhere Ausführung



Abb. mit Zubehör: 4 Wandabweisräder (4x Mod. 1170)



Abb. mit Zubehör: Schiebegriff gerade (Mod. 1815)

Modell 118-01, Gestell verchromt Modell 118-00, Gestell weiß pulverbeschichtet Modell 118-04, Gestell silber pulverbeschichtet

Untergestell aus 4-kant-Rohr, 30x30x2 mm

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteil 550 mm lang
- Fußteil fest, Länge 1.400 mm
- Mit Längsverstrebung zur zusätzlichen Stabilisierung
- Ablagekorb
- Fahrbar auf 4 Rollen 100 mm diam., davon 2 Rollen einzeln feststellbar, diagonal angeordnet (andere Varianten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar)
- 2 Schiebegriffe, verchromt
- (Abb. zeigt Sonderschiebegriffe, höhere Ausführung)
- 2 Seitengitter steckbar, verchromt (L.: 700 mm H.: über Polster: 200 mm) (optional andere Seitengitter als Zubehör möglich: Abb. zeigt 2 Seitengitter abklappbar, 1 m lang)

Abm. Liegefläche.: L: 1.950 mm, B: 650 mm, H: 650 mm **Außenmaße der Liege:** L: 2.200 mm, B: 750 mm Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modell 180-00, Gestell weiß pulverbeschichtet Modell 180-04, Gestell silber pulverbeschichtet

Untergestell aus 4-kant-Rohr, 30x30x2 mm

Basisausstattung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv bis +75° verstellbar durch Gasfeder (Sitzposition), Kopfteil 750 mm lang
- Mittelteil fest, Länge 300 mm
- Fußteil 900 mm lang, stufenlos bis +40° durch Gasfeder verstellbar.
- Mit Eckverstrebungen zur zusätzlichen Stabilisierung Dadurch absoluter Freiraum unter der Liegefläche
- Fahrbar auf 4 Rollen 100 mm diam., einzeln feststellbar (andere Rollengrößen als Sonderzubehör wählbar. Bitte beachten: Ein zentral feststellbares Rollensystem ist leider nicht möglich)
- 1 Schiebegriff, verchromt, standardmäßig am Fußteil
- 2 Seitengitter abklappbar, verchromt (Länge Seitengitter 700 mm, Höhe über Polster: 200 mm)

Abm. der Liegefläche.:

L: 1.950 mm, B: 650 mm, H: 650 mm (andere Höhen auf Anfrage)

Außenmaße der Liege: L: 2.080 mm, B: 750 mm Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modell 188-01, Gestell verchromt Modell 188-00, Gestell weiß pulverbeschichtet Modell 188-04, Gestell silber pulverbeschichtet

Untergestell aus 4-kant-Rohr, 30x30x2 mm

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil 550 mm lang, 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Fußteil fest, Länge 1.400 mm
- Mit Eckverstrebungen zur zusätzlichen Stabilisierung Dadurch absoluter Freiraum unter der Liegefläche
- Fahrbar auf 4 Rollen 100 mm diam., einzeln feststellbar (andere Rollengrößen als Sonderzubehör wählbar. Bitte beachten: Ein zentral feststellbares Rollensystem ist leider nicht möglich)
- 1 Schiebegriff, verchromt, standardmäßig am Fußteil (Abb. zeigt Sonderschiebegriff in gerader Ausführung. Dieses ist dann interessant, wenn die Liegenaußenmaße (z.B. für Fahrstuhl) angepasst werden müssen)
- 2 Seitengitter seitlich versenkbar, verchromt

(Länge Seitengitter: 1.060 mm, Höhe über Polster: 220 mm)

Abm. der Liegefläche: L: 1.950 mm, B: 650 mm, H: 650 mm (andere Höhen auf Anfrage)

Außenmaße der Liege: L: 2.080 mm, B: 770 mm Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Alle Dewert-Liegen werden in Bielefeld, Deutschland, hergestellt. Individuelle Sonderwünsche: Anpassungen der Außenabmessungen an Raumgegebenheiten, Sonderhöhen, ergonomische Höhen für Schiebegriffe in Abhängigkeit von der Liegehöhe, Polstereinteilungen, Verstellbereiche der Polstersegmente oder auch funktionelle Besonderheiten sind in der Regel möglich.

...Transport- und Aufwachliegen - höhenverstellbar





Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen 41 aktuellen Polsterfarben

Besonderheit Liegenpolster:

Die Polster unserer Transport- und Aufwachliegen sind standardmäßig durch die Kombination einer festen Schaumstoff-Unterlage und einer sehr flexiblen, homogenen Kaltschaum-Hülle elastisch gehalten (Polsterstärke: 8,5 cm).

Für längere Liegezeiten Ihrer Patienten (mehrere Stunden) empfehlen wir optional die noch elastischere Polsterausführung in Soft-BULTEX (Polsterstärke 10 cm).



Abb. mit Zubehör: - Comfort-Rollen 125 mm diam., zentral feststellbar (Mod. 1185) - Ablagekorb (Mod. 1850)

Modelle 2120-... und 2121-...

Variante 1: Manuell höhenverstellbar durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung beidseitig der Liegefläche. Alternativ:

Variante 2: Elektromotorisch höhenverstellbar, bedienbar standardmäßig über einen Fußschalter (optional Handschalter) Bei Motor: Höhenverstelldauer von min. nach max.: 18 sec.

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil bis 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Kopfteil 550 mm lang
- Fußteil fest, 1.400 mm lang
- 2 Schiebegriffe, verchromt
- 2 Seitengitter abklappbar, verchromt (Länge Seitengitter: 700 mm, Höhe über Polster: 200 mm) (optional andere Seitengitter als Zubehör möglich:
- Fahrbar auf 4 Rollen 100 mm diam., einzeln feststellbar (andere Varianten der Fahrbarkeit als Sonderzubehör wählbar siehe Abbildung)
- 4 Wandabweisräder 150 mm diam. am Oberrahmen

Länge Liegefläche: 1.950 mm, **Länge incl. Schiebegriffe:** 2.200 mm Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)



Modelle 2118-... und 2119-...

Wie Modelle 2120...und 2121..., jedoch:

 Mit 2 Seitengitter einsteckbar, verchromt (Werden die Seitengitter nicht benötigt, können sie umgekehrt, d.h. nach unten zeigend, in die Halterung eingesteckt werden)

Die Basisausstattung unserer Modelle ist je nach Anforderungsprofil individuell durch unser Sonderzubehör erweiterbar, z.B:

- Seitengitter steck- oder klappbar, gepolstert oder auch in anderen Längen
- Seitengitter seitlich versenkbar
- Rollensysteme, einzeln oder zentral feststellbare Rollen bis 150 mm diam.
- Normschienen, Ablagekorb, Papierrollenhalter, Kopfteilverstellung durch Gasfeder, etc.

Sehen Sie hierzu die ausklappbare Seite 32 des Kataloges bzw. sprechen Sie uns an.

Auch Anpassungen an vorgegebene Raumgrößen /z.B. Fahrstuhl) möglich

| Modelle mit SGitter steckbar | Modelle mit SGitter klappbar | Breite der Liegefläche | Breite einschl. Seitengitter | Höhenverstellung | Farbe Untergestell |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 2118-00/H | 2120-00/H | 650 mm | 750 mm | Hydraulisch: 540 - 870 mm | weiß pulverbeschichtet |
| 2118-04/H | 2120-04/H | 650 mm | 750 mm | Hydraulisch: 540 - 870 mm | silber pulverbeschichtet |
| 2119-00/H | 2121-00/H | 800 mm | 900 mm | Hydraulisch: 540 - 870 mm | weiß pulverbeschichtet |
| 2119-04/H | 2121-04/H | 800 mm | 900 mm | Hydraulisch: 540 - 870 mm | silber pulverbeschichtet |
| 2118-00 | 2120-00 | 650 mm | 750 mm | Motorisch: 530 - 870 mm | weiß pulverbeschichtet |
| 2118-04 | 2120-04 | 650 mm | 750 mm | Motorisch: 530 - 870 mm | silber pulverbeschichtet |
| 2119-00 | 2121-00 | 800 mm | 900 mm | Motorisch: 530 - 870 mm | weiß pulverbeschichtet |
| 2119-04 | 2121-04 | 800 mm | 900 mm | Motorisch: 530 - 870 mm | silber pulverbeschichtet |

- Mod. 1993: Sperrbox, am Untergestell befestigt, incl. 1 Magnetschlüssel (Abb. S. 32)
- Mod. 1995: Not-Halt-Taster: Am Oberrahmen befestigt incl. 2 Standardschlüsseln (Abb. S. 32)

...Transport- und Aufwachliegen - höhenverstellbar





Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen 41 aktuellen Polsterfarben

Besonderheit Liegenpolster:

Die Polster unserer Transport- und Aufwachliegen sind standardmäßig durch die Kombination einer festen Schaumstoff-Unterlage und einer sehr flexiblen, homogenen Kaltschaum-Hülle elastisch gehalten (Polsterstärke: 8,5 cm).

Für längere Liegezeiten Ihrer Patienten (mehrere Stunden) empfehlen wir optional die noch elastischere Polsterausführung in Soft-BULTEX (Polsterstärke 10 cm).



Abb. mit Zubehör:

- Comfort-Doppel-Rollen 125 mm diam. (Mod. 1188)
- Fußbügel zur zentralen Bremsbetätigung (Mod. 1199)
- Ablagekorb (Mod. 1850)
- 2 Normschienen, je 350 mm lang (2x Mod. 1410)

Modelle 2210-... und 2215-...

Manuell höhenverstellbar durch Hydraulikpumpe von 630 mm bis 960 mm, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche.

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv +75° verstellbar durch Gasdruckfeder (Sitzposition), Kopfteil 750 mm lang
- Fußteil fest, Länge 1.200 mm
- 2 Schiebegriffe, verchromt
- 2 Seitengitter seitlich versenkbar, verchromt Die Seitengitter lassen sich neben dem Liegenpolster bis unterhalb des Liegeflächenniveaus absenken. Die Gitter sind sowohl in der oberen wie auch in der unteren Position sicher fixiert (Länge Seitengitter 1.060 mm, Höhe über Polster: 220 mm)
- Fahrbar auf Comfort-Rollen 125 mm diam., zentral feststellbar
- 4 Wandabweisräder 200 mm diam.

Länge Liegefläche: 1.950 mm, **Länge incl. Schiebegriffe:** 2.200 mm Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)



Abb. mit Zubehör: - Papierrollenhalter (Mod. 1267)

Modelle 2250-... und 2255-...

Wie Modelle 2210...und 2215..., jedoch:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv +75° verstellbar durch Gasdruckfeder (Sitzposition), Kopfteil 750 mm lang
- Mittelteil fest, Länge ca. 300 mm
- Fußteil stufenlos bis positiv (+35°) durch Gasdruckfeder verstellbar.
 Länge Fußteil: 900 mm

Für andere Abmessungen oder Höhenverstellbereiche der hier aufgeführten Liegen bitten wir um Ihre Anfrage.

Alle Dewert Liegen werden von uns in Bielefeld, Deutschland, hergestellt. Individuelle Sonderwünsche sind deshalb in der Regel auch im Einzelfall möglich.

Bitte beachten Sie auch unser Sonderzubehör, ausklappbare Seite 32 des Kataloges.

| Modelle mit Liegefläche 2-teilig | Modelle mit Liegefläche 3-teilig | Breite der Liegefläche | Breite einschl. Seitengitter | Höhenverstellung | Farbe Untergestell | |
|--|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|
| 2210-00/H | 2250-00/H | 650 mm | 800 mm | Hydraulisch: 630 - 960 mm | weiß pulverbeschichtet | |
| 2210-04/H | 2250-04/H | 650 mm | 800 mm | Hydraulisch: 630 - 960 mm | silber pulverbeschichtet | |
| 2215-00/H | 2255-00/H | 800 mm | 950 mm | Hydraulisch: 630 - 960 mm | weiß pulverbeschichtet | |
| 2215-04/H | 2255-04/H | 800 mm | 950 mm | Hydraulisch: 630 - 960 mm | silber pulverbeschichtet | |
| Elektromotorische Höhenverstellbarkeit auf Anfrage | | | | | | |

...Transport- und Aufwachliegen

- Rollen 100 mm diam.

Rollen 100 mm diam. zentral feststellbar (Mod. 1181)

zentral feststellbar

(Mod. 1181)

mit variabler Liegehöhe und Neigungsverstellung der Liegefläche





Besonderheit Liegenpolster:

Die Polster unserer Transport- und Aufwachliegen sind standardmäßig durch die Kombination einer festen Schaumstoff-Unterlage und einer sehr flexiblen, homogenen Kaltschaum-Hülle elastisch gehalten (Polsterstärke: 8,5 cm).

Für längere Liegezeiten Ihrer Patienten (mehrere Stunden) empfehlen wir optional die noch elastischere Polsterausführung in Soft-BULTEX (Polsterstärke 10 cm).



Modell 2420-00/H

Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen 41 aktuellen Polsterfarben

Modelle 2420-... und 2421-...

Hydraulisch manuell höhenverstellbar von 590 mm bis 920 mm, Tritthebel zur Fußbedienung beidseitig der Liegefläche.

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv +60° durch Gasdruckfeder verstellbar
- Länge Kopfteil: 550 mm
- Fußteil fest, 1.400 mm lang
- Liegefläche neigbar durch Gasdruckfeder bis 12° (Trendelenburg)
- 2 Schiebegriffe, verchromt
- 2 Seitengitter abklappbar, verchromt Länge Seitengitter: 700 mm, Höhe über Polster: 200 mm (optional andere Seitengitter als Zubehör möglich)
- Fahrbar auf 4 Rollen 100 mm diam., einzeln feststellbar (andere Varianten der Fahrbarkeit als Sonderzubehör wählbar)
- 4 Wandabweisräder 150 mm diam.

Länge Liegefläche: 1.950 mm, **Länge incl. Schiebegriffe:** 2.200 mm Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modelle 2418-... und 2419-... (ohne Abb.)

Wie Modelle 2420...und 2421, jedoch:

- Mit 2 Seitengitter einsteckbar, verchromt

| Modelle mit SGitter steckbar | Modelle mit SGitter klappbar | Breite der Liegefläche | Breite einschl. Seitengitter | Farbe Untergestell |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2418-00/H | 2420-00/H | 650 mm | 750 mm | weiß pulverbeschichtet |
| 2418-04/H | 2420-04/H | 650 mm | 750 mm | silber pulverbeschichtet |
| 2419-00/H | 2421-00/H | 800 mm | 900 mm | weiß pulverbeschichtet |
| 2419-04/H | 2421-04/H | 800 mm | 900 mm | silber pulverbeschichtet |

Elektromotorische Höhenverstellbarkeit auf Anfrage



Modell 2448-00/H

Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen 41 aktuellen Polsterfarben

Modelle 2448-... und 2449-...

Hydraulisch manuell höhenverstellbar von 590 mm bis 920 mm, Tritthebel zur Fußbedienung beidseitig der Liegefläche.

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv +75° durch Gasfeder verstellbar (Sitzposition)
- Länge Kopfteil: 750 mm
- Fußteil fest, 1.200 mm lang
- Liegefläche neigbar durch Gasdruckfederbis 12° (Trendelenburg)
- 2 Schiebegriffe, verchromt
- 2 Seitengitter **steckbar,** verchromt
- (Länge Seitengitter: 700 mm, Höhe über Polster: 200 mm) (optional andere Seitengitter als Zubehör möglich)
- Fahrbar auf 4 Rollen 100 mm diam., einzeln feststellbar
- (andere Varianten der Fahrbarkeit als Sonderzubehör wählbar)
- 4 Wandabweisräder 150 mm diam.

Länge Liegefläche: 1.950 mm, **Länge incl. Schiebegriffe:** 2.200 mm Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Modelle 2450-... und 2451-... (ohne Abb.)

Wie Modelle 2448...und 2449, jedoch:

- Mit 2 Seitengitter **abklappbar**, verchromt

| Modelle mit SGitter steckbar | Modelle mit SGitter klappbar | Breite der Liegefläche | Breite einschl. Seitengitter | Farbe Untergestell |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 2448-00/H | 2450-00/H | 650 mm | 750 mm | weiß pulverbeschichtet |
| 2448-04/H | 2450-04/H | 650 mm | 750 mm | silber pulverbeschichtet |
| 2449-00/H | 2451-00/H | 800 mm | 900 mm | weiß pulverbeschichtet |
| 2449-04/H | 2451-04/H | 800 mm | 900 mm | silber pulverbeschichtet |

Zur Optimierung der Fahreigenschaften empfehlen wir für die Modelle 2418 bis 2451 Comfort-Rollen 125 oder 150 mm diam., zentral feststellbar. Bitte beachten: Aus technischen Gründen dann Änderung des Höhenverstellbereichs

Elektromotorische Höhenverstellbarkeit auf Anfrage

...Transport- und Aufwachliegen

mit variabler Liegehöhe und Neigungsverstellung der Liegefläche







Beide Abb. mit Zubehör:

- Comfort-Doppel-Rollen 150 mm diam. (Mod. 1196)
- Ablagekorb (Mod. 1850)



Mögliche Zusatzausstattungen:

- Normschienen, 350 mm lang (beidseitig des Kopfteils (2x Mod. 1410)
- Befestigungskloben für Normschiene (Mod. 1430)
- Infusionsstange/-halterung (Mod. 1450 + 1430)
- Ablagekorb am Untergestell (Kopfteilseite) Mod. 1850 (Abb.)

Modell 2410-00/H, Untergestell weiß Modell 2410-04/H, Untergestell silber

Hydraulisch, manuell höhenverstellbar von 700 mm bis 1.030 mm Zur Fußbedienung der Hydraulik befinden sich an beiden Längsseiten der Liege Tritthebel

Liegefläche:

- Kopfteil stufenlos positiv +70° durch Gasdruckfeder verstellbar
- Länge Kopfteil: 720 mm
- Fußteil fest, Länge Fußteil 1.200 mm
- Die gesamte Liegefläche ist neigbar durch
- Gasdruckfeder bis -12° (Trendelenburg)
 Verchromte Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil, wobei: Kopfteil: Schiebegriff 2-teilig, jeweils außenseitig angebracht für besseren Zugang zum Patienten

Fußteil: Schiebegriff 1-teilig, über komplette Transporterbreite

2 Seitengitter seitlich versenkbar, verchromt

(Die Seitengitter lassen sich neben dem Liegenpolster bis unterhalb des Liegeflächenniveaus absenken.

Die Gitter sind sowohl in der oberen wie auch in der unteren Position sicher fixiert)

(Länge Seitengitter: 1.060 mm, Höhe über Polster: 200 mm)

- Fahrbar auf Comfort-Rollen 150 mm diam., zentral feststellbar
- Alle Rollen elektrisch leitfähig
- Zur Betätigung des Rollen-Zentralfeststellsystems ist neben den Standardbedienhebeln (Kopfteilseite) ein verchromter Fußbügel, fußteilseitig, am Untergestell angebracht.
- 4 Wandabweisräder 200 mm diam.

Mit abnehmbare Soft-Polsterauflage, 10 cm stark

Mit Klettbefestigung an der Unterseite

- Mit hochfester HPL-Platte, als Trägerplatte der abnehmbaren Soft-Polsterauflage. (HPL-Platte desinfektionsmittelfest)

Abmessungen der Liegefläche:

Länge: 1.930 mm, Breite 650 mm Außenmaße der Liege:

Länge total: 2.030 mm, Breite: 800 mm

Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

...zur Untersuchung, Rektoskopie **Gynäkologie**



Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen 41 aktuellen Polsterfarben



Abb. mit Zubehör: Fersenstützen (Mod. 1530)



Abb. mit Zubehör: Beinhalter(Kunststoff) (Mod.1510)

Modell 132-01, Combi-Untersuchungsliege

Untergestell, verchromt, standardmäßig mit Längsverstrebung Basisausstattung: - Liegefläche 4-teilig:

- Kopfteil (L: 550 mm) 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar - Mittelteil (L: 930 mm) durch Zahnstangensystem bis +50° verstellbar
- Rektoteil, (100 mm breit), in der Höhe verstellbar
- Sitzteil (L: 400 mm) mit rundem Ausschnitt, manuell neigbar bis 20°
- Seitlich des Sitzteils befindet sich je ein Haltegriff
- Herausziehbare VA-Schale in pflegeleichter HPL-Platte eingesetzt
- Mit Kloben zur Beinhalterbefestigung (Beinhalter = Zubehör)
- Ein- / bzw. ausklappbarer Auftritt, Auftrittplatte schwarz
- Standard-Polsterteilstärke: 8 cm
- Die Liege ist feststehend.

Abm. Liegefläche: L: 1.980 mm, B: 650 mm, H: 750 mm Belastbarkeit: 220 kg (max. Patientengewicht)

Modell 131-01 (ohne Abb.) Combi-Liege

Wie unter Modell 132-01 beschrieben, jedoch: ohne Rektoteil (Liegefläche = 3-teilig), Sitzteil dann 450 mm lang ohne Auftritt

Combi-Untersuchungsliegen Modelle 2640

Mod. 2640-01/H: Manuell höhenverstellbar durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung beidseitig der Liegefläche.

H: 650 bis 980 mm

Mod. 2640-01: Elektromotorisch höhenverstellbar, Motorbedienung standardmäßig durch Fußschalter (optional Handschalter).

H: 640 bis 980 mm. Höhenverstelldauer von min. nach max.: 18 sec. Basisausstattung beider Modelle: Liegefläche 4-teilig:

- Kopfteil (L: 550 mm) 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Mittelteil (L: 930 mm) durch Zahnstangensystem bis +50° verstellbar
- Rektoteil, (100 mm breit), in der Höhe verstellbar
- Sitzteil (L: 400 mm), mit rundem Ausschnitt, manuell neigbar bis 20°
- Seitlich des Sitzteils befindet sich je ein Haltegriff
- Herausziehbare VA-Schale in pflegeleichter HPL-Platte eingesetzt
- Mit Kloben zur Beinhalterbefestigung (Beinhalter = Zubehör)
- Standard-Polsterteilstärke: 8 cm
- Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen 100 mm diam. (andere Varianten der Fahrbarkeit sind als Zubehör wählbar)
- Polsterrahmen verchromt, weiteres Gestell weiß pulverbeschichtet Abm. Liegefläche: L: 1.980 mm, B: 650 mm Belastbarkeit: 220 kg (max. Patientengewicht)

Combi-Liegen Modelle 2645-01/H und 2645-01 (ohne Abb.)

Wie unter Modell 2640-01/H und 2640-01 beschrieben, jedoch: ohne Rektoteil (Liegefläche = 3-teilig), Sitzteil dann 450 mm lang

Modell 2648-01

Beide Abb. mit Zubehör: Göpelbeinhalter (Mod. 1520) Seitengitter gepolstert, klappbar (Mod. 1050) Kleines Bild: Zusätzlich mit Fußtasterfixierung (Mod. 1940)

Combi-Untersuchungsliegen Modelle 2648-01

Nur mit elektromotorischer Höhenverstellbarkeit, bedienbar durch einen Fußschalter(optional Handschalter). H: 690 bis 1.030 mm Höhenverstelldauer von min. nach max.: 23 sec.

- Basisausstattung: Liegefläche 3-teilig:
 Kopfteil (L: 550 mm) 30° positiv durch 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Mittelteil (L: 930 mm) über Zahnstangensystem bis +50° verstellbar
- Sitzteil (L: 400 mm), mit rundem Ausschnitt, manuell neigbar bis 20°
- Die gesamte Liegefläche ist elektromotorisch neigbar bis -20°
- Die motorische Neigungsverstellung erfolgt durch einen Handschalter
- Seitlich des Sitzteils befindet sich je ein Haltegriff
- Herausziehbare VA-Schale in pflegeleichter HPL-Platte eingesetzt
- Mit Kloben zur Beinhalterbefestigung (Beinhalter = Zubehör)
- Standard-Polsterteilstärke: 8 cm
- Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen 100 mm diam. (andere Varianten der Fahrbarkeit sind als Zubehör wählbar)
- Polsterrahmen verchromt, weiteres Gestell weiß pulverbeschichtet Abm. Liegefläche: L: 1.950 mm, B: 650 mm Belastbarkeit: 220 kg (max. Patientengewicht)

- Mod. 1993: Sperrbox, am Untergestell befestigt, incl. 1 Magnetschlüssel (Abb. S. 32)
- Mod. 1995: Not-Halt-Taster: Am Oberrahmen befestigt incl. 2 Standardschlüsseln (Abb. S. 32)

...für die Echo-Kardiographie




Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen 41 aktuellen Polsterfarben

Alle Dewert-Liegen werden von uns in Bielefeld, Deutschland, hergestellt. Individuelle Sonderwünsche wie maßliche oder funktionelle Besonderheiten, andere Ausschnittsanordnung oder auch beidseitiger Ausschnitt sind im Einzelfall möglich.

Bitte sprechen Sie uns an.



| | | Farbe Untergestell | Material Untergestell |
|--------|--------|--------------------------|--------------------------|
| 116-01 | 650 mm | verchromt | Rundrohr |
| 116-00 | 650 mm | weiß pulverbeschichtet | Rundrohr |
| 116-04 | 650 mm | silber pulverbeschichtet | Rundrohr |
| 176-01 | 800 mm | verchromt | Rundrohr |
| 176-00 | 800 mm | weiß pulverbeschichtet | Rundrohr |
| 176-04 | 800 mm | silber pulverbeschichtet | Rundrohr |



Mittelabstützung und Längsverstrebung. Füße mit Nivellierstopfen

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil 800 mm lang, bis 30° positiv durch
 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Fußteil fest, 1.150 mm lang
- Mit Echoausschnitt im Kopfteil Abm.: Länge 300 mm x Tiefe 250 mm (Ausschnittsseite: Patientenrückenlage links)
- Mit Füllpolster zum Verschließen

Standard-Polsterteilstärke: 8 cm

 Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht) Abm.: Länge: 1.950 mm, Höhe: 650 mm

Optionale Ausstattungsmöglichkeit: Kopfteilverstellung stufenlos durch Gasdruckfeder bis + 45° verstellbar (Mod. 1655)



| Modell | Breite der Liegefläche | Farbe Untergestell | Material Untergestell |
|--------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 117-01 | 650 mm | verchromt | 4-kant-Rohr |
| 117-00 | 650 mm | weiß pulverbeschichtet | 4-kant-Rohr |
| 117-04 | 650 mm | silber pulverbeschichtet | 4-kant-Rohr |
| 177-01 | 800 mm | verchromt | 4-kant-Rohr |
| 177-00 | 800 mm | weiß pulverbeschichtet | 4-kant-Rohr |
| 177-04 | 800 mm | silber pulverbeschichtet | 4-kant-Rohr |

Modell 117... und 177.... Untergestell aus 4-Kant-Rohr 30 x 30 x 2 mm

Sehr stabil trotz Echoausschnitt aufgrund Mittelabstützung und Längsverstrebung. Füße mit Nivellierstopfen

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil 800 mm lang, bis 30° positiv durch
- 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Fußteil fest, 1.150 mm lang
- Mit Echoausschnitt im Kopfteil Abm.: Länge 300 mm x Tiefe 250 mm (Ausschnittsseite: Patientenrückenlage links)
- Mit Füllpolster zum Verschließen

Standard-Polsterteilstärke: 8 cm

- Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht) Abm.: Länge: 1.950 mm, Höhe: 650 mm

Optionale Ausstattungsmöglichkeit: Kopfteilverstellung stufenlos durch Gasdruckfeder bis + 45° verstellbar (Mod. 1655)

Die Basisausstattung unserer Modelle ist je nach Anforderungsprofil erweiterbar zum Beispiel durch:

- Seitengitter steck- wie auch abklappbar oder seitlich versenkbar
- Fahrbarkeit (Bitte beachten: Bei verchromten Liegen ist ein zentral bedienbares Rollensystem leider nicht möglich)
- Normschienen seitlich des Kopfteils, Befestigungskloben und Infusionshalterung
- Ablagekorb
- Papierrollenhalter

Bitte sehen Sie hierzu die ausklappbare Seite 32, Sonderzubehör

...für die Echo-Kardiographie - höhenverstellbar





Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen 41 aktuellen Polsterfarben



| Modell | Liegen- breite | Höhenverst | tellung | Farbe Untergestell |
|-----------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 2550-00/H | 700 mm | Hydraulisch: | 540 - 870 mm | weiß |
| 2550-04/H | 700 mm | Hydraulisch: | 540 - 870 mm | silber |
| 2551-00/H | 800 mm | Hydraulisch: | 540 - 870 mm | weiß |
| 2551-04/H | 800 mm | Hydraulisch: | 540 - 870 mm | silber |
| 2550-00 | 700 mm | Motorisch: | 530 - 870 mm | weiß |
| 2550-04 | 700 mm | Motorisch: | 530 - 870 mm | silber |
| 2551-00 | 800 mm | Motorisch: | 530 - 870 mm | weiß |
| 2551-04 | 800 mm | Motorisch: | 530 - 870 mm | silber |

Modell 2550... und 2551....

Variante 1: Manuell höhenverstellbar durch Hydraulikpumpe, Tritthebel zur Fußbedienung befinden sich beidseitig der Liegefläche.

Variante 2: Elektromotorisch höhenverstellbar, die Motorbedienung ist standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter) möglich

Bei Motor: Höhenverstelldauer von min. nach max.: 18 sec.

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil 800 mm lang, bis 30° positiv durch
- 2 Sicherheits-Raster verstellbar
- Mit Echoausschnitt im Kopfteil

Abm.: Länge 300 mm x Tiefe 250 mm (Ausschnittsseite: Patientenrückenlage links)

- Mit Füllpolster zum Verschließen
- Fußteil (Länge 1.150 mm), fest
- Standard-Polsterteilstärke: 8 cm
- Feststehend, verschiedene Möglichkeiten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar

Abm.: L: 1.950 mm, Belastbarkeit: 250 kg (max. Patientengewicht)

Die Basisausstattung unserer Modelle ist je nach Anforderungsprofil erweiterbar zum Beispiel durch:

- Seitengitter
- Fahrbarkeit
- Normschienen seitlich des Kopfteils
- Ablagekorb
- Kopfteil durch Gasfeder stufenlos bis 45° verstellbar
- Papierrollenhalter

Sehen Sie hierzu bitte die ausklappbare Seite 32.



Ausstattungsmöglichkeiten für das Mod. 2095 mit Stehbrett-Sonderzubehör: Sehen Sie hierzu bitte Seite 29, die Tabelle mit Sonderzubehör Stehbrett Mod. 2090

Modell 2095-00, Untergestell weiß Modell 2095-04, Untergestell silber

Echokardiographie-Liege mit Tilt-Funktion Höhen- und Kippverstellung nur elektromotorisch

Basisausstattung:

Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil 800 mm lang,
- Kopfteil stufenlos positiv +50° verstellbar durch Gasdruckfeder
- Mit Echoausschnitt im Kopfteil Abm.: Länge 300 mm x Tiefe 250 mm

(Ausschnittsseite: Patientenrückenlage links)

- Mit Füllpolster zum Verschließen
- Fußteil unterteilt, jedoch insgesamt fest. Länge 1.130 mm
- Standard-Polsterteilstärke: 8 cm
- Mit Fußstütze (Stehplatte) in schwarz, Fußstütze abnehmbar (wird in 2 Halter eingesteckt und fixiert)
- Die gesamte Liegefläche ist kippbar von 0° bis +85° durch einen separaten Elektromotor
- bedienbar durch einen Handschalter
- Steuerung der motorischen Höhenverstellung: Fußschalter - Besonderheit: Die komplette Kippfunktion der

Liegefläche ist in jeder Höhe möglich Verstelldauer von 0° bis $+85^{\circ} = 23$ sec.

- Fahrbar auf 4 Doppel-Rad-Rollen 75 mm diam., Rollen einzeln feststellbar
- Je 1 Befestigungsschiene links und rechts der Liegefläche für spezielles Stehbrett-Sonderzubehör (Seite 29)

Abm. Liegefläche: Länge: 1.930 mm, Breite: 700 mm

Höhe: von 620 bis 930 mm verstellbar

Höhenverstelldauer von min. nach max. 34 sec.

Belastbarkeit: 180 kg (mittige Belastung, bzw. Patient in liegender Position) Abm. Gesamt: Länge: 1.960 mm, Breite: 850 mm

Notwendige Raumhöhe: 2,40 m

- Mod. 1993: Sperrbox, am Untergestell befestigt, incl. 1 Magnetschlüssel (Abb. S. 32)
- Mod. 1995: Not-Halt-Taster: Am Oberrahmen befestigt incl. 2 Standardschlüsseln (Abb. S. 32)

...für die Echo-Kardiographie

- höhenverstellbar, mit 3 beweglichen Polstersegmenten





Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen 41 aktuellen Polsterfarben



Durch die individuell beweglichen Einzelsegmente der Liege sind Verstellpositionen wie: Dachstellung, Trendelenburgund Anti-Trendelenburg möglich (s. Abb. 2 und 3)





Modell 2690-00

Modell 2690-00

Modell 2690-00, Untergestell weiß Modell 2690-04, Untergestell silber

Nur mit elektromotorischer Höhenverstellbarkeit, die Motorbedienung ist standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter) möglich

Höhenverstelldauer von min. nach max.: 23 sec.

Basisausstattung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+45°) und negativ (-30°) durch Gasdruckfeder verstellbar Länge Kopfteil: 400 mm
- Kopfteil mit Nasenschlitz und Füllpolster
- Mittelteil (580 mm lang) stufenlos elektromotorisch positiv (+20°) und negativ (-10°) verstellbar Die Bedienung erfolgt über einen Handschalter
- Mittelteil mit Echoausschnitt
 (Ausschnittsseite: Patientenrückenlage links)
 Abm.: Länge 300 mm x Tiefe 250 mm
- Mit Füllpolster zum Verschließen
- Fußteil stufenlos positiv (+60°) und negativ (-12°) durch Gasdruckfeder verstellbar Länge Fußteil 970 mm
- Standard-Polsterteilstärke: 7 cm
- Fahrbar auf 4 einzeln verstellbaren Rollen 100 mm diam.

(andere Varianten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar)

Abm.: Länge: 1.950 mm, Breite: 700 mm Höhe: von 660 bis 1.000 mm verstellbar Belastbarkeit: 220 kg (mittige Belastung, bzw. Patient in liegender Position)





Modell 2695-00

Modell 2695-00, Untergestell weiß Modell 2695-04, Untergestell silber

Nur mit elektromotorischer Höhenverstellbarkeit, die Motorbedienung ist standardmäßig durch einen Fußschalter (optional Handschalter) möglich

Höhenverstelldauer von min. nach max.: 23 sec.

Basisausstattung:

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos positiv (+45°) und negativ (-30°) durch Gasdruckfeder verstellbar Länge Kopfteil: 400 mm
- Kopfteil mit Nasenschlitz und Füllpolster
- Mittelteil (580 mm lang) stufenlos elektromotorisch positiv (+20°) und negativ (-10°) verstellbar Die Bedienung erfolgt über einen Handschalter
- Mittelteil mit beidseitigen Echoausschnitten Abm.: Länge 300 mm x Tiefe 250 mm Durch eine Mittelstegstabilisierung ist die Liege ebenfalls sehr stabil und belastbar.
- Mit 2 Füllpolstern zum Verschließen
- Fußteil stufenlos positiv (+60°) und negativ (-12°) durch Gasdruckfeder verstellbar Länge Fußteil 970 mm
- Standard-Polsterteilstärke: 7 cm
- Fahrbar auf 4 einzeln verstellbaren Rollen 100 mm diam.
 (andere Varianten der Fahrbarkeit sind als Sonderzubehör wählbar)

Abm.: Länge: 1.950 mm, Breite: 700 mm Höhe: von 660 bis 1.000 mm verstellbar Belastbarkeit: 220 kg (mittige Belastung, bzw. Patient in liegender Position)

Durch die individuell beweglichen Einzelsegmente der Liege sind Verstellpositionen wie: Dachstellung, Trendelenburgund Anti-Trendelenburg möglich (s. oben)

- Mod. 1993: Sperrbox, am Untergestell befestigt, incl. 1 Magnetschlüssel (Abb. S. 32)
- Mod. 1995: Not-Halt-Taster: Am Oberrahmen befestigt incl. 2 Standardschlüsseln (Abb. S. 32)

...Stehbrett mit fester Höhe und motorisch neigbarer Liegefläche zur Stehposition



Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen 41 aktuellen Polsterfarben



Modell 90-00, Untergestell weiß Modell 90-04, Untergestell silber

Liege mit fester Höhe und motorischer Tilt-Funktion **Basisausstattung:**


- Liegefläche 1-teilig, ohne Verstellsegmente (wie z.B. Kopfteil, dieses ist in verschiedenen Ausführungen
- optional möglich)


 Mit Fußstütze (Stehplatte) schwarz, Fußstütze abnehmbar (wird in 2 Halter eingesteckt und fixiert)
- Die gesamte Liegefläche hat eine elektromotorische Neigungsverstellung von -15° bis +85°
- Verstelldauer der kompletten Kippmöglichkeit: 22 sec. (Ein schnelleres Tilten ist als optionale Ausstattung möglich, dadurch jedoch geändertes Kraftverhältnis des Motors. Für genauere Informationen sprechen Sie uns bitte an)
- Die Bedienung des Motors erfolgt über einen Handund einen Fußschalter
- Fahrbar auf 4 Doppel-Rad-Rollen 75 mm diam., Rollen einzeln feststellbar
- Je 1 Befestigungsschiene links und rechts der Liegefläche zur Aufnahme von Sonderzubehör (s. Tabelle)


Abm. Liegefläche: Länge: 1.930 mm, Breite: 700 mm Höhe Liegefläche horizontal: 700 mm


Belastbarkeit: 180 kg (mittige Belastung, bzw. Patient in liegender Position)

Abm. Gesamt: Länge: 1.960 mm, Breite: 850 mm Polsterteilstärke 6 cm, Polsterbasis: Schichtholz Bitte beachten: Notwendige Raumhöhe: 2,15 m









| Beschreibung Zubehör für Mod. 90 | Darstellung: Seite, Bild-Nr. | Schlüssel | BestNr. |
|--|----------------------------------|-----------|---------|
| Extensionsgalgen | S. 28, Bild 3 | Α | 90-025 |
| 1 Paar Haltegriffe, klein | S. 28, Bild 1 | В | 90-028 |
| Gurtschutzpolster | S. 28, Bild 5 | С | 90-034 |
| 1 Befestigungsgurt | S. 28,Bild 1, 3, 5 | D | 90-035 |
| 1 Paar Gurtführungen (= Befestigung für Gurt, (muß bei Neuausstattung dazu bestellt werden) | S. 28, Bild 1, 3, 5 | E | 90-036 |
| Arbeitsplatte, positiv / negativ verstellbar | S. 28, Bild 1 | F | 90-037 |
| Arbeitsplatte, starr | S. 28, Bild 2 | G | 90-039 |
| 1 Paar Haltegriffe, groß | S. 29, Bild 1, 2 | Н | 90-038 |
| Kopfteil pos./neg. durch Gasfeder verstellbar (Entfall ExtGalgenbefestigung) | S. 28, Bild 4, 5 | К | 90-041 |
| Fußplatte motorisch pos./neg. verstellbar (dann Fußplatte nicht mehr abnehmbar) | S. 28, Bild 4, 5 | L | 90-043 |
| Kopfteil manuell positiv verstellbar | S. 28, Bild 1-3, S. 29, Bild 1-3 | М | 90-058 |
| Winkelgradanzeige, beidseitig der Liege | ohne Abb. | ohne | 90-090 |
| Liegenbreite 800 mm | ohne Abb. | ohne | 90-080 |
| Armauflage | S. 28, Bild 4 | N | 90-059 |
| Befestigungskloben für Armauflage | S. 28, Bild 4 | 0 | 90-143 |
| Papierrollenhalter | ohne Abb. | ohne | 90-1272 |

Anmerkung:

Das Sonderzubehör der beiden Stehbretter-Modelle 90 und 2090 ist – mit Ausnahme der Kopfteilverstellung durch Gasfeder – identisch und somit für jedes Modell wählbar.

Bitte beachten: Die Abb. 1 – 5 zeigen das Mod. 90-00 mit Sonderzubehör. Dieses ist auf den Bildern mit Buchstaben markiert, eine Entschlüsselung kann anhand der Tabelle vorgenommen werden.

- Mod. 1993: Sperrbox, am Untergestell befestigt, incl. 1 Magnetschlüssel (Abb. S. 32)
- Mod. 1995: Not-Halt-Taster: Am Oberrahmen befestigt incl. 2 Standardschlüsseln (Abb. S. 32)

...Stehbrett mit:

(1)









Modell 2090-04, Untergestell silber Mit elektromotorischer Höhen- und Kippverstellung der

Beides unabhängig von einander in jeder Position und Höhe möglich.

Basisausstattung:


Modell 2090-00, Untergestell weiß

- Liegefläche 1-teilig, ohne Verstellsegmente (z.B. Kopfteil, optional in verschiedenen Ausführungen möglich)
- Mit Fußstütze (Stehplatte) schwarz, Fußstütze abnehmbar (wird in 2 Halter eingesteckt und fixiert)
- Mit 2 getrennt arbeitenden Elektromotoren, einer für die Kippverstellung, der andere für die Höhenverstellung
- Die Bedienung der Kippverstellung erfolgt durch einen Handschalter
- Die Bedienung der Höhenverstellung ist durch einen Fußschalter möglich.
- Die Neigungsverstellung der gesamten Liegefläche ist stufenlos von 0° bis +85° möglich.
- Verstelldauer der kompletten Kippmöglichkeit: 22 sec. (Ein schnelleres Tilten ist als optionale Ausstattung möglich, dadurch jedoch geändertes Kraftverhältnis des Motors. Für genauere Informationen sprechen Sie uns bitte an)
- Fahrbar auf 4 Doppel-Rad-Rollen 75 mm diam., Rollen einzeln feststellbar - Je 1 Befestigungsschiene links und rechts der Liegefläche zur Aufnahme von Sonderzubehör (siehe Tabelle)

Abm. Liegefläche: Länge: 1.930 mm, Breite: 700 mm Höhe: von 590 bis 900 mm verstellbar Verstelldauer min. nach max. 34 sec.

Belastbarkeit: 180 kg (mittige Belastung, bzw. **Patient in liegender Position)**

Abm. Gesamt: Länge: 1.960 mm, Breite: 850 mm Polsterteilstärke: 6 cm, Polsterbasis: Schichtholz Bitte beachten: Notwendige Raumhöhe: 2,40 m



Modell 2090-00



Bitte beachten: Die Abb. 1-3 zeigen das Mod. 2090-00 mit Sonderzubehör. Dieses ist auf den Bildern mit Buchstaben markiert, eine Entschlüsselung kann anhand der Tabelle vorgenommen werden.

Anmerkung: Auch Sonderzubehör für Modell 2095

| Beschreibung Zubehör für Mod. 2090 | Darstellung: Seite, Bild-Nr. | Schlüssel | BestNr. |
|--|-----------------------------------|-----------|-----------|
| Extensionsgalgen | S. 28, Bild 3 | Α | 2090-025 |
| 1 Paar Haltegriffe, klein | S. 28, Bild 1 | В | 2090-028 |
| Gurtschutzpolster | S. 28, Bild 5 | С | 2090-034 |
| 1 Befestigungsgurt | S. 28, Bild 1, 3, 5 | D | 2090-035 |
| 1 Paar Gurtführungen (= Befestigung für Gurt, (muß bei Neuausstattung dazu bestellt werden) | S. 28, Bild 1, 3, 5 | E | 2090-036 |
| Arbeitsplatte, positiv / negativ verstellbar | S. 28, Bild 1 | F | 2090-037 |
| Arbeitsplatte, starr | S. 28, Bild 2 | G | 2090-039 |
| 1 Paar Haltegriffe, groß | S. 29, Bild 1, 2 | Н | 2090-038 |
| Kopfteil nur positiv durch Gasfeder verstellbar (Entfall ExtGalgenbefestigung) | ohne Abb. | ohne | 2090-042 |
| Fußplatte motorisch pos./neg. verstellbar (dann Fußplatte nicht mehr abnehmbar) | S. 28, Bild 4, 5 | L | 2090-043 |
| Kopfteil manuell positiv verstellbar | S. 29 Bild 1-3,S. 28 Bild 1, 2, 3 | М | 2090-058 |
| Winkelgradanzeige, beidseitig der Liege | ohne Abb. | ohne | 2090-090 |
| Liegenbreite 800 mm | ohne Abb. | ohne | 2090-080 |
| Armauflage | S. 28, Bild 4 | N | 2090-059 |
| Befestigungskloben für Armauflage | S. 28, Bild 4 | 0 | 2090-143 |
| Papierrollenhalter | ohne Abb. | ohne | 2090-1272 |

Das Sonderzubehör der beiden Stehbretter-Modelle 90 und 2090 ist – mit Ausnahme der Kopfteilverstellung durch Gasfeder – identisch und somit für jedes Modell wählbar.

- Mod. 1993: Sperrbox, am Untergestell befestigt, incl. 1 Magnetschlüssel (Abb. S. 32)
- Mod. 1995: Not-Halt-Taster: Am Oberrahmen befestigt incl. 2 Standardschlüsseln (Abb. S. 32)

...als Praxishilfen

Wählen Sie ohne Aufpreis zwischen 41 aktuellen Polsterfarben







Drehhocker Modell 412-02



Drehhocker Modell 411-02



Drehhocker Modell 414-02

Drehhocker (Modelle 410, 411, 412, 414-02) Basisausstattung:

- 5-Arm-Fußkreuz aus Aluminium, hochglanz poliert, Größe Fußkreuz: ca. 560 mm diam.
- Sitzfläche höhenverstellbar über Gasdrucksäule
- Bedienung über umlaufenden Greifkranz unter dem Sitz möglich
- Sitzteilbasis Schichtholz, ca. 350 mm diam. groß.
- Polsterfarbe wählbar nach Farbmusterkarte.

Bei Fahrbarkeit:

- Fahrbar auf 5 hochwertigen Universalrollen = Doppelradrolle 50 mm diam., für harte und weiche Böden Radkörper aus stabilem Zinkdruckguß, mit verchromter Radabdeckung.
- Rollen gemäß den gesetzl. Bestimmungen in gebremster Ausführung, d.h. nur unter Belastung sind die Rollen frei und fahrbar.
- Bei feststehender Ausführung:
- Stehend auf Bodengleitern mit großer Auflagefläche (50 mm).

Belastbarkeit: 130 kg

Komplettgewicht: Mod. 410 + 412: 6,5 kg; Mod. 411 + 414: 8 kg

| Modell | Ausführung | Sitzpolsterausführung | Höhenverstellbar |
|--------|-------------|--------------------------------|------------------|
| 410-02 | Fahrbar | Flach, Polsterteil 35 mm | 490 mm - 680 mm |
| 411-02 | Fahrbar | Formpolster, Polsterteil 60 mm | 530 mm - 720 mm |
| 412-02 | Feststehend | Flach, Polsterteil 35 mm | 460 mm - 650 mm |
| 414-02 | Feststehend | Formpolster, Polsterteil 60 mm | 500 mm - 690 mm |

Für andere Höhenverstellbereiche bitten wir um Ihre Anfrage



Modell 420-02

Drehhocker Modell-Nr. 420-02 **Basisausstattung:**

- 5-Arm-Fußkreuz (560 mm diam.) aus Aluminium, hochglanz poliert.
- Fahrbar auf 5 hochwertigen Universalrollen = Doppelradrollen 50 mm diam., geeignet für harte und weiche Böden
 - Radkörper aus stabilem Zinkdruckguß, Radabdeckung verchromt.
- Rollen gemäß den gesetzl. Bestimmungen in gebremster Ausführung, nur unter Belastung sind die Rollen frei und fahrbar.
- Mit umlaufendem Fußkranz zum Absetzen der Füße
 Sitzfläche höhenverstellbar 510 700 mm über Gasdrucksäule
- (Bedienbar über einen Auslösehebel unter dem Sitz)
- Sitzteilbasis Schichtholz, 370 mm diam. groß.
- Mit Formpolster (Polsterteildicke 65 mm)
- Mit gepolsterter Rückenlehne
- Rückenlehne in der Höhe verstellbar
- Polsterfarbe wählbar nach Farbmusterkarte.

Belastbarkeit: 130 kg, Gewicht: 12 kg



Modell 400-01



Modell 400-00

Modell 400-01, Gestell verchromt Modell 400-00, Gestell weiß Modell 400-04, Gestell silber

Untergestell aus 4-kant-Rohr 30 x 30 x 2 mm Sitzpolster 420 x 420 mm, als Formpolster (Polsterteilstärke: 65 mm), Sitzhöhe: 480 mm Polsterfarbe wählbar nach Farbmusterkarte. Gewicht: 6 kg, Belastbarkeit: 200 kg

Für individuelle Sonderwünsche an unsere Modelle 400, wie - maßliche oder funktionelle Besonderheiten sprechen Sie uns bitte an



Modell 404-01

Modell 404-01

5-bein-Hocker, Gestell aus Rundrohr, verchromt. Sitzplatte bestehend aus Schichtholz, 350 mm diam. Flach gepolstert (Polsterteildicke 35 mm), Polsterfarbe wählbar nach Farbmusterkarte. Gestell-diam: 520 mm, Sitzhöhe: 490 mm Gewicht: 4 kg, Belastbarkeit: 200 kg

...als Praxishilfen





Auftritt Modell-Nr. 319-01

Untergestell aus 4-kant-Rohr, verchromt. Trittplatte = PUR-Schaumauflage mit genarbter Oberfläche, Farbe schwarz.

Abmessungen: Höhe: 150 mm, Größe der Trittplatte: 550 x 300 mm Gewicht: $4,5\ kg$

Auftritt Modell-Nr. 320-01

Wie Modell 319-01, jedoch: Höhe: 250 mm, Gewicht: 5 kg

Auftritt 2-stufig Modell-Nr. 321-01

Untergestell aus 4-kant-Rohr, verchromt. Trittplatten = PUR-Schaumauflage, Farbe schwarz. Größe der Trittplatten: je 550 x 300 mm Höhe 1. Stufe: 230 mm, Höhe 2. Stufe: 460 mm Abmessungen insgesamt: L: 560 mm, B: 300 mm Gewicht: 11 kg





Individuelle Sonderwünsche wie maßliche / funktionelle Besonderheiten sind möglich. Bitte sprechen Sie uns an.

Vielzwecktisch Modell 325-00, Gestell weiß Vielzwecktisch Modell 325-04 Gestell silber Basisausstattung:

Mit 2 Tischplatten aus HPL, 8 mm stark, weiß

- Große Tischplatte (Abm. 580 x 400 mm) schwenkbar
- Kleine Tischplatte (Abm. 150 x 200 mm) fest
- 1 Taschenhaken unter der großen Tischplatte
- 2 Schuhhalter, verchromt, auf dem Untergestell sitzend
- Tischeinheit manuell höhenverstellbar 750 bis 1.100 mm (Option: Hubunterstützung der Tischeinheit durch Gasfeder Mod. 325-55)
- Fahrbar auf 4 Rollen 50 mm diam.

Abm. gesamt: L: 740 mm x B: 400 mm, Gewicht 11 kg

Vielzwecktisch Modell 327-00, Gestell weiß Vielzwecktisch Modell 327-04 Gestell silber Basisausstattung:

- 1 Tischplatte 760 x 420 mm aus HPL, 8 mm stark, weiß
- 1 Abfallsammler außenseitig
- Tischeinheit manuell höhenverstellbar von 720 bis 1.000 mm (Option: Hubunterstützung der Tischeinheit durch Gasfeder Mod. 327-55)
- Fahrbar auf 4 Rollen 50 mm diam. Gewicht 13 kg

Arm-/Beinstütze Modell 315-01 Basisausstattung:

- Feststehend auf 5-Arm-Fuß
- Stand- und Auszugrohr aus Stahlrohr, verchromt.
- Auflagepolster, bestehend aus massivem Holzkern, gepolstert.
- Polsterbezug identisches Kunstleder wie für alle anderen Produkte, d.h. Polsterfarbe wählbar nach Farbmusterkarte aus 41 Farben.
- Polsterauflage dreh- und kippbar
- Manuell höhenverstellbar von 670 bis 930 mm Gewicht: 4 kg

Arm-/Beinstütze Modell-Nr. 316-01 (ohne Abb.)

Wie Modell 315-01, jedoch:

farbe Ihrer Liege

Fahrbar auf 5 einzeln feststellbaren Rollen, 50 mm diam. Gewicht: 4,5 kg

Patienten-Lagerungshilfen Bezugsfarbe wählbar aus 41 Farben - passend zur Polster-

Keilkissen Modell 2014-Bezugsfarbe

Abm. Länge 40 cm, Breite 40 cm, Höhe von 10 cm zu 1,5 cm

Halbrolle Modell 2013-Bezugsfarbe


Abm. Länge 57 cm, Breite 20 cm, Höhe 9,5 cm

Nackenrolle Modell 2011-Bezugsfarbe

Abm. Länge 57 cm, 15 cm diam.

Andere Abmessungen auf Anfrage





...ein Querschnitt aus unserem Zubehör...





Papierrollenhalter 1270K




Papierrollenhalter 1267




Ablagekorb Mod. 1850



Papierrollenhalter 1270F



Nasenschlitz Mod. 1610



4 Wandabweiser mit Halterung Mod 1175/1176



Seitlicher Stoßschutz Mod. 1178/1179



Beinhalter Mod. 1510



Beinhalter nach Göpel 1520



Fußtasterfixierung 1940



Kopfteilverstellung motorisch Mod. 1665



Schiebegriff gerade 1815



Schiebegriff Mod 1810



Infusionsstange Mod 1450



Armauflage Mod 1440



Comfort-Rollen, zentral feststellbar Mod. 1185



Seitengitter- steckbar 1010



Seitengitter - klappbar 1040



Seitengitter - gepolstert



umlaufender Fußauslöserahmen Mod. 1960



Normschiene Mod. 1410



1 Seitengitter - seitlich versenkbar Mod. 1080



längsseitiger Fußbetätigungsrahmen Mod 1950



1 Wandabweisrad 1170



Sperrbox Mod. 1995



Sperrbox Mod. 1993



Farbmuster-Karte



| | Eleganter Comf | Eleganter Comfort-Kunstlederbezug mit genarbter Oberfläche | | | | |
|----------------------|---|--|--|---------------------|--|--|
| | Schutz gegen Schim Stamskin top® ist ant und daher gegen Schi | nmelbildung ibakteriell-fungizid behandelt mmelbildung geschützt | Wasserdicht Stamskin top® ist wasserundurchlässig | Schwerentflammbar | | |
| 6029 Veiß | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 1000 | 200 | | | | |
| | | | | | | |
| 6009 ergament | 56068 Pimentbraun | 56012 Haselnußbraun | 56083 Schokobraun | 56079 Hellbeige | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6076 | 56051 | 56052 | 56080 | 56082 | | |
| astellgelb | Narzissengelb | Maisgelb | Orange | Terracotta | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6006 prikosengelb | 56007 Rotorange | 56042 Rostrot | 56008 Bordeauxrot | 56054 Carminrot | | |
| prikoserigeib | Rotorange | Nostrot | Bordeduxrot | Carrinioc | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6053 innoberrot | 56081 Pink | 56056 Fliederviolett | 56078 Hellviolett | 56075 Aubergine | | |
| | | | | | | |
| | 170 | | - 10 3 | | | |
| 5034 | 56057 | 56066 | 56037 | 56084 | | |
| iolett | Blauviolett | Indigoblau | Brillantblau | Pastellblau | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 6023 unkelblau | 56077 Pastellgrün | 56048 Frühlingsgrün | 56049 Moosgrün | 56036 Patinagrün | | |
| unkcibiau | rastengran | Trumingsgrum | Wioosgrun | Tatillagran | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5061 zeangrün | 56041 Petrol | 56050 Fichtengrün | 56085 Dunkelgrün | 56021 Wolkengrau | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 5032 | 56019 | 56022 | 56040 | 56024 | | |
| latingrau | Mausgrau | Blaugrau | Anthrazit | Schwarz | | |

Außerhalb dieser Kollektion bieten wir Ihnen an:

Die Kunstlederfarben: 56079, 56052, 56053, 56056, 56075, 56037, 56066, 56061, 56032 und 56024 lieferbar mit einer glatteren Oberflächenstruktur. (Bitte sprechen Sie uns an)



K. H. Dewert GmbH · Vollmestraße 7 · D-33649 Bielefeld Postfach 14 40 28 · D-33634 Bielefeld · Germany Telefon + 49 (0) 521/40027-0 · Fax + 49 (0) 521/40027-27 Internet: www.khdewert.de · E-Mail: info@khdewert.de