

Duschwagen L2 – EL–T1–EL



IHR FACHBERATER:

L2 – zweiteilige Liegefläche

EL – **Kopfteil elektrisch verstellbar**

T1 – Liegeflächenneigung in Fussrichtung

EL – elektrische Höhenverstellung (Art. Nr. 10068965)



RAMMERSTORFER
MEDIZIN-UND PFLEGETECHNIK



KOVAL d.o.o.
Loka pri Žusmu 9
3223 Loka pri Žusmu
Slovenia



+386 3 747 19 00



koval@koval.si



www.koval.si

Your care, our mission

BESCHREIBUNG

- Duschwagen mit zweiteiliger Liegefläche
- Maximale Abmessung: 207 cm (Länge), 81 cm (Breite)
- Abmessung Liegefläche: 190 cm (Länge), 65 cm (Breite)
- 5° verstellbare Neigung der Liegefläche anhand Gasfeder
- 45° elektrisch verstellbares Kopfteil anhand Handschalter (Kopfteillänge: 70 cm)
- Umklappbare Seitengitter, rostfrei, pulverbeschichtet (Höhe: 18,5 cm)
- Elektrische Höhenverstellung zwischen 54 cm und 97 cm
- Rollen mit Durchmesser 150 mm
- Zentralbremsung
- System für leichtes Manövrieren: vordere Rollen richtungsfeststellbar
- Stahlgestellabdeckung, pulverbeschichtet
- Wasserdichte Duschauflage (Höhe: 27 cm) mit integriertem flexiblem Ablaufschlauch L=150 cm
- Wasserdichte Nackenrolle



- Duschwagen Gewicht: 110 kg
- SWL: 170 kg
-

ZUBEHÖR

- **Rollen mit Durchmesser 200 mm**
- **Polierte rostfrei Seitengitter**



Duschwagen L2 - R - T1



IHR FACHBERATER:

L2 – zweiteilige Liegefläche

R – Kopfteil verstellbar anhand Raster

T1 – Liegeflächenneigung in Fussrichtung

HYD – hydraulische Höhenverstellung (Art. Nr. 10068961)

EL – elektrische Höhenverstellung (Art. Nr. 10068962)



RAMMERSTORFER
MEDIZIN- UND PFLEGETECHNIK



KOVAL d.o.o.
Loka pri Žusmu 9
3223 Loka pri Žusmu
Slovenia



+386 3 747 19 00



koval@koval.si



www.koval.si

Your care, our mission

BESCHREIBUNG

- Duschwagen mit zweiteiliger Liegefläche
- Maximale Abmessung: 207 cm (Länge), 81 cm (Breite)
- Abmessung Liegefläche: 190 cm (Länge), 65 cm (Breite)
- 5° verstellbare Neigung der Liegefläche anhand Gasfeder
- 25° verstellbares Kopfteil anhand Raster (Kopfteillänge: 70 cm)
- Umklappbare Seitengitter rostfrei, pulverbeschichtet (Höhe: 18,5 cm)
- Hydraulische oder elektrische Höhenverstellung zwischen 54 cm und 97 cm
- Rollen mit Durchmesser 150 mm
- Zentralbremsung
- System für leichtes Manövrieren: vordere Rollen richtungsfeststellbar
- Stahlgestellabdeckung, pulverbeschichtet
- Wasserdichte Duschauflage (Höhe: 27 cm) mit integriertem flexiblem Ablaufschlauch L=150 cm
- Wasserdichte Nackenrolle




- Duschwagen Gewicht: 110 kg
- SWL: 170 kg





013 RAL 9006



110 RAL 9010



112 RAL 9016



205 RAL 1021



218 RAL 1003



220 RAL 1032



251 RAL 1013



306 RAL 2009



312



332 RAL 2011



409 RAL 3002



430



435



441 RAL 3003



505 RAL 5002



508



514 RAL 5011



525 RAL 5012



548



562



566 RAL 5013



585 RAL 5010



592



607 RAL 6005



626 RAL 6018




646 RAL 6026




650



682 RAL 6001



734 RAL 1014



736




747



800 RAL 7030



813



814



815 RAL 7038




820 RAL 7032



825 PANTONE 443



832 RAL 7035



840 RAL 9002



904 RAL 9005



VSI OZNAČENI VZORCI SO NA ZALOGI, OSTALI SO PO NAROČILU.

ALL SELECTED SAMPLES ARE IN STOCK. OTHER COLORS ARE AVAILABLE UPON AGREEMENT.