



RUHESESSEL &
DIWANE

IHR FACHBERATER:



RAMMERSTORFER
MEDIZIN-UND PFLEGETECHNIK

RUHESESSEL
UND
DIWANE



acime |
■■■■■ Vorsprung durch Design

0 Labo

BEHANDLUNGSSESSEL FÜR DIE DIALYSE, ENTNAHME, ONKOLOGIE
... UND AUCH FÜR DEN EMPFANGSBEREICH



■ WÄHLEN SIE SICH IHRE WUNSCH-ARMLEHNEN
ENTSPRECHEND DES REALEN EINSATZGEBIETES IHRES SESSELS! ■



Drei Typen von
Armlehnen -
gemäß Ihrer
persönlichen
Nutzung



Breit, mit
Kugelgelenk

Schmal



Kabelfern-
bedienung:
der Autonomie
des Patienten
dienlich



Fußgestell oder
Hinterräder
(optional)



Kabelfernbedienung für die Autonomie des Patienten.



ERGONOMIE

Besonders komfortable Polsterung mit einer Schaumstoffdicke von 35 kg/m³, 12 cm dick.



PATIENTENKOMFORT

Die glatte Polsterung lässt sich leicht reinigen und hält üblichen Reinigungsmitteln stand.



HYGIENE

Integrierter Schiebegriff. Erleichtertes Schieben des Sessels durch (optional anzubringende) Hinterräder.



WENDIGKEIT

Technische Beschreibung:

Gesamtbreite inkl. Armlehnen: 93 cm
Gesamtlänge: 178 cm

Breite der Sitzfläche: 58 cm

Rückenlehne verstellbar von 0° bis 85°
Beinauflage verstellbar von 0° bis 40°

Vorderräder: Ø 10 cm

Stärke der Polsterung: 12 cm

Höchstbelastung: 200 kg

STANDARD

Grundgestell aus Stahl mit Epoxid-Kunstharzbeschichtung
Elektrische Rückenlehne und Beinauflage
Kabelfernbedienung
2 Armlehnen
Stamskin-Polsterung
2 Vorderräder
Kufen hinten
Schiebegriff an der Rückenlehne

Integriertes Kissen



Herunterklappbare Armlehnen



Schiebegriff an der Rückenlehne

OPTIONEN

(Befragen Sie uns gern für weitere Optionen und Ideen)

- Armlehnen mit Kugelgelenk, höhenverstellbar
- Augenärztliche Armlehnen, variable Geometrie
- Eine andere Farbe als die Standardfarbe
- Schlauch für die Fernbedienung, mit Halterung
- LED-Leselampe, beweglich
- Dessert-Tablett 35 cm x 30 cm, mit Halterung
- Esstablett 60 cm x 40 cm, mit Halterung
- Papierrollenhalterung
- Urinbeutelhalterung
- Plastikschutz für die Beinauflage
- Hinterräder Ø 10 cm, mit Bremsen
- Halterung für ein Esstablett
- Halterung für einen Infusionsständer
- Einfacher Infusionsständer, mit Halterung

Horizontallage



© Acime - Unverbindliche Abbildungen

0 Repos

UNTERSUCHUNGS- UND RUHESESSEL



■ LASSEN SIE IHREN PATIENT IN EINER KOMFORTZONE
IM EINGANGS- ODER WARTEBEREICH PLATZ NEHMEN! ■



Schiebegriff an der Rückenlehne



Besonders
komfortable
Polsterung
für den
gesamten Sitz



Hinten Kufen
oder Räder mit
Bremsen



Kabelfernbedienung
für die Patienten-
autonomie



Ein Pflege- und Ruhesessel, der den Patienten in eine sichere Umgebung einbettet - dank seiner Polsterung und Armlehnen.

ERGONOMIE

Besonders komfortabel mit 10-15 cm dickem HR35 Schaumstoff. Die Armlehnen sind bis zur Sitzfläche gepolstert.

PATIENTENKOMFORT

Eine solide Struktur mit stabilem Fußteil. Die Armlehnen unterstützen beim Hineinsetzen des Patienten.

SICHERHEIT

Integrierter Schiebegriff. Eine Ortsveränderung wird durch die (optionalen) Hinterräder begünstigt.

WENDIGKEIT

Technische Beschreibung:

Gesamtbreite: 93 cm
Gesamtlänge: 178 cm

Höhe der Sitzfläche: 55 cm
Gesamtbreite: 58 cm

Rückenlehne verstellbar von 0° bis 90°
Beinauflage verstellbar von 0° bis 90°

Vorderräder: Ø 10 cm

Stärke der Polsterung: 10 cm

Höchstbelastung: 200 kg

STANDARD

Grundgestell aus Stahl -
mit Epoxid-Kunstharzbeschichtung
Elektrische Rückenlehnen- und
Beinauflagenverstellung
2 gepolsterte Armlehnen
Feste Stamskin-Polsterung
2 Vorderräder
Kufen hinten
Schiebegriff
Kabelfernbedienung



OPTIONEN

(Befragen Sie uns gern für weitere Optionen und Ideen)

- Schlauch für die Fernbedienung, mit Halterung
- Dessert-Tablett 35 cm x 30 cm, mit Halterung
- Esstablett 60 cm x 40 cm, mit Halterung
- Ablagetaschen, in der Rückenlehne integriert
- Papierrollenhalterung
- Plastikschutz für die Beinauflage
- Hinterräder Ø 10 cm, mit Bremsen
- Halterung für ein Esstablett
- Halterung für einen Infusionsständer
- Einfacher Infusionsständer, mit Halterung



Casa elektrisch

UNTERSUCHUNGS- UND RUHESESSEL



■ EIN SESSEL MIT KOMFORTABLEN FORMEN - ENTWICKELT FÜR DEN EINGANGS- UND WARTEBEREICH! ■



Angenehm weiche Polsterung mit großer Farbauswahl



Kufen oder Hinteräder mit Bremsen



Knopf für die elektrische Neigung



Ein besonderes Verhältnis zwischen Sitzfläche und Gesamtbreite: angenehmeres Einsteigen möglich.



ERGONOMIE

Besonders komfortable Polsterung mit HR35 Schaumstoff, 12 cm dick.



PATIENTENKOMFORT

Eine solide Struktur mit stabilem Fußteil. Die Armlehnen sind eine Hilfe beim Hineinsetzen des Patienten.



SICHERHEIT

Eine glatte Polsterung aus einem Stück, einfach zu reinigen und resistent gegenüber üblichen Reinigungsmitteln.



HYGIENE

Technische Beschreibung:

Gesamtbreite: 75 cm
Gesamtlänge: 190 cm

Höhe der Sitzfläche: 55 cm
Breite der Sitzfläche: 49 cm

Rückenlehne verstellbar von 0° bis 90°
Beinauflage verstellbar von 0° bis 90°

Vorderräder: Ø 10 cm

Stärke der Polsterung: 12 cm

Höchstbelastung: 200 kg

STANDARD

Grundgestell aus Stahl - mit Epoxid-Kunstharz-Beschichtung
Synchronisierte Rückenlehne und Beinauflage
2 feine Armlehnen
Stamskin-Polsterung, M2 wärmebeständig
2 Vorderräder
Kufen hinten



Gepolsterte Kopfstütze für das Gefühl eines weichen Kopfkissens

Feine Armlehnen, mit einem Schaumstoffband bedeckt



Flachlage mit natürlicher Neigung

OPTIONEN

(Befragen Sie uns gern für weitere Optionen und Ideen)

Plastikschutz für die Beinauflage

Rückenlehne und Beinauflage, unabhängig voneinander per Fernbedienung steuerbar (2 Motoren)

2 Plastik-Hinterräder Ø 10 cm

Stabilisator für das Untergestell



Casaprel

BEHANDLUNGSSESSEL FÜR DIE ENTNAHME



■ DESIGN HOTELIER MIT GROSSEM KOMFORT - DIESER BEHANDLUNGSSESSEL BIETET AN SEINEM STANDORT ANGENEHMSTE SITZQUALITÄT! ■



Hinten entweder Kufen oder Räder mit Bremsen



Weiche Polsterung mit großer Farbauswahl



Knopf für die elektrische Neigung



DESIGN HOTELIER



UNSERE FARB-PALETTE
STAMSKIN

Die angenehm breite Sitzfläche ist ideal zum Einsteigen und gewährt bei längeren Sitzzeiten großen Komfort.



ERGONOMIE

Besonders komfortable Polsterung mit einer Schaumstoffdicke von 35 kg/m³, 12 cm dick.



PATIENTENKOMFORT

Die glatte Polsterung lässt sich leicht reinigen und hält üblichen Reinigungsmitteln stand.



HYGIENE

Multipositionale Entnahme-Armlehnen, einach anpassbar.



WENDIGKEIT

Technische Beschreibung:

Gesamtbreite: 74 cm

Länge der Liegefläche: 180 cm

Höhenverstellbar: 55 cm

Breite der Sitzfläche: 64 cm

Rückenlehne verstellbar von 0° bis 90°

Beinauflage verstellbar von 0° bis 40°

Vorderräder: Ø 10 cm

Stärke der Polsterung: 12 cm

Höchstbelastung: 200 kg



Höhenverstellbare Armlehnen

STANDARD

Grundgestell aus Stahl - mit Epoxid-Kunstharzbeschichtung

Rückenlehne und Beinauflage elektrisch synchronisiert

1 Armlehne aus Polyurethan

Stamskin-Polsterung

2 Vorderräder
Kufen hinten

OPTIONEN

(Befragen Sie uns gern für weitere Optionen und Ideen)

Entnahme-Armlehne (pro Stück)

Eine andere Polsterfarbe als die Standardfarbe

Plastikschutz für die Beinauflage

Rückenlehne und Beinauflage unabhängig, mit Fernbedienung

Hinterräder Ø 10 cm, mit Bremsen

Stabilisator fürs Untergestell

Einfacher Infusionsständer





■ NUTZEN SIE DIESEN 2-IN-1-SESSEL:
OHNE ANSTRENGUNG IN EIN GÄSTEBETT UMZUWANDELN! ■

Direkte Wandlagerung
bis zum Einsatz möglich



Enthält eine recht
große Gepäckablage

Bietet eine Liegefläche
von 1,90 m



Ergonomisches und buntes Design: Wählen Sie Ihre Variante aus 27 verfügbaren Farben aus.



ERGONOMIE

Komfortable Polsterung. 1,90 m lange Liegefläche.



PATIENTENKOMFORT

Rollen erleichtern das Fortschieben. Der Sessel ist mit einer Hand umwandelbar.



WENDIGKEIT

Eine glatte Polsterung aus einem Stück, einfach zu reinigen und resistent gegenüber üblichen Reinigungsmitteln.



HYGIENE

Technische Beschreibung:

Gesamtbreite: 83 cm
Gesamthöhe: 98 cm

Höhe der Rückenlehne: 55 cm
Breite der Sitzfläche: 69 cm

Räder: Ø 8 cm

Stärke der Polsterung: 8 cm

Höchstbelastung: 180 kg

Ihre Farbe - aus unserer großen Farbpalette auswählbar:



STANDARD

4 Räder, Ø 8 cm, omnidirektionale Doppellaufrollen

Voneinander unabhängige Bremsen an jedem Rad

Polsterung, M1 hitzebeständig, ohne Phthalsäureester

OPTION

Komfortables Kissen, dreikantig



Dreikantiges Kissen

UNSERE FARBEN

GINKGO

