



NOTFALL-  
TRANSPORTLIEGEN

IHR FACHBERATER:



**RAMMERSTORFER**  
MEDIZIN-UND PFLEGETECHNIK

# NOTFALL- TRANSPORT- LIEGEN



**acime** |  
■■■■■■ Vorsprung durch Design

# Windskiff

TRANSPORTLIEGE FÜR DRAUSSEN



■ AUSGEZEICHNET FÜR DIE ISOLIERUNG VON PATIENTEN BZW. FÜR TRANSPORTE IM FREIEN! ■

Schutzhaube: transparent oder blickdicht (wahlweise)



Räder für draußen

Sauerstoff-  
flaschen-  
halterung

Die Haube schützt ihren Patient vor Wittereinflüssen bzw. isoliert Leichen visuell.



ERGONOMIE

Transparente Schutzhaube, um den Patient immer im Blick zu haben. Schnelle Öffnung über einen Reißverschluss.



SICHERHEIT

Transportliege vollständig ohne Werkzeuge auseinander zu nehmen. Matratze ohne Klettverschlüsse. Abwischbare Haube.



HYGIENE

Sehr leichte Transportliege mit Rädern für draußen: einfacher Gebrauch auf unterschiedlichem Gelände.



WENDIGKEIT

## Technische Beschreibung:

Gesamtbreite: 74 cm  
Gesamtlänge: 203 cm

Höhenverstellbar von 62 cm bis 102 cm  
Breite der Liegefläche: 62 cm  
Länge der Liegefläche: 190 cm

Rückenlehne: 90°

Räder: Ø 20 cm, mit Zentralbremsung

Dicke der Polsterung: 8 cm

**Höchstbelastung: 200 kg**

Herunterklappbare  
Führunggriffe  
(optional)



Stoßabweisende  
Puffer

## STANDARD

Grundgestell - mit weißem Epoxid-Kunstharz beschichtet  
4 Räder für draußen  
5. Rad/Führungsräder  
Zentralbremsung  
Schutzhaube  
Vinylmatratze  
1 Infusionsständer: einfach  
Stoßabweisende Puffer  
2 Halterungen für Infusionsständer  
2 herunterklappbare Seitengitter  
Rückenlehne mit Gasdruckfeder  
Feste Führunggriffe, fußseitig  
Höhenverstellungspedale, kopfseitig  
Sauerstoffflaschenhalterung

## OPTIONEN

(Befragen Sie uns gern für weitere Optionen und Ideen)

Blickdichte Schutzhaube für den Leichentransport

Besonders komfortable Matratze: 57 cm x 190 cm x 100 cm

Trendelenburgbewegung

Infusionsständer: teleskopisch

Herunterklappbare Führunggriffe



Schutzhaube ist einfach und schnell abnehmbar



■ OPTIMAL FÜR PATIENTENTRANSPORTE ZU MRT-UNTERSUCHUNGEN - BIS 3 TESLA! ■

Die Struktur ist vollständig  
aus Aluminium!

Antimagnetischer  
Infusionsständer

Führungs-  
griffe,  
fußseitig



Bremse an  
den Rädern



Die Räder sind antimagnetisch, ohne eisenhaltige Beschichtung und ermöglichen einen Fluss von 3 TESLA.



ERGONOMIE

2 Matratzentypen zur Auswahl: Polyurethan (komfortabel) bzw. Vinyl (Notaufnahme).



PATIENTENKOMFORT

Transportliege vollständig auseinandernehmbar, ohne Werkzeuge. Matratze ohne Klettverschlüsse.



HYGIENE

Sehr leichte Transportliege mit variabler Höhenverstellung, Schiebegriffen sowie Bremsen an den Rädern.



WENDIGKEIT

## Technische Beschreibung:

Gesamtbreite: 69 cm  
Gesamtlänge: 201 cm

Höhenverstellung von 50 cm bis 90 cm  
Breite der Liegefläche: 62 cm  
Länge der Liegefläche: 190 cm

Rückenlehne verstellbar 0° bis 90°

Räder: Ø 12,5 cm, zwei davon mit Bremsen

Stärke der Matratze: 8 cm

**Höchstbelastung: 165 kg**



Herunterklappbare Seitengitter

## STANDARD

Grundgestell aus Aluminium  
4 Räder, 2 davon mit voneinander unabhängigen Bremsen  
Matratze aus Polyurethan oder Vinyl  
Rückenlehne mit Zahnstangenverstellung  
1 antimagnetischer Infusionsständer  
Stoßabweißende Puffer  
2 Halterungen für Infusionsständer  
2 herunterklappbare Seitengitter  
Führungsgriffe, fußseitig  
Pedale zur Höhenverstellung, fußseitig

Rückenlehne bis zu 90° anwinkelbar



Antimagnetische Räder



# Skot Chir

TRANSPORTLIEGE



■ STEIFE LIEGEFLÄCHE - FÜR AMBULANTE OPERATIONEN! ■

Elektrische  
Rückenlehne

Full Washable System®



Seitengitter, die sich unter die  
Liegefläche klappen lassen

Elektrische  
Bewegungen - über  
Fernbedienung bzw.  
Instrumententafel

Die elektrischen Hubzylinder hemmen ein mögliches Schwingen der Liegefläche.



ERGONOMIE

Elektrische Bewegungen mit Kabelfernbedienung tragen zur Autonomie des Patienten bei.



PATIENTENKOMFORT

Full Washable System® : Transportliege in Rekordzeit auseinandernehmbar, ohne Einsatz von Werkzeugen. Matratze ohne Klettverschlüsse.



HYGIENE

Schiebegriffe und Bremspedale sind kopf- und fußseitig installiert. Ein Akku (optional) sorgt für zusätzliche Autonomie.



WENDIGKEIT

## Technische Beschreibung:

Gesamtbreite (Basis: 60 cm): 70 cm  
Gesamtlänge: 205 cm

Höhenverstellbar von 60 cm bis 100 cm  
Breite der Liegefläche: 62 cm oder 72 cm  
Länge der Liegefläche: 190 cm

Rückenlehne verstellbar von 0° bis 90°  
Trendelenburgbewegung: 30°

Räder: Ø 20 cm, mit Zentralbremsung

Stärke der Polsterung: 8 cm

**Höchstbelastung: 300 kg**

## STANDARD

Grundgestell - mit weißem Epoxid-Kunstharz beschichtet  
4 Räder sowie 5. Rad/Führungsrad  
Zentralbremsung  
Matratze aus Polyurethan oder Vinyl  
Infusionsständer: einfach  
Stoßabweißende Puffer  
2 Halterungen für Infusionsständer  
2 herunterklappbare Seitengitter  
Rückenlehne, höhenverstellbar  
Elektrische Knieschenkellehne, mit Fernsteuerung  
Feste Führungsgriffe, kopf- und fußseitig



Patientenfernsteuerung, verriegelbar

Unterschenkellehne (elektrisch)



Gestell für die Rückenlehne kann abgenommen werden, um eine Kopfstütze anzubringen (optional)

## OPTIONEN (Befragen Sie uns gern für weitere Optionen und Ideen)

- 2 herunterklappbare Führungsgriffe, kopfseitig
- 2 herunterklappbare Führungsgriffe, fußseitig
- 2 Halterungen für einen Sicherheitsgurt
- Elektrische Materialhalterung
- Esstablent (auf den Seitengittern befestigt)
- Papierrollenhalterung
- Urinbeutelhalterung
- Seitlicher Kinderschutz, gesteppt (paarweise)
- Universalschienenhalterung (paarweise)
- Feststellschraube Ø 16 (pro Stück)
- Halterung für Röntgenkassette
- Eine andere Farbe als die Standardfarbe
- Besonders komfortable Matratze
- Matratzenauflage EasyGliss für einfacheren Transfer
- Tisch für die Handchirurgie
- Zahnärztliche Kopfstütze
- Infusionsständer: beweglich, am Gehäuse befestigt
- Infusionsständer: teleskopisch
- Akku

# Skot XXL

NOTFALLTRANSPORTLIEGE

Direktive  
93/42/CEE | **CE**



■ VEREINT EIN SOLIDES GESTELL MIT GRÖSSTMÖGLICHEM PATIENTENKOMFORT! ■

Full Washable System®



Elektrische  
Rückenlehne  
(optional)



Großer  
Schiebegriff



Seitengitter, die sich unter die  
Liegefläche klappen lassen

Die Optionen ermöglichen ein Maximum an medizinischer Behandlung ohne unnötige Transfers.



ERGONOMIE

Mit besonders komfortabler Matratze (Memory-Schaumstoff) und Breitenerweiterung durch neigbare Seitengitter.



PATIENTENKOMFORT

Full Washable System®: Transportliege in Rekordzeit auseinandernehmbar, ohne Werkzeuge. Matratze ohne Klettverschlüsse.



HYGIENE

Die Option "E-Drive" bietet eine motorisierte Unterstützung beim Patiententransfer.



WENDIGKEIT

## Technische Beschreibung:

Gesamtbreite: 85 cm  
Gesamtlänge: 210 cm

Höhenverstellbar von 60 cm bis 93 cm  
Breite der Liegefläche: 78 cm  
Länge der Liegefläche: 190 cm

Rückenlehne verstellbar von 0° bis 90°  
Trendelenburgbewegung: 30°

Räder: Ø 20 cm, mit Zentralbremsung

Stärke der Polsterung: 12 cm

**Höchstbelastung: 330 kg**

## STANDARD

Verstärktes Stahlgrundgestell - mit weißem Epoxidkunstharz beschichtet  
4 Räder für schwere Lasten  
5. Rad/Führungsrad  
Zentralbremsung  
Besonders komfortable Matratze  
1 Infusionsständer: einfach  
Stoßabweißende Puffer  
2 Halterungen für Infusionsständer  
2 herunterklappbare Seitengitter  
Rückenlehne mit Gasdruckfeder  
Feste Führungsgriffe, kopf- und fußseitig  
Beidseitige Höhenverstellungspedale



Fernbedienungshebel für das elektrische Rad (optional)

Das Gehäuse, die Handläufe der Seitengitter und die Pedale wurden geglättet!

Neigbare Seitengitter (optional)



Kabelfernbedienung für die Rückenlehne und die Knieschenkellehne (optional)

## OPTIONEN

(Befragen Sie uns gern für weitere Optionen und Ideen)

- 2 herunterklappbare Führungsgriffe, kopfseitig
- 2 herunterklappbare Führungsgriffe, fußseitig
- 2 Halterungen für einen Sicherheitsgurt
- Seitlich neigbare Seitengitter
- Motorisierungssystem "E-Drive"
- Akku für das Motorisierungssystem "E-Drive"
- Eine andere Farbe als die Standardfarbe
- Feststellschraube Ø 16 (pro Stück)
- Elektronisch verstellbare Materialablage (fußseitig)
- Esstablent, auf den Seitengittern befestigt
- Papierrollenhalterung
- Urinbeutelhalterung
- Seitlicher Kinderschutz, gesteppt (paarweise)
- Universalschienenhalterung (paarweise)
- Rückenlehne mit elektrischer Hubsäule
- Elektrische Rückenlehne und Knieschenkellehne
- Halterung für eine Röntgenkassette
- Matratzenauflage EasyGliss für einfacheren Transfer
- Infusionsständer: beweglich, am Gehäuse befestigt
- Infusionsständer: teleskopisch

# Skot pädiatrisch

NOTFALLTRANSPORTLIEGE FÜR DIE  
PÄDIATRIE

Direktive  
93/42/CEE | CE



■ VERSPIELTER UND TRANSPARENTER 360°-SCHUTZ RINGS UM DAS KIND HERUM! ■

Full Washable System®



Transparente  
Seitenwände



Antibakteriell  
vorbehandeltes  
Gehäuse

Stoßabweißende  
Puffer

Einklemmschutz ringsherum:  
keine Zwischenräume, sodass  
keinerlei Verletzungsmöglichkeiten  
gegeben sind.



ERGONOMIE

Weiche Matratze mit  
Stretchgewebebezug. Zudem  
kann man noch ein Kissen  
hinzufügen.



PATIENTENKOMFORT

Full Washable System®: Trans-  
portliege in Rekordzeit ausein-  
andernehmbar, ohne Werkzeuge.  
Matratze ohne Klettverschlüsse.



HYGIENE

Alle Seitengitter können geöffnet  
und heruntergeklappt werden  
und erlauben damit Zugang zum  
Patient.



WENDIGKEIT

## Technische Beschreibung:

Gesamtbreite: 74 cm  
Gesamtlänge: 220 cm

Höhenverstellbar von 60 cm bis 92 cm  
Breite der Liegefläche: 55 cm  
Länge der Liegefläche: 170 cm

Rückenlehne verstellbar von 0° bis 90°  
Trendelenburgbewegung: 30°

Räder: Ø 20 cm, mit Zentralbremsung

Stärke der Matratze: 8 cm

**Höchstbelastung: 280 kg**



Rückenlehne,  
90° anwinkelbar

Öffner, um das Kind  
zu erreichen  
(außerhalb der  
Seitenwände  
angebracht)

## STANDARD

Grundgestell - mit weißem Epoxid-  
Kunstharz beschichtet  
4 Räder sowie 5. Rad/Führungsrad  
Zentralbremsung  
Matratze aus Polyurethan oder Vinyl  
1 Infusionsständer: einfach  
Stoßabweißende Puffer  
4 Halterungen für Infusionsständer  
2 herunterklappbare Seitengitter  
Rückenlehne mit Gasdruckzylinder  
Schiebegriffe, kopf- und fußseitig  
Höhenverstellung beidseitig möglich

## OPTIONEN (Befragen Sie uns gern für weitere Optionen und Ideen)

- Rechteckiges Komfortkissen
- Infusionsständer: teleskopisch
- Besonders komfortable Matratze
- Eine andere Matratzenfarbe als die Standardfarbe



Halterung für  
Infusionsständer



Seitenwände sind vollständig  
herunterklappbar, um einen ein-  
fachen Zugang zum Kind bzw.  
einen seitlichen Transfer zu er-  
möglichen!