

Luna 2

Formschönes Pflegebett mit
Holzumrandung für
die häusliche Pflege



Das Modell Luna 2 ist ausgestattet mit Metall- oder Holzlattenrost, formschönen Stirnteilen, einem Holzumbau und erprobten und zuverlässigen Linak-Antriebssystemen.

Durch unsere manuelle Höhenverstellung vom Lattenrost, lässt sich neben der üblichen 400 mm und 810 mm auch eine Verstellbarkeit von 335 mm - 745 mm realisieren. Der Komfort wird durch diverse elektrische Verstellbarkeiten wie die Betthöhe, Kopf-, Fußteil und einem Knieknick abgerundet.

Natürlich sind Aufrichter und Handgriff, neben den Holzseitengittern im Lieferumfang enthalten.



Abgebildete Ausstattungen können optional sein.



Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Informationen Luna 2

■ Gesamtbreite	1020 mm
■ Gesamtlänge	2170 mm
■ Gesamthöhe	840 - 1250 mm
■ Liegefläche position 1	335 - 400 mm
■ Liegefläche position 2	745 - 810 mm
■ Anti-Trendelenburg	Ja

■ Verstellung des Rückenbereichs	83°
■ Max. Winkel Oberschenkel	31,7°
■ Max. Winkel Unterschenkel	-14,8°
■ Gewicht	98,15 kg
■ Max. sichere Arbeitslast	175 kg
■ zusätzliche Information	CE

Abweichungen bei Maßen und Gewichten (1,5 cm und 1,5 kg) sind möglich.

Formschön, Komfortabel und praktisch

Dieses Pflegebett mit Holz- Umrandung ist auch als Niederflurbett verwendbar, da die Lattenrosthöhe in zwei Höhen zu positionieren ist.

- Untere Lattenrosthöhe in 335mm oder 400mm wählbar
- einfach mit der mitgelieferten Handbedienung elektrisch verstellbar sind die Höhe des Pflegebettes, sowie der Kopfteil- und Fußteil vom Lattenrost
- Metall- Lattenrost mit einer Hubhöhe von 410mm
- Liegefläche 900mm x 2000mm
- Handbedienung mit Sperrfunktion
- sichere Arbeitslast 175kg (Patient und Matratze)
- elektrische Kopfteilverstellung
- elektrische Knieknickverstellung, das Fußteil kann zusätzlich manuell verstellt werden- Version mit 4 Motoren
- Optional ist die Version mit 3 Motoren, dann ist der Fußteil nur manuell verstellbar, d.h. ohne Knieknick

- zwei Paar Holz- Seitengitter zum Sichern des Patienten, wenn notwendig
- Aufrichter mit Trapez, beidseitig montierbar
- vier bremsbare Räder
- formschöne Stirnteile aus Holz, Dekor Buche, mit robusten schönen Vollholzkanten sorgen für eine wohnliche Atmosphäre durch die vollständigen Abdeckung der Hubmotoren
- leicht zerlegbar und aufzubauen
- mittels mitgeliefertem Transportadapter einfach zu transportieren und zu lagern.

Ihre Wünsche sind entscheidend

Seit mehr als 63 Jahren ist **VERMEIREN** ein bedeutender Lieferant von Zubehör für die häusliche Pflege. Dabei streben wir stets nach der Erfüllung Ihrer persönlichen Bedürfnisse. Aus diesem Grund ist jedes unserer Produkte das Ergebnis jahrelanger Erfahrung.



VERMEIREN Austria GmbH

Schärdinger Straße 4
A-4061 Pasching

Tel: +43(0)7229 64900
Fax: +43(0)7229 64900-90

Mail: info@vermeiren.at
Site: www.vermeiren.at

Für weitere Informationen:
Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



VERMEIREN

Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.