



RAMMERSTORFER
MEDIZIN-UND PFLEGETECHNIK

Rammerstorfer
Medizin- & Pflorgetechnik Handels GmbH
4181 Oberneukirchen, Austria
Badstraße 19/1
T: +43 (0) 7212.21195
info@ragmed.at
www.ragmed.at

MaBim

by Leura

Neugeborenenbetten für ein sicheres Co-sleeping

Art. 50.120MB - Art. 52.120MBT



Allgemeine Beschreibung

MaBim ist ein Babybett, das speziell entwickelt wurde, um ein sicheres Co-sleeping und den Transport des Neugeborenen zu ermöglichen. Das gemeinsame Schlafen von Mutter und Baby ist auf der ganzen Welt eine sehr gängige Praxis: es erleichtert den Beginn des Stillens und die mütterliche Bindung. Die Nähe zur Mutter reguliert die Körpertemperatur des Babys und seine Schlafqualität. Dann Krankenhäuser aktivieren das Rooming-in: Mutter und Baby bleiben nach der Geburt 24 Stunden am Tag im selben Raum.

Dank der zu öffnenden Drehseite der Wiege schläft jede Mutter in engem Kontakt mit ihrem Baby und kann es zum Stillen in die Arme nehmen, ohne aus dem Bett aufstehen zu müssen. Es ist ein großer Vorteil für Frauen, die eine lange Wehenzeit, eine epidurale Anästhesie oder einen Kaiserschnitt hinter sich haben. Gleichzeitig schläft das Neugeborene neben seiner Mutter, in der Wiege liegend und vermeidet Sturz- oder Quetschgefahren.

MaBim ist völlig transparent, um die Überwachung von Neugeborenen zu erleichtern. Durch seine verstellbare Höhe überwindet er jedes Bett, jeden Stuhl und jeden Rollstuhl. Seine Öffnungsseite erleichtert das Co-sleeping und die ärztliche Untersuchung des Babys. Seine Löcher vereinfachen die Handhabung, die Reinigung, das Durchgang von Kathetern und Kabeln von beheizten oder phototherapeutischen Matratzen. Das Babybett ist ein Made in Italy Produkt aus recycelbaren Materialien. MaBim Twins ist die Version für Zwillinge. MaBim und MaBim Twins sind mit feuerfesten Matratzen ausgestattet und können mit einer praktischen Lagerregal ergänzt werden.



- + Drehbare Seite für ein sicheres Zusammenschlafen
- + Transparenz zur Überwachung des Babys
- + Höhenverstellbar
- + Passend zu jedem Krankenhausbett
- + Rollstuhlgerecht



LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it



Neugeborenenbetten für ein sicheres Co-sleeping

Art. 50.120MB - Art. 52.120MBT



Technische Daten

MaBim 50.120MB und **MaBim Twins 52.120MBT** bestehen aus:

- Wiege aus transparentem Methacrylat, mit einer drehbaren Öffnungsseite und zwei Edelstahlbuchsen;
- lackierter Eisenfuß, Säule mit Gasfedersystem für variable Höhe und Rollen mit Bremsen.

Materialien: Methacrylat, Aluminium, Eisen

Farben: transparent und weiß

Feuerwiderstandsklasse: E Konformität mit der Richtlinie 93/42/CEE

Maximales getestetes Gewicht: 25kg

MaBim 50.120MB: Einzelbett für Babys

Gewicht: 23,5 kg

Größen: (LxBxH) 75x44x86/114 cm

Wiegengrößen: (LxBxH) 75x44x28 cm

Innenflächengrößen: (LxB) 68x37 cm

MaBim Twins 52.120MBT: Zwillingswiege

Gewicht: 25,50 kg

Größen: (LxBxH) 75x59x86/114 cm

Wiegengrößen: (LxBxH) 75x59x28 cm

Innenflächengrößen: (LxB) 68x50 cm

50.120MT Maby: feuerfeste Matratze

Größen (LxBxH) 68,5x37,5x6 cm

52.120 MT Maby Twins: feuerfeste Matratzen

Größen (LxBxH) 68,5x50,5x6 cm

ZUBEHÖR separat erhältlich:

50.220MT MaBy Trend Element aus Polycarbonat für Trendelenburg und Reverse Trendelenburg Position

50.320AP Lagerregal aus transparentem Methacrylat;

50.420PN Namensschild aus transparentem Polycarbonat - Größen (LxB) 18x13 cm



LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it

