




■ QUALITATIVE BETREUUNG IN EINER ATMOSPHERE,
WELCHE DIE PRIVATSPHERE RESPEKTIERT! ■



Design & Privatsphäre

Sein Plus: tolles Design!

- Farbenprächtiges und kreatives Design:
- Für die Verschönerung der Arbeitsumgebung des Pflegepersonals gedacht!
 - Trägt zur schnelleren Genesung bei!

Das Design ist personalisierbar!

- Option Kristall (maßgeschneidert):**
- Für die Sicherheit und Beaufsichtigung des benachbarten Patienten.
 - Für den Patientenkomfort: Glänzender Vorhang.



RAMMERSTORFER
MEDIZIN- UND PFLEGETECHNIK

Rammerstorfer
Medizin- & Pflegetechnik Handels GmbH
4181 Oberneukirchen, Austria
Badstraße 19/1
T: +43 (0) 7212.21195
info@ragmed.at
www.ragmed.at





ERGONOMIE



HYGIENE




SICHERHEIT



WENDIGKEIT

Abmessungen:



Technische Beschreibung der Paneele:

Easy Clean

Beschreibung:	Raster mit 2 Schussfäden, mit PVC
Ausführung:	Beidseitig mit mattem Lack
Gewicht:	420 g/m ²
Zerreifestigkeit:	2000/1300 N / 0,50 cm
Biegebelastung:	Kein Riss bei 100.000 Versuchen
Brandschutzklasse:	M1
Instandhaltung:	Manuelle Desinfektion, Dampf- reinigung, Zerstaubung

Bedruckte Paneele:



Bambus



Fische



Lcheln

P
E
R
S
O
N
A
L
I
S
I
E
R
B
A
R

Kreieren Sie selbst ein fr
sich angenehmes Bild!

Farbig abgesetzter Ziersaum:



Orange




Gelb



Dunkel-
blau





Grn



Blauer
Himmel




■ GEMEINSAM EINE MASSGESCHNEIDERTE VERSION ERARBEITEN! ■



Unsere Techniker stehen Ihnen zur Verfügung, um Sie zur Umsetzung Ihrer persönlichen Ideen zu beraten. Außerdem installieren sie gern diese personalisierten Produkte.



Design & Privatsphäre



Maßgeschneiderte
Anfertigung





ERGONOMIE



HYGIENE



SICHERHEIT



WENDIGKEIT

Abmessungen:

Ohne Bohrung anzubringen (3 cm)



Anpassbare Aufhängung mit Bohrung (100 cm)



Technische Beschreibung des Vorhangs:

Vinyl Farbgebung

Beschreibung:	Kalandriertes Leintuch
Gewicht:	270 g/m ²
Zerreifestigkeit:	89,2 N / 11,64 cm
Brandschutzklasse:	M1
Phthalatgehalt (%):	< 0,1 %
Instandhaltung:	Manuelle Desinfektion, Dampf- reinigung, Zerstubung



Trevira CS bioaktiv Farbgebung

Beschreibung:	Trevira-Schussfden CS Polyester
Gewicht:	140 g/m ²
Antibakterielle Behandlung:	Silber-Behandlung
Brandschutzklasse:	M1
Instandhaltung:	Maschinenwaschbar bis 60° Celsius, Trockenreinigung, Trocknung bis 150° Celsius, bgelbar bis 110° Celsius



Microstop Farbgebung

Beschreibung:	Vliesstoff
Gewicht:	91,5 g/m ²
Brandschutzklasse:	M2
Antibakterielle Behandlung:	Silber-Behandlung
Instandhaltung:	Wegwerfbar



Easy Clean Design und Farben der Verbindungsstellen

Beschreibung:	Raster mit 2 Schussfden, mit PVC
Ausfhrung:	Beidseitig mit matten Lack
Gewicht:	420 g/m ²
Zerreifestigkeit:	2000/1300 N / 0,50 cm
Biegebelastung:	Kein Riss bei 100.000 Versuchen
Brandschutzklasse:	M1
Instandhaltung:	Manuelle Desinfektion, Dampf- reinigung, Zerstubung

