



IHR FACHBERATER



**RAMMERSTORFER**  
MEDIZIN- UND PFLEGETECHNIK

Rammerstorfer Medizin- & Pflegetechnik Handels GmbH

4181 Oberneukirchen, Austria | Badstraße 19/1 | T: +43 (0) 7212.21195 | [info@ragmed.at](mailto:info@ragmed.at) | [www.ragmed.at](http://www.ragmed.at)

**medizinische polster**



## Referenzen

Unsere Repräsentanzen:

Auszug des internationalen Fachhandels:



Benelux



Belgien



Schweiz



Österreich



Österreich

Auszug aus der Kundenliste von Industrieunternehmen und Verbänden:

**ROESER**

**AMEFA**



**SCHMITZ**



**SIEMENS**



**megro**



Nachfolgend einige über den Fachhandel belieferte Krankenhäuser und Kliniken:



Krankenhaus GmbH  
St. Goar Oberwesel



Berufsgenossenschaftliche Unfallklinik Murnau – Murnau

Sächsisches Krankenhaus für Psychiatrie und Neurologie – Arnsdorf

Wilhelm-Fresenius-Klinik – Wiesbaden

Klinikum Hoyerswerda gemeinnützige GmbH – Hoyerswerda

Hohenfeld-Kliniken Pitzer – Bad Camberg

Charité - Universitätsmedizin Berlin- Campus-Virchow-Klinikum und Charité – Campus-Mitte – Berlin

Kliniken des Landkreises Riesa-Großenhain – Riesa-Großenhain

Ambulantes Rehabilitations- und Gesundheitszentrum – Mainz

Qualitätsprodukte. Von Menschen für Menschen.



## Höchster Anspruch an **Qualität** gehört zu unseren Grundprinzipien

Unser Grundsortiment umfasst Rollen, Kissen, Keile, Schienen und Polster. Daneben finden Sie Produkte zur Dekubitusprophylaxe und Therapie sowie Matten, Auflagen und Fixierungen. Wir verwenden nur qualitativ hochwertige Rohstoffe, deren Verarbeitung ausschließlich von Hand vorgenommen wird.

**Qualität** spielt bei uns eine so große Rolle, dass wir den höchsten deutschen Standards entsprechen. Dafür wurden wir ausgezeichnet mit DIN EN ISO 9001 und DIN EN ISO 13485 in 2009.

Alle unsere Produkte tragen gemäß Medizinprodukte-Gesetz das CE - Zeichen.


**Teamgeist. Und alles wird möglich.**

# Innovative Ideen für die Zukunft



Bisanz Medizinische Polster GmbH  
Max-Planck-Straße 24-26  
55435 Gau-Algesheim

Telefon: 06725-9300-0  
Fax: 06725-9300-10  
E-Mail: [info@bisanz.de](mailto:info@bisanz.de)  
Home: [www.bisanz.de](http://www.bisanz.de)



## **Unser Team ist immer für Sie da. Rufen Sie uns an!**

Wir nehmen uns Zeit für Sie und Ihre Wünsche. Dank unserer über 60-jährigen Erfahrung gehören Sonderanfertigungen ebenso zu unserem Tagesgeschäft wie das Standardprogramm. Flexibilität ist Teil unserer Unternehmensphilosophie. Wir gehen individuell auf Ihre Wünsche ein und beraten Sie gerne.

## Wichtige Hinweise

**Unsere Produkte werden in der Standard-Farbe der jeweiligen Bezugsart geliefert, sofern in Ihrer Bestellung kein ausdrücklicher Farbwunsch angegeben ist.**

Alle unsere Produkte sind **FCKW-frei**.

Die möglichen Oberflächen und Bezüge finden Sie bei den Artikeln einzel aufgeführt.

Wünschen Sie eine andere Größe, Ausführung oder Oberfläche als genannt, wenden Sie sich bitte an uns.

### INFO

Eine ausführliche Beschreibung von PU und PUD finden Sie unter Kap.4. 8 (letzte Seite vor Kapitel 4.9) bzw. Seite 51

#### Bezugs- und Oberflächenvarianten

Trikot und Nessel	weiß, Stoffbezug, waschbar
Frottee	weiß, Stoffbezug, waschbar
Anti-Milben-Bezugsmaterial	weiß, Stoffbezug, waschbar
PU-Stoff	PU-Bezugsstoff, weiß oder schwarz, wasserabweisend, waschbar
PU-Stoff - antistatisch	PU-Bezug schwarz, antistatisch, hochreißfest, sehr elastisch, hoch desinfektionsmittelbeständig, Mehrpreis + 30 % zum Standard KL-Bezug
Micronara	Microfaserstoff, anthrazit oder nach Farbkarte, waschbar
PVC	Kunststoff-Bezug schweißbar, Standard creme oder nach Farbkarte, bei Röntgentischauflagen grau
KL	Kunstleder, Standard weiß oder nach Farbkarte. Weiß kann produktionsabhängig genäht oder geschweißt sein. Bei dauerhafter Lagerung unbedingt einen Schutzbezug z.B. aus Trikot-Stoff verwenden.
KL - antistatisch (auf Anfrage)	Kunstleder, antistatisch, in anthrazit, $10^8 - 10^{10} \Omega$ nach DIN 53482 <b>Wichtig:</b> Wünschen Sie diese Ausführung, geben Sie immer zusätzlich „KL-antistatisch“ bei Ihrer Bestellung an. Die antistatische Ausführung ist, wenn nicht extra aufgeführt, mit 30 % Mehrpreis zum Standard-KL-Bezug erhältlich.
PU	PU-Beschichtung, Behautung des Schaums mit Farbe, ohne Nähte, Standard agave oder nach Farbkarte, röntgenfähig, atmungsaktiv, feuchtigkeitsabweisend (keine wasserdichte Ausführung), mikroporöse Oberfläche. Die PU-Beschichtung in weiß ist mit 20% Mehrpreis zur Standard-PU-Beschichtung erhältlich.
PUD	PUD-Beschichtung in wasserdichter, feuchtigkeitsundurchlässiger Ausführung, Standard agave oder nach Farbkarte <b>Wichtig:</b> Bei Röntgenteilen oder -Auflagen, die mit einer PUD-Beschichtung gewünscht werden, übernehmen wir keine Garantie der Strahlendurchlässigkeit!
PUD - antistatisch	PUD-Beschichtung antistatisch, in anthrazit, $10^8 - 10^{10} \Omega$ nach DIN 53482 <b>Wichtig:</b> Wünschen Sie diese Beschichtung, geben Sie immer zusätzlich „PUD-antistatisch“ bei Ihrer Bestellung an. Die antistatische Beschichtung ist gleichpreisig mit der PUD-Beschichtung.

#### Füllmaterialien

Schaumstoff	in unterschiedlichen Festigkeitsgraden, Pflege siehe Pflegeempfehlung
Polystyrolkugeln	nicht waschbar
Neopolenkugeln	bis 60°C waschbar
Bifill	weiches, bewegliches Material. Ist im komprimierten Zustand fest, aber an der Oberfläche weicher als Neopolenkugeln. Waschbar bis 60°C. ☐
BIPLUS	Eigenmarke Kaltschaum, s. Matratzen

#### Abkürzungen

KL = Kunstleder	PU = Polyurethan-Beschichtung
T = KL <i>Trio</i> = phthalatfrei	PUD = Polyurethan-Beschichtung dicht
Tr = Trikot	PVC = Polyvinylchlorid Kunststoff-Bezug in geschweißter Ausführung
N = Nessel	* = gebräuchlichstes Maß

#### Pflegeanleitung

Waschbarkeit der Stoffe: siehe Farbkarte, Kunstleder-, PVC und Wachstumstuchbezüge sowie die PU- und PUD-Beschichtung sind mit den VAH-gelisteten Wischdesinfektionsmitteln zu behandeln. Kunstleder bis max. 100 °C autoklavierbar. PVC **nicht** autoklavierbar. Mikroporöse Oberflächen sind nicht blutfest! Kontaminierte Oberflächen mit einem Antioxidans wie Natriumthiosulfat reinigen. Oder bei möglicher Kontamination mit Blut mit Einmal-PE-Folie abdecken. Wiederverwendbare Produkte sind stets auf Haltbarkeit und Stabilität zu prüfen und ggfs. auszutauschen, in jedem Fall aber nach der Gewährleistungszeit.


#### Rücknahmen

sind bei Artikeln mit dem Zeichen „\*“ - in KL weiß, PVC creme und PU agave möglich. Alle Artikel mit anderen Maßen, Oberflächen oder Farben ohne das Zeichen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.

#### Preise

Alle empfohlenen Verkaufspreise sind zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, Porto und Verpackung.

## Pflegeempfehlung



Material:

**Kunstleder / PVC / Wachtuch / PU-Stoff / Nylonspezialgewebe / PU- sowie PUD-Beschichtung/dicht**

Alle aufgeführten Materialien sind mit Flächendesinfektionsmitteln zur Sprüh- und Wischdesinfektion zu desinfizieren. Eine Auswahl VAH gelisteter Produkte entnehmen Sie der unten aufgeführten Tabelle. Die Angaben beruhen auf Herstellerempfehlungen und Eigentests.

Hersteller	Mittel
Ecolab	Incidin Oxy Foam & Oxy Wipe, Incidin Oxy FoamS & Oxy WipeS
B. Braun	Meliseptol Foam Pure, Meliseptol Tücher
Dr. Schumacher	Descosept Spezial Wipes
Bode Chemie GmbH	Mikrobac Tissues Desinfektionstücher

Wir empfehlen aldehydfreie Produkte auf Basis oberflächenaktiver Wirkstoffe, zur Schonung der empfindlichen Oberflächen. Diese sind gemäß dem jeweiligen Gebrauchshinweis des Herstellers zu verwenden.

Für die Anwendung aldehydhaltiger Produkte übernehmen wir keine Gewährleistung der dauerhaften Haltbarkeit der Oberflächen.

Material:

**Schaumstoff blank**

nicht wasch- und desinfizierbar, nur als Einmalprodukt zu empfehlen, bei mehrmaligem Gebrauch mit Einmal-PE-Folie abdecken oder Schutzbezug verwenden. Dampfsterilisation bis 120°C

Die Angaben basieren auf Praxiserprobungen sowie Erfahrungen unserer Lieferanten.

### NEU

**Incidin-Oxy Produkte neu unter Kapitel 14**  
Desinfektion zum Sprühen und Wischen

# Wir fertigen für Sie nach Maß

## Wichtige Hinweise für Ihre Sonderanfertigungen


Um eine einwandfreie Maßanfertigung zu gewährleisten, bitten wir Sie, die gewünschten Maße in die Artikelskizzen, auf einer Kopie dieser Seite, einzutragen und uns mit Ihrer Bestellung bzw. Anfrage einzureichen. Vielen Dank.

Gerne fertigen wir unsere Artikel mit Ihrem Aufdruck bzw. Logo an. Beschriftungsfarbe in hellblau, dunkelblau, schwarz und agave.




## Artikelskizzen:


Rollen:  $L \times \varnothing$




Keil vordere Kante erhöht:  $L \times B \times H1/H2$




Halbrollen:  $L \times B \times H$




Kissen:  $L \times B \times H$




Keile:  $L \times B \times H$




Dachkeil:  $L \times B \times H$




Würfel:  $L \times B \times H$



Spreizkeil:  $L \times B1/B2 \times H$



## Beispiele unserer Sonderanfertigungen nach Kundenwünschen



- A. Beintunnel (Frontansicht) mit PUD-Beschichtung/dicht anthrazit antistatisch
- AA. Beintunnel (Ansicht von unten)
- B. Polsterauflage mit Griffschlaufen, Ansicht der Unterseite mit gleitfähigem Material und Anti-Rutschstreifen
- C. Bauchlagerpolster halbrund
- D. Polsterauflage klappbar mit KL-Bezug genäht, Farbe agave
- E. Armlagerungskissen für Parallel- bzw. Diagonallage
- F. Kissen mit Fixierungen, KL-Bezug weiß



# Farbkarten


## Stoffe



**Micronara**  
anthrazit, Standard  
30°C waschbar




**Micronara**  
blau,  
30°C waschbar




**Micronara**  
schwarz,  
30°C waschbar




**Micronara**  
hellbraun,  
30°C waschbar




**Frottee**  
weiß,  
60°C waschbar



**Frottee**  
weiß, Unterseite PU-Schicht,  
60°C waschbar



**Trikot**  
weiß,  
95°C waschbar



**Anti-Milben-Bezug**  
60°C waschbar



**PU-Bezug**  
weiß,  
95°C waschbar



**PU-Bezug**  
schwarz,  
60°C waschbar



**PU-Bezug**  
schwarz antistatisch, hoch-  
reißfest, sehr elastisch, hoch  
desinfektionsmittelbeständig,  
Mehrpreis + 30 % zu KL-Bezug,  
60°C waschbar

## PVC



creme - Standard




grau


 trocknergeeignet

 nicht trocknergeeignet


## Nylonspezialgewebe




türkis - Standard



lila



orange




flieder

Nylonspezialgewebe: sterilisierbar bis 115° C, erwärmt in der Mikrowelle bei kleinster Stufe max. 2 min, im Backofen bei 120 °C ca. 5-10 min. Weitere Hinweise siehe unter Kirschkerneissen ( Seite 11.5).  
Die Pflege entnehmen Sie bitte unserer Pflegeempfehlung.

## Antirutschmaterialien



**Turnmattenmaterial**  
blau, hochreißfestes  
Spezialgewebe



**Antirutschmaterial**  
anthrazit,  
extrem rutschhemmendes  
Spezialgewebe

## Baumwollstoffe



Bezugsstoff lindgrün,  
60°C waschbar



Bezugsstoff beige,  
60°C waschbar

## Kunstleder *Trio* speziell für Kinder und Medizin




phthalatfrei,  
Mehrpreis + 15 % zu KL-Bezug

# Farbkarten

## Kunstleder



weiß - Standard, phthalatfrei



creme, phthalatfrei



apricot, phthalatfrei



gelb, phthalatfrei




melange, phthalatfrei



feuerrot, phthalatfrei



bordeaux



cyclame, phthalatfrei



violett, phthalatfrei



royalblau, phthalatfrei



atollblau, phthalatfrei




hellblau, phthalatfrei




agave, phthalatfrei



chrom, phthalatfrei



schwarz, phthalatfrei



### PU-Bezug

schwarz antistatisch, hoch-reißfest, sehr elastisch, hoch desinfektionsmittelbeständig, Mehrpreis + 30 % zu KL-Bezug, 60°C waschbar

Kunstleder antistatisch (anthrazit) auf Anfrage erhältlich.

## Kunstleder *Trio* speziell für Kinder und Medizin




phthalatfrei,  
Mehrpreis + 15 % zu KL-Bezug


 trocknergeeignet

 nicht trocknergeeignet

## PU Beschichtung



agave - Standard



weiß, Mehrpreis +20%



schwarz



blau




violett



rot




gelb




lichtgrau


## PUD Beschichtung/dicht



agave - Standard




hellblau



schwarz



blau




violett




rot



gelb



lichtgrau



antistatisch,  
anthrazit

**Hinweis:**  
PU-Beschichtung als mikroporöse Oberfläche ist nicht blutfest. Kontaminierte Oberflächen mit einem Antioxidans wie Natriumthiosulfat reinigen. Bei Kontamination mit Blut mit Einmal-PE-Folie abdecken.

# Inhalt nach Kapiteln

<b>Kapitel</b>	<b>Seite</b>		
<b>1. Lagerung allgemein</b>		<b>1.1</b>	
Schaumstoffkissen .....	1.2	Armpolsterhülsen.....	4.5
Nackenkissen.....	1.2	Universales Kopflagerungskissen	
Kopfkeil.....	1.3	nicht verstellbar.....	4.6
Lagerungskeil.....	1.3	Modulares Universal-Kopflagerungskissen	
Gipsstütze.....	1.3	3-teilig für individuelle Lagerungen .....	4.7
Injektions- und Infusionskissen .....	1.4	Modulares Universal-Kopflagerungskissen	
Krankentrageauflage.....	1.5	4-teilig für individuelle Lagerungen .....	4.8
Fußauflagematte/Diwanauflage.....	1.5	OP-Lagerungspolster für die Bauchlage .....	4.9
Armlagerungskeil.....	1.6	Stirn-Kinn-Kopflagerungskissen.....	4.10
Beinlagerungskeile.....	1.6	Kopfkissen für die Bauchlage, verstellbar .....	4.10
Schiefe Ebene.....	1.6	Thoraxkissen nach Roßmann .....	4.11
Beinhochlagerungskeile .....	1.7	Beckenkissen nach Roßmann .....	4.11
Kopfkissen .....	1.7	Ulnariskissen nach Roßmann.....	4.12
		Halbrolle für die Fußlagerung .....	4.12
		OP-Tischauflage .....	4.12
		Beinlagerungstunnel .....	4.13
		Seitenlagerungskeil mit Schulter-Arm-Mulde .....	4.13
		Bifoam-Kissen für die Bauchlage .....	4.14
		Anästhesiekissen .....	4.14
<b>2. Diagnostik</b>		<b>2.1</b>	
Säuglingslagerungshilfe für Hüftsonographie .....	2.2		
Beinlagerungsformkeil.....	2.2		
Mammalagerungskeil .....	2.3		
Bauchbrett.....	2.4		
Echocardiographiekeil.....	2.5		
Hand-Armauflage-Kissen nach Wienerl.....	2.5		
Rektoskopie-Halbrolle.....	2.5		
<b>3. Schienen und Polsterzubehör</b>		<b>3.1</b>	
Beinhochlagerungsschienen.....	3.2		
Beinlagerungsschienen .....	3.3 bis 3.5		
Fix-Verbandschiene .....	3.6		
Fix-Unfallbeinschiene .....	3.6		
Einmalpolster für Beinschienen.....	3.7		
Schaumstoffrolle.....	3.7		
Grundpolster für Krappschiene.....	3.7		
<b>4. Röntgen- und OP-Lagerung</b>		<b>4.1</b>	
Röntgensortiment .....	4.2		
Röntgenkopfteile .....	4.2		
Röntgenlagerungs-Ergänzungsartikel.....	4.3		
Röntgentischauflage.....	4.3		
Kopflagerungsring .....	4.4		
Kopflagerungskissen.....	4.4		
Intubationskissen.....	4.4		
Röntgenkopfteil, Rechts-/Linkslage.....	4.5		
Kopfkissen für die Bauchlage .....	4.5		
		<b>5. Fixierungen</b>	<b>5.1</b>
		Haftbandfixierung.....	5.2
		Haken- und Flauschband.....	5.2
		Befestigungsband .....	5.2
		Back to Back.....	5.3
		Halskrawatte .....	5.3
		Sicherheitsgurt für Krankentragen.....	5.3
		Patiententragegurt.....	5.3
		Rollstuhlsicherheitsgurt .....	5.4
		Hand- und Fußgelenkfixierung .....	5.4
		Hand -und Beifixierung für Kleinkinder .....	5.4
		Arm- und Beifixierungsgurt.....	5.5
		OP-Gurte .....	5.5
		<b>6. Dekubitusprophylaxe &amp; Therapie</b>	<b>6.1</b>
		Biflex-Sitzkissen .....	6.2
		Körperlagerungsring.....	6.2
		Comfortkeilkissen.....	6.2
		Anti-Dekubitus-Kissen.....	6.3
		Anti-Dekubitusfell und Fellschoner	
		für Ellenbogen und Ferse .....	6.3
		<b>7. Kranken- und Seniorenpflege,</b>	
		<b>postoperative Pflege</b>	<b>7.1</b>
		Seitenschläferkissen/Lagerungsrolle.....	7.2
		Knielagerungskissen .....	7.2

Halbmondkissen .....	7.3
U-Form-Lagerungskissen .....	7.3
Kissen mit loser Füllung .....	7.4
Hirsekissen .....	7.4
Gewichts-, Reismehl- und Sandsack.....	7.5
Bettseitengitterpolster/Bettseitenpolster.....	7.6
Rückenstützkeil mit Weichschicht .....	7.7
Rückenstützkeil mit Lasche.....	7.7
Spreizkeil mit/ohne Haftbandfixierung .....	7.7
Fußstützen .....	7.8
Hodenkissen .....	7.8
Wärmestiefel .....	7.8
Fersennstütze/-kissen.....	7.9
Sitzerhöhungen .....	7.10
Nachtstuhlpolster.....	7.10
Arthrodesekissen .....	7.11

## 8. Rund ums Baby

8.1

Wickelmulde.....	8.2
Wickeltischauflagen.....	8.2-8.3
Entbindungskeil.....	8.3
Säuglingslagerungshilfe für Hüftsonographie .....	8.4
Kinderbettmatratze .....	8.4
Seitenlagerungshilfe für Säuglinge .....	8.5
Stillkissen .....	8.5

## 9. Plattenwaren

9.1

Anti-Dekubitus-Kaltschaum-Noppen-Platte .....	9.2
Anti-Dekubitus-Noppenschäumplatte .....	9.2
Biflex-Schaumstoffplatte.....	9.2
Schaumstoffplatten .....	9.3

## 10. Physiotherapie, Reha und Massage

10.1

Rolle für Knie und Nacken .....	10.2
Gymnastikrolle.....	10.2
Halbrolle / Hartschaumhalbrolle .....	10.3
Delordosierungs-Halbrolle .....	10.3
Stufenbettwürfel - verstellbar .....	10.4
Beinhochlagerungswürfel „Swing“ .....	10.4
Sitzwürfel zur Bandscheibenentlastung .....	10.5
Stufenbettwürfel - nicht verstellbar .....	10.5
Schulter-Arm-Hochlagerungskeil.....	10.6
Keilkissen mit Mulde .....	10.6
Knochenkissen.....	10.6
Bifoam-Kissen für die Bauchlage .....	10.7
Handtrainer / Ball als Handtrainer.....	10.7

Gymnastikmatte, Turnmatte .....	10.8
Lordosekissen (Lendenkissen) .....	10.9
Sitzkeil.....	10.9
Autositzkeil.....	10.9

## 11. Schlafen und Wohlfühlen

11.1

Seitenschläferkissen / Lagerungsrolle .....	11.2
Bauchschläferkissen .....	11.2
Orthopädisches Kopfkissen .....	11.3
Nackenhörnchen .....	11.4
Anti-Kopfschmerzkissen .....	11.4
Venenkissen .....	11.4
Dinkelspelzkissen .....	11.5
Kirschkernkissen .....	11.5

## 12. Matratzen und Auflagen

12.1

Pflegebettmatratze.....	12.2
Wendematratze.....	12.2
BISANZ - Hochwertige Pflegebettmatratze .....	12.3
Matratzen-Auflage.....	12.3
Orthopädische Matratzen - Kaltschaum.....	12.4
Orthopädische Matratzen - viscoelastisch.....	12.4
7-Zonen-Matratze aus Wabenkaltschaum .....	12.5
Kinderbettmatratze .....	12.5

## 13. Stoffe am laufendem Meter

13.1

Kunstleder .....	13.2
PU-Bezugsmaterial.....	13.2
Stoffe .....	13.3

## 14. Desinfektion

### zum Sprühen und Wischen

14.1

Incidin® OxyFoam & OxyWipe .....	14.2-14.3
Incidin® OxyFoam S & OxyWipe S.....	14.4-14.5

## 15. Preisliste

15.1

## 1. Lagerung allgemein

Schaumstoffkissen .....	1.2
Nackenkissen.....	1.2
Kopfkeil.....	1.3
Lagerungskeil.....	1.3
Gipsstütze.....	1.3
Injektions- und Infusionskissen .....	1.4
Krankentrageauflage.....	1.5
Fußauflagematte/Divanauflage .....	1.5
Armlagerungskeil.....	1.6
Beinlagerungskeile.....	1.6
Schiefe Ebene .....	1.6
Beinhochlagerungskeile .....	1.7
Kopfkissen .....	1.7





# 1.2 Lagerung allgemein

## Schaumstoffkissen



**Anwendungsgebiet:**  
Zur universellen Lagerung bei Untersuchungen und auch zur Erhöhung von Schienen

**Material:**  
Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:**  
PVC creme oder grau, geschweißt (bis 7 cm Höhe), auch in KL-Bezug möglich

- KL weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
300003	30 x 20 x 2 cm
300004	40 x 20 x 2 cm
300010	25 x 15 x 3 cm
300011	25 x 20 x 3 cm
300017	40 x 20 x 3 cm
300025	25 x 20 x 4 cm
300026	30 x 20 x 4 cm

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
300043	20 x 20 x 5 cm
300045	25 x 20 x 5 cm
300046	30 x 20 x 5 cm
300050	40 x 25 x 5 cm
300051	40 x 30 x 5 cm
300075	30 x 20 x 7 cm
300076	40 x 20 x 7 cm
300079	40 x 30 x 7 cm

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
300088	30 x 25 x 8 cm
300089	40 x 20 x 8 cm
300095	50 x 30 x 9 cm
300099	25 x 25 x 10 cm
300103	40 x 30 x 10 cm
300108	50 x 40 x 10 cm
300120	50 x 30 x 15 cm

## Nackenkissen

**Anwendungsgebiet:**  
Zur stützenden Lagerung des Nackens

**Material:**  
Weicher Schaumstoff

- Bezug:**
- PVC creme oder grau, geschweißt
  - KL-weiß geschweißt, farbig genäht nach Farbkarte, ohne Reißverschluss
  - PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
* 730001	40 x 18 x 10 cm
*gebräuchlichstes Maß, kann in PVC creme und KL weiß zurück genommen werden	



## 1.3 Lagerung allgemein

### Kopfkeil

**Anwendungsgebiet:**

Zur Kopflagerung in unterschiedlichen Anwendungsbereichen, z.B. bei starker BWS-Kyphose

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff


**Bezug:**

- PVC creme oder grau
- KL weiß geschweißt, farbig genäht nach Farbkarte, ohne Reißverschluss
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
*1341102	37 x 37 x 10 cm
*1341101	40 x 50 x 10 cm
*1341106	40 x 90 x 10 cm
*gebräuchlichstes Maß, kann in PVC creme und in KL weiß zurück genommen werden	



### Lagerungskeil



**Anwendungsgebiet:**

Unterschiedliche Anwendungsbereiche, z.B. bei Physiotherapie und Rehabilitation

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:**

- KL weiß geschweißt nur bei 10 cm Höhe möglich, KL farbig genäht nach Farbkarte, ab 15 cm Höhe Fertigung mit Reißverschluss
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1343001	40 x 30 x 10 cm
1343005	40 x 40 x 15 cm
1343008	50 x 40 x 15 cm
1343009	50 x 50 x 15 cm
1343012	30 x 50 x 20 cm, 30° Lagerung

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1343013	40 x 50 x 20 cm
1343014	50 x 35 x 20 cm
1343016	60 x 40 x 20 cm
1343018	60 x 50 x 20 cm
1343020	40 x 90 x 20 cm
1343025	40 x 50 x 25 cm, 30° Lagerung

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1343039	50 x 45 x 30 cm, 30° Lagerung
1343042	70 x 60 x 30 cm
1343044	60 x 50 x 35 cm, 30° Lagerung
1343045	70 x 60 x 40 cm, 30° Lagerung

### Gipsstütze

**Anwendungsgebiet:**

Zur Beinauflage beim Anlegen von Gipsverbänden, bei der abgeschrägten Gipsstütze wird das Arbeiten am Unterschenkel erleichtert

**Material:**

Hartschaumstoff, wenig elastisch, kaum nachgebend

**Bezug:**

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte

**Gipsstütze abgeschrägt**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
760002	30 x 20 x 20 cm

**Gipsstütze gerade**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
760001	30 x 20 x 20 cm



## 1.4 Lagerung allgemein

### Infusionskissen mit/ohne Armfixierung



**Anwendungsgebiet:**

Für Infusionen, Transfusionen im OP- oder Notfallbereich

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff, keilförmig mit Mulde

**Bezug:**

- PVC creme oder grau, wasserdicht geschweißt
- KL-weiß geschweißt, farbig genäht nach Farbkarte, mit Reißverschluss
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte

**Infusionskissen mit Armfixierung**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
*1341402	60 x 15 x 10/5 cm


\*gebräuchlichstes Maß, kann in KL weiß zurück genommen werden

**Infusionskissen ohne Armfixierung**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
*1341401	60 x 15 x 10/5 cm

\*gebräuchlichstes Maß, kann in KL weiß zurück genommen werden

### Injektionskissen mit/ohne Armfixierung



**Anwendungsgebiet:**

Für Injektionen oder Blutentnahmen in der Arztpraxis

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff, keilförmig mit Mulde

**Bezug:**

- PVC creme oder grau, wasserdicht geschweißt
- KL-weiß geschweißt, farbig genäht nach Farbkarte, mit Reißverschluss
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte

**Injektionskissen mit Armfixierung**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1341303	30 x 15 x 10/5 cm
1341304	45 x 15 x 10/5 cm

**Injektionskissen ohne Armfixierung**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
*1341301	30 x 15 x 10/5 cm
*1341302	45 x 15 x 10/5 cm

\*gebräuchlichstes Maß, kann in PVC creme und in KL weiß zurück genommen werden

Mit Werbeaufdruck Ihrer Wahl möglich, Mindestabnahme 500 Stk.

## 1.5 Lagerung allgemein

### Krankentrageauflage



**Anwendungsgebiet:**

Für Krankentragen und Untersuchungsliegen

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:**

- KL weiß oder nach Farbkarte, mit Entlüftungsösen

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1341502	180 x 50 x 4 cm
1341504	200 x 50 x 4 cm
1341518	180 x 50 x 5 cm

### Fußauflagematte/Diwanauflage



**Anwendungsgebiet:**

Schutzauflage für den Fußbereich, z.B. für Untersuchungsliegen

**Material:**

KL in den Farbkombinationen schwarz/grau oder weiß/grau

Art.-Nr.	Maße (L x B)
1342000	38 x 58 cm schwarz/grau
1342000-0	38 x 58 cm weiß/grau

Mit Werbeaufdruck Ihrer Wahl möglich, Mindestabnahme 500 Stk.

## 1.6 Lagerung allgemein

### Armlagerungskeil (nach Magnus)

**Anwendungsgebiet:**  
Zur Armhochlagerung, speziell im Krankenbett bei hochgestelltem Kopfteil

**Material:**  
Mittelfester Schaumstoff

- Bezug:**
- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
  - PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

**Art.-Nr. Maße (L x B x H)**

1340000 51 x 22 x 30 cm  
(Auflagefläche)



### Beinlagerungskeil (nach Magnus)

**Anwendungsgebiet:**  
Zur Beinlagerung mit angewinkeltem Kniegelenk (90°)

**Material:**  
Mittelfester Schaumstoff

- Bezug:**
- KL weiß oder nach Farbkarte
  - PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

**Beinlagerungskeil – einfach**

**Art.-Nr. Maße (L x B x H)**


\*1340001 45 x 22 x 23 cm  
(Schenkellänge 30 u. 35 cm)

\*gebräuchlichstes Maß, kann in KL weiß zurückgenommen werden

**Beinlagerungskeil – doppelt**

**Art.-Nr. Maße (L x B x H)**

1340002 45 x 44 x 23 cm  
(Schenkellänge 30 u. 35 cm)



### Schiefe Ebene

**Anwendungsgebiet:**  
Vorwiegend zur gestreckten Hochlagerung des Arms

**Material:**  
Mittelfester Schaumstoff

- Bezug:**
- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
  - PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

**Schiefe Ebene – einfach**

**Art.-Nr. Maße (L x B x H)**

\*1340302 60 x 22 x 20 cm

1340301 80 x 22 x 25 cm


\*gebräuchlichstes Maß, kann in KL weiß zurückgenommen werden

**Schiefe Ebene – doppelt**

**Art.-Nr. Maße (L x B x H)**

1340402 60 x 44 x 20 cm

1340401 80 x 44 x 25 cm



## 1.7 Lagerung allgemein

### Kopfkissen

**Anwendungsgebiet:**

Zur Kopflagerung

**Material:**

Weicher Schaumstoff

**Bezug:**

- KL weiß geschweißt oder KL farbig genäht ohne RV

Tr zusätzlich bestellbar  
(siehe Preisliste)

Art.-Nr.	Maße (L x B)
*640201	35 x 40 cm
*640202	40 x 40 cm
*640203	40 x 60 cm
*gebräuchlichstes Maß, kann in KL weiß zurück genommen werden	
mittlere Höhe 12 cm	



### Beinhochlagerungskeil - einfach

**Anwendungsgebiet:**

Zur Beinhochlagerung sowie  
Ruhigstellung, speziell für Stre-  
ckenverbände und Extensionen  
(siehe auch Gewichtssäcke Seite  
7.5), zur schrittweisen Reduzie-  
rung der Stufenlagerung

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:**

- KL mit Reißverschluss, weiß  
oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave  
oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
*1340102	60 x 22 x 18 cm
*1340101	72 x 22 x 20 cm
*gebräuchlichstes Maß, kann in KL weiß zurück genommen werden	



### Beinhochlagerungskeil - doppelt

**Anwendungsgebiet:**

Zur Beinhochlagerung sowie  
Ruhigstellung, speziell für Stre-  
ckenverbände und Extensionen  
(siehe auch Gewichtssäcke Seite  
7.11), zur schrittweisen Redu-  
zierung der Stufenlagerung

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:**

- KL mit Reißverschluss, weiß  
oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave  
oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1340202	60 x 44 x 18 cm
*1340201	72 x 44 x 20 cm
1340203	72 x 44 x 35 cm
*gebräuchlichstes Maß, kann in KL weiß zurück genommen werden	



## 2. Diagnostik

Säuglingslagerungshilfe für Hüftsonographie .....	2.2
Beinlagerungsformkeil .....	2.2
Mammalagerungskeil .....	2.3
Bauchbrett.....	2.4
Echocardiographiekeil.....	2.5
Hand-Armauflage-Kissen nach Wienerl.....	2.5
Rektoskopie-Halbrolle.....	2.5





## 2.2 Diagnostik

### Säuglingslagerungshilfe bei Hüftsonographie



**Anwendungsgebiet:**

Zur Lagerung von Säuglingen bei Sonographie, einzelne Teile variabel durch vorhandenes Haftband verstellbar

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:**

- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte
- KL weiß oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße je L:70 x B:40 cm (Maße der Grundplatte)
1341801PU	mit PU-Beschichtung
1341801-1 PUD	mit PUD-Beschichtung/dicht
1341802KL	mit KL-Bezug

### Beinlagerungsformkeil



**Anwendungsgebiet:**

Zur unterstützenden Lagerung der Beine, z.B. bei der Strahlentherapie

**Material:**


Fester Schaumstoff mit Beinführungen

**Bezug:**

- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht auf Anfrage möglich

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1342020	41 x 41 x 16/14 cm

### Mammalagerungskeil



**Anwendungsgebiet:**

Zur optimalen Lagerung des Patienten bei der Strahlentherapie für einen höheren Liegekomfort

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:**

- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht auf Anfrage möglich

Art.-Nr.

1342010

Maße (L x B x H)

56 x 52 x 22 cm

## 2.4 Diagnostik

### Bauchbrett

**Anwendungsgebiet:**

Zur Lagerung des Patienten in der Bauchlage, z.B. bei der Strahlentherapie

**Material:**

Sehr fester Schaum, Ausschnitt für Bauchfreilage, zweiteiliges Bauchbrett - Einzelteile fixierbar durch vorhandene Klett- und Flauschverbindung (s. Abb.), Vorteile zweier Teile: leichtere Handhabung und Unterbringung

**Bezug:**

- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht auf Anfrage möglich



**Bauchbrett – einteilig**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1342030	180 x 46 x 11 cm Bauchausschnitt 40 x 40 cm, nach unten schräg auslaufend (Lieferung ohne Verkleinerungsrahmen)

**Bauchbrett – zweiteilig**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1342031	180 x 46 x 11 cm (2 Teile je 90 x 46 x 11 cm), Bauchausschnitt 40 x 40 cm, nach unten schräg auslaufend (Lieferung ohne Verkleinerungsrahmen)

### Verkleinerungsrahmen

**Anwendungsgebiet:**

Zur Verkleinerung des Bauchbrettausschnittes

**Material:**

Fester Schaumstoff

**Bezug:**

- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht auf Anfrage möglich



**Verkleinerungsrahmen**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1342032	35 x 35 x 7,5 cm Bauchausschnitt 20 x 20 cm

### Echokardiographiekeil

**Anwendungsgebiet:**

Bei Spezialuntersuchungen, mit Ausschnitt für den Schallkopf

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:**

- KL weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1343200	75 x 75 x 30 cm



### Hand-Armauflage-Kissen nach Wienerl



**Anwendungsgebiet:**

Für arterielle Punktion nach Wienerl mit Haken- und Flauschverbindung (abnehmbar)

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:**

- KL schwarz oder nach Farbkarte



Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1341403	31 x 15 x 15 cm

### Rektoskopie-Halbrolle

**Anwendungsgebiet:**

Zur Verwendung bei rektalen Untersuchungen

**Material:**

Fester Schaumstoff, ermüdungsfrei

**Bezug:**

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1342001	50 x 40 x 35 cm



### 3. Schienen und Polsterzubehör

Beinhochlagerungsschienen.....	3.2
Beinlagerungsschienen .....	3.3 bis 3.5
Fix-Verbandschiene .....	3.6
Fix-Unfallbeinschiene .....	3.6
Einmalpolster für Beinschienen .....	3.7
Schaumstoffrolle.....	3.7
Grundpolster für Krappschiene.....	3.7






## 3.2 Schienen und Polsterzubehör

### Beinhochlagerungsschiene „1“ Nach Art der „Braun’schen“ und „Schulze“-Schiene

**Anwendungsgebiet:**  
Zur Ruhigstellung und Beinhochlagerung nach Operationen, Fraktionen, bei Venenentzündungen und Thrombose, gepolstertes Fußbrett (Kunststoff) mindert Gefahr der Spitzfußbildung, 30° Lagerung

**Material:**  
Mittelfester Schaumstoff, gepolstertes Fußbrett aus Kunststoff

- Bezug:**
- ohne Bezug
  - Tr-Bezug weiß
  - KL weiß oder nach Farbkarte
  - PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte



ohne Bezug	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
720001	60 cm (Kinder) B 20 cm
720000	80 cm (Erw.) B 25 cm

mit KL-Bezug	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
720101	60 cm (Kinder)
720100	80 cm (Erw.)

mit PU-Beschichtung	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
720001-1	60 cm (Kinder)
720000-1	80 cm (Erw.)

Separate Bezüge:

Tr-Bezug mit Bändchen	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
720003	60 cm (Kinder)
720002	80 cm (Erw.)

KL-Bezug mit Haken- und Flauschband	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
720005	60 cm (Kinder)
720004	80 cm (Erw.)

### Beinhochlagerungsschiene mit erhöhter Seitenführung

**Anwendungsgebiet:**  
Zur Ruhigstellung und Stabilisierung nach Operationen, bei Venenentzündungen oder Frakturen, Fersenaushöhlung dient zur Entlastung der Ferse, gepolstertes Fußbrett mindert Gefahr der Spitzfußbildung

**Material:**  
Mittelfester Schaumstoff, Fußplatte aus festem Schaumstoff

- Bezug:**
- ohne Bezug
  - KL weiß oder nach Farbkarte
  - PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
  - PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (Beinlänge, Breite)
720300	80 cm, 25 cm, ohne Bezug
720300KL	80 cm, 25 cm mit KL-Bezug
720301	80 cm, 25 cm, PU
720302	80 cm, 25 cm, PUD



## 3.3 Schienen und Polsterzubehör

### Beinlagerungsschiene „2“ Nach Art der „Volkmann“-„Schweizer“- und „Kehl’schen“-Schiene

**Anwendungsgebiet:**


Zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, bei Entzündungen und Frakturen, gepolstertes Fußbrett (Kunststoff) mindert Gefahr der Spitzfußbildung, Rotationshemmung durch seitliche Aufkantungen

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff, gepolstertes Fußbrett aus Kunststoff

**Bezug:**

- ohne Bezug
- Tr-Bezug weiß
- KL weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte



ohne Bezug	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
710001	55 cm (Kinder) B 23 cm
710000	75 cm (Erw.) B 30 cm

mit KL-Bezug	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
710101	55 cm (Kinder)
710100	75 cm (Erw.)

mit PU-Beschichtung, perforiert	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
710001-1	55 cm (Kinder)
710000-1	75 cm (Erw.)

Separate Bezüge:

Tr-Bezug mit Bändchen	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
710003	55 cm (Kinder)
710002	75 cm (Erw.)

KL-Bezug mit Haken- und Flauschband	
Art.-Nr.	Maße Beinlänge L
710005	55 cm (Kinder)
710004	75 cm (Erw.)

### Beinlagerungsschiene „3“

**Anwendungsgebiet:**

Zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, bei Entzündungen und Frakturen, gepolstertes Fußbrett (Schaumstoff) mindert Gefahr der Spitzfußbildung, Rotationshemmung durch seitliche Aufkantungen

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff, gepolstertes Fußbrett aus Schaumstoff


**Bezug:**

- ohne Bezug
- Tr-Bezug weiß
- KL weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

ohne Bezug	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
711000	75 x 25 cm (Erw.)

mit KL-Bezug	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
711100	75 x 25 cm (Erw.)

mit PU-Beschichtung	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
711000-1	75 x 25 cm (Erw.)



Separate Bezüge:

KL-Bezug mit Haken- und Flauschband	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
711004	75 x 25 cm (Erw.)

Tr-Bezug mit Bändchen	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
711002	75 x 25 cm (Erw.)

## 3.4 Schienen und Polsterzubehör

### Beinlagerungsschiene „2“ ohne gepolstertes Fußbrett

**Anwendungsgebiet:**  
Besonders geeignet bei Oberschenkelhalsbrüchen zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung

**Material:**  
Mittelfester Schaumstoff

- Bezug:**
- ohne Bezug
  - KL-Bezug weiß oder nach Farbkarte
  - Tr-Bezug weiß
  - PU-Beschichtung möglich



perforiert, ohne gepolstertes Fußbrett, ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B)
710006	75 x 30 cm (Erw.)
710007	55 x 23 cm (Kinder)

perforiert, ohne gepolstertes Fußbrett, mit KL-Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B)
710120	75 x 30 cm (Erw.)
710121	55 x 23 cm (Kinder)

Separater Bezug:

Tr-Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B)
710008	75 x 30 cm (Erw.)
710009	55 x 23 cm (Kinder)

### Beinlagerungsschiene „3“ ohne gepolstertes Fußbrett

**Anwendungsgebiet:**  
Besonders geeignet bei Oberschenkelhalsbrüchen zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung

**Material:**  
Mittelfester Schaumstoff

- Bezug:**
- ohne Bezug
  - KL-Bezug weiß oder nach Farbkarte
  - Tr-Bezug weiß
  - PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte



ohne gepolstertes Fußbrett, ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B)
711006	75 x 25 cm (Erw.)

ohne gepolstertes Fußbrett, mit KL-Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B)
711120	75 x 25 cm (Erw.)

ohne gepolstertes Fußbrett, mit PU

Art.-Nr.	Maße (L x B)
711006-1	75 x 25 cm (Erw.)


Separater Bezug:

Tr-Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B)
711008	75 x 25 cm (Erw.)

## 3.5 Schienen und Polsterzubehör

### Beinunterschekelschiene mit Fersenausschnitt



**Anwendungsgebiet:**

Fixe Unterschenkelagerung mit Freilagerung der Ferse zur Vorbeugung von Dekubitus

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:**

- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
710400	50 x 20 x 11/3 cm PU
710401	50 x 20 x 11/3 cm PUD

### Beinlagerungsschiene mit Fersenausschnitt

**Anwendungsgebiet:**

Zur gestreckten Beinlagerung, Ruhigstellung und Fixierung nach Operationen, bei Entzündungen und Frakturen, Schiene mit Freilagerung der Ferse und des Fußballens, Fußplatte (Schaumstoff) mindert Gefahr der Spitzfußbildung

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff, Fußplatte aus festem Schaumstoff

**Bezug:**

- ohne Bezug
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (Beinlänge, Breite)
710300	75 cm, 25 cm, ohne Bezug, Ausschnitt-Breite ca. 7,5 cm
710301	75 cm, 25 cm, PU, Ausschnitt-Breite ca. 7,5 cm
710302	75 cm, 25 cm, PUD, Ausschnitt-Breite ca. 7,5 cm



## 3.6 Schienen und Polsterzubehör

### Fix-Verbandschiene



**Anwendungsgebiet:**

Zum Ruhigstellen und Fixieren der Gliedmaßen nach Unfällen, nach Operationen, bei Entzündungen

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff mit eingearbeiteten Aluminiumflachdrähten, Fix-Verbandschiene ist gepolstert, biegsam, röntgenfähig und abwaschbar, ab 7cm Breite mit Öse

**Bezug:**

- Polyethylen-Folie, geschweißt
- Ohne Bezug und ohne Öse - diese Ausführung verhindert durch Luftdurchlässigkeit eine übermäßige Transpiration (s. Preisliste)

mit PE-Folie, ohne Öse	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
2470001	15 x 3 cm
2470002	20 x 3 cm
2470003	25 x 3 cm
2470006	15 x 5 cm
2470007	20 x 5 cm
2470008	20 x 5 cm
2470009	30 x 5 cm
2470010	40 x 5 cm
2470011	50 x 5 cm

mit PE-Folie, mit Öse	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
2470013	30 x 7 cm
2470014	40 x 7 cm
2470015	50 x 7 cm
2470016	60 x 7 cm
2470019	30 x 9 cm
2470020	40 x 9 cm
2470021	50 x 9 cm
2470022	60 x 9 cm
2470023	70 x 9 cm

2470027	40 x 11 cm
2470028	50 x 11 cm
2470029	60 x 11 cm
2470030	70 x 11 cm

### Fix-Unfallbeinschiene



**Anwendungsgebiet:**

Zur Ruhigstellung der Beine bei Unfällen, die Unter- bzw. Oberschenkelnschiene ist rechts und links verwendbar

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff mit eingearbeiteten Alu-Flachdrähten, die Fix-Unfallbeinschiene hat einen Haftbandverschluss, ist weich gepolstert, biegefähig, abwaschbar und röntgenfähig

**Bezug:**

- KL weiß oder nach Farbkarte

Unterschenkelnschiene	
Art.-Nr.	Maße (L)
2480003	60 cm

Oberschenkelnschiene	
Art.-Nr.	Maße (L)
2480004	80 cm

## 3.7 Schienen und Polsterzubehör

### Einmalpolster für Beinschienen

**Anwendungsgebiet:**

Polstermaterial für Beinschienen zur einmaligen Verwendung

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff mit Haftstreifen zur Befestigung, sowie 3 Zusatzpolstern zur Verstärkung unter der Ferse, in der Kniekehle und am körpernahen Schienenende

**Bezug:**

- Ohne Bezug

Für Braunsche-Schiene Gr. 1+2, ausziehbare Gr.1, Kirschner und Böhler-Schiene Gr. 1-3 (5er Pack)

Art.-Nr.	Maße
2500001	B-1



### Schaumstoffrolle

**Anwendungsgebiet:**

Polstermaterial für Gipsverbände und Verbandschienen, zum Polstern von Cramerschienen in Streifen mit Stärke 1,5 cm, Befestigung des Schaums mit schmalen Pflasterstreifen möglich

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:**

- Ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße
490011	9 x 1,5 cm (5 m Länge)
490009	11 x 1 cm (5 m Länge)
490012	11 x 1,5 cm (5 m Länge)



### Grundpolster für Krappschiene

**Anwendungsgebiet:**

Als Polster für Lagerungsschiene (Krappsche Schiene)

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:**

- Tr, waschbar bis 60°C, trocknergeeignet

Art.-Nr.	Maße
2490000	92 x 28/19 x 2 cm



Auf Anfrage auch mit KL-Bezug genäht möglich.

## 4. Röntgen- und OP-Lagerung

Röntgensortiment .....	4.2
Röntgenkopfteile .....	4.2
Röntgenlagerungs-Ergänzungsartikel.....	4.3
Röntgentischauflage.....	4.3
Kopflagerungsring .....	4.4
Kopflagerungskissen.....	4.4
Intubationskissen.....	4.4
Röntgenkopfteil, Rechts-/Linkslage.....	4.5
Kopfkissen für die Bauchlage .....	4.5
Armpolsterhülsen.....	4.5
Universales Kopflagerungskissen nicht verstellbar.....	4.6
Modulares Universal-Kopflagerungskissen 3-teilig für individuelle Lagerungen .....	4.7
Modulares Universal-Kopflagerungskissen 4-teilig für individuelle Lagerungen .....	4.8
OP-Lagerungspolster für die Bauchlage .....	4.9
Stirn-Kinn-Kopflagerungskissen.....	4.10
Kopfkissen für die Bauchlage, verstellbar .....	4.10
Thoraxkissen nach Roßmann .....	4.11
Beckenkissen nach Roßmann.....	4.11
Ulnariskissen nach Roßmann.....	4.12
Halbrolle für die Fußlagerung .....	4.12
OP-Tischauflage .....	4.12
Beinlagerungstunnel .....	4.13
Seitenlagerungskeil mit Schulter-Arm-Mulde .....	4.13
Bifoam-Kissen für die Bauchlage .....	4.14
Anästhesiekissen .....	4.14





## 4.2 Röntgen- und OP-Lagerung

### Röntgensortiment



#### Anwendungsgebiet:

Im Röntgenbereich zum Fixieren des Patienten, die unterschiedlichen Formen und Größen des Sortiments gewährleisten eine optimale Lagerung

#### Material:

Mittelfester Schaumstoff, völlig strahlendurchlässig

#### Bezug:

- Ohne Bezug
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte



Art.-Nr.	9-teilig
680000	1 x Nr. 1, 2 x Nr. 2 2 x Nr. 3, 2 x Nr. 4 1 x Nr. 5, 1 x Nr. 6

Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße
680003	Nr. 1, Großer Dachkeil 45°	36 x 24 x 12 cm
680017	wie 1 Großer Dachkeil 45°	54 x 24 x 12 cm
680004	Nr. 2, Mittlerer Dachkeil 45°	18 x 24 x 12 cm
680005	Nr. 3, Kleiner Dachkeil 45°	18 x 10 x 5 cm
680006	Nr. 4, Schrägkeil 15°	24 x 18 x 6 cm
680007	Nr. 5, Rechteck	24 x 18 x 3 cm
680008	Nr. 6, Rechteck	24 x 18 x 5 cm

### Röntgenkopfteile

#### Anwendungsgebiet:

Im Röntgenbereich zum Fixieren des Kopfes in verschiedenen Lagen

#### Material:

Mittelfester Schaumstoff, völlig strahlendurchlässig

#### Bezug:

- Ohne Bezug
- Nr. 9 auch in KL-weiß oder nach Farbkarte genäht, Röntgenfähigkeit kann nicht garantiert werden
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte




Art.-Nr.	Bezeichnung	Maße (L x B x H)
680011	Nr. 9, a.p. für Rückenlage	25 x 25 x 10 cm
680011-1	Nr. 9 für Rückenlage für Kinder	22 x 22 x 7 cm
680012	Nr. 10, p.a. für Bauchlage	23 x 25 x 10 cm
680013	Nr. 11 für Seitenlage rechts keine Abb.	28 x 30 x 10 cm
680014	Nr. 12, für Seitenlage links	28 x 30 x 10 cm
680018	Kopfring	außen Ø 18 cm, innen Ø 10 cm, H: 4 cm

## 4.3 Röntgen- und OP-Lagerung

### Röntgenlagerungs-Ergänzungsartikel

Art.Nr.	Bezeichnung	Maße
680009	Nr. 7, Scheibe mit Loch	Ø 18/5 x 4 cm
680010	Nr. 8, Rolle	25 x Ø 10 cm
680004-1	Nr. 13, Dreieck ungleichschenkelig, Schenkellänge	60 x 30 x 15 cm 24/19,5 cm 37 °/53 ° Winkel
680006-1	Nr. 14, Schrägkeil 15°	28 x 18 x 8 cm
680006-2	Nr. 15, Schrägkeil 20°	28 x 18 x 10 cm
680006-3	Nr. 16, Schrägkeil 15°	24 x 36 x 6 cm
680007-1	Nr. 17, Rechteck	36 x 24 x 3 cm
680008-1	Nr. 18, Rechteck	36 x 24 x 5 cm
680009-1	Nr. 19, Rundplatte	Ø 15 cm, H: 4 cm
680009-2	wie Nr. 19, Rundplatte	Ø 23 cm, H: 5 cm
680020PU	Nr. 20, Nackenunterlage	50 x 32 x 18 cm
680021PU	Nr. 21, Körperstütze	40 x 30 x 18 cm
680022PU	Nr. 22, Halbrolle	18 x 15 x 7,5 cm
680023PU	Nr. 23, Halbrolle	36 x 15 x 7,5 cm
680024PU	Nr. 24, Halbrolle	18 x 22 x 11 cm
680025PU	Nr. 25, Halbrolle	36 x 22 x 11 cm



**Hinweis:** Bei Röntgenteilen oder Auflagen, die mit KL-Bezug oder in PUD-Beschichtung/dicht gewünscht werden, übernehmen wir keine Garantie der Strahlendurchlässigkeit!

### Röntgentischauflage

**Anwendungsgebiet:**

Röntgenbereich

**Material:**

Fester Schaumstoff

**Bezug:**

- PVC grau oder nach Farbkarte geschweißt, ab 2 cm Höhe mit Kunststoffentlüftungsösen schwarz

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
690003	140 x 60 x 1,5 cm
690005	180 x 60 x 1,5 cm
690006	200 x 60 x 1,5 cm
690007	220 x 60 x 1,5 cm
690013	180 x 60 x 3 cm
690014	200 x 60 x 3 cm
690015	220 x 60 x 3 cm



Abgebildete Variante in der Ausführung PVC transparent nicht mehr lieferbar.

**Hinweis:** Auch andere allgemeine Lagerungsprodukte aus unserem Gesamtkatalog sind für den OP-Bereich geeignet.

## 4.4 Röntgen- und OP-Lagerung

### Kopflagerungsring

**Anwendungsgebiet:**  
Zur freien Lagerung des Hinterkopfes, überwiegend im OP-Bereich durch die hochwertige PUD-Beschichtung

**Material:**  
Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:**

- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte

Außen- und Innenflächen rund	
Art.-Nr.	Maße
680019PU	Ø 20/10 cm, H: 5 cm (Erw.)
680019PUD	Ø 20/10 cm, H: 5 cm (Erw.)
680019-1PU	Ø 15/8 cm, H: 3,5 cm (Kinder)
680019-1PUD	Ø 15/8 cm, H: 3,5 cm (Kinder)



### Kopflagerungskissen, flach

**Anwendungsgebiet:**  
OP-Bereich, Röntgen, Physiotherapie, Massage

**Material:**  
Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:**

- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- KL weiß oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640800	22 x 22 x 5 cm



### Intubationskissen

**Anwendungsgebiet:**  
Zur Kopflagerung in Bauchlage mit Augen- und Nasenausschnitt und Einkerbung auf der Unterseite des Kissens zur Tubusschlauchlegung im OP-Bereich

**Material:**  
Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:**

- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte

mit PU-Beschichtung	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
999001-PU	24 x 25 x 12 cm

mit PUD-Beschichtung/dicht	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
999001-PUD	24 x 25 x 12 cm



## 4.5 Röntgen- und OP-Lagerung

### Röntgenkopfteil für Rechts- und Linkslage

**Anwendungsgebiet:**


Zur hochkomfortablen Lagerung des Kopfes im Röntgen- und OP-Bereich durch Ausmoldungen rechts und links sowie der abgerundeten Kinnpartie zur Minimierung von Druckstellen (auch für Rückenlagerung zum freien Lagern der Ohren geeignet)

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff, völlig strahlendurchlässig

**Bezug:**

- ohne Bezug
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte (Strahlendurchlässigkeit kann nicht garantiert werden)



Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
680016	25 x 25 x 10 cm, ohne Bezug
680016PU	25 x 25 x 10 cm
680016PUD	25 x 25 x 10 cm

### Kopfkissen für Bauchlage

**Anwendungsgebiet:**

Zur Kopflagerung in Bauchlage z. B. im OP-Bereich, Kopfkissen mit Stirnaushöhlung und Nasenausschnitt

**Material:**

PU-Kaltschaum weich

**Bezug:**

- KL weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte



Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640300	36 x 25 x 10 cm

### Armpolsterhülse mit/ohne Haftbandverschluss



ohne Haftbandverschluss		
Art.-Nr.	Maße (L)	Ø innen
550002	20 cm	9 cm für Kinder
550001	25 cm	11 cm für Erwachsene
550003	45 cm	<b>konisch</b> , für Erwachsene

mit Haftbandverschluss		
Art.-Nr.	Maße (L)	
540002	20 cm	für Kinder
540001	25 cm	für Erwachsene
540003	45 cm	<b>konisch</b>

**Anwendungsgebiet:**

Zur Vermeidung von Druckläsionen bei Operationen (Radialis- und Ulnarisschäden), die Ausführung mit Haftbandverschluss ermöglicht ein leichtes Anlegen und Abnehmen auch bei festgeschalltem Arm

**Material:**

Fester Schaumstoff

**Bezug:**

- KL weiß oder nach Farbkarte

**Hinweis:** Auch andere allgemeine Lagerungsprodukte aus unserem Gesamtkatalog sind für den OP-Bereich geeignet.

## 4.6 Kopflagerungskissen für die individuelle Lagerung

### Universales Kopflagerungskissen nicht verstellbar nach Kleemann/Dr. med. Holger Sauer



#### Anwendungsgebiet:

Sichere und bequeme Kopflagerung in jeder Position (Rücken, Seite, Bauch und Zwischenpositionen) z. B. im OP- und sonstigen medizinischen Bereichen, ebenso in der Physiotherapie und im Wellness-Sektor. Für den universellen Einsatz geeignet, selbst bei anatomischen Anomalien bzw. operierter Halswirbelsäule.

#### Zusätzliche Besonderheit:


Passgenau geeignet für den Einsatz der CINEMIZER plus®-3D-Videobrille (Carl Zeiss)

#### Material:

Hochwertiger Schaumstoff

#### Bezug:

- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte



#### Universales Kopflagerungskissen für individuelle Lagerungen mit PU-Beschichtung

Kopflagerungskissen für Bauch-, Rücken-, Rechts- und Linkslage, einteilig und nicht verstellbar, mit PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte, mit Ausschnitt für Zeiss-CINEMIZER (Videobrille) und Nasenausschnitt

#### Universales Kopflagerungskissen für individuelle Lagerungen mit PUD-Beschichtung dicht

Kopflagerungskissen für Bauch-, Rücken-, Rechts- und Linkslage, einteilig und nicht verstellbar, mit PUD-Beschichtung agave oder nach Farbkarte, mit Ausschnitt für Zeiss-CINEMIZER (Videobrille) und Nasenausschnitt

#### mit PU-Beschichtung

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
999006PU	24,5 x 24,5 x 11cm

#### mit PUD-Beschichtung dicht

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
999006PUD	24,5 x 24,5 x 11cm

## 4.7 Kopflagerungskissen für die individuelle Lagerung

### Modulares Universal-Kopflagerungskissen 3-teilig für individuelle Lagerungen nach Kleemann/Dr. med. Holger Sauer



**Anwendungsgebiet:**  
Sichere und bequeme Kopflagerung in jeder Position (Rücken, Seite, Bauch und Zwischenpositionen) z. B. im OP- und sonstigen medizinischen Bereichen, ebenso in der Physiotherapie und im Wellness-Sektor. Aufgrund der revolutionären Keilmodul-Konzeption dank Mikroklett-Technik mit wenigen Handgriffen individuell anpassbar und für universellen Einsatz geeignet, selbst bei anatomischen Anomalien bzw. operierter Halswirbelsäule.

**Zusätzliche Besonderheit:**  
Passgenau geeignet für den Einsatz der CINEMIZER plus®-3D-Videobrille (Carl Zeiss)

**Material:**  
Hochwertiger Schaumstoff

**Bezug:**

- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte

**Modulares Universal Kopflagerungskissen 3-teilig für individuelle Lagerungen mit PU-Beschichtung**  
Kopflagerungskissen-Set für Bauch-, Rücken-, Rechts- und Linkslage, 3-teilig und verstellbar, bestehend aus:

**Modulares Universal Kopflagerungskissen 3-teilig für individuelle Lagerungen mit PUD-Beschichtung dicht**  
Kopflagerungskissen-Set für Bauch-, Rücken-, Rechts- und Linkslage, 3-teilig und verstellbar, bestehend aus:


mit PU-Beschichtung	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
999004PU	<p><b>1x Kopflagerungsschale</b> 24,5 x 24,5 x 11 cm mit Ausschnitt für Zeiss-CINEMIZER (Videobrille) und Nasenausschnitt. Auf der Unterseite 4x Flauschband schwarz</p>
	<p><b>1x Seitenkeil</b> 24,5 x 24,5 x 4/0,5 cm auf der Oberseite 4x Microklett schwarz 2,5x2,5 cm und auf der Unterseite 4x Flauschband schwarz</p>
	<p><b>1x Seitenkeile</b> 24,5 x 24,5 x 4/0,5 cm auf der Oberseite 4x Microklett schwarz. Alle Einzelteile mit PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte beschichtet.</p>

mit PUD-Beschichtung dicht	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
999004PUD	<p><b>1x Kopflagerungsschale</b> 24,5 x 24,5 x 11 cm mit Ausschnitt für Zeiss-CINEMIZER (Videobrille) und Nasenausschnitt. Auf der Unterseite 4x Flauschband schwarz</p>
	<p><b>1x Seitenkeil</b> 24,5 x 24,5 x 4/0,5 cm auf der Oberseite 4x Microklett schwarz 2,5x2,5 cm und auf der Unterseite 4x Flauschband schwarz</p>
	<p><b>1x Seitenkeile</b> 24,5 x 24,5 x 4/0,5 cm auf der Oberseite 4x Microklett schwarz. Alle Einzelteile mit PUD-Beschichtung dicht agave oder nach Farbkarte beschichtet.</p>

## 4.7 Kopflagerungskissen für die individuelle Lagerung

### Modulares Universal-Kopflagerungskissen 3-teilig für individuelle Lagerungen nach Kleemann/Dr. med. Holger Sauer

Der Aufbau der Kopflagerungsschale wird nach Bedarf individuell angepasst



#### Bauch- und Rückenlage




Aufbau für eine gerade Lagerung: Kopflagerungsschale + 2 Seitenkeile

## 4.7 Kopflagerungskissen für die individuelle Lagerung

### Modulares Universal-Kopflagerungskissen 3-teilig für individuelle Lagerungen nach Kleemann/Dr. med. Holger Sauer

#### Rechts-Links-Lage



Aufbau für eine Rotations-Lagerung rechts und links: Kopflagerungsschale + 1 Seitenkeil


Aufgrund der revolutionären Keilmodul-Konzeption dank Mikrollett-Technik mit wenigen Handgriffen individuell anpassbar



Aufbau für eine gerade Lagerung rechts und links: Kopflagerungsschale + 2 Seitenkeile

## 4.8 Kopflagerungskissen für die individuelle Lagerung

### Modulares Universal-Kopflagerungskissen 4-teilig für individuelle Lagerungen nach Kleemann/Dr. med. Holger Sauer



#### Anwendungsgebiet:

Sichere und bequeme Kopflagerung in jeder Position (Rücken, Seite, Bauch und Zwischenpositionen) z. B. im OP- und sonstigen medizinischen Bereichen, ebenso in der Physiotherapie und im Wellness-Sektor. Aufgrund der revolutionären Keilmodul-Konzeption dank Mikrolett-Technik mit wenigen Handgriffen individuell anpassbar und für universellen Einsatz geeignet, selbst bei anatomischen Anomalien bzw. operierter Halswirbelsäule.

#### Modulares Universal-Kopflagerungskissen 4-teilig für individuelle Lagerungen mit PU-Beschichtung

Kopflagerungskissen-Set für Bauch-, Rücken-, Rechts- und Linkslage, 4-teilig und verstellbar bestehend aus:

##### mit PU-Beschichtung

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
999005PU	<b>1x Kopflagerungsschale</b> 24,5 x 24,5 x 11/7,5 cm mit Ausschnitt für Zeiss-CINEMIZER (Videobrille) und Nasenausschnitt. Zusätzlich seitlich mit Abschrägung rechts- und links, auf der Unterseite der Abschrägung jeweils 2x Flauschband schwarz
	<b>1x Grundkeil</b> 18x24,5x3/1 cm auf der Oberseite 3x Mikrolett schwarz
	<b>2x Seitenkeile</b> 12 x 24,5 x 4,0/0,5 cm, je Keil auf der Oberseite 2x Mikrolett schwarz 10x2,5 cm und auf der Unterseite 2x Flauschband schwarz. Alle Einzelteile mit PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte beschichtet.

#### Zusätzliche Besonderheit:

Passgenau geeignet für den Einsatz der CINEMIZER plus®-3D-Videobrille (Carl Zeiss)

#### Material:

Hochwertiger Schaumstoff

#### Bezug:

- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte

#### Modulares Universal-Kopflagerungskissen 4-teilig für individuelle Lagerungen mit PUD-Beschichtung dicht

Kopflagerungskissen-Set für Bauch-, Rücken-, Rechts- und Linkslage, 4-teilig und verstellbar bestehend aus:


##### mit PUD-Beschichtung

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
999005PUD	<b>1x Kopflagerungsschale</b> 24,5 x 24,5 x 11/7,5 cm mit Ausschnitt für Zeiss-CINEMIZER (Videobrille) und Nasenausschnitt. Zusätzlich seitlich mit Abschrägung rechts- und links, auf der Unterseite der Abschrägung jeweils 2x Flauschband schwarz
	<b>1x Grundkeil</b> 18x24,5x3/1 cm auf der Oberseite 3x Mikrolett schwarz
	<b>2x Seitenkeile</b> 12 x 24,5 x 4,0/0,5 cm, je Keil auf der Oberseite 2x Mikrolett schwarz 10x2,5 cm und auf der Unterseite 2x Flauschband schwarz. Alle Einzelteile mit PUD-Beschichtung agave oder nach Farbkarte beschichtet.

## 4.8 Kopflagerungskissen für die individuelle Lagerung

### Modulares Universal-Kopflagerungskissen 4-teilig für individuelle Lagerungen nach Kleemann/Dr. med. Holger Sauer


Der Aufbau der Kopflagerungsschale wird nach Bedarf individuell angepasst



#### Bauch- und Rückenlage




Ansicht mit CINEMIZER-Brille



Aufbau für eine gerade Lagerung:  
2 Seitenkeile + Kopflagerungsschale



Aufbau für leicht erhöhte Lagerung:  
Grundkeil + 2 Seitenkeile + Kopflagerungsschale



1. Aufbau für eine leichte Nackenextension in Bauchlage und leichte Kopferhöhung in Rückenlage: Grundkeil (vom Kopf zum Kinn auslaufend) + 2 Seitenkeile + Kopflagerungsschale
2. Aufbau für eine leichte Nackenflexion in Bauchlage und leicht nach hinten gefällige Kopflagerung in Rückenlage (Extension): Grundkeil (vom Kinn zum Kopf auslaufend) + 2 Seitenkeile + Kopflagerungsschale


## 4.8 Kopflagerungskissen für die individuelle Lagerung

### Modulares Universal-Kopflagerungskissen 4-teilig für individuelle Lagerungen nach Kleemann/Dr. med. Holger Sauer


#### Rechts-Links-Lage




Aufbau für eine gerade Seitenlagerung:  
2 Seitenkeile + Kopflagerungsschale



Aufbau für eine leichte Schräg- Rechts-Links-Lage:  
Grundkeil seitlich (von außen nach innen auslaufend)  
+ 2 Seitenkeile + Kopflagerungsschale



Aufbau für eine Rotations-Lagerung links:  
2 Seitenkeile + Kopflagerungsschale



Aufbau für eine Rotations-Lagerung rechts:  
2 Seitenkeile + Kopflagerungsschale

Aufgrund der revolutionären Keilmodul-Konzeption dank Mikrolett-Technik mit wenigen Handgriffen individuell anpassbar

## 4.8 Kopflagerungskissen für die individuelle Lagerung

### Eigenschaften der Beschichtungen



#### **Polyurethan-Beschichtungen (PU-Beschichtung):**

- mikroporöse Oberfläche
- atmungsaktiv und feuchtigkeitsabweisend (nicht dicht)
- röntgenfähig
- pflegeleicht, feucht abwischbar
- desinfizierbar (siehe unsere Pflegeempfehlung)
- allergische Reaktionen sind nicht bekannt

PU-Beschichtung, Behautung des Schaums mit Farbe, ohne Nähte, Standard agave oder nach Farbkarte (keine wasserdichte Ausführung). Die PU-Beschichtung in weiß ist mit 20% Mehrpreis zur Standard-PU-Beschichtung erhältlich.

#### **PUD-Beschichtungen (dicht - feuchtigkeitsundurchlässig):**

- feuchtigkeitsundurchlässig, urin- und blutbeständig
- Oberfläche sehr strapazierfähig
- äußerst pflegeleicht und feucht abwischbar
- desinfizierbar (siehe unsere Pflegeempfehlung)
- speichel- und schweißecht
- ölbeständig (Sonnenblumenöl)
- unempfindlich gegenüber Oberflächenverschmutzungen
- allergische Reaktionen sind nicht bekannt

PUD-Beschichtung in wasserdichter, feuchtigkeitsundurchlässiger Ausführung, Standard agave oder nach Farbkarte, sowie in antistatischer Ausführung (Farbe anthrazit).

Frei von gesundheitsgefährdenden Stoffen.  
Wir bestätigen hiermit, dass in den oben aufgeführten Beschichtungen Stoffe, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch der Produkte geeignet sind die menschliche Gesundheit zu gefährden, nicht enthalten sind oder soweit es sich um unvermeidliche Restmengen derartiger Stoffe handelt, diese Mengen unterhalb der gesetzlich festgelegten Richtwerte liegen. Über eventuelle allergische Reaktionen bei Überempfindlichkeit können wir keine 100% Bestätigung geben.

#### **Produkte mit Beschichtung dürfen nicht mehr verwendet werden, wenn:**

- die Beschichtung sich löst
- bei der PU-Beschichtung Feuchtigkeit z.B. Flüssigkeit/ Blut in den Schaum eingedrungen ist (bzgl. der Hygiene)
- die Beschichtung beschädigt ist.

Wir weisen darauf hin, dass bei der **PUD**-Beschichtung durch die dichte Beschichtung bei längerer Lagerung Druckstellen entstehen können.

## 4.9 Röntgen- und OP-Lagerung

### OP-Polster für Operationen in der Bauchlage

#### Anwendungsgebiet:

Körperlagerungspolster für Operationen in der Bauchlage für eine stabile, physiologische Lagerung, bestehend aus den speziellen Kopflagerungen, dem Thorax- und Beckenkissen, der Halbröhle sowie dem Ulnarissen. Becken- sowie Thoraxkissen sind als zusätzliche Variante mit einer Visco-Auflage und abgerundeten Kanten erhältlich. Dadurch wird die Gefahr von Druckstellen auf ein Minimum reduziert. Die Kombination von Thorax- und Beckenkissen ermöglicht eine der Körpergröße angepasste optimale Lagerung, bei der die Bauchatmung gewährleistet wird.

Unser OP-Polsterset ist unter anderem auch sehr gut geeignet im Bereich der Physiotherapie, Massage und dem Transport in Bauchlage.

Als zusätzliche Entlastung der Kniescheiben empfehlen wir unser abgerundetes Fersenkissen (Seite 7.3 Art.: 590002) als Kniekissen zu verwenden.



Die einzelne Produkte finden Sie auf den folgenden Seiten.



## 4.10 Röntgen- und OP-Lagerung

### Stirn-Kinn-Kopflagerungskissen für die Bauchlage, nach Kleemann

**Anwendungsgebiet:**

Zur Kopflagerung in Bauchlage, Augen, Mund und Nase liegen frei, Tubus kann zu beiden Seiten ausgeleitet werden

**Material:**

Weichauflage für Kinn- und Stirnbereich; Grundelement fester Schaumstoff

**Bezug:**

- PU-Beschichtung (völlig strahlendurchlässig), schwarz oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht schwarz oder nach Farbkarte

Für Kinder auf Anfrage möglich.

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
999003PU	23 x 15 x 12 cm
999003PUD	23 x 15 x 12 cm



### Kopfkissen für die Bauchlage, verstellbar, nach Roßmann

**Anwendungsgebiet:**

Spezielles Kopfkissen für die Bauchlage, individuelle Anpassung an die Kopfgröße durch Klettverbindungen möglich, Auflagefläche des Kopfes lediglich im Stirn- und Kinnbereich, Auge, Nase und Mund liegen frei, leichte Kontrollierbarkeit durch seitliche Aussparungen, Tubus beidseitig ausleitbar

**Material:**

Grundplatte: Sehr fester Schaumstoff, Kopfführung: Mittelfester Schaumstoff mit Visco-Einlage


**Bezug:**

- PU-Beschichtung schwarz oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht schwarz oder nach Farbkarte



Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
800995	27 x 25 x 15 cm (Erw.) mit PU-Beschichtung
800995-1	27 x 25 x 15 cm (Erw.) mit PUD-Beschichtung/dicht

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
800990	23 x 21 x 12 cm (Kinder) mit PU-Beschichtung
800990-1	23 x 21 x 12 cm (Kinder) mit PUD-Beschichtung/dicht



**Hinweis:** Auch andere allgemeine Lagerungsprodukte aus unserem Gesamtkatalog sind für den OP-Bereich geeignet.

## 4.11 Röntgen- und OP-Lagerung

### Thoraxkissen Typ: AB, nach Roßmann

**Anwendungsgebiet:**

Zur stabilen, physiologischen Lagerung durch eingearbeitete Mulde, Sicherstellung der Freilage des Plexus brachialis durch Schrägkanten im Achselbereich, freie Lagerung der Halswirbelsäule durch Ausschnitt im Halsbereich

**Variante 1:**

**Material:**

Fester Schaumstoff mit Visco-Auflage, dadurch wird die Gefahr von Druckstellen auf ein Minimum reduziert

**Bezug:**

- KL-Bezug mit Reißverschluss, schwarz oder nach Farbkarte

**Variante 2:**

**Material:**

Fester Schaumstoff mit Visco-Auflage und abgerundeten Kanten, dadurch wird die Gefahr von Druckstellen auf ein Minimum reduziert

**Bezug:**

- PUD-Beschichtung/dicht schwarz oder nach Farbkarte



Art.-Nr.	Maße (L x B x H), für Erwachsene
	25 x 50 x 15 cm, Muldungstiefe ca. 6 cm Muldungsbreite ca. 32 cm
800997	KL-Bezug, schwarz, mit Visco-Auflage
800997-2	PUD-Beschichtung/dicht, schwarz, mit Visco-Auflage

Art.-Nr.	Maße (L x B x H), für Kinder
	20 x 44 x 12 cm, Muldungstiefe ca. 5 cm Muldungsbreite ca. 25 cm
800991	KL-Bezug, schwarz, mit Visco-Auflage
800991-2	PUD-Beschichtung/dicht, schwarz, mit Visco-Auflage

### Beckenkissen Typ: AA, nach Roßmann

**Anwendungsgebiet:**

Zur stabilen und physiologischen Lagerung des Beckens mit Mulde und Abschrägung um unteren Bereich im 45° Winkel zur Entlastung der Leistenregion, Kontrolle/Entlastung des Genitalbereichs durch Aussparung

**Variante 1 + 2 wie Thoraxkissen Typ: AB (vorangegangenes Produkt)**



Art.-Nr.	Maße (L x B x H), für Erwachsene
	34 x 50 x 15 cm, Muldungstiefe ca. 6 cm Muldungsbreite ca. 32 cm
800998	KL-Bezug, schwarz, mit Visco-Auflage
800998-2	PUD-Beschichtung/dicht, schwarz, mit Visco-Auflage

Art.-Nr.	Maße (L x B x H), für Kinder
	30 x 44 x 12 cm, Muldungstiefe ca. 5 cm Muldungsbreite ca. 25 cm
800992	KL-Bezug, schwarz, mit Visco-Auflage
800992-2	PUD-Beschichtung/dicht, schwarz, mit Visco-Auflage

## 4.12 Röntgen- und OP-Lagerung

### Ulnariskissen (Armlagerungskissen) Typ: AD, nach Roßmann

**Anwendungsgebiet:**

Zur optimalen, intraoperativen Lagerung des Armes in Supinationsstellung, seitlich kein Abrutschen möglich, Freilage des N.ulnaris sowie Druckstellenminimierung durch Aussparung im Ellenbogenbereich

**Material:**

Fester Schaumstoff – ermüdungsfrei, an der Unterseite ist eine Kunststoffplatte eingearbeitet

**Bezug:**

- KL schwarz, an der Unterseite mit Reißverschluss und Klett- und Flauschband zur Befestigung angenäht oder nach Farbkarte



Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
800999	45 x 11 x 7 cm Aushöhlungsbreite 9 cm, Aushöhlungstiefe 4 cm

### Halbrolle für die Fußlagerung

**Anwendungsgebiet:**

Füße werden mit einem halbrunden Kissen so gelagert, dass die Zehenspitzen frei liegen, ohne überstreckt zu werden

**Material:**

Weicher Schaumstoff

**Bezug:**

- KL schwarz oder nach Farbkarte



Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
800994	50 x 22 x 11 cm (Erw.)
800993	50 x 15 x 7,5 cm (Kinder)

### OP-Tischauflage/Untersuchungsliegenauflage

**Anwendungsgebiet:**

Auflagen für OP-Tische, Untersuchungsliegen- und -stühle, z.B. Fa. Maquet, Blanco, Schmitz, UFSK, Trumpf usw.

**Material:**

Fester Schaumstoff

**Bezug:**

- KL schwarz oder nach Farbkarte ohne Entlüftungsösen
- PU-Bezug schwarz antistatisch ohne Entlüftungsösen



Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1341900	190 x 60 x 3 cm
1341901	190 x 60 x 5 cm

**Hinweis:** Auch andere allgemeine Lagerungsprodukte aus unserem Gesamtkatalog sind für den OP-Bereich geeignet.

## 4.13 Röntgen- und OP-Lagerung

### Beinlagerungstunnel für die Seitenlage



**Anwendungsgebiet:**

Tunnel zum Schutz eines Beines bei verschiedenen Anwendungen und Operationen in Seitenlage z.B. Fettabsaugung

**Material:**

Formstabiler Schaumstoff mit Weichauflage

**Bezug:**

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
	außen: 60 x 39 x 22 cm innen: 60 x 25 x 15 cm
801010	KL-Bezug
801011	PU-Beschichtung
801012	PUD-Beschichtung/dicht

### Seitenlagerungskeil mit Schulter-Arm-Mulde

**Anwendungsgebiet:**

Zur Lagerung des Patienten in der Seitenlage, z.B. bei Operationen, deutliche Druckentlastung von Schulter und Oberarm, Schutz vor Nervenschädigung

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff, die Auflagefläche ist mit einer visco-elastischen Weichschicht ausgestattet

**Bezug:**

- KL schwarz oder nach Farbkarte genäht mit Reißverschluss
- PU-Beschichtung schwarz oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht schwarz oder nach Farbkarte



Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
	70 x 50 x 16/2,5 cm
801000	KL-Bezug
801001	PU-Beschichtung
801002	PUD-Beschichtung/dicht

## 4.14 Röntgen- und OP-Lagerung

### Bifoam-Kissen für die Bauchlage (patentiert)



#### Anwendungsgebiet:

Physiotherapie und Massage, Untersuchung und Therapie, Anti-Dekubitus-Prophylaxe und Therapie, OP's in Bauchlage, Freizeit, Fitness, Kosmetik, auch in Rückenlage hervorragend geeignet, Anästhesie

#### Material:

2-schichtiger Aufbau aus mittelfestem Schaum und PU-Kaltschaum, Schulterbereich wird unterstützt, seitliche Belüftung für einfache Atmung

#### Bezug:

- KL weiß oder nach Farbkarte genäht mit RV
- PU agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte
- Frottee

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640400	40 x 40 x 11 cm unterer Luftkanal: 10 x 4 cm

### Anästhesiekissen

#### Anwendungsgebiet:


Zur Kopf- und Schulterlagerung im Anästhesiebereich mit Mulde im Kopfauflegebereich zur Fixierung des Kopfes und Abschrägung des Schulterbereiches zur bequemen Lagerung des Patienten

#### Material:

Mittelfester Schaumstoff

#### Bezug:

- KL weiß oder nach Farbkarte genäht mit RV
- PU-Bezug schwarz antistatisch genäht mit RV



mit KL-Bezug	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
400200	Gesamt: 42 x 48 x 10 cm Kopfmulde: 18 x 10 x 4 cm Schenkel: 24 x 16 x 10 cm

mit PU-Bezug schwarz antistatisch	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
400201	Gesamt: 42 x 48 x 10 cm Kopfmulde: 18 x 10 x 4 cm Schenkel: 24 x 16 x 10 cm

**Hinweis:** Auch andere allgemeine Lagerungsprodukte aus unserem Gesamtkatalog sind für den OP-Bereich geeignet.

## 5. Fixierungen

Haftbandfixierung.....	5.2
Haken- und Flauschband.....	5.2
Befestigungsband .....	5.2
<i>Back to Back</i> .....	5.3
Halskrawatte .....	5.3
Sicherheitsgurt für Krankentragen.....	5.3
Patiententragegurt.....	5.3
Rollstuhlsicherheitsgurt .....	5.4
Hand- und Fußgelenkfixierung .....	5.4
Hand -und Beifixierung für Kleinkinder .....	5.4
Arm- und Beifixierungsgurt.....	5.5
OP-Gurte .....	5.5



## 5.2 Fixierungen

### Haftbandfixierung



**Anwendungsgebiet:**

Zur Sicherung des Patienten, zum Befestigen der Haftbandfixierungen verwenden Sie bitte unser Befestigungsband. Vor jedem Gebrauch ist unbedingt ein Streßtest auf Haltbarkeit und Stabilität vorzunehmen.

**Material:**

Gewebtes Haftband weiß mit Metallschleufe zur Befestigung, Innenseite ungepolstert oder gepolstert mit kaschiertem Schaum weiß

ohne Polster	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
780001	17 x 3 cm
780002	30 x 3 cm
3 cm Breite ausschließlich für Kinder	
*780003	30 x 5 cm
*780004	40 x 5 cm
780005	80 x 5 cm
*gebräuchlichstes Maß, kann zurück genommen werden	

mit Polster	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
780101	17 x 3 cm
780102	30 x 3 cm
3 cm Breite ausschließlich für Kinder	
*780103	30 x 5 cm
*780104	40 x 5 cm
780105	80 x 5 cm
*gebräuchlichstes Maß, kann zurück genommen werden	

### Haken- und Flauschband



**Anwendungsgebiet:**

Für verschiedene Anwendungen einsetzbar

**Material:**

Gewebtes Haftband in Haken- oder Flauschführung

**Farbe:**

weiß (andere Farben auf Anfrage)

Hakenband auf 25 m Rolle	
Art.-Nr.	Maße (B)
1020101	20 mm
1020105	30 mm
1020109	50 mm

Flauschband auf 25 m Rolle	
Art.-Nr.	Maße (B)
1020102	20 mm
1020106	30 mm
1020110	50 mm

Auch als selbstklebendes Haken- oder Flauschband lieferbar (s. Preisliste).

### Befestigungsband

**Anwendungsgebiet:**

Zur Sicherung des Patienten im Bett und Befestigung der Haftbandfixierungen

**Material:**

Stabile Bänder aus kunststoffbeschichtetem Nylongewebe

Lieferung auf 50 m Rolle	
Art.-Nr.	Maße (B)
780400	25 mm



## 5.3 Fixierungen

### Back to Back

**Anwendungsgebiet:**

Zur universellen Befestigung bei verschiedenen Anwendungen

**Material:**

Haft- und Flauschband, in einem Band zusammengefügt

**Farbe:**

weiß (andere Farben auf Anfrage)

auf 5 oder 25 m Rolle

Art.-Nr.	Maße (B)
1040001	20 mm
1040002	25 mm
1040004	30 mm
1040003	50 mm



### Halskrawatte

**Anwendungsgebiet:**

Zur Fixierung der Halswirbelsäule nach Frakturen, Traumen

**Material:**

Fester Schaumstoff

**Bezug:**

- Tr mit Haftbandverschluss

Art.-Nr.	Maße (L x B)
990060	60 x 6 cm
990061	60 x 8 cm
990062	60 x 10 cm
990068	60 x 12 cm



### Sicherheitsgurt für Krankentragen mit Fixierschlaufen

**Anwendungsgebiet:**

Zur Sicherung des Patienten auf Krankentragen und anderen Transportmitteln

**Material:**

Haftband mit Metallschlaufen, Fixierschleufe ca. 25 cm

**Farbe:**

- schwarz (grün auf Anfrage)

Art.-Nr.	Maße (L x B)
1100003	110 x 5 cm
1100004	120 x 5 cm
1100005	130 x 5 cm



### Patiententragegurt

**Anwendungsgebiet:**

Zum Anheben des Patienten beim Bettenmachen, bzw. Tragen des Patienten

**Material:**

Fester Kunststoffgurt mit Halteschlaufen aus Gurtmaterial, bis 120 kg belastbar

Art.-Nr.	Maße (L x B)
580001	65 x 20 cm



## 5.4 Fixierungen

### Rollstuhlsicherheitsgurt

**Anwendungsgebiet:**  
Zur Sicherung des Patienten  
im Rollstuhl

**Material:**  
Gepolsterter Flauschbandgurt  
mit Hakenverschluss und  
Metall-Öse zur Befestigung  
am Stuhl

**Farbe:**  
beige (andere Farben auf  
Anfrage)

Art.-Nr.	Maße (L x B)
1070001	150 x 10 cm
1070002	165 x 10 cm
1070003	180 x 10 cm



### Hand- und Fußgelenkfixierung

**Anwendungsgebiet:**  
Sicherung des Patienten im Bett

**Material:**  
Stabiles Band mit synthetischem Fell gepolstert und Haftband-  
verschluss, waschbar bis 60 °C

#### Lieferung paarweise

Art.-Nr.	Maße
510001	170 cm Gurtband Gesamtlänge, 13 cm Länge Klettband, 40 x 7 cm Gesamtlänge Polster mit Flauschband (incl. Klettband)



### Hand- und Beifixierung mit Bändchen für Kleinkinder

**Anwendungsgebiet:**  
Zur Arm- und Beifixierung von Kleinkindern, individuelle Ein-  
stellung des Durchmessers, Bänder zur Fixierung am Krankenbett

**Material:**  
weicher, kaschierter Schaum mit Baumwoll-Polyester-Bänder

#### Lieferung 10er Pack

Art.-Nr.	Maße
510002	3 cm breit, mit verstellbarem Klettverschluss 2 Baumwoll-Polyester-Bänder: 2 x 45 cm (B x L) Durchmesser individuell bis max. 5 cm



## 5.5 Fixierungen

### Arm- und Beinfixierungsgurt

**Anwendungsgebiet:**  
Zur Sicherung des Patienten im Bett

**Material:**  
Stabiler Kunststoffgurt mit Schnalle und gepolsterter Fuß- bzw. Armfixierung mit Haftbandverschluss

Armfixierungsgurt	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
530001	250 cm x 7cm

Beinfixierungsgurt	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
520001	250 cm x 7cm



### OP-Gurt

**Anwendungsgebiet:**  
Zur Sicherung des Patienten auf dem OP-Tisch

**Material:**  
Stabiler Chemotex-Gurt mit Schnalle, wahlweise mit auswechsel- und abwaschbarem Polster (mit KL bezogener Schaumstoff)



ohne Polster	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
560002	190 x 7 cm
560004	250 x 7 cm

mit Polster	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
560001	190 x 7 cm
560005	250 x 7 cm

nur Polster	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
560003	80 x 10 cm

### OP-Gurt metallfrei

**Anwendungsgebiet:**  
Zur Sicherung des Patienten auf dem OP-Tisch

**Material:**  
Stabiler Chemotex-Gurt mit Klett-Flausch-Verbindung, wahlweise mit auswechsel- und abwaschbarem Polster (mit KL bezogener Schaumstoff)

ohne Polster	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
560010	190 x 7 cm
560011	250 x 7 cm

nur Polster	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
560003	80 x 10 cm



## 6. Dekubitusprophylaxe und Therapie

Biflex-Sitzkissen .....	6.2
Körperlagerungsring.....	6.2
Comfortkeilkissen.....	6.2
Anti-Dekubitus-Kissen.....	6.3
Anti-Dekubitusfell und Fellschoner für Ellenbogen und Ferse .....	6.3





## 6.2 Dekubitusprophylaxe und Therapie

### Biflex-Sitzkissen

**Anwendungsgebiet:**  
Langes Sitzen, Rollstuhlkissen

**Material:**  
**Biflex mittelfest:** Viskoelastischer Spezialschaumstoff, dadurch besonders gute Druckpunktverteilung, optimale Anpassung an die Körperform

**Biflex fest:** Viskoelastischer Spezialschaumstoff, etwas fester als oberer, ansonsten gleiche Eigenschaften

**Bezug:**

- Micronara anthrazit oder nach Farbkarte, genäht mit Reißverschluss, abnehmbar
- PU-Bezug schwarz genäht mit Reißverschluss, abnehmbar, abwaschbar und waschbar bis 60° C

mittelfest	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
300200	43 x 38 x 5 cm mit Micronara-bezug
300200-1	43 x 38 x 5 cm mit PU-Bezug

fest	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
300201	43 x 38 x 5 cm mit Micronara-bezug
300201-1	43 x 38 x 5 cm mit PU-Bezug



### Körperlagerungsring

**Anwendungsgebiet:**  
Lagerung des Körpers zur Vermeidung von Druckpunkten, vielfach und flexibel einsetzbar

**Material:**  
Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:**

- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (ø außen, innen, Höhe)
620100PU	47 cm, 37 cm, 5 cm
620101PUD	47 cm, 37 cm, 5 cm



### Comfortkeilkissen mit Steißbeinausschnitt

**Anwendungsgebiet:**  
Zur gesunden aufrechten Körperhaltung beim Sitzen durch ventrale Beckenkip-pung, Ausschnitt zur Druckentlastung des Steißbeines, Weichschichtauflage dient der Druckpunktentlastung bei langem Sitzen

**Material:**  
Fester Schaum mit 1 cm Weichschicht

**Bezug:**

- Micronara mit Reißverschluss, anthrazit oder nach Farbkarte, abnehmbar, Traggriff schwarz oder weiß

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
990104	38 x 45 x 7/2 cm



## 6.3 Dekubitusprophylaxe und Therapie

### Anti-Dekubituskissen

**Anwendungsgebiet:**

Zur Vermeidung und Behandlung von Decubitalulcera

**Material:**

Weicher Schaumstoff mit Noppenprofil, Mittelloch Ø 9 cm, bzw. Waffelmuster gelocht, zur besseren Durchlüftung

**Bezug:**


- Tr

**mit Noppenprofil**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
630002	40 x 40 x 5 cm
630001	65 x 50 x 5 cm

**mit Waffelmuster**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
630003	70 x 50 x 5 cm
630003-1	90 x 60 x 5 cm



Noppenprofil



Waffelmuster

### Fellschoner für Ellenbogen und Ferse

**Anwendungsgebiet:**

Schutz der Gelenke vor Aufscheuern und Wundwerden

**Material:**

Synthetisches Fell mit Haftbandverschluss, kochfest bis 95°C (Achtung! Haftband bei der Wäsche immer verschlossen halten!)

**Bezug:**

- Ohne Bezug

**für Ellenbogen**

Art.-Nr.	Maße
630100	Einheitsgröße

**für Ferse**

Art.-Nr.	Maße
630101	Einheitsgröße



### Anti-Dekubitusfell

**Anwendungsgebiet:**

Dekubitusprophylaxe und Therapie

**Material:**

Synthetisches Fell, kochfest bis 95°C, in allen Abmessungen lieferbar, auch als Meterware

**Bezug:**

- Ohne Bezug

**Fertigstück**

Art.-Nr.	Maße (L x B)
630004	70 x 50 cm, eingefasst
630004-2	100 x 70 cm, eingefasst

**Meterware**

Art.-Nr.	Maße (B)
630005	90 cm
630006	100 cm



## 7. Kranken- und Seniorenpflege, postoperative Pflege

Seitenschläferkissen/Lagerungsrolle.....	7.2
Knielagerungskissen .....	7.2
Halbmondkissen .....	7.3
U-Form-Lagerungskissen .....	7.3
Kissen mit loser Füllung .....	7.4
Hirsekissen .....	7.4
Gewichts-, Reismehl- und Sandsack.....	7.5
Bettseitengitterpolster/Bettseitenpolster.....	7.6
Rückenstützkeil mit Weichschicht .....	7.7
Rückenstützkeil mit Lasche.....	7.7
Spreizkeil mit/ohne Haftbandfixierung .....	7.7
Fußstützen .....	7.8
Hodenkissen .....	7.8
Wärmestiefel .....	7.8
Fersennstütze/-kissen.....	7.9
Sitzerhöhungen .....	7.10
Nachtstuhlpolster.....	7.10
Arthrodesekissen .....	7.11





## 7.2 Kranken- und Seniorenpflege, postoperative Pflege

### Seitenschläferkissen/Lagerungsrolle



**Anwendungsgebiet:**

Im Krankenhaus- und Pflegebereich sowie im Privatbereich individuelle Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten, durch flexible Füllung optimale Anpassung an die Körperanatomie

**Material:**

**Bifill:** Weiches, bewegliches Material, ist im komprimierten Zustand fest, aber an der Oberfläche weich, Inlett mit Füllung waschbar bis 60°C

**Polystyrolkugeln:** Bewegliches Material zur Fixlagerung

**Bezug:**

- PU-Bezug weiß



**mit Bifill,  
mit PU-Bezug weiß mit Reißverschluss, abnehmbar**

Art.-Nr.	Maße (L x Ø)
640570	220 x 20 cm
640571	120 x 20 cm

**mit Polystyrolkugeln,  
mit PU-Bezug weiß vernäht, nicht abnehmbar**

Art.-Nr.	Maße (L x Ø)
640575	220 x 20 cm
640576	120 x 20 cm

### Knielagerungskissen



**Anwendungsgebiet:**

Kissen als Weichlagerung zwischen den Knien in der Seitenlage, um Druckpunkte zu vermeiden

**Material:**

Bifill-Füllung

**Bezug:**

- N-Bezug weiß vernäht
- PU-Bezug weiß vernäht, Füllung mit Bezug waschbar bis 95°C

**rund mit Weichfüllung**

Art.-Nr.	Maße
640590	Ø 20 cm, mit N-Bezug
640591	Ø 20 cm, mit PU-Bezug

## 7.3 Kranken- und Seniorenpflege, postoperative Pflege

### Halbmondkissen



**Anwendungsgebiet:**

Stabilisierung bei geschwächtem Stützapparat, Hochlagerung des plegischen Armes, durch die Flexibilität der Füllung vielfältige Einsatzmöglichkeiten im Krankenhaus- und Pflegebereich.

**Material:**

**Bifill:** weiches bewegliches Material, ist im komprimierten Zustand fest, aber an der Oberfläche weich, Inlett mit Füllung waschbar bis 60°C

**Bezug:**

- PU-Bezug weiß



mit Bifill, PU-Bezug weiß abnehmbar, mit Reißverschluss

Art.-Nr.	Maße (L x B)
640580	135 x 35 cm

mit Bifill, mit PU-Bezug weiß vernäht, ohne Reißverschluss

Art.-Nr.	Maße (L x B)
640585	135 x 35 cm

### U-Form-Lagerungskissen



**Anwendungsgebiet:**

Optimale Anpassung an die Körperanatomie durch flexible Füllung, vielfältige Einsatzmöglichkeit im Krankenhaus- und Pflegebereich, empfehlenswert auch während der Schwangerschaft

**Material:**

**Bifill:** weiches, bewegliches Material, ist in komprimiertem Zustand fest, aber an der Oberfläche weich, Inlett mit Füllung waschbar bis 60°C.

**Polystyrolkugeln:** bewegliches Material zur Fixlagerung

**Bezug:**

- PU-Bezug weiß



mit Polystyrolkugeln mit PU-Bezug vernäht

Art.-Nr.	Maße (L x B)
640556	180 x 30 cm

mit Bifill, mit PU-Bezug weiß abnehmbar

Art.-Nr.	Maße (L x B)
640558	180 x 30 cm

## 7.4 Kranken- und Seniorenpflege, postoperative Pflege

### Kissen mit loser Füllung

#### Anwendungsgebiet:

Zur Kopflagerung und als Lagerungskissen zur Arm-, Bein und Ganzkörperlagerung, besonders geeignet zur Dekubitusprophylaxe oder bei Hemiplegie, optimale Druckentlastung durch bewegliche Kugeln, Zwischenräume zwischen den Kugeln sorgen für notwendige Durchlüftung, Anpassung an den Körper des Patienten, leichte Massage durch Bewegung der Kugeln, regt die Blutzirkulation an

#### Material:

Neopolenkugeln, Polystyrolkugeln, Bifill

#### Bezug:

- N, waschbar bis 60°C
- KL vernäht, weiß oder nach Farbkarte



mit Neopolenkugeln, mit N-Bezug	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
640401	35 x 40 cm
640402	40 x 40 cm
640403	40 x 60 cm
640404	40 x 80 cm

mit Bifill, mit N-Bezug	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
640411	35 x 40 cm
640412	40 x 40 cm
640413	40 x 60 cm
640414	40 x 80 cm

mit Polystyrolkugeln, mit KL-Bezug	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
640501	35 x 40 cm
640502	40 x 40 cm
640503	40 x 60 cm
640504	40 x 80 cm

mit Bifill, mit KL-Bezug	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
640511	35 x 40 cm
640512	40 x 40 cm
640513	40 x 60 cm
640514	40 x 80 cm



Separate KL- und Frotteebezüge finden Sie in unserer Preisliste.

### Hirsekissen

#### Anwendungsgebiet:

Zur Lagerung und seitlichen Abstützung der Extremitäten und zur Stabilisierung von Beinschienen, kleine Säckchen sind besonders zur postoperativen Beschwerung von Wunden geeignet

#### Material:

Hirsefüllung

#### Bezug:

- KL weiß oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B), Gewichte
610011	40 x 25 cm, 3,0 kg
610014	25 x 35 cm, 2,5 kg
610021	30 x 50 cm, 5,0 kg



## 7.5 Kranken- und Seniorenpflege, postoperative Pflege

### Gewichtssack

**Anwendungsgebiet:**  
Für Extensionen, mit Öse zur Befestigung

**Material:**  
Quarzsand

**Bezug:**  
• KL weiß oder nach Farbkarte



Art.-Nr.	Maße (L x B), Gewichte
770002	30 x 10 cm, 1,0 kg
770003	30 x 15 cm, 2,0 kg
770004	40 x 15 cm, 3,0 kg
770005	40 x 25 cm, 5,0 kg

L (Länge) ohne Lasche, Lasche ca. 7 cm

### Reismehlsack

**Anwendungsgebiet:**  
Zum Beschweren beim Röntgen, zur Lagerung und seitlichen Abstützung der Extremitäten und zur Stabilisierung von Beinschienen, kleine Säckchen sind besonders zur postoperativen Beschwerung von Wunden geeignet

**Material:**  
Reismehlfüllung

**Bezug:**  
• KL weiß geschweißt

Art.-Nr.	Maße (L x B), Gewichte
610106	30 x 15 cm, 1,2 kg
610107	30 x 20 cm, 1,6 kg
610109	40 x 20 cm, 2,0 kg

### Sandsack

**Anwendungsgebiet:**  
Zur Lagerung und seitlichen Abstützung der Extremitäten und zur Stabilisierung von Schienen, kleine Säckchen sind besonders zur postoperativen Beschwerung von Wunden geeignet

**Material:**  
Quarzsandfüllung

**Bezug:**  
• KL weiß oder nach Farbkarte



Art.-Nr.	Maße (L x B), Gewichte
600002	10 x 10 cm, 0,2 kg
600003	15 x 10 cm, 0,4 kg
600004	20 x 10 cm, 0,5 kg
600005	25 x 10 cm, 0,7 kg
600006	30 x 10 cm, 1,0 kg
600010	15 x 15 cm, 0,8 kg
600011	20 x 15 cm, 1,0 kg
600012	25 x 15 cm, 1,5 kg
600013	30 x 15 cm, 2,0 kg
600015	40 x 15 cm, 2,5 kg
600019	20 x 20 cm, 1,5 kg
600020	25 x 20 cm, 2,0 kg
600021	30 x 20 cm, 2,5 kg

Art.-Nr.	Maße (L x B), Gewichte
600022	35 x 20 cm, 3,0 kg
600023	40 x 20 cm, 3,5 kg
600024	45 x 20 cm, 4,0 kg
600025	50 x 20 cm, 5,0 kg
600027	25 x 25 cm, 2,5 kg
600028	30 x 25 cm, 3,0 kg
600029	35 x 25 cm, 4,0 kg
600030	40 x 25 cm, 5,0 kg
600032	30 x 30 cm, 5,0 kg
600033	35 x 30 cm, 6,0 kg
600034	40 x 30 cm, 7,0 kg
600036	50 x 30 cm, 9,0 kg
600041	60 x 40 cm, 15,0 kg

## 7.6 Kranken- und Seniorenpflege, postoperative Pflege

### Bettseitengitterpolster

**Anwendungsgebiet:**

Zum Schutz des Patienten im Bett, z.B. Krankenpflege, Altenpflege

**Material:**

Synthetisches Fell

**Bezug:**

- KL weiß oder nach Farbkarte, mit Haftbandverschluss

Anstelle von Klett/Flauschverbindung auch mit Reißverschluss teilbar möglich



Ecken abgerundet		Ecken nicht abgerundet	
Art.-Nr.	Maße (L x B)	Art.-Nr.	Maße (L x B)
640001	170 x 50 cm	640002	170 x 50 cm

### Bettseitenpolster



**Anwendungsgebiet:**

Zum Schutz des Patienten im Bett, z.B. Krankenpflege, Altenpflege, schmaler unterer Rand zur Fixierung zwischen Bett und Matratze

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff mit Formschnitt

**Bezug:**

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte, verdeckt eingenäht

Kopf- /Fußteilpolster		Seitenpolster	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)	Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640003	80 x 28 x 5 cm	640004	195 x 40 x 5 cm

## 7.7 Kranken- und Seniorenpflege, postoperative Pflege

### Rückenstützkeil mit Weichschicht

**Anwendungsgebiet:**

30°-Lagerung insbesondere bei Dekubitus-Prophylaxe und Therapie

**Material:**

Mittelfester PU- Schaumstoff mit 2 cm Weichschicht auf der Liegefläche

**Bezug:**

- KL weiß oder nach Farbkarte

mit KL-Bezug	
Art.-Nr.	Maße (L x B)
790001	33 x 70 x 20 cm



### Rückenstützkeil mit Lasche

**Anwendungsgebiet:**

Zur Seitenlagerung bei Dekubitus, nach Operationen, bei Hemiparesen, die Lagerung des Patienten auf der Lasche verhindert ein Verrutschen des Keils und gibt Stabilität


**Material:**

Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:**

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte

mit KL-Bezug	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
790000	68 x 30 x 30 cm
Maße (L x B)	
Fähnchen 67 x 58 cm	



### Spreizkeile mit/ohne Haftbandfixierung

**Anwendungsgebiet:**

Zur Spreizung und Fixierung der Beine bei Hüftgelenkluxation und nach Operationen, die Ausführung mit Haftbandfixierung verhindert ein Verrutschen des Keiles

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:**

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

ohne Haftbandfixierung	
Art.-Nr.	Maße (L x B1/B2 x H)
570002	30 x 25/8 x 14 cm
570001	50 x 35/10 x 16 cm



mit Haftbandfixierung	
Art.-Nr.	Maße (L x B1/B2 x H)
570004KL	30 x 25/8 x 14 cm
570003KL	50 x 35/10 x 16 cm

## 7.8 Kranken- und Seniorenpflege, postoperative Pflege

### Fußstütze

**Anwendungsgebiet:**  
Als Bettverkürzer zur Vermeidung von Spitzfußbildung, eine individuelle Abstützung lässt sich durch die Kombination verschiedener Größen erreichen

**Material:**  
Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:**

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1340502	60 x 35 x 15 cm
1340503	80 x 35 x 15 cm
1340501	60 x 35 x 20 cm



### Hodenkissen

**Anwendungsgebiet:**  
Zur Entlastung des Skrotums nach Prostata- oder Hodenoperationen

**Material:**  
Weicher Schaumstoff

**Bezug:**

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
*300400	19 x 14 x 7 cm

\*gebräuchlichstes Maß, kann in KL weiß zurückgenommen werden



### Wärmestiefel

**Anwendungsgebiet:**  
Krankenpflege (z.B. Morbus Raynaud), Altenpflege

**Material:**  
Synthetisches Fell, kochfest bis 95°C mit Haftbandverschluss, Wichtig: Haftband bei der Wäsche immer geschlossen halten

**Bezug:**

- Ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße
470001	Einheitsgröße, Lieferung paarweise



## 7.9 Kranken- und Seniorenpflege, postoperative Pflege

### Fersenstütze



**Anwendungsgebiet:**

Zur Krankenpflege und Altenpflege, vermindert Aufscheuern und Druckstellen an der Ferse, durch große Auflagefläche bessere Druckverteilung

**Material:**


Weicher Schaumstoff mit Loch  $\varnothing$  7 cm

**Bezug:**

- Ohne Bezug
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
590003	25 x 15 x 8 cm, ohne Bezug
590003PU	25 x 15 x 8 cm, PU
590004PUD	25 x 15 x 8 cm, Lochoberkante abgerundet (nur bei PUD)

### Fersenkissen



**Anwendungsgebiet:**

Zur Krankenpflege und Altenpflege, vermindert Aufscheuern und Druckstellen an der Ferse

**Material:**

Weicher Schaumstoff mit Loch  $\varnothing$  6cm

**Bezug:**

- Ohne Bezug
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

nicht abgerundet	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
*590001	15 x 15 x 5 cm, ohne Bezug
*590001PU	15 x 15 x 5 cm, PU

abgerundet	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
*590002	15 x 15 x 5 cm, mit Loch $\varnothing$ 6 cm, alle Kanten gerundet, PU agave in Bauchlage zur Entlastung der Knie als Kniekissen verwendbar
*gebräuchlichstes Maß, kann zurück genommen werden	

## 7.10 Kranken- und Seniorenpflege, postoperative Pflege

### Sitzerhöhung

**Anwendungsgebiet:**

Stuhl- bzw. Sitzflächenerhöhung, z.B. in der Kranken- und Altenpflege

**Material:**

Fester Schaumstoff mit hohem Rückhalt sowie hoher Lebensdauer

**Bezug:**

- KL weiß oder nach Farbkarte mit Reißverschluss
- Micronara anthrazit mit Reißverschluss abnehmbar

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
300210	40 x 40 x 10 cm mit KL
300210-1	mit Micronara-Bezug



### Sitzerhöhung „Comfort“

**Anwendungsgebiet:**

Wie Sitzerhöhung jedoch mit zusätzlicher Comfortschicht

**Material:**

8 cm fester Schaumstoff mit hohem Rückhalt und 2 cm mittelfestem Biflex-Schaum, mit zusätzlicher Comfortschicht für eine bessere Druckentlastung

**Bezug:**

- Siehe vorangegangens Produkt „Sitzerhöhung“

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
300220	40 x 40 x 10 (8/2) cm mit KL
300220-1	mit Micronara-Bezug
300229	Trageschlaufe (wird mit dem Bezug vernäht)



Beispiel mit Trageschlaufe

**Auf Wunsch für alle Sitzerhöhungen:** Trageschlaufe aus Polyesterband schwarz oder weiß mit dem Bezug vernäht. Bitte geben Sie als zusätzliche Bestellangabe Artikelnummer 300229 zu Ihrer gewünschten Sitzerhöhung an.

### Nachtstuhlpolster

**Anwendungsgebiet:**

Zur Kranken- und Altenpflege

**Material:**

Fester Schaumstoff mit Ausschnitt ø 24 cm

**Bezug:**

- KL weiß geschweißt
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
	42 x 42 x 5 cm, mit Loch ø 24 cm
620001KL	KL-Bezug weiß geschweißt
620002PUD	PUD-Beschichtung/dicht



## 7.11 Kranken- und Seniorenpflege, postoperative Pflege

### Arthrodesekissen – nicht verstellbar

**Anwendungsgebiet:**

Bei Arthrodesen oder Kontrakturen der Hüfte, z.B. bei Zustand nach TEP oder Umstellungsosteotomien

**Material:**

Fester Schaumstoff

**Bezug:**


- Micronara anthrazit oder nach Farbkarte
- KL weiß oder nach Farbkarte

**rechts abgeschrägt**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1343201	45 x 45 x 10 cm mit Micronarabezug
1343201KL	45 x 45 x 10 cm mit KL-Bezug

**links abgeschrägt**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1343202	45 x 45 x 10 cm mit Micronarabezug
1343202KL	45 x 45 x 10 cm mit KL-Bezug



### Arthrodesekissen – verstellbar

**Anwendungsgebiet:**

Bei Arthrodesen oder Kontrakturen der Hüfte, z.B. bei Zustand TEP oder Umstellungsosteotomien, durch Verstellbarkeit des Keils ist die abgeschrägte Seite variabel

**Material:**

Fester Schaumstoff

**Bezug:**

- Micronara anthrazit oder nach Farbkarte
- KL weiß oder nach Farbkarte

Aufgesetzter (verstellbarer)

Keil, 25 x 22,5 x 9 cm



**links abgeschrägt**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1343203	45 x 45 x 10 cm mit Micronarabezug
1343203KL	45 x 45 x 10 cm mit KL-Bezug

## 8. Rund ums Baby

Wickelmulde .....	8.2
Wickeltischauflagen .....	8.2-8.3
Entbindungskeil .....	8.3
Säuglingslagerungshilfe für Hüftsonographie .....	8.4
Kinderbettmatratze .....	8.4
Seitenlagerungshilfe für Säuglinge .....	8.5
Stillkissen .....	8.5





## 8.2 Rund ums Baby

### Wickelmulde

**Anwendungsgebiet:**

In der Neugeborenen- und Kinderstation, durch die seitlichen Erhöhungen ist eine sicherere Lagerung des Kindes möglich

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:**

- KL weiß oder nach Farbkarte
- T = KL *Trio* phthalatfrei

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1341701	60 x 60 x 15 cm



### Wickeltischauflage

**Anwendungsgebiet:**

In der Neugeborenen- und Kinderstation

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:**

- PVC creme oder grau geschweißt, mit Entlüftungsösen
- KL weiß oder nach Farbkarte genäht, mit Entlüftungsösen
- KL weiß in geschweißter Ausführung mit Entlüftungsösen
- T = KL *Trio* phthalatfrei mit Entlüftungsösen

Auf Wunsch sind die Ausführungen „KL genäht“ und „T“ ohne Entlüftungsösen möglich.

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1341608	80 x 60 x 3 cm
1341602	100 x 60 x 3 cm
1341621	60 x 50 x 4 cm
1341624	90 x 60 x 4 cm
1341640	70 x 55 x 5 cm
1341642	85 x 60 x 5 cm



Bitte geben Sie die gewünschte Bezugsart mit der Artikelnummer an.

## 8.3 Rund ums Baby

### Wickeltischauflage mit zweiseitiger Aufkantung

**Anwendungsgebiet:**

In der Neugeborenen- und Kinderstation, größere Auflagefläche als bei der Wickelmulde, seitliche Aufkantungen dienen der sicheren Lagerung des Kindes

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:**

- KL weiß oder nach Farbkarte mit Reißverschluss an der Unterkante
- T = KL *Trio* phthalatfrei

**mit zweiseitiger Aufkantung**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1341803	60 x 70 x 10 cm



### Wickeltischauflage mit dreiseitiger Aufkantung

**Anwendungsgebiet:**

In der Neugeborenen- und Kinderstation, größere Auflagefläche als bei der Wickelmulde, seitliche Aufkantungen dienen der sicheren Lagerung des Kindes

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:**

- KL weiß oder nach Farbkarte mit Reißverschluss an der Unterkante
- T = KL *Trio* phthalatfrei

**mit dreiseitiger Aufkantung**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1341804	60 x 70 x 10 cm



### Entbindungskeil

**Anwendungsgebiet:**

Zur Unterstützung im Beckenbereich bei Entbindungen

**Material:**

Hartschaum

**Bezug:**

- KL weiß, wasserdicht verschweißt
- KL farbig nach Farbkarte nur genäht möglich, mit Reißverschluss
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
*1341202	37 x 37 x 12 cm
*1341201	40 x 50 x 12 cm
*gebräuchlichstes Maß, kann in KL weiß zurück genommen werden	



## 8.4 Rund ums Baby

### Säuglingslagerungshilfe bei Hüftsonographie

**Anwendungsgebiet:**

Zur Lagerung von Säuglingen bei der Sonographie, die einzelnen Teile sind in der Größe variabel und mit Haftband verstellbar

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:**

- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte
- KL weiß oder nach Farbkarte



Art.-Nr.	Maße (L x B), Maße der Grundplatte
1341801PU	70 x 40 cm, mit PU-Beschichtung
1341801-1PUD	70 x 40 cm, mit PUD-Beschichtung/dicht
1341802KL	70 x 40 cm, mit KL-Bezug



### Kinderbettmatratze



**Anwendungsgebiet:**

Zur Kinder- und Säuglingslagerung in verschiedenen Bereichen

**Material:**

Hochwertiger Kaltschaum offenporig und atmungsaktiv

**Bezug:**

- Frottee
- Anti-Milben-Bezug (Anti-Allergiker-Bezug)
- PU-Bezug weiß (abwaschbar)
- alle Bezüge sind mit Reißverschluss über zwei Seiten gefertigt

Bemerkung: Alle Kinderbettmatratzen sind mit einer festen Trittkante erhältlich.

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900200	140 x 70 x 8 cm, mit Frotteebezug
2900201	140 x 70 x 8 cm, mit Anti-Milben-Bezug
2900202	140 x 70 x 8 cm, mit PU-Bezug weiß
2900203	120 x 60 x 8 cm, mit Frotteebezug
2900204	120 x 60 x 8 cm, mit Anti-Milben-Bezug
2900205	120 x 60 x 8 cm, mit PU-Bezug weiß

### Seitenlagerungshilfe für Säuglinge



**Anwendungsgebiet:**

Zur sicheren Seitenlagerung des Säuglings im Bett

**Material:**

Weicher Schaumstoff

**Bezug:**

- Frottee mit Reißverschluss, waschbar bis 60°C
- KL weiß oder nach Farbkarte möglich



Art.-Nr.	Maße (L x B)
1341805	40 x 40 cm (Außenmaße)

### Stillkissen



**Anwendungsgebiet:**

Zur einfachen, bequemen Lagerung für Mutter und Kind beim Stillen, auch zur kurzzeitigen Babylagerung (Fixierung)

**Material:**

**Bifill:** Weiches, bewegliches Material, ist im komprimierten Zustand fest, aber an der Oberfläche weicher als Neopolenkugeln, Inlett mit Füllung waschbar bis 60 °C

**Neopolenkugeln:** Inlett mit Füllung waschbar bis 60 °C

**Polystyrolkugeln:** Inlett mit Füllung nicht waschbar

**Bezug:**

- Baumwollbezug (Muster können variieren)
- KL-Bezug weiß oder nach Farbkarte, vernäht ohne Reißverschluss
- PU-Bezug weiß



Abgebildeter Bezug nicht mehr verfügbar

**mit Polystyrolkugeln**

Art.-Nr.	Maße (L)
640550	185 cm

**mit Neopolenkugeln**

Art.-Nr.	Maße (L)
640551	185 cm

**mit Bifill**

Art.-Nr.	Maße (L)
640552	185 cm

Art.-Nr. zu den einzelnen Bezugsarten mit Füllungsvarianten entnehmen Sie bitte unserer Preisliste.

## 9. Plattenwaren

Anti-Dekubitus-Kaltschaum-Noppen-Platte .....	9.2
Anti-Dekubitus-Noppenschaumplatte .....	9.2
Biflex-Schaumstoffplatte.....	9.2
Schaumstoffplatten .....	9.3





## 9.2 Plattenwaren

### Anti-Dekubitus-Kaltschaum-Noppen-Platte

**Anwendungsgebiet:**

Zur Vermeidung und Behandlung von Dekubitalulcera

**Material:**

Weicher Noppen-Kaltschaum in hochwertiger Qualität  
RG 50/30

**Bezug:**

- Ohne Bezug
- PU Bezug weiß mit Reißverschluss

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
700110	200 x 90 x 5 cm
700115	200 x 90 x 5 cm mit PU-Bezug



### Anti-Dekubitus-Noppenschaumplatte

**Anwendungsgebiet:**

Zur Vermeidung und Behandlung von Dekubitalulcera


**Material:**

Weicher Schaumstoff mit Noppenprofil

**Bezug:**

- Ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
700202	200 x 90 x 5 cm
700201	200 x 100 x 5 cm



Schaumfarbe kann variieren

### Biflex-Schaumstoffplatte

**Anwendungsgebiet:**

Zur Kranken- und Altenpflege in der weichen Ausführung,  
als Sitzkissen in mittelfester + fester Ausführung

**Material:**

Viskoelastischer Spezialschaumstoff, dadurch besonders gute  
Druckpunktverteilung, optimale Anpassung an die Körperform,  
3 Festigkeitsarten: Biflex fest, Biflex mittelfest, Biflex weich,  
Höhe nach Wunsch

**Bezug:**

- Ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
700301	200 x 100 x 1 cm fest
700301-2	200 x 100 x 2 cm fest
700302	200 x 100 x 1cm mittelfest
700302-2	200 x 100 x 2 cm mittelfest
700302-3	200 x 100 x 3 cm mittelfest
700303	200 x 100 x 1 cm weich
700303-2	200 x 100 x 2 cm weich
700303-3	200 x 100 x 3 cm weich



### Schaumstoffplatte

**Anwendungsgebiet:**

Als Brandmatten zur Lagerung von Patienten bei Verbrennungen, zur Vermeidung und Behandlung von Dekubitalulcera, zum post-operativen Wund- und Transplantatabschluss, als Polstermaterial für Beinschienen, Gipsverbände usw., ideale Saugwirkung und Druckentlastung, mechanisches Debridement bei Verbrennungswunden

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff in allen Stärken und Zuschnitten

**Bezug:**

- Ohne Bezug

Bei Bedarf in Folie einzeln verpackt



Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
700002	200 x 100 x 0,5 cm
700003	200 x 100 x 1,0 cm
700005	200 x 100 x 1,5 cm

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
700006	200 x 100 x 2,0 cm
700007	200 x 100 x 3,0 cm
700009	200 x 100 x 5,0 cm

### Schaumstoffplatte, fest (7,5 kPa)

**Anwendungsgebiet:**

Zur Verarbeitung im Reha-Bereich, z.B. Sitzschalenbau, Therapierollen

**Material:**

Fester Schaumstoff, Stauchhärte 7,5 kPa

**Bezug:**

- Ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
700051	200 x 100 x 1,0 cm
700052	200 x 100 x 2,0 cm
700053	200 x 100 x 3,0 cm
700054	200 x 100 x 4,0 cm



## 10. Physiotherapie, Reha und Massage

Rolle für Knie und Nacken .....	10.2
Gymnastikrolle.....	10.2
Halbrolle / Hartschaumhalbrolle .....	10.3
Delordosierungs-Halbrolle .....	10.3
Stufenbettwürfel - verstellbar .....	10.4
Beinhochlagerungswürfel „Swing“ .....	10.4
Sitzwürfel zur Bandscheibentlastung .....	10.5
Stufenbettwürfel - nicht verstellbar .....	10.5
Schulter-Arm-Hochlagerungskeil.....	10.6
Keilkissen mit Mulde .....	10.6
Knochenkissen.....	10.6
Bifoam-Kissen für die Bauchlage .....	10.7
Handtrainer / Ball als Handtrainer .....	10.7
Gymnastikmatte, Turnmatte .....	10.8
Lordosekissen (Lendenkissen) .....	10.9
Sitzkeil.....	10.9
Autositzkeil.....	10.9





# 10.2 Physiotherapie, Reha und Massage

## Rolle für Knie und Nacken

**Anwendungsgebiet:**  
Für Therapie und allgemeine Lagerung und zur unterstützende Lagerung der Kniegelenke

**Material:**  
Weicher Schaumstoff, elastisch und formbeständig

- Bezug:**
- PVC geschweißt nur bis Ø 15 cm, Standard creme oder nach Farbkarte mit Entlüftungsloch
  - KL-Bezug mit Reißverschluss, Standard weiß oder nach Farbkarte
  - PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte



PVC



KL-Bezug



Knierolle	
Art.-Nr.	Maße (L x Ø)
1340706	30 x 10 cm
1340707	40 x 10 cm
1340708	50 x 10 cm
1340710	40 x 13 cm
1340713	40 x 15 cm
1340714	50 x 15 cm
1340715	65 x 15 cm
1340718	40 x 20 cm
1340719	50 x 20 cm
1340721	65 x 20 cm
1340724	50 x 25 cm

Trikotbezug für Rolle mit Gummizug	
Art.-Nr.	Maße (L x Ø)
1340803	50 x 15 cm
1340804	65 x 15 cm
1340805	65 x 20 cm

## Gymnastikrolle

**Anwendungsgebiet:**  
Reha, Gymnastik, physiotherapeutische Behandlungen

**Material:**  
Fester Schaumstoff, ermüdungsfrei

- Bezug:**
- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
  - PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

Gymnastikrollen konisch sowie Gymnastikrollen aus Hartschaum (achtkantig oder rund mit Schaumstoff ummantelt) auf Anfrage möglich



Art.-Nr.	Maße (L x Ø)
660103	40 x 15 cm
660104	50 x 15 cm
660105	60 x 15 cm

660108	50 x 20 cm
660003	100 x 20 cm
660002	80 x 25 cm
660005	100 x 30 cm
660009	150 x 30 cm

660006	100 x 40 cm
660132	150 x 50 cm

## 10.3 Physiotherapie, Reha und Massage

### Halbrolle



**Anwendungsgebiet:**

Je nach Größe unterschiedliche Verwendung möglich, z.B. zur Lagerung von Nacken, Knie und Ferse

**Material:**

Weicher Schaumstoff, elastisch und formbeständig

**Bezug:**

- KL weiß oder nach Farbkarte, genäht ohne Reißverschluss, Dreiviertelrolle mit Reißverschluss

Halbrolle	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
*1340909	30 x 15 x 7,5 cm
*1340902	40 x 15 x 7,5 cm
*1340910	50 x 15 x 7,5 cm
*1340915	50 x 18 x 9 cm
1340903	25 x 22 x 11 cm
*1340901	40 x 22 x 11 cm
*1340904	50 x 22 x 11 cm
1340906	60 x 22 x 11 cm

\*gebräuchlichstes Maß, kann in KL weiß zurückgenommen werden

Dreiviertelrolle	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1340907	50 x 22 x 20 cm

Frotteebezug für Halbrolle mit Gummizug	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1340954	40 x 15 x 7,5 cm
1340953	40 x 22 x 11 cm

### Hartschaum-Halbrolle

**Anwendungsgebiet:**

Vorwiegend im OP-Bereich und in der Physiotherapie

**Material:**

Hartschaum, wenig elastisch, kaum nachgebend

**Bezug:**

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung, agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
*1341002	40 x 15 x 7,5 cm
*1341001	40 x 22 x 11 cm
1341005	60 x 22 x 11 cm

\*gebräuchlichstes Maß, kann in KL weiß zurückgenommen werden.



### Delordosierungs-Halbrolle

**Anwendungsgebiet:**

Zur Delordosierung der Lendenwirbelsäule in Bauchlage, z. B. für Massage oder Physiotherapie

**Material:**

Fester Schaumstoff, ermüdungsfrei

**Bezug:**

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung, agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1342500	50 x 50 x 15 cm



## 10.4 Physiotherapie, Reha und Massage

### Stufenbettwürfel – verstellbar

**Anwendungsgebiet:**

Als Stufenbett zur schmerzlindernden Lagerung bei akutem Bandscheibenvorfall, Lumbago, Ischialgie (Lumbalgie), durch das Haftband ist die Höhe des Stufenbetts individuell einstellbar

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:**

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
460050	50 x 50 x 45 – 55 cm
460051	45 x 45 x 35 – 45 cm



### Beinhochlagerungswürfel „Swing“



**Anwendungsgebiet:**

Zur Hochlagerung der Beine und Entlastung der Bandscheibe bei akutem Bandscheibenvorfall, Lumbago, Ischialgie (Lumbalgie), Würfel mit Beinmulden, variabel einstellbar durch Kippfunktion

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:**

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
460900	44 x 44 x 35 – 45 cm



# 10.5 Physiotherapie, Reha und Massage

## Sitzwürfel zur Bandscheibentlastung

**Anwendungsgebiet:**

Erleichtert die gesunde, aufrechte Körperhaltung beim Sitzen durch ventrale Beckenkipfung, die Wirbelsäule wird gestreckt, Bandscheiben werden entlastet, auch als Stufenbett zur schmerzlindernden Lagerung bei akutem Bandscheibenvorfall, Lumbago, Ischialgie (Lumbalgie) verwendbar, hierbei jedoch Kissen als Weichauflage zur Druckverteilung empfehlenswert

**Material:**

Polystyrolkern; mit festem Schaumstoffkeil als Sitzauflage


**Bezug:**

- Micronarabezug mit Reißverschluss, anthrazit oder nach Farbkarte



Sitzwürfel zur Bandscheibentlastung	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
406901	36 x 40 x 56 /48 cm

Kissen als Weichauflage mit Micronarabezug	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
406901-1	46 x 40 x 3 cm



## Stufenbettwürfel – nicht verstellbar

**Anwendungsgebiet:**

Als Stufenbett zur schmerzlindernden Lagerung bei akutem Bandscheibenvorfall, Lumbago, Ischialgie (Lumbalgie)

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:**

- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung, agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
460004	60 x 40 x 20 cm
460014	45 x 40 x 30 cm
460015	50 x 40 x 30 cm
460016	60 x 40 x 30 cm
460023	40 x 40 x 40 cm
460025	50 x 40 x 40 cm

*460001	50 x 45 x 40 cm
460024	50 x 50 x 40 cm
460028	60 x 50 x 40 cm
460029	60 x 60 x 40 cm
*gebräuchlichstes Maß, kann in KL weiß zurück genommen werden	



# 10.6 Physiotherapie, Reha und Massage

## Schulter-Arm-Hochlagerungskeil nach Wörmann (Gebrauchsmusterschutz)



**Anwendungsgebiet:**

Optimale Ruhestellung des Armes, mit Einbeziehung der Schulter, unterstützt den Abtransport von Gewebeflüssigkeit bei der Lymph- drainage, bei Schwellungszuständen im Hand, - Unterarm- und Oberarmbereich und nach Frakturen, Prellungen, Quetschungen oder Brustoperationen

**Material:**

Weicher Schaumstoff

**Bezug:**

- KL weiß oder nach Farbkarte
- separater Tr-Bezug weiß

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
800800	Keil 70 x 25 x 40 cm mit KL-Bezug
800801	sep. Tr-Bezug mit Bändchen

## Keilkissen mit Mulde



**Anwendungsgebiet:**

Reha und Therapie, zur Unterstützung der physiotherapeutischen Behandlung bei der Lagerung in Rücken- und Bauchlage, z.B. bei Kindern und Behinderten

**Material:**

Fester Schaumstoff

**Bezug:**

- KL weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
1343101	60 x 50 x 20 cm
1343102	70 x 60 x 30 cm

## Knochenkissen

**Anwendungsgebiet:**

Zur kurzfristigen Fixierung des Schulter- und Nackenbereichs bei Untersuchungen oder bei Therapien

**Material:**

Weicher Schaumstoff

**Bezug:**

- KL weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung, agave oder nach Farbkarte

für Kinder	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
750002	25 x 10 x 10 cm

für Erwachsene	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
750001	30 x 12 x 12 cm



# 10.7 Physiotherapie, Reha und Massage

## Bifoam-Kissen für die Bauchlage (patentiert)



**Anwendungsgebiet:**  
 Physiotherapie und Massage, Untersuchung und Therapie, Anti-Dekubitus-Prophylaxe und Therapie, OP's in Bauchlage, Freizeit, Fitness, Kosmetik, auch in Rückenlage hervorragend geeignet, Anästhesie

**Material:**  
 2-schichtiger Aufbau aus mittelfestem Schaum und PU-Kaltschaum, Schulterbereich wird unterstützt, seitliche Belüftung für einfache Atmung

**Bezug:**

- KL weiß oder nach Farbkarte
- PU-Beschichtung agave oder nach Farbkarte
- PUD-Beschichtung/dicht agave oder nach Farbkarte
- Frottee

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640400	40 x 40 x 11 cm unterer Luftkanal: 10 x 4 cm

## Ball als Handtrainer

**Anwendungsgebiet:**  
 Kräftigung und Koordinationstraining der Hände bei Polyarthrosen oder Traumen, Desensibilisierungstraining bei Hyperästhesien

**Material:**  
 Extra fester Schaumstoff für optimalen Therapieerfolg, da hoher Widerstand

**Bezug:**

- Ohne Bezug

Art.-Nr.	Maße Ø
2800000	7 cm
2800001	9 cm



## Handtrainer

**Anwendungsgebiet:**  
 Zur Kräftigung der Hand nach Hand- und Unterarmtraumen

**Material:**  
 Fester Spezial-Schaumstoff

**Bezug:**

- Ohne Bezug

Art.-Nr.	Festigkeit
990076	fest
990077	mittelfest



## 10.8 Physiotherapie, Reha und Massage

### Gymnastik- und Turnmatte



### Gymnastikmatte

**Anwendungsgebiet:**

Bei der Physiotherapie, Reha und Sport

**Material:**

Hartschaum

**Bezug:**

- Oberseite KL weiß oder nach Farbkarte, Unterseite rutschfester Turnmattenstoff, blau

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
650005	200 x 125 x 2 cm, 3-fach faltbar
650006	200 x 140 x 2 cm, 3-fach faltbar



### Turnmatte

**Anwendungsgebiet:**

Bei der Physiotherapie, Reha und Sport

**Material:**

Fester Schaumstoff

**Bezug:**

- Oben und unten rutschfester Turnmattenstoff, mit zwei Tragegiffen einseitig

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
670001	200 x 80 x 5 cm
670002	200 x 100 x 5 cm



## 10.9 Physiotherapie, Reha und Massage

### Lordosekissen (Lendenkissen)

**Anwendungsgebiet:**

Als Haltungshilfe und zur Unterstützung des Lendenwirbelbereichs beim Sitzen, z.B. im Auto oder Büro

**Material:**

Mittelfester Schaumstoff

**Bezug:**

- Micronara anthrazit oder nach Farbkarte, mit Reißverschluss, (Sandsäckchen vor dem Waschen herausnehmen)
- KL-Bezug ohne Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
300300	35 x 27 x 6 cm, mit Haftbandfixierung
300302	35 x 27 x 6 cm, mit Sandsäckchen



### Sitzkeil

**Anwendungsgebiet:**

Erleichtert die gesunde, aufrechte Körperhaltung beim Sitzen durch ventrale Beckenkipfung, die Wirbelsäule wird aufgerichtet, die Bandscheiben werden entlastet

**Material:**

Sehr fester Schaumstoff

**Bezug:**

- Micronara mit Reißverschluss, anthrazit oder nach Farbkarte
- KL-Bezug ohne Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
990103	38 x 38 x 7 cm
990101	40 x 40 x 8 cm
990100	40 x 40 x 10 cm



### Autositzkeil

**Anwendungsgebiet:**

Unterstützt die aufrechte Körperhaltung während des Autofahrens, Bandscheiben werden entlastet, passend für fast alle Kraftfahrzeuge durch optimale untere Formgebung

**Material:**

Sehr fester Schaumstoff

**Bezug:**

- Micronara anthrazit oder nach Farbkarte, mit Reißverschluss

Art.-Nr.	Maße (L x B)
990102	36 x 36 x 5 cm

**Sicherheitshinweis:** Das Kissen wird nicht mit dem Sitz verbunden. Bei abrupten Fahrbewegungen kann es verrutschen (z.B. im Falle eines Unfalls).



## 11. Schlafen und Wohlfühlen

Seitenschläferkissen / Lagerungsrolle .....	11.2
Bauchschläferkissen .....	11.2
Orthopädisches Kopfkissen .....	11.3
Nackenhörnchen .....	11.4
Anti-Kopfschmerzkissen .....	11.4
Venenkissen .....	11.4
Dinkelspelzkissen .....	11.5
Kirschkernkissen .....	11.5



# 11.2 Schlafen und Wohlfühlen

## Seitenschläferkissen/Lagerungsrolle



**Anwendungsgebiet:**

Im Krankenhaus- und Pflegebereich sowie im Privatbereich individuelle Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten, durch flexible Füllung optimale Anpassung an die Körperanatomie

**Material:**

**Bifill:** Weiches, bewegliches Material, ist im komprimierten Zustand fest, aber an der Oberfläche weich, Inlett mit Füllung waschbar bis 60°C

**Polystyrolkugeln:** Bewegliches Material zur Fixlagerung

**Bezug:**

- PU-Bezug weiß



**mit Bifill,  
mit PU-Bezug weiß mit Reißverschluss, abnehmbar**

Art.-Nr.	Maße (L x Ø)
640570	220 x 20 cm
640571	120 x 20 cm

**mit Polystyrolkugeln,  
mit PU-Bezug weiß vernäht, nicht abnehmbar**

Art.-Nr.	Maße (L x Ø)
640575	220 x 20 cm
640576	120 x 20 cm

## Bauchschläferkissen

**Anwendungsgebiet:**

Kissen speziell für Bauchschläfer, durch die geringe Höhe wird eine gerade Liegeposition gewährleistet

**Material:**

viscoelastischer Schaumstoff soft

**Bezug:**

- Frottee
- Anti-Milben-Bezug weiß für Allergiker

Art.-Nr.	Maße
640610	60 x 40 cm, mittlere Höhe 7 cm, mit Frotteebezug
640610-1	60 x 40 cm, mittlere Höhe 7 cm, mit Anti-Milben-Bezug



## 11.3 Schlafen und Wohlfühlen

### Orthopädisches Kopfkissen



**Anwendungsgebiet:**

Zur Kopf-, Nacken und Schulterentlastung, beugt Verspannungen vor, unterstützt die physiologische Haltung der Wirbelsäule, für Rücken- und Seitenlage verwendbar

**Material:**

Weicher, elastischer und atmungsaktiver Schaumstoff:

**offenporiger Kaltschaum**  
**viscoelastischer Schaumstoff soft oder weich**

**Bezug:**

- Frottee
- Anti-Milben-Bezug weiß für Allergiker
- PU-Bezug weiß
- KL weiß oder nach Farbkarte



**Kaltschaum**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640603	60 x 36 x 8 cm, mit Frotteebezug mit RV
640603-2	60 x 36 x 8 cm, mit KL-Bezug mit RV
640603-3	60 x 36 x 8 cm, mit PU-Bezug weiß mit RV

**Viscoelastischer Schaumstoff**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640604	60 x 36 x 8 cm, visco soft mit Frotteebezug mit RV
640604-3	60 x 36 x 8 cm, visco soft mit PU-Bezug weiß mit RV
640605	60 x 36 x 8 cm, visco weich mit Frotteebezug mit RV
640605-3	60 x 36 x 8 cm, visco weich mit PU-Bezug weiß mit RV

**Comfort-Ausführung, höhenvariabel\***

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
640606	60 x 36 x 10/8 cm, visco soft mit Frotteebezug mit RV
640606-1	60 x 36 x 10/8 cm, visco soft mit Anti-Milben-Bezug mit RV

\* Durch eine 2 cm entnehmbare Einlage ist die Höhe variabel

## 11.4 Schlafen und Wohlfühlen

### Nackenhörnchen

**Anwendungsgebiet:**

Kopf- und Nackenentlastung beim Sitzen, z.B im Bett, Flugzeug oder Auto

**Material:**

**Bifill:** Weiches, bewegliches Material. Ist im komprimierten Zustand fest, aber an der Oberfläche weicher als Neopolenkugeln

**Neopolenkugeln:** Inlett mit Füllung waschbar bis 60 °C

**Polystyrolkugeln:** Inlett mit Füllung nicht waschbar

**Bezug:**

- Frottee, mit Reißverschluss, waschbar bis 60°C



**110 cm Außenmaß**

**Art.-Nr.**

640560 mit Polystyrolkugeln

640561 mit Neopolenkugeln

640562 mit Bifill

### Anti-Kopfschmerzkissen

**Anwendungsgebiet:**

Zur Kopfschmerzprophylaxe, vorwiegend für Rückenlage geeignet, Unterstützung der physiologischen Lordose (Halswirbelsäule & Schultergürtel), vermindert Verspannungen und die daraus resultierenden Kopfschmerzen

**Material:**

Weicher, elastischer, besonders atmungsaktiver und offenporiger Schaumstoff

**Bezug:**

- Frottee mit Reißverschluss, waschbar bis 60°C
- Anti-Milben-Bezug mit Reißverschluss, waschbar bis 60°C



**Art.-Nr. Maße (L x B x H)**

640600 56 x 60 x 10 cm mit Frotteebezug

### Venenkissen

**Anwendungsgebiet:**

Zur Beinhochlagerung zum besseren Venendurchfluss

**Material:**

Weicher, elastischer, besonders atmungsaktiver und offenporiger Schaumstoff

**Bezug:**

- Frottee mit Reißverschluss, 60°C waschbar
- KL mit Reißverschluss, weiß oder nach Farbkarte



**groß Gr. 1**

**Art.-Nr. Maße (L x B x H)**

640700 80 x 50 x 20 cm

**klein Gr. 2**

**Art.-Nr. Maße (L x B x H)**

640701 70 x 50 x 20 cm

## 11.5 Schlafen und Wohlfühlen

### Dinkelspelzkissen



**Anwendungsgebiet:**

Im Pflegebereich als Kopfkissen sowie als Lagerungskissen zur Arm-, Bein- und Ganzkörperlagerung, sehr gute Anpassung an die einzelnen Körperpartien durch leichte Beweglichkeit des Dinkelspelz, optimale Durchlüftung



**Material:**

Dinkelspelzfüllung aus Demeter-Anbau

**Bezug:**

- N-Bezug weiß, vernäht, nicht abnehmbar
- Frottee, waschbar bis 60°C

**Kissen mit Dinkelspelzfüllung**

Art.-Nr.	Maße (L x B)
640900	40 x 40 cm
640901	40 x 60 cm

**Frotteebezug für Dinkelspelzkissen**

Art.-Nr.	Maße (L x B)
640903	40 x 40 cm
640904	40 x 60 cm

**Nackenhörnchen mit Dinkelspelzfüllung**

Art.-Nr.	Maße (L)
640902	110 cm Außenmaß

**Frotteebezug für Dinkelspelznackenhörnchen**

Art.-Nr.	Maße (L)
640905	110 cm Außenmaß

### Kirschkernkissen

**Anwendungsgebiet:**

Als Wärmekissen zum Auflegen bei Verspannungen und Schmerzen, für Babys und Kleinkinder gut geeignet bei Bauchschmerzen oder als Wärmequelle

**Material:**

Kirschkerne

**Bezug:**

- Nylonspezialgewebe Farbe türkis oder nach Farbkarte, abwaschbar, desinfizierbar, sterilisierbar bis max. 115 °C, erwärmt in der Mikrowelle bei kleinster Stufe maximal 2 Minuten, im Backofen bei 120 °C ca. 5 -10 Minuten



Zusätzlicher angenehmer Frotteebezug möglich.

Art.-Nr.	Maße (L x B)
640910	20 x 20 cm
640911	40 x 20 cm
640912	Nackenhörnchen, Außenmaß 90 cm



**Hinweis:** Bitte testen Sie vorher, da je nach Leistung von Mikrowelle oder Backofen und Größe des Kissens die Wirkung unterschiedlich ist. Nylonspezialgewebe zum Erwärmen nie direkt auf Metalloberflächen legen! Drehteller in der Mikrowelle muß sich frei bewegen können, sonst Brandgefahr!

## 12. Matratzen und Auflagen

Pflegebettmatratze.....	12.2
Wendematratze.....	12.2
BISANZ - Hochwertige Pflegebettmatratze .....	12.3
Matratzen-Auflage.....	12.3
Orthopädische Matratzen - Kaltschaum.....	12.4
Orthopädische Matratzen - viscoelastisch.....	12.4
7-Zonen-Matratze aus Wabenkaltschaum .....	12.5
Kinderbettmatratze .....	12.5





## 12.2 Matratzen und Auflagen

### Pflegebettmatratze



**Anwendungsgebiet:**  
Kranken- und Altenpflege

**Material:**  
Mittelfester PU-Schaumstoff RG 35 nach EU-Richtlinie

**Bezug:**  
• Mischgewebe, 60°C waschbar, mit Reißverschluss

Rollverpackt im Folienbeutel.  
Bei Einzelabnahmen „Rollverpackung“ nur nach Verfügbarkeit.

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2000013	200 x 90 x 12 cm

### Wendematratze



**Anwendungsgebiet:**  
Komfortable, punktelastische, druckmindernde Matratze speziell für Krankenhäuser

**Material:**  
Schaumstoffqualität: 8 cm RG 35/45 fest und 4 cm Kaltschaum 40/25

**Bezug:**  
• Mischgewebe mit RV (waschbar bis 60 °C)  
• PU-Bezug weiß, mit Reißverschluss

Rollverpackt in Folienbeutel.  
Bei Einzelabnahmen „Rollverpackung“ nur nach Verfügbarkeit.

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2000030	200 x 90 x 12 cm

## 12.3 Matratzen und Auflagen

### BISANZ - Hochwertige Pflegebettmatratze

**Anwendungsgebiet:**

In der Kranken- und Altenpflege für einen hochwertigen Liege- und Schlafkomfort, mit Noppenprofil zur Druckpunktentlastung

**Material:**

Hochwertiger Kaltschaum RG 50

**Bezug:**

- PU-Bezug weiß mit Reißverschluss (längs und quer) atmungsaktiv, abwaschbar, desinfizierbar, waschbar bis 95°C, mit Netzunterbezug

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2000090	200 x 90 x 12 cm
2000100	200 x 100 x 12 cm



### Matratzen-Auflage



**Anwendungsgebiet:**

In allen Kranken- und Pflegebereichen als zusätzliche Auflage auf vorhandene Matratzen, zur Vermeidung von Druckpunkten, als Weichauflage für einen zusätzlichen Liegekomfort

**Material:**

Weicher Noppen-Kaltschaum in hochwertiger Qualität RG 50/30

**Bezug:**

- PU-Bezug weiß mit Reißverschluss (längs und quer), atmungsaktiv, abwaschbar, desinfizierbar, waschbar bis 95 °C, mit Netzunterbezug

**Kaltschaum-Noppen-Platte mit PU-Bezug**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
700115	200 x 90 x 5 cm

## 12.4 Matratzen und Auflagen

### Orthopädische Matratzen - Kaltschaum



**Anwendungsgebiet:**

Hochwertige Biplus-Kaltschaum-Matratzen zur allgemeinen Anwendung im Privatbereich, für Kliniken sowie zur Dekubitusprophylaxe in der Kranken- und Altenpflege

**Material:**

Kaltschaumstoff offenporig und atmungsaktiv, RG 50, in allen Abmessungen lieferbar, unterschiedliche Festigkeiten je nach Körpergewicht

**Bezug:**

- Frottee
- Anti-Milben-Bezug für Allergiker
- PU-Bezug weiß

**einschichtig fest: ab ca. 130 kg Körpergewicht**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900010	200 x 80 x 12 cm
2900011	200 x 90 x 12 cm
2900012	200 x 100 x 12 cm

**einschichtig soft: ab ca. 45 kg – ca. 70 kg Körpergewicht**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900001	200 x 80 x 12 cm
2900002	200 x 90 x 12 cm
2900003	200 x 100 x 12 cm

**zweischichtig mittel/soft: ab ca. 70 kg – ca. 100 kg Körpergewicht, auf Grund zwei aufeinander liegenden Festigkeiten, ist die Matratze durch Wenden variabel in der Festigkeit.**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900004	200 x 80 x 12 cm
2900005	200 x 90 x 12 cm
2900006	200 x 100 x 12 cm

**einschichtig mittel: ab ca. 100 kg – ca. 130 kg Körpergewicht**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900007	200 x 80 x 12 cm
2900008	200 x 90 x 12 cm
2900009	200 x 100 x 12 cm

### Orthopädische Matratzen - viscoelastisch



**Anwendungsgebiet:**

Hochwertige Biplus-viscoelastische -Matratzen zur allgemeinen Anwendung im Privatbereich, für Kliniken sowie zur Dekubitusprophylaxe der Kranken- und Altenpflege, optimale Druckverteilung durch verringerten Gegendruck und träge Rückstellung (Viscoelastizität)

**Material:**

Viscoelastischer Schaumstoff, ursprünglich für die Raumfahrt entwickelt, offenporig und atmungsaktiv mit hohem Raumgewicht

**Bezug:**

- Frottee
- Anti-Milben-Bezug für Allergiker
- PU-Bezug weiß

**visco soft: ab ca. 45 kg – ca. 65 kg Körpergewicht**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900101	200 x 80 x 12 cm
2900102	200 x 90 x 12 cm
2900103	200 x 100 x 12 cm

**visco weich: ab ca. 65 kg – ca. 100 kg Körpergewicht**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900104	200 x 80 x 12 cm
2900105	200 x 90 x 12 cm
2900106	200 x 100 x 12 cm

**visco mittel: ab ca. 100 kg – ca. 130 kg Körpergewicht**

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900107	200 x 80 x 12 cm
2900108	200 x 90 x 12 cm
2900109	200 x 100 x 12 cm

## 12.5 Matratzen und Auflagen

### 7-Zonen-Matratze aus Wabenkaltschaum

**Anwendungsgebiet:**

Im Privatbereich sowie zur exklusiven Ausstattung im Klinikbereich, hochwertige Biplus-Kaltschaum-Matratze mit sehr hohem Liegekomfort insbesondere an den druckempfindlichen Körperregionen wie Schulterzone und Beckenbereich, Wabenstruktur auf Ober- und Unterseite sowie 7 Bohrungs-zonen, Gewährleistung optimaler Durchlüftung

**Material:**

Kombination von Biplus-Kaltschaum in verschiedenen Festigkeiten

**Bezug:**

- Frottee
- Anti-Milben-Bezug weiß für Allergiker
- PU-Bezug weiß



soft bis ca. 70 kg	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900020	200 x 80 x 15 cm
2900021	200 x 90 x 15 cm
2900022	200 x 100 x 15 cm

zweischichtig mittel/soft ab ca. 70 kg bis ca. 90 kg	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900023	200 x 80 x 15 cm
2900024	200 x 90 x 15 cm
2900025	200 x 100 x 15 cm

mittel ab ca. 90 kg	
Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900026	200 x 80 x 15 cm
2900027	200 x 90 x 15 cm
2900028	200 x 100 x 15 cm

### Kinderbettmatratze



**Anwendungsgebiet:**

Zur Kinder- und Säuglingslagerung in verschiedenen Bereichen

**Material:**

Hochwertiger Kaltschaum offenporig und atmungsaktiv

**Bezug:**

- Frottee, Anti-Milben-Bezug (Anti-Allergiker-Bezug)
- PU-Bezug weiß (abwaschbar)
- alle Bezüge sind mit Reißverschluss über zwei Seiten gefertigt


Bemerkung: Alle Kinderbettmatratzen sind mit einer festen Trittkante erhältlich.

Art.-Nr.	Maße (L x B x H)
2900200	140 x 70 x 8 cm, mit Frotteebezug
2900201	140 x 70 x 8 cm, mit Anti-Milben-Bezug
2900202	140 x 70 x 8 cm, mit PU-Bezug weiß
2900203	120 x 60 x 8 cm, mit Frotteebezug
2900204	120 x 60 x 8 cm, mit Anti-Milben-Bezug
2900205	120 x 60 x 8 cm, mit PU-Bezug weiß

## 13. Stoffe am laufenden Meter

Kunstleder .....	13.2
PU-Bezugsmaterial.....	13.2
Stoffe .....	13.3





## 13.2 Stoffe am laufenden Meter

Bitte bei Bestellungen immer die gewünschten lfm sowie die Farbe angeben.

Kunstleder	
Art.-Nr.	Maße (138 cm breit)
990005	weiß
990006	farbig



creme, phthalatfrei



apricot, phthalatfrei



gelb, phthalatfrei



melange, phthalatfrei



feuerrot, phthalatfrei



bordeaux



cyclame, phthalatfrei



violett, phthalatfrei



royalblau, phthalatfrei



atollblau, phthalatfrei



hellblau, phthalatfrei



agave, phthalatfrei




chrom, phthalatfrei




schwarz, phthalatfrei

Nylonspezialgewebe	
Art.-Nr.	Maße (150 cm breit)
990019	lila, türkis, flieder, orange




türkis



lila



orange



flieder

Turnmattenmaterial	
Art.-Nr.	Maße (217 cm breit)
990008	blau




**Turnmattenmaterial:** blau, hochreißfestes Spezialgewebe speziell geeignet als Anti-Rutschmaterial für Turnmatten, Auflagen und Sitzkissen


## 13.3 Stoffe am laufenden Meter

Bitte bei Bestellungen immer die gewünschten lfm sowie die Farbe angeben.

PU-Bezugsmaterial	
Art.-Nr.	Maße (150 cm breit)
990009	weiß, 95 °C waschbar, trocknergeeignet
990010	schwarz, 60 °C waschbar
990004	schwarz, antistatisch



schwarz



schwarz, antistatisch, hochreißfest, sehr elastisch, hoch desinfektionsmittelbeständig, 60 °C waschbar

Micronara	
Art.-Nr.	Maße (150 cm breit)
990018	anthrazit oder nach Farbangabe



**Micronara**  
anthrazit, 30°C waschbar



**Micronara**  
blau, 30°C waschbar



**Micronara**  
schwarz, 30°C waschbar



**Micronara**  
hellbraun, 30°C waschbar

Frottee	
Art.-Nr.	Maße
990016	weiß (220 cm breit)
990015	weiß, mit Unterseite PU-Schicht (150 cm breit)



**Frottee**  
weiß, 60°C waschbar



**Frottee**  
weiß, Unterseite PU-Schicht, 60°C waschbar

Baumwollstoff	
Art.-Nr.	Maße (160 cm breit)
990007	lindgrün oder beige



lindgrün, 60 °C waschbar




beige, 60 °C waschbar

Anti-Milben-Bezugsmaterial	
Art.-Nr.	Maße (230 cm breit)
990020	weiß



**Anti-Milben-Bezug**  
60°C waschbar

Trikot	
Art.-Nr.	Maße (155 cm breit)
990014	weiß



**Trikot**  
weiß, 95°C waschbar



trocknergeeignet



nicht trocknergeeignet

## 14. Desinfektion zum Sprühen und Wischen

**ECOLAB®**

Incidin® OxyFoam & OxyWipe ..... 14.2-14.3  
Incidin® OxyFoam S & OxyWipe S..... 14.4-14.5





# 14.2 Desinfektion zum Sprühen und Wischen

## Incidin<sup>TM</sup> OxyFoam & OxyWipe

### Gebrauchsfertige Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Hi-speed H<sub>2</sub>O<sub>2</sub><sup>TM</sup>

Die Produkte Incidin<sup>TM</sup> OxyFoam & Incidin<sup>TM</sup> OxyWipe bieten den einzigartigen Vorteil einer patentierten Wasserstoffperoxid-Formulierung mit breitem Wirkspektrum. Sie wirken gegen ein breites Spektrum an Bakterien und Viren. Die Wirksamkeit von OxyWipe wurde anhand der vom Tuch abgegebenen Tränklösung getestet.

Incidin<sup>TM</sup> OxyFoam & OxyWipe bieten:

- Hi-speed H<sub>2</sub>O<sub>2</sub><sup>TM</sup>
- Praxisnah nach neuer EN 16615 getestet
- Keine Gefahrensymbole (gem. CLP)
- Exzellente Materialverträglichkeit

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
EFFEKTIV	Breites Wirkspektrum und kurze Einwirkzeiten
SICHER	Keine Gefahrensymbole (gem. CLP)
ANWENDERFREUNDLICH	Exzellente Materialverträglichkeit — Reinigen & Desinfizieren in einem Schritt



WIRKSAMKEIT	Einwirkzeit OXYFOAM	Einwirkzeit OXYWIPE
Flächendesinfektion gem. VAH-Verfahren 2015 (einschl. EN 16615), hohe Belastung		
Bakterizid, levurozid	5 Min.	15 Min.
Fungizid	15 Min.	15 Min.
Tuberkulozid, mykobakterizid	15 Min.	60 Min.
Prüfung nach DVV / RKI-Leitlinie 2008 (hohe Belastung)		
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 1 / 2004	15 Sek.	30 Sek.
Rotavirus	30 Sek.	30 Sek.
Adenovirus	1 Min.	15 Min.
Papovavirus / Polyomavirus / SV40	30 Sek.	30 Sek.
EURO-Normen (geringe und hohe Belastung)		
Begrenzt Viruzid Plus	15 Min.	60 Min.
EN 13727 (bakterizid)	15 Sek.	1 Min.
EN 13624 (levurozid)	1 Min.	15 Min.
EN 13624 (fungizid)	5 Min.	15 Min.
EN 14348 (tuberkulozid, mykobakterizid)	5 Min.	30 Min.
EN 14476 (Adenovirus)	30 Sek.	1 Min.
EN 14476 (Norovirus)	15 Min.	60 Min.
EURO-Normen 4-Felder-Test (hohe Belastung)		
EN 16615 (bakterizid)	15 Sek.	5 Min.
EN 16615 (levurozid)	15 Sek.	1 Min.
EN 16615 (fungizid)	5 Min.	5 Min.
EN 16615 (tuberkulozid, mykobakterizid)	15 Min.	60 Min.

Nicht geeignet zur Schlussdesinfektion von invasiven Medizinprodukten. Nicht verwenden auf oxidativ-empfindlichen Oberflächen wie Marmor, Kupfer und Messing.

## 14.3 Desinfektion zum Sprühen und Wischen

### Incidin<sup>(TM)</sup> OxyFoam

#### Produktbeschreibung Incidin<sup>®</sup> OxyFoam:

Hi-Speed H<sub>2</sub>O<sub>2</sub><sup>TM</sup> Desinfektions- und Reinigungsschaumspray für Medizinprodukte und Flächen aller Art. Sicheres, wirksames und anwenderfreundliches alkoholfreies Schaumspray zur Desinfektion von Bakterien sowie einem breitem Spektrum viraler (Durchfall-)Erreger.

Bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 1/2004 (DVV2008) sowie viruzid gegen Rota-, Adeno-, Polyoma/SV40-Viren und Noroviren. Wirksamkeit abgesichert nach EN 16615. Exzellente Materialverträglichkeit.

#### Anwendungsbereich

Incidin<sup>(TM)</sup> OxyFoam: Schaumspray zur Reinigung und Desinfektion medizinischer Oberflächen (einschl. z. B. Sonden) und medizinischem Inventar.

#### Gebrauchsanweisung

Incidin<sup>(TM)</sup> OxyFoam: Anwendungsfertige Lösung. Unverdünnt auf Flächen und Gegenstände aus ca. 30 cm Entfernung aufsprühen und auf ausreichende Benetzung achten. Dann mit einem sauberen Tuch nachwischen oder Produkt unverdünnt auf ein Einmaltuch geben und Oberflächen damit abwischen und abtrocknen lassen.



Art.-Nr.	VE
9901060	1 x 750 ml Flasche
9901061	6 x 750 ml Flasche

### Incidin<sup>(TM)</sup> OxyWipe

#### Produktbeschreibung Incidin<sup>(TM)</sup> OxyWipe:

Gebrauchsfertige Hi-Speed H<sub>2</sub>O<sub>2</sub><sup>TM</sup> Tücher zur Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art. Sichere, wirksame und anwenderfreundliche alkoholfreie Tücher zur Desinfektion von Bakterien sowie einem breitem Spektrum viraler (Durchfall-) Erreger. Bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV2008) sowie viruzid gegen Rota-, Adeno-, Polyoma/SV40-Viren und Noroviren. Wirksamkeit abgesichert nach EN 16615. Exzellente Materialverträglichkeit. Flowpack: Tuchgröße 10 x 20 cm

#### Anwendungsbereich

Incidin<sup>(TM)</sup> OxyWipe: Reinigungs- und Desinfektionstücher für medizinische Oberflächen (einschl. z. B. Sonden) und Inventar.

#### Gebrauchsanweisung

Incidin<sup>(TM)</sup> OxyWipe: Tücher einzeln entnehmen und zu behandelnde Flächen komplett benetzen und trocknen lassen. Flowpack wieder verschließen..



Art.-Nr.	VE
9901070	Packung = 100 Tücher
9901071	6 Packungen à 100 Tücher

## 14.4 Desinfektion zum Sprühen und Wischen

### Incidin<sup>TM</sup> OxyFoam S & OxyWipe S

Gebrauchsfertige **SPORIZIDE** Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Hi-speed H<sub>2</sub>O<sub>2</sub><sup>TM</sup>

Die Produkte Incidin<sup>TM</sup> OxyFoam S & Incidin<sup>TM</sup> OxyWipe S bieten den einzigartigen Vorteil einer patentierten Wasserstoffperoxid-Formulierung mit breitem Wirkspektrum. Sie wirken gegen ein breites Spektrum an Bakterien und Viren. Die Wirksamkeit von OxyWipe S wurde anhand der vom Tuch abgegebenen Tränklösung getestet. Incidin<sup>TM</sup> OxyFoam S & OxyWipe S bieten:

- Sporizide & viruzide Fertigprodukte
- Hi-speed H<sub>2</sub>O<sub>2</sub><sup>TM</sup>
- Praxisnah nach neuer EN 16615 getestet
- Keine Gefahrensymbole (gem. CLP)
- Exzellente Materialverträglichkeit

Unsere Leistung	Ihr Nutzen
EFFEKTIV	Breites Wirkspektrum und kurze Einwirkzeiten
SICHER	Keine Gefahrensymbole (gem. CLP)
ANWENDERFREUNDLICH	Exzellente Materialverträglichkeit — Reinigen & Desinfizieren in einem Schritt



WIRKSAMKEIT	Einwirkzeit OXYFOAM S	Einwirkzeit OXYWIPE S
Flächendesinfektion gem. VAH-Verfahren 2015 (einschl. EN 16615), hohe Belastung		
Bakterizid, levurozid	5 Min.	15 Min.
Fungizid	5 Min.	30 Min.
Tuberkulozid, mykobakterizid	15 Min.	30 Min.
Prüfung nach DVV / RKI-Leitlinie 2008 (hohe Belastung)		
Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV) gemäß RKI-Empfehlung 1 / 2004	15 Sek.	30 Sek.
Norovirus	30 Min.	60 Min.
Adenovirus	30 Sek.	1 Min.
Papovavirus / Polyomavirus / SV40	30 Sek.	30 Sek.
Rotavirus	-	15 Sek.
EURO-Normen (geringe und hohe Belastung)		
Begrenzt Viruzid Plus	1 Min.	15 Min.
EN 13727 (bakterizid)	1 Min.	2 Min.
EN 13624 (levurozid)	1 Min.	15 Min.
EN 13624 (fungizid)	5 Min.	30 Min.
EN 14348 (tuberkulozid, mykobakterizid)	5 Min.	30 Min.
EN 14476 (viruzid)	2 Min.* / 30 Min.	30 Min.*
EN 14476 (Adenovirus)	30 Sek.	30 Sek.
EN 14476 (Norovirus)	1 Min.	15 Min.
EN 13704 (sporizid)*	30 Min.	60 Min.
EN 13704 (C. difficile)*	3 Min.	15 Min.
EURO-Normen 4-Felder-Test (hohe Belastung)		
EN 16615 (bakterizid)	1 Min.	2 Min.
EN 16615 (levurozid)	1 Min.	1 Min.
EN 16615 (fungizid)	5 Min.	5 Min.
EN 16615 (tuberkulozid, mykobakterizid)	5 Min.	5 Min.
Sporizid (Verfahren EN 16615)*	15 Min.	30 Min.
C. difficile (Verfahren EN 16615)*	5 Min.	5 Min.

Nicht geeignet zur Schlussdesinfektion von invasiven Medizinprodukten.  
Nicht verwenden auf oxidativ-empfindlichen Oberflächen wie Marmor, Kupfer und Messing.

\* Niedrige Belastung

## 14.5 Desinfektion zum Sprühen und Wischen

### Incidin<sup>(TM)</sup> OxyFoam S

#### Produktbeschreibung Incidin<sup>(TM)</sup> OxyFoam S:

Gebrauchsfertiges sporizides Hi-Speed H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Desinfektions- und Reinigungsschaumspray für Medizinprodukte und für Flächen aller Art. Sicheres, wirksames und anwenderfreundliches alkoholfreies Schaumspray mit besonderer Eignung im Einsatz gegen Sporenbildner. Bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV2008) sowie viruzid und sporizid. Wirksamkeit abgesichert nach EN 16615. Exzellente Materialverträglichkeit.

#### Anwendungsbereich

Incidin<sup>(TM)</sup> OxyFoam S: Schaumspray zur Reinigung und Desinfektion medizinischer Oberflächen (einschl. z. B. Sonden) und medizinischem Inventar.

#### Gebrauchsanweisung

Incidin<sup>(TM)</sup> OxyFoam S: Anwendungsfertige Lösung. Unverdünnt auf Flächen und Gegenstände aus ca. 30 cm Entfernung aufsprühen und auf ausreichende Benetzung achten. Dann mit einem sauberen Tuch nachwischen oder Produkt unverdünnt auf ein Einmaltuch geben und Oberflächen damit abwischen und abtrocknen lassen.



Art.-Nr.	VE
9901065	1 x 750 ml Flasche
9901066	6 x 750 ml Flasche

### Incidin<sup>(TM)</sup> OxyWipe S

#### Produktbeschreibung Incidin<sup>(TM)</sup> OxyWipe S:

Gebrauchsfertige sporizide Hi-Speed H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> Tücher zur Reinigung und Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art. Sichere, wirksame und anwenderfreundliche alkoholfreie Tücher mit besonderer Eignung im Einsatz gegen Sporenbildner.

Bakterizid, levurozid, mykobakterizid, fungizid, begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung 01/2004 (DVV2008), viruzid und sporizid. Wirksamkeit abgesichert nach EN 16615. Exzellente Materialverträglichkeit. Flowpack: Tuchgröße 10 x 20 cm

#### Anwendungsbereich

Incidin<sup>(TM)</sup> OxyWipe S: Reinigungs- und Desinfektionstücher für medizinische Oberflächen (einschl. z. B. Sonden) und Inventar.

#### Gebrauchsanweisung

Incidin<sup>(TM)</sup> OxyWipe S: Tücher einzeln entnehmen und zu behandelnde Flächen komplett benetzen und trocknen lassen. Flowpack wieder verschließen.



Art.-Nr.	VE
9901075	Packung = 100 Tücher
9901076	6 Packungen à 100 Tücher

# Produkt-Index

A	Seite
Anästhesiekissen .....	4.14
Anti-Dekubitusfell .....	6.3
Anti-Dekubitus-Kaltschaum-Noppenpl. ....	9.2
Anti-Dekubituskissen .....	6.3
Anti-Dekubitus-Noppenschäumplatte .....	9.2
Anti-Kopfschmerzkissen .....	11.4
Armlagerungskeil .....	1.6
Arm- und Beifixierungsgurt .....	5.5
Armpolsterhülsen .....	4.5
Arthrodesekissen .....	7.11
Autositzkeil .....	10.9

B	Seite
Babywickelmulde .....	8.2
<i>Back to Back</i> .....	5.3
Ball als Handtrainer .....	10.7
Bauchbrett .....	2.4
Bauchschläferkissen .....	11.2
Beckenkissen .....	4.11
Befestigungsband .....	5.2
Beinhochlagerungskeil .....	1.7
Beinhochlagerungsschienen .....	3.2
Beinhochlagerungswürfel „Swing“ .....	10.4
Beinlagerungsformkeil .....	2.2
Beinlagerungskeil .....	1.6
Beinlagerungsschienen .....	3.3-3.5
Beinlagerungstunnel .....	4.13
Bettseitenpolster .....	7.6
Biflex-Schaumstoffplatte .....	9.2
Biflex-Sitzkissen .....	6.2
Bifoam-Kissen .....	4.14/10.7
Bisanz- Hochwertige Pflegebettmatr. ....	12.3

C	Seite
Comforkeilkissen .....	6.2

D	Seite
Delordosierungs-Halbrohle .....	10.3
Desinfektionsmittel .....	14.2-5
Dinkelspelzkissen .....	11.5
Diwanauflage .....	1.5
Dreiviertelrolle .....	10.3

E	Seite
Echocardiographiekeil .....	2.5
Einmalpolster für Beinschienen .....	3.7
Entbindungskeil .....	8.3

F	Seite
Fellschoner für Ellenbogen und Ferse .....	6.3
Fersenkissen .....	7.9
Fersenstütze .....	7.9
Fix-Unfallbeinschiene .....	3.6
Fix-Verbandschiene .....	3.6
Fußauflagematte /Diwanauflage .....	1.5
Fußstütze .....	7.8

G	Seite
Gewichtssack .....	7.5
Gipsstützen .....	1.3
Grundpolster für Krappschiene .....	3.7
Gymnastikmatte .....	10.8
Gymnastikrolle .....	10.2

H	Seite
Haftbandfixierung .....	5.2
Haken- und Flauschband .....	5.2
Halbmondkissen .....	7.3
Halbrohle/Hartschaumhalbrohle .....	10.3
Halbrohle für die Fußlagerung OP .....	4.12
Halskrawatte .....	5.3
Hand-Armaufgabe-Kissen n. Wienerl. ....	2.5
Hand- und Fußgelenkfixierungen .....	5.4
Handtrainer .....	10.7
Hirsekissen .....	7.4
Hodenkissen .....	7.8

I	Seite
Infusionskissen .....	1.4
Injektionskissen .....	1.4
Intubationskissen .....	4.4

K	Seite
Keilkissen mit Mulde .....	10.6
Kinderbettmatratze .....	8.4/12.5
Kirschkernekkissen .....	11.5
Kissen mit loser Füllung .....	7.4
Knielagerungskissen .....	7.2
Knierolle .....	10.2
Knochenkissen .....	10.6
Kopfkeil .....	1.3
Kopfkissen .....	1.7
Kopfkissen für Bauchlage: .....	
- Bifoam .....	4.11
- mit Nasenausschnitt .....	4.5
- nach Kleemann .....	4.10
- verstellbar, siehe OP-Lagerung .....	4.10

Kopfkissen - orthopädisches .....	11.3
- für Bauchschläfer .....	11.2
Kopflagerungskissen flach .....	4.4
Kopflagerungskissen universal nicht verstellbar .....	4.6
Kopflagerungskissen universal	
- 3-teilig für individuelle Lagerungen .....	4.7
- 4-teilig für individuelle Lagerungen .....	4.8
Kopflagerungsring .....	4.4
Körperlagerungsring.....	6.2
Krankentrageauflage.....	1.5

## L

Seite

Lagerungskeil.....	1.3
Lordosekissen (Lendenkissen) .....	10.9

## M

Seite

Mammalagerungskeil .....	2.3
Matratzenauflage .....	12.3
Matratzen - orthopädische .....	12.4
Matratzen zur Pflege .....	12.2-12.3

## N

Seite

Nachtstuhlpolster.....	7.10
Nackenhörnchen .....	11.4
Nackenkissen.....	1.2
Nackenrolle.....	10.2

## O

Seite

OP-Gurte .....	5.5
OP-Tischauflage .....	4.12
OP-Lagerungspolster für die Bauchlage .....	4.9-4.12
Orthopädisches Kopfkissen .....	11.3
Orthopädische Matratzen.....	12.4

## P

Seite

Patiententragegurt.....	5.3
Pflegebettmatratzen .....	12.2-12.3
Polster für Operation in Bauchlage.....	4.6-4.9
Plattenwaren .....	9.2-9.3

## R

Seite

Reismehlsack.....	7.5
Rektoskopie-Halbrohle .....	2.5
Rolle für Knie und Nacken .....	10.2
Rollstuhlsicherheitsgurt .....	5.4
Röntgenlagerungs-Ergänzungsartikel.....	4.3
Röntgenkopfteile .....	4.2

Röntgenkopfteil Rechts+Links-Lage .....	4.5
Röntgensortiment .....	4.2
Röntgentischauflage.....	4.3
Rückenstützkeile .....	7.7

## S

Seite

Sandsack .....	7.5
Säuglingslagerungshilfe .....	
- für Hüftsonographie.....	2.2/8.4
Schaumstoffkissen .....	1.2
Schaumstoffplatten .....	9.3
Schaumstoffplatten:	
- Biflex,-Noppen,-Kaltschaum-Noppen .....	9.2-9.3
Schaumstoffrolle.....	3.7
Schiefe Ebene .....	1.6
Schulter-Arm-Keil nach Wörmann .....	10.6
Seitenlagerungshilfe für Säuglinge .....	8.5
Seitenlagerungskeil mit Mulde für OP .....	4.13
Seitenschläferkissen .....	7.2/11.2
Sicherheitsgurt für Krankentrage .....	5.3
7-Zonen-Matratze .....	12.5
Sitzerhöhungen .....	7.10
Sitzkeil.....	10.9
Sitzwürfel f. Bandscheibentlastung .....	10.5
Spreizkeil.....	7.7
Stilkissen .....	8.5
Stirn-Kinn-Kopflagerungskissen/OP.....	4.10
Stoffe am laufenden Meter .....	13.2-13.3
Stufenbettwürfel.....	10.5
Stufenbettwürfel - verstellbar.....	10.4
„Swing“ Beinhochlagerungswürfel.....	10.4

## T

Seite

Thoraxkissen .....	4.11
Turnmatte.....	10.8

## U

Seite

Ulnariskissen.....	4.12
U-Form-Lagerungskissen .....	7.3

## V

Seite

Venenkissen .....	11.4
Verkleinerungsrahmen f. Bauchbrett.....	2.4
Viscoelastische Matratze.....	12.4

## W

Seite

Wärmestiefel .....	7.8
Wendematratze.....	12.2
Wickelmulde.....	8.2
Wickeltischauflagen.....	8.2-8.3



# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## § 1 Geltung der Bedingungen

(1) Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Mit Auftragserteilung, spätestens jedoch mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen.

(2) Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn der Verkäufer sie schriftlich bestätigt. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle zukünftigen Geschäftsbeziehungen, nicht nur für das betreffende Geschäft.

## § 2 Angebot und Vertragsabschluss

(1) Katalogware

Bestellungen des Käufers von Katalogware sind schriftlich oder fernschriftlich an den Verkäufer zu richten. An diese Bestellung ist der Käufer 21 Tage gebunden. Ein Vertrag kommt dann zustande, wenn (a) die Bestellung vom Verkäufer schriftlich bestätigt wurde oder (b) die Ware zur Auslieferung gelangt ist oder (c) der Transportperson übergeben ist oder (d) der Verkäufer der Bestellung nicht innerhalb von 14 Tagen ab Zugang widerspricht. Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers.

(2) Sonderanfertigungen, sonstige Bestellungen

Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung des Verkäufers. Ergänzungen, Abänderungen oder Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung des Verkäufers.

(3) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

(4) Mündliche Auskünfte des Verkäufers oder dessen Personal sind unverbindlich.

## § 3 Preise

(1) Soweit nicht anders angegeben, hält sich der Verkäufer an die in seinen Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden. Maßgebend sind die in der Auftragsbestätigung des Verkäufers genannten Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden gesondert berechnet. Nach Ablauf dieser Frist behält sich der Verkäufer vor, eine angemessene Preisanpassung vorzunehmen, sofern sich vor Auslieferung die Kostenfaktoren wie beispielsweise Materialkosten, Personalkosten, Energie, allgemeine Abgaben, wesentlich verändern.

(2) Bei Katalogware gilt nur für unveränderte Katalogartikel die jeweils am Bestelltag gültige Preisliste des Verkäufers.

(3) Sämtliche Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, ab Werk, ausschließlich Porto, Fracht, Zoll, Versicherung, Verpackung, eventueller Einfuhrnebenabgaben.

(4) An die Einhaltung vorhergehender Preise bei Anschlussaufträgen ist der Verkäufer nicht gebunden.

## § 4 Liefer- und Leistungszeit

(1) Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform.

(2) Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt und aufgrund von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren Untertierlieferanten eintreten -, hat der Verkäufer auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen den Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Die dem Lieferer gegenüber abgegebene Erklärung seines Zulieferanten gilt als ausreichender Beweis, dass der Lieferer an der Lieferung behindert ist.

(3) Wenn die Behinderung länger als 3 Monate dauert, ist der Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Verlängert sich die Lieferzeit oder wird der Verkäufer von seiner Verpflichtung frei, so kann der Käufer hieraus keine Schadensersatzansprüche herleiten. Auf die genannten Umstände kann sich der Verkäufer nur berufen, wenn er den Käufer unverzüglich benachrichtigt.

(4) Verlangt der Verkäufer bei Nichtabnahme bestellter Waren Schadensersatz, so beträgt dieser 20% des Rechnungsbetrages. Der Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren oder der Käufer einen niedrigeren Schaden nachweist.

(5) Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt.

## § 5 Gefahrübergang

Die Gefahr geht auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks Versendung das Lager des Verkäufers verlassen hat. Falls der Versand ohne Verschulden des Verkäufers unmöglich wird, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf den Käufer über. Soweit der Verkäufer keine Versandvorschriften erhält, wird er die Ware auf dem nach eigenem Ermessen günstigsten Versandwege versenden. Die Ware wird auf Rechnung und Gefahr des Bestellers versandt.

## § 6 Gewährleistung

(1) Der Verkäufer gewährleistet, dass die Produkte frei von Fabrikations- und Materialmängeln sind; die Gewährleistungsfrist beträgt 6 Monate.

(2) Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Lieferdatum. Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen des Verkäufers nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgewechselt oder Verbrauchsmaterialien verwendet, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, so entfällt jede Gewährleistung, wenn der Käufer eine entsprechende substantiierte Behauptung, dass erst einer dieser Umstände den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt.

(3) Der Käufer muss dem Verkäufer Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb 1 Woche nach Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen.

(4) Im Falle einer Mitteilung des Käufers, dass die Produkte nicht der Gewährleistung entsprechen, verlangt der Verkäufer nach seiner Wahl, dass

a) das schadhafte Teil bzw. Gerät zur Reparatur und anschließender Rücksendung an den Verkäufer geschickt wird;

b) der Käufer das schadhafte Teil bzw. Gerät bereithält und ein Service-Techniker des Verkäufers zum Käufer geschickt wird, um die Reparatur vorzunehmen. Falls der Käufer verlangt, dass Gewährleistungsarbeiten an einem von ihm bestimmten Ort vorgenommen werden, kann der Verkäufer diesem Verlangen entsprechen, wobei unter die Gewährleistung fallende Teile nicht berechnet werden, während Arbeitszeit und Reisekosten zu den Standardsätzen des Verkäufers zu bezahlen sind.

(5) Schlägt die Nachbesserung nach angemessener Frist fehl, kann der Käufer nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrags verlangen.

(6) Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.

(7) Gewährleistungsansprüche gegen den Verkäufer stehen nur dem unmittelbaren Käufer zu und sind nicht abtretbar.

(8) Der Verkäufer übernimmt unter keinen Umständen Gewähr dafür, dass die bestellte Ware sich für den vom Besteller vorgesehenen Verwendungszweck eignet oder dass sie unter den beim Besteller oder seinem Abnehmer gegebenen Bedingungen verwendet oder verarbeitet werden kann. Es ist Sache des Bestellers, vor der Verwendung oder Verarbeitung den Verwendungs- bzw. Verwendungszweck auszuprobieren. Der Verkäufer haftet nicht für Fehler, die sich aus den vom Besteller eingereichten Unterlagen wie Muster, Zeichnungen etc., ergeben.

(9) Es wird keine Gewähr übernommen für unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage oder Inbetriebsetzung, durch Besteller oder Dritte, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung, insbesondere auch übermäßige Beanspruchung, sowie ungeeignete Betriebsmittel oder Austauschwerkstoffe.

(10) Die vorstehenden Absätze enthalten abschließend die Gewährleistung für die Produkte und schließen

sonstige Gewährleistungsansprüche jeglicher Art aus. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus Eigenschaftszusicherungen, die den Käufer gegen das Risiko von Mängelfolgeschäden absichern sollen.

## § 7 Eigentumsvorbehalt

(1) Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtl. Saldoforderungen aus Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden dem Verkäufer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaftig um mehr als 20 % übersteigt.

(2) Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für den Verkäufer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-)Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit-)Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.

(3) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtl. Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

(4) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen.

(5) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers - insbesondere Zahlungsverzug - ist der Verkäufer berechtigt, die Vorbehaltsware zurückzunehmen oder ggfls. Abtretung der Herausgabeansprüche des Käufers gegen Dritte zu verlangen. In der Zurücknahme sowie in der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Verkäufer liegt - soweit nicht das Abzahlungsgesetz Anwendung findet - kein Rücktritt vom Vertrage.

## § 8 Zahlung

(1) Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des Verkäufers 30 Tage nach Rechnungserstellung ohne Abzug zahlbar. Skonto oder Boni können von dem Verkäufer gesondert gewährt werden, wegen weiterer Zahlungsbedingungen wird auf die Rechnung des Verkäufers verwiesen. Grundsätzlich ist ein Skontoabzug auf Rechnungen dann unzulässig, wenn ältere fällige Rechnungen noch unbeglichen sind. Etwa gewährte Rabatte oder Boni beziehen sich nur auf Lieferungen, für die der Verkäufer ohne Vollstreckungsmaßnahmen volle Zahlung erhält. Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers, Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, und wird den Käufer über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

(2) Eine Zahlung gilt erst dann als erfolgt, wenn der Verkäufer über den Betrag verfügen kann. Im Falle von Schecks gilt die Zahlung erst als erfolgt, wenn der Scheck eingelöst wird. Soweit Schecks oder Wechsel entgegengenommen werden, geschieht dies nur zahlungshalber nicht aber an Erfüllungssstatt.

(3) Gerät der Käufer mit der Zahlung in Verzug, so ist der Verkäufer berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt ab Zinsen in Höhe der Kosten eines laufenden Kredites seiner Hausbank, mindestens in Höhe von 5% Punkten über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu berechnen. Dieser Schadenersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren oder der Käufer einen niedrigeren Schaden nachweist.

(4) Gerät der Käufer mit der Zahlung in Verzug, so wird ihm neben der unter § 8 (3) vorstehenden Regelung darüber hinaus für jede Mahnung eine Aufwendungs pauschale in Höhe von € 5,00 in Rechnung gestellt.

(5) Wenn dem Verkäufer Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, insbesondere dieser einen Scheck nicht einlöst oder seine Zahlungen einstellt, oder wenn dem Verkäufer andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so ist der Verkäufer berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn er Schecks angenommen hat. Der Verkäufer ist in diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlungen oder Sicherheitenleistung zu verlangen.

(6) Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig sind. Zur Zurückbehaltung ist der Kunde jedoch auch wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis berechtigt.

## § 9 Rücknahmen von Katalogware

Ausgelieferte Ware jeglicher Art wird grundsätzlich nicht zurückgenommen. Nimmt der Verkäufer bestellte und ausgelieferte Katalogware ausnahmsweise entweder nach vorheriger Absprache oder konkludent dadurch zurück, dass er innerhalb 10 Tagen nach Eingang einer Rücknahme nicht widerspricht, so berechnet der Verkäufer dem Käufer 10% vom Auftragswert als Schadenersatz. Als Mindestbetrag hat der Käufer in vorstehendem Fall einen als Bearbeitungsgrundpauschale anzusehenden Schadenersatz von € 15,00 an den Verkäufer zu zahlen. Der Schadenersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn der Verkäufer einen höheren oder der Käufer einen niedrigeren Schaden nachweist.

## § 10 Konstruktionsänderungen/Änderungen Muster und Farben

(1) Der Verkäufer behält sich das Recht vor, jederzeit Konstruktionsänderungen vorzunehmen; er ist jedoch nicht verpflichtet, derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.

(2) Bei Katalogware behält sich der Verkäufer das Recht vor, Bezugs- und Oberflächenmuster und Bezugs- und Oberflächenfarben ganz oder teilweise abzuändern. Der Verkäufer ist nicht verpflichtet, derartige Änderungen an bereits ausgelieferten Produkten vorzunehmen.

## § 11 Datenspeicherung

Der Verkäufer ist berechtigt, sämtliche den Käufer betreffenden Daten im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten.

## § 12 Haftungsbeschränkung

Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsschluss und aus unerlaubter Handlung sind sowohl gegen den Verkäufer als auch gegen dessen Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt. Dies gilt auch für Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung, allerdings nur insoweit, als der Ersatz von mittelbaren oder Mangelfolgeschäden verlangt wird, es sei denn, die Haftung beruht auf einer Zusage, die den Käufer gegen das Risiko von solchen Schäden absichern soll. Jede Haftung ist auf den, bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schaden begrenzt.

## § 13 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Erfüllungsort, Teilnichtigkeit

(1) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Verkäufer und Käufer gilt das Recht der BRD. Für alle Exporte gilt das deutsche Recht.

(2) Soweit der Käufer Vollkaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist ausschließlich der Gerichtsstand und Erfüllungsort der Sitz des Verkäufers für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Dem Verkäufer steht es frei, den Schuldner an dem für diesen Fall zuständigen Gericht zu verklagen.

(3) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen, undurchführbaren oder fehlenden Bestimmung gilt diejenige Bestimmung als vereinbart, welche die Parteien vernünftigerweise vereinbart hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit, Undurchführbarkeit oder Lückenhaftigkeit bewusst gewesen wäre.

Bisanz Medizinische Polster GmbH, Max-Planck-Strasse 24-26, 55435 Gau-Algesheim, Amtsgericht Mainz HRB 22098, Geschäftsführer: Helge Bisanz