



RAMMERSTORFER
MEDIZIN-UND PFLEGETECHNIK

Rammerstorfer
Medizin- & Pflegetechnik Handels GmbH
4181 Oberneukirchen, Austria
Badstraße 19/1
T: +43 (0) 7212.21195
info@ragmed.at
www.ragmed.at

MimmaMà

by Leura

Stillstühle

Medizinische Geräte CE

Allgemeine Beschreibung

MimmaMà® ist ein kleiner Sessel entworfen, um das Stillen zu erleichtern. Der einzige Stuhl, der stillenden Müttern alle drei Positionen des Stillens erlaubt, vor allem auch, die als "Tandem" bekannte, zum simultanen Stillen von Zwillingen, geben den Komfort den ein Bett oder ein Stuhl nicht bieten können.

Italienisches Design kombiniert mit hervorragenden ergonomischen Eigenschaften in einer originellen Form; eine poetische Vision von einer Frau; die das Neugeborene umarmt und schützt. Ergonomisch, anschmiegsam und bequem mit besonderem Augenmerk auf den Knochenbau, unterstützt, modelliert ohne Druck auf den Damm; red uziert Schmerzen nach der Operation oder nach Komplikationen bei der Geburt.

MimmaMà® bietet eine optimale Auflage für die Lendengegend, für Schultern und Arme. Die Breite der Armlehne und die gerundeten Formen bieten der Mutter, als auch ihrem Kind, eine ergonomisch ideale Position. Eine flexible und herausnehmbare Fußstütze ermöglicht der Mutter die richtige Position des Rückens, so dass sie sich entspannen und das Baby während des Stillens stützen kann.

MimmaMà® ist in verschiedenen Farben erhältlich und mit antimikrobiellen Polstern.



- + Rückenlehne mit stumpfen Seiten für Tandemposition
- + Große und weiche, abgerundete Armlehnen
- + Lordosen-, Schulter- und Rückenstütze
- + Modellierung, die Druck auf das Perineum vermeidet
- + Feuerfest, antibakteriell und latexfrei



LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it



Medizinische Geräte CE: art. 365900X

Made in Italy

Technische Daten

Sessel aus Polyurethanschaum mit Innenrahmen in Eisenrohren und Außenpolsterung aus geschäumtem PVC-Öko-Leder mit Stoffstütze. Der Sitz ist in den Farben Lila, Gelb, Grün, Fuchsia und Weiß in drei Modellen erhältlich: MimmaMà 365900N, MimmaMà 365900L und MimmaMà 365900S.

Zubehöre:

- Tuki Fußstütze aus weichem und selbsthäutendem Polyurethan in burgunderfarbener Farbe;
- MaBeby Stillkissen aus silikonisiertem Polyester-Grundnahrungsmittel mit doppeltem Futter.

Material: Polyurethanschaum und PVC

Colors: Lila, Gelb, Grün, Fuchsia und Weiß (Sitz); Burgund, poliertes Chrom, grau (Sockel)

Feuerwiderstandsklasse: 1IM

Sicherheitsklasse: 130 Kg



MimmaMà 365900N

Sessel mit lackierter Aluminiumbasis und Fußstütze.

Größen: (LxBxH) 74x67x93 cm

Gewicht: 23 kg



MimmaMà 365900L

Drehsessel mit Ballast- Scheibenboden aus verchromtem Edelstahl.

Größen: (LxBxH) 74x67x90 cm

Gewicht: 27 kg



MimmaMà 365900S

Sessel mit gewölbten Beinen aus grau lackierten Eisenrohren mit verstellbaren Füßen.

Größen: (LxBxH) 74x67x91 cm

Gewicht: 13 kg

Zubehöre



Mabeby 365900C

MaBeby Stillkissen aus silikonisiertem Polyester-Grundnahrungsmittel mit doppeltem Futter.

Größen:
(LxBxH) 44x24x11 / 14cm

Tuki 365900P

Tuki Fußstütze aus weichem und selbsthäutendem Polyurethan in burgunderfarbener Farbe;

Größen:
(LxWxH) 37x40x10/14 cm



LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it





Kundenspezifische Lösungen und Farben

Technische Daten

MimmaMà kann auch in kundenspezifischen Versionen und Farben hergestellt werden. Besonders interessant sind die Bar-Versionen.



MimmaMà 365900R3

Drei MimmaMà-Sessel auf einem linearen Barfuß aus Stahl mit festen Füßen.

Größen: (LxBxH) 300x67x91 cm



MimmaMà 365900R2

Zwei MimmaMà-Sessel auf einem linearen Barfuß aus Stahl mit festen Füßen.

Größen: (LxBxH) 190x67x91 cm

FARBEN UND ANPASSUNGEN Die für die Polsterung der Sitze gewählten Farben sind energisch, um Mütter emotional zu beeinflussen und das Risiko einer Wochenbettdepression zu reduzieren. Ab einer Bestellmenge von 15 Stück ist es möglich, die Sitze auf Wunsch in Farben zu polstern und ab einer Bestellmenge von 30 Stück kann eine personalisierte Stickerei erstellt werden.



Lila



Fuchsie



Gelb



Grün



Weiß

SANITÄRREGELN

ÖKO-LEDER	ÖKO-LEDER MIT ANTIBAKTERIELL
DESINFEKTION: Die Oberfläche mit einer Lösung auf Basis von 80% Ethylalkohol besprühen und sofort mit einem weichen Tuch trocknen.	SANITISIERUNG: Die Stühle mit Öko-Leder mit antibakterieller Wirkung garantieren die Hygiene mit dauerhafter Wirkung. Sie wirken antibakteriell, schimmel- und fungizid und vermeiden mikrobielle Angriffe. Die antibakterielle Wirkung hält über den gesamten Lebenszyklus des Produkts an.
Getesteten Substanzen (UNI EN ISO 105 X12: 2016 modifiziert)	KEINE DESINFEKTIONSPRODUKTE BENÖTIGT
Bleichmittel 0,5% + Wasser 99,5% Ethylalkohol 80% +Wasser 20% Wasserstoffperoxid 5% + Wasser 95% Chlorhexidin 0,5% + Wasser 99,5% Chloramin-T 5% + Wasser 95% Isopropanol 80% + Wasser 20%	
WASCHEN ODER ENTFERNEN VON SCHMUTZ Mit einem feuchten, seifigen Tuch reinigen, dann gut mit klarem Wasser abspülen. Keine Lösungsmittel, Bleichmittel, chemischen Reiniger oder Poliersprays verwenden.	WASCHEN ODER ENTFERNEN VON SCHMUTZ Mit einem feuchten, seifigen Tuch reinigen, dann gut mit klarem Wasser abspülen. Keine Lösungsmittel, Bleichmittel, chemischen Reiniger oder Poliersprays verwenden.

LEURA s.r.l.

SEDE LEGALE
via Cavour 43
29121 Piacenza - ITALY
P.I./C.F. 02958860989
Num REA PC-0169053

SEDE OPERATIVA
via Dioscoride Vitali 3
29121 Piacenza - ITALY
Tel. +39 0523 451 592
Fax +39 0523 451 592

INFO
leura@leura.it
skype leura.s.r.l
www.leura.it
www.mimmama.it

