



LIEGEN KONFIGURATOR

BEHANDLUNG
UNTERSUCHUNG
PFLEGE

individuell gestaltbar
bedienerfreundlich
vielfältig



RAMMERSTORFER
MEDIZIN-UND PFLEGETECHNIK



FAHRBARKEIT

ROLLEN-HUB-SYSTEM



DOPPELLAUFRollen



ZENTRALBREMSE



EINFACHE ROLLEN



BREMSE ACHSIAL



FAHRGESTELL

OFFEN



GESCHLOSSEN



TRENDELENBURG



HÖHENVERSTELLUNG

H-SÄULE



X-SÄULE (OHNE SEITENVERSATZ)



Z-SÄULE



HÖHENVERSTELLUNG

ELEKTRISCH

HANDBEDIENUNG 



FUSSBEDIENUNG 



HYDRAULISCH



RUNDUMBÜGEL 



FUSSBEDIENUNG MONTIERT 



TEILUNG

2-TEILIG 



4-TEILIG 



ULTRASCHALL-AUSSCHNITT 



3-TEILIG 



BEIN-TEILUNG 



KOPFTEIL

 48 cm (-20° / +70°)  70 cm (-20° / +70°)

KOPFTEIL 3-TEILIG 



NASENSCHLITZ 



FÜLLSTÜCK
NASENSCHLITZ 



MASSE

LÄNGE  200 cm

SONDERLÄNGE  180 cm  190 cm

BREITE  65 cm  70 cm  75 cm  80 cm



KONFIGURIEREN SIE IHRE LIEGE

ZUBEHÖR

SEITENGITTER

- FALTBAR (CNS)
- ABKLAPPBAR (lackiert)
- LANG
- KURZ




SEITENGITTER

- ABKLAPPBAR GEPOLSTERT
- LANG
- KURZ



INFUSIONSSTÄNDER

- KOPFSEITIG
- FUSSEITIG
- LINKS
- RECHTS



PAPIERROLLENHALTER

- KOPFSEITIG
- FUSSEITIG



NORMSCHIENE



- KOPFSEITIG
- FUSSEITIG
- GESAMTE LÄNGE
- LINKS
- RECHTS

ABLAGETISCH



WANDABWEISER



FARBAUSWAHL LIEGEFLÄCHE

- | | | | | | |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Weiß | <input type="radio"/> Safran | <input type="radio"/> Cyclame | <input type="radio"/> Limone | <input type="radio"/> Sky | <input type="radio"/> Chrome |
| <input type="radio"/> Beige | <input type="radio"/> Orange | <input type="radio"/> Orchidee | <input type="radio"/> Agave | <input type="radio"/> Atoll | <input type="radio"/> Schwarz |
| <input type="radio"/> Apricot | <input type="radio"/> Feuer | <input type="radio"/> Violett | <input type="radio"/> Bleu | <input type="radio"/> Perle | <input type="radio"/> Anthrazit |

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE.

FAHRGESTELL

- Hellgrau
- Weiß
- Anthrazit glatt matt



LIEGE IM BAUKASTENSYSTEM

HÖHENVERSTELLUNG

- HYDRAULISCH
- ELEKTRISCH
 - Handbedienung
 - Fußbedienung
 - Fußbedienung montiert
 - Rundumbügel

TEILUNG

- 2-teilig
- 3-teilig (Fußteil 0°/+60°)
- 4-teilig (Ortho)
- Ultraschallausschnitt links

KOPFTEIL

Länge / Verstellbarkeit

- 48 cm (-20° / +70°)
- 70 cm (-20° / +70°)
- Nasenschlitz
- Füllstück für Nasenschlitz
- Kopfteil 3-teilig (Armstützen)

ZUBEHÖR

SEITENGITTER

- faltbar (CNS)
- abklappbar lackiert kurz lang
- abklappbar gepolstert kurz lang

PAPIERROLLENHALTER kopfseitig
 fußseitig

INFUSIONSSTÄNDER kopfseitig links
 fußseitig rechts

FAHRBARKEIT

- Rollen-Hub-System
- Doppelaufrollen 125 mm
- einfache Rollen 125 mm 200 mm
- Zentralbremse
- Bremse achsial

FAHRGESTELL

- offen (F)
- geschlossen (L)
- Trendelenburg

HÖHENVERSTELLUNG

49 cm bis 95 cm

- H-Säule (mit Seitenversatz)
- X-Säule / Scherensystem (ohne Seitenversatz)
- Z-Säule

MASSE

- | LÄNGE | BREITE |
|---|---|
| <input type="radio"/> 200 cm | <input type="radio"/> 65 cm <input type="radio"/> 70 cm |
| SONDERLÄGE | SONDERBREITE |
| <input type="radio"/> 180 cm <input type="radio"/> 190 cm | <input type="radio"/> 75 cm <input type="radio"/> 80 cm |

FARBE

LIEGEFLÄCHE

- Weiß
- Beige
- Apricot
- Safran
- Orange
- Feuer
- Cyclame
- Orchidee
- Violett
- Limone
- Agave
- Bleu
- Sky
- Atoll
- Perle
- Chrome
- Schwarz
- Anthrazit

FARBE

FAHRGESTELL

- Hellgrau
- Weiß
- Anthrazit
glatt matt

SONDERANFORDERUNG

IHRE KONTAKTDATEN

Datum der Konfiguration

Vorname*

Nachname *

Funktion

Krankenanstalt / Ordination *

Email *

Telefon*

Adresse *

Sonstige Infos

Die mit * versehenen Felder sind Pflichtfelder. Ein Angebot wird nur bei vollständiger Befüllung der Pflichtfelder erstellt.

- Der Vertragspartner stimmt zu, dass seine persönlichen Daten, nämlich Vorname, Nachname, Funktion, Email, Telefon, Adresse zum Zweck der Abwicklung des Kunden-Management verarbeitet werden. Diese Einwilligung kann jederzeit bei Rammerstorfer Medizin- und Pflagechnik Handels GmbH widerrufen werden. Durch den Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten Verarbeitung nicht berührt.



RAMMERSTORFER
MEDIZIN- UND PFLAGE TECHNIK

Rammerstorfer
Medizin- & Pflagechnik Handels GmbH
4181 Oberneukirchen, Austria
Badstraße 19/1
T: +43 (0)7212 21195
info@ragmed.at
www.ragmed.at