

LIEGEN

BEHANDLUNG
UNTERSUCHUNG
PFLEGE

individuell gestaltbar
bedienerfreundlich
vielfältig



RAMMERSTORFER
MEDIZIN-UND PFLEGETECHNIK

SO INDIVIDUELL PATIENTENANFORDERUNGEN SEIN KÖNNEN,
SO ANPASSUNGSFÄHIG MUSS AUCH IHRE LIEGE SEIN.

Gestalten Sie aus den unzähligen Möglichkeiten Ihre individuell für Sie zugeschnittene Behandlungs- und Untersuchungsliege. Sie erhalten Sonderlösungen ideal zugeschnitten auf Ihre Behandlungsräume in einem eleganten, bedienungsfreundlichen Design und perfektem Preis-Leistungsverhältnis.

ERGONOMISCHES
ARBEITEN DURCH
INDIVIDUELLE
VERSTELL-
MÖGLICHKEITEN
FÜR IHRE
BEDÜRFNISSE.

Individuell gestaltbar!

KONFIGURIEREN
SIE IHRE LIEGE IM
BAUKASTENSYSTEM.

LIEGEFLÄCHE

FAHRGESTELL

FAHRBARKEIT

HÖHENVERSTELLUNG

LÄNGE UND BREITE

KOPFTEIL

ZUBEHÖR



Fahrgestell gibt es
in verschiedenen
Farben

Hellgrau

Weiß

Anthrazit
glatt matt



UNTERSUCHUNGS- UND BEHANDLUNGSLIEGE KOVAL

200 cm bis Sonderlänge

65 / 70 cm
bis Sonderbreite

49 cm - 95 cm



Sichere Arbeitslast: 250 kg



FAHRBARKEIT

ROLLEN-HUB-SYSTEM



DOPPELLAUFRÖLLEN



ZENTRALBREMSE



EINFACHE RÖLLEN



BREMSE ACHSIAL



FAHRGESTELL

OFFEN



GESCHLOSSEN



TRENDELENBURG



HÖHENVERSTELLUNG

H-SÄULE



X-SÄULE (OHNE SEITENVERSATZ)



Z-SÄULE



HÖHENVERSTELLUNG

ELEKTRISCH


HANDBEDIENUNG



FUSSBEDIENUNG



HYDRAULISCH



RUNDUMBÜGEL



FUSSBEDIENUNG MONTIERT



TEILUNG

2-TEILIG



4-TEILIG



ULTRASCHALL-AUSSCHNITT



3-TEILIG



BEIN-TEILUNG



KOPFTEIL

48 cm (-20° / +70°) 70 cm (-20° / +70°)

KOPFTEIL 3-TEILIG



NASENSCHLITZ



FÜLLSTÜCK NASENSCHLITZ



MASSE

LÄNGE 200 cm

SONDERLÄNGE 180 cm 190 cm

BREITE 65 cm 70 cm

SONDERBREITE 75 cm 80 cm



ZUBEHÖR

SEITENGITTER

- FALTBAR (CNS)
- ABKLAPPBAR (lackiert)
- LANG
- KURZ




SEITENGITTER

- ABKLAPPBAR GEPOLSTERT
- LANG
- KURZ




INFUSIONSSTÄNDER

- KOPFSEITIG
- FUSSEITIG
- LINKS
- RECHTS



PAPIERROLLENHALTER

- KOPFSEITIG
- FUSSEITIG



NORMSCHIENE



- KOPFSEITIG
- FUSSEITIG
- GESAMTE LÄNGE
- LINKS
- RECHTS



ABLAGETISCH



WANDABWEISER



FARBAUSWAHL LIEGEFLÄCHE

- | | | | | | |
|---|--|--|---|---|---|
| Weiß  | Safran  | Cyclame  | Limone  | Sky  | Chrome  |
| Beige  | Orange  | Orchidee  | Agave  | Atoll  | Schwarz  |
| Apricot  | Feuer  | Violett  | Bleu  | Perle  | Anthrazit  |

WEITERE FARBEN AUF ANFRAGE.

LIEGE IM BAUKASTENSYSTEM



HÖHENVERSTELLUNG

- HYDRAULISCH
- ELEKTRISCH
 - Handbedienung
 - Fußbedienung
 - Fußbedienung montiert
 - Rundumbügel

TEILUNG

- 2-teilig
- 3-teilig (Fußteil 0°/+60°)
- 4-teilig (Ortho)
- Ultraschallausschnitt links
- Bein-Teilung

KOPFTEIL

Länge / Verstellbarkeit

- 48 cm (-20° / +70°)
- 70 cm (-20° / +70°)
- Nasenschlitz
- Füllstück für Nasenschlitz
- Kopfteil 3-teilig (Armstützen)

ZUBEHÖR

SEITENGITTER

- faltbar (CNS)
- abklappbar lackiert kurz lang
- abklappbar gepolstert kurz lang

- ### PAPIERROLLENHALTER
- kopfseitig
 - fußseitig

- ### INFUSIONSSTÄNDER
- kopfseitig links
 - fußseitig rechts

FAHRBARKEIT

- Rollen-Hub-System
- Doppelaufrollen 125 mm
- einfache Rollen 125 mm 200 mm
- Zentralbremse
- Bremse achsial

FAHRGESTELL

- offen (F)
- geschlossen (L)
- Trendelenburg

HÖHENVERSTELLUNG

49 cm bis 95 cm

- H-Säule (mit Seitenversatz)
- X-Säule / Scherensystem (ohne Seitenversatz)
- Z-Säule

MASSE

LÄNGE

- 200 cm

SONDERLÄGE

- 180 cm 190 cm

BREITE

- 65 cm 70 cm

SONDERBREITE

- 75 cm 80 cm

- NORMSCHIENE KOPFSEITIG links rechts

- NORMSCHIENE FUSSEITIG links rechts

- NORMSCHIENE GESAMTE LÄNGE links rechts

- WANDABWEISER

- ABLAGETISCH

FARBE

Liegefläche

Fahrgestell

SONDERANFORDERUNG



SPEZIALLIEGEN

BOBATHLIEGE



ORTHOPÄDIELIEGE



GYNÄKOLOGISCHE
UNTERSUCHUNGLIEGE



DIALYSESTUHL



BEHANDLUNGLIEGEN FÜR IHREN ANWENDUNGS- BEREICH

Wir beraten
Sie gerne für Ihre
Sonderanforderung.

THERAPIELIEGE



GIPLIEGE



KOMPAKTLIEGE



DER INNOVATIVE GIPSTISCH BIETET HÖCHSTEN KOMFORT FÜR DEN PATIENTEN UND DIE BEHANDELNDE PERSON DURCH VIELSEITIGE EINSTELLUNGSMÖGLICHKEITEN, SCHNELLEN UND LEISEN ANTRIEB UND UMFANGREICHEM ZUBEHÖR.

Dank der ausgefeilten und durchdachten Konstruktion, erhalten Sie immer optimalen Zugang zu der zu gipsenden Stelle. So lässt sich die gesamte Liegefläche der EasyCast von ca. 59 - 99 cm elektromotorisch mit den beidseitig am Untergestell angebrachten Fußtasten verstellen. Zusätzlich ist das Mittelteil separat um ca. 23 cm höhenverstellbar. Der Gipsverband kann stets optimal angepasst werden. Durch die intuitive Bedienung der Höhenverstellung der gesamten Liege sowie des Mittelteils mittels Fußschalter, haben Sie immer die Hände frei zum Arbeiten. Das Rückenteil ist mittels Gasfederunterstützung leichtgängig verstellbar.

**36 MONATE
GARANTIE**



TECHNISCHE BESONDERHEITEN

- Medizinische Polster:
Größe: 210 x 65 cm | Dicke: 4 cm
schutzbeschichtet und nahtlos
verschweißt, verhindern jegliches
Eindringen von Flüssigkeiten
(Medizinprodukt Klasse I)
- Höhenverstellbereich 56 - 99 cm
- Verstellbereich Rückenteil
+75 bis -18°
- Kopfteil ca. 80 cm
- Unterschenkelteile ca. 40 cm
- Oberschenkelteile ca. 30 cm
- Fußteile ausziehbar ca. 11 cm
- höhenverst. Beckenteil ca. 23 cm
- Verstellung Kopfteil 0° bis +85°
- Verstellung Oberschenkelteil
0° bis +60°
- Verstellung Unterschenkelteil
+30° bis -90°
- Doppellenkrollen
Ø 125 mm
- optional höhenverstellbarer
Galgen in runder oder
eckiger Ausführung



optimale
Anpassung








Liegefläche
8-teilig

Polsterschutzbezüge



SPEZIAL GIPSLIEGE-/TISCH EASY CAST

FARBAUSWAHL
DER POLSTERUNG



ZUBEHÖR Weiteres Zubehör auf Anfrage.

HALTEGRIF / AUFRICHTER
zu Gipsliege



ARMTISCH
gepolstert mit Kugelgelenk



QUERBALKEN
mit Aufnahmeschiene



HAKEN
zur Aufnahme von Hilfsmittel



AUFHÄNGE-VORRICHTUNG
mit Extensionshüllen



GALGEN
inkl. Halterung
in eckiger oder
runder Ausführung
(seitlich schwenkbar)



AKKUMODUL NEU
staub- und wasserdicht
(36 Monate Garantie)

**PAPIERROLLEN-
HALTER**



POLSTERSCHUTZBEZUG



DUSCHLIEGE KOVAL

BESONDERHEITEN

- Duschwagen mit zweiteiliger Liegefläche
- Maximale Abmessung:
207 cm Länge, 81 cm Breite
- Abmessung Liegefläche:
190 cm Länge, 65 cm Breite
- 5° verstellbare Neigung der Liegefläche
anhand Gasfeder
- 45° elektrisch verstellbares Kopfteil
anhand Handschalter (Kopfteillänge: 70 cm)
- Umklappbare Seitengitter, rostfrei,
pulverbeschichtet (Höhe: 18,5 cm)
- Elektrische Höhenverstellung zwischen
54 cm und 97 cm
- Rollen mit Durchmesser 150 mm
- Zentralbremsung
- System für leichtes Manövrieren:
vordere Rollen richtungsfeststellbar
- Fahrgestellabdeckung, pulverbeschichtet
- Wasserdichte Duschauflage (Höhe: 27 cm)
mit integriertem, flexiblem Ablaufschlauch L=150 cm
- Wasserdichte Nackenrolle

45° elektrisch
verstellbares Kopfteil



DUSCHWAGEN
Gewicht: **110 kg**
Belastbarkeit: **170 kg**

Vorbehaltlich maß- und technische Änderungen, sowie Druckfehler.
Die abgebildeten Farben können aus drucktechnischen Gründen abweichen.
05 / 2022



RAMMERSTORFER
MEDIZIN- UND PFLEGETECHNIK

Rammerstorfer
Medizin- & Pflegetechnik Handels GmbH
4181 Oberneukirchen, Austria
Badstraße 19/1
T: +43 (0)7212 21195
info@ragmed.at
www.ragmed.at